



Flairesse Varnish



DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH
Elbgaustraße 248 · 22547 Hamburg · Germany · www.dmg-dental.com
092954CN/2022-04



Gebrauchsinformation

Deutsch

Produktbeschreibung

Feuchtigkeits- und speicheltoleranter Lack zur Behandlung hypersensibler Zähne, der auf Schmelz und Dentin im Rahmen einer Prophylaxebehandlung aufgetragen wird. Flairesse Varnish wird in der Single-use unit in zwei unterschiedlichen Geschmacksrichtungen angeboten.

Zweckbestimmung

- Behandlung von hypersensiblen Zähnen
- Versiegelung von überempfindlichen Zahnhälsen und freiliegendem Wurzeldentin
- Schutzlack zur Kariesprävention
- Remineralisation von Initialkaries

Verwendungsbeschränkung

Das Material darf nicht angewandt werden, wenn die Kontrolle über den Schluckreflex beim Patienten nicht gewährleistet ist.

Indikation

- Hypersensibilität des Zahns
- Postoperative Hypersensibilitäten
- Initialkaries
- Zähne mit hohem Kariesrisiko

Kontraindikation

- Das Material nicht anwenden, wenn beim Patienten ulzeriertes Zahnfleisch vorliegt.
- Das Material nicht anwenden, wenn beim Patienten eine Stomatitis vorliegt.
- Das Material nicht bei bekannten Allergien gegen einen der Inhaltsstoffe oder bei Kontaktallergien verwenden.

Patientenzielgruppe

Personen, die im Rahmen einer zahnärztlichen Maßnahme behandelt werden.

Vorgesehener Anwender

Zahnarzt, zahnärztliches Fachpersonal

Hinweise zur Anwendung

- Wird das Material mithilfe einer Einmalapplikation direkt im Mund des Patienten ausgebracht, so ist diese aus hygienischen Gründen nur bei einem Patienten zu verwenden.
- Die Single-use unit ist mit einem Originalitätsverschluss versehen. Vor der ersten Anwendung auf Unversehrtheit des Originalitätsverschlusses achten.

Empfohlene Anwendung

Hinweis: Jede Single-use unit enthält ausreichend Material für eine Prophylaxebehandlung. Jede Single-use unit darf nur bei einem einzelnen Patienten angewandt werden.

1. Zahnstein und Plaque entfernen.
2. Speichel und Flüssigkeit von den zu behandelnden Stellen entfernen.
3. Originalitätsverschluss der Single-use unit mit Hilfe der Lasche abziehen und verwerfen.
4. Pinsel entnehmen und den Lack mit dem Pinsel sorgfältig mischen.
5. Pinsel nach Belieben für die Behandlung abwinkeln.
6. Lack in einer dünnen Schicht gleichmäßig auf die zu behandelnden Bereiche auftragen.
7. 4 h einwirken lassen.

Hinweis: Um die Einwirkzeit von 4 h zu gewährleisten, den Patienten darauf hinweisen, für diesen Zeitraum auf folgendes zu verzichten:

- Feste Lebensmittel
- Alkoholische Getränke
- Alkoholbasierte Mundspülungen
- Zahnputzen
- Zahnseide

Wechselwirkungen

- Bis 24 h nach Anwendung des Produkts auf die Verwendung anderer verschreibungspflichtiger fluoridhaltiger Produkte verzichten.
- Nach Anwendung des Produkts sollten Patienten mit regelmäßiger systemischer Fluoridierung diese Produkte für 2 bis 3 Tage absetzen.

Restrisiken / Nebenwirkungen

- Die Verwendung des Produkts kann in seltenen Fällen bei Asthmatikern zu Atemnot führen.
- Großflächiges Auftragen kann in seltenen Fällen zu ödematösen Schwellungen des Zahnfleisches führen.
- Übermäßiges Verschlucken des Materials kann zu Übelkeit und Brechreiz führen.
- Das Restrisiko einer Hypersensibilität gegen Komponenten des Materials ist nicht auszuschließen.

Warnungen / Vorsichtshinweise

- Nur für den zahnärztlichen Gebrauch.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren!
- Kontakt mit den Augen vermeiden! Im Falle eines unbeabsichtigten Augenkontakts sofort gründlich mit viel Wasser spülen und gegebenenfalls einen Arzt konsultieren.
- Herstellerangaben von anderen Produkten, die mit dem Material/den Materialien verwendet werden, beachten.
- Schwerwiegende Vorkommnisse mit diesem Produkt sind dem Hersteller sowie den zuständigen Meldebehörden anzuzeigen.
- Nicht verschlucken.

Leistungsmerkmale des Produkts

Fluoridgehalt: ca. 22600 ppm

Lagerung / Entsorgung

- Bei 20 bis 25 °C (68 bis 77 °F) trocken lagern!
- Nicht im Kühlschrank lagern.
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nicht mehr verwenden.
- Unter Beachtung der nationalen Vorschriften entsorgen.

Zusammensetzung

Naturharz (Kolophonium, ca. 59 %), Ethanol (ca. 27 %), Natriumfluorid (ca. 5 %), Additive (ca. 10 %)

Frei von Aspartam, Gluten und Saccharin.

Enthält Xylitol.

Handelsformen

Packung

35 Single-use units à 0,4 ml	
Minze	REF 220404
Melone	REF 220405

脱敏剂

使用说明书

产品名称

脱敏剂

产品描述

不受口腔内湿润环境影响,适用于治疗过敏性牙齿。作为预防性治疗的一部分,应用于牙釉质和牙本质。Flairesse脱敏剂,杯装包装,有两种不同的口味。

型号、规格

杯装

香味	型号	规格
薄荷	220404	每杯0.40毫升,每盒35杯 + 35个应用毛刷
甜瓜	220405	

结构及组成

本品所含成分: 松香、变性乙醇、蜂蜡、氯化钠、木糖醇、三氯蔗糖、香料和香气、色素。

适用范围

治疗敏感性牙齿; 洞型制备后, 封闭牙本质小管; 封闭牙颈部和牙根暴露部分的敏感区域; 龋齿的防护; 早期龋的再矿化。

禁忌症

下列情况中不得使用本产品:

- 对于本产品任何所含成分过敏或者存在接触性过敏,
- 患者无法控制吞咽反射,
- 患者有牙龈溃疡,
- 或者患者有口腔炎。

基本安全须知

- 仅用于牙科!
- 请放在儿童无法触及的地方!
- 切勿吞咽!
- 避免触及皮肤! 若不慎触及皮肤, 请立即用肥皂和清水彻底清洗接触区域。
- 避免触及眼睛! 若不慎入眼, 请立即用大量清水彻底冲洗眼部, 必要时咨询医生。

副作用

- 在极少数情况下, 使用本产品可能会导致哮喘患者呼吸困难。
- 在极少数情况下, 大面积涂敷可能会导致牙龈肿胀。
- 过量吞咽本产品可能会引起恶心。

相互作用

- 使用本产品后 24 小时内不得使用其它含氟的处方类药品。
- 定期系统性使用加氟产品的患者, 在使用本产品后 2-3 天内应停用这些加氟产品。

建议的使用方法

每杯配有密封盖。初次使用前, 请确认密封盖是否完好。

推荐使用

请注意: 单杯即可保证一次预防性治疗的使用量。每杯仅限一位患者使用。

1. 清除牙菌斑和牙结石。
2. 清除治疗区域的唾液等液体。
3. 拉动标签揭去杯装的密封盖并丢弃。
4. 取下毛刷, 用其小心地混合脱敏剂。
5. 按照要求弯曲毛刷以备治疗。
6. 在治疗区域上均匀地涂覆薄薄一层脱敏剂。
7. 让脱敏剂停留4小时以发挥作用。

请注意:为保证4小时的作用时间,请告知患者在此期间避免以下行为:

- 食用任何固体食物
- 饮用任何含有酒精的饮料
- 使用任何含有酒精的漱口水
- 刷牙
- 使用牙线。

储存与有效期

- 储存于室温 (20-25 °C/68-77 °F) 下!
- 切勿储存于冰箱内!
- 避免直接暴露于日光下!
- 该产品保质期为24个月。超过有效期后请勿使用!
- 生产日期和失效日期见包装上的标签 包装上的标签

原产地:德国

注册人/生产企业

名称:DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH
(德国DMG化学医药集团公司)
住所/生产地址:Elbgastrasse 248, 22547 Hamburg, Germany
(埃尔布高大街248号, 22547汉堡, 德国)
电话: +49.(0)40.84006-0
传真: +49.(0)40.84006-222
www.dmg-dental.com

代理人/售后服务单位

名称:DMG医疗器械(北京)有限公司
住所:北京市海淀区马甸东路17号5层618
邮编: 100088
电话:010-8200 0086
传真:010-8200 0087
info@dmg-dental.com.cn

产品技术要求编号/注册证编号:国械注进20152171917
修订日期:2019-02