



# Soluções odontológicas para consultórios e laboratórios

A smile ahead together





 **Icon**

 **Constic**

 **Luxatemp Star**

 **TempoCem**

 **LuxaBite**

 **DeltaFil**

 **Silagum**

 **O-Bite**

 **LuxaPost**

 **Ecosite**

 **LuxaCore Z**

 **LuxaBond**

 **Vitique**

 **LuxaCrown**

 **PermaCem**

 **Ionosit Baseline**

 **LuxaPrint**

 **MiniDam**

 **Flairesse**

 **StatusBlue**

 **LuxaForm**

 **Honigum Pro**

 **DentaMile**

A young girl with long, curly, light brown hair is shown in profile, looking towards the right. She is wearing a mustard-colored, long-sleeved dress with a gathered waist. An adult's hands are visible, holding her from behind and supporting her. The adult is wearing a light-colored, ribbed sweater and a dark watch with a light face. The background is bright and out of focus, suggesting an indoor setting with large windows. The overall mood is warm and affectionate.

**A smile ahead  
together**



## Moldando o progresso dentário juntos

Qualquer desenvolvimento adicional em odontologia e tecnologia odontológica é um benefício para as pessoas. Por seis décadas, em estreita cooperação com os usuários, nós da DMG estivemos ativamente envolvidos na formação desse processo. Hoje, pensamos acima de tudo em soluções abrangentes e fluxos de trabalho validados que facilitam o seu trabalho na clínica odontológica e no laboratório.

## Investindo no futuro da odontologia

Quase 20% da nossa força de trabalho é ativa em pesquisa e desenvolvimento. Isso parece muito - e é. Digitalização, conceitos modernos de restauração, prevenção e intervenção precoce são as áreas fascinantes do desenvolvimento nas quais trabalhamos arduamente para você.

## Então, você pode ter certeza

Todos os produtos que levam o nome DMG foram produzidos com o máximo cuidado em Hamburgo, rigorosamente controlados e certificados. Cerca de 30 colegas da DMG trabalham na gestão e controle de qualidade. O resultado: Produtos premium nos quais você pode confiar.

## Melhor rede mundial

Agora nossos materiais odontológicos de alta qualidade, formas inovadoras de aplicação e conceitos de tratamento são valorizados em mais de 80 países. Somos considerados uma organização cosmopolita e mantemos uma rede internacional em constante crescimento de clínicas odontológicas e centros de pesquisa.

**Estamos ansiosos para trabalhar com você para moldar o futuro da odontologia nas próximas décadas.**



# Faça parte da Comunidade DMG.

## Na DMG, amamos o diálogo.

Como seu parceiro, ajudamos você com soluções de produtos de alta qualidade em seu trabalho, mas também através de inúmeros eventos de treinamento. Temos o prazer de oferecer palestras, workshops práticos ou tratamentos ao vivo on-line, em nosso Centro de Treinamento Odontológico ou diretamente em sua clínica odontológica.

Além disso, sempre esperamos receber visitantes aqui em Hamburgo. Temos o prazer de oferecer tours corporativos com equipes de clínicas odontológicas, laboratórios odontológicos, classes de escolas profissionalizantes, professores e alunos de todo o mundo.

Também realizamos inúmeros eventos, como o Interdentale, que iniciamos. Também adoramos nos conectar on-line através dos nossos canais de mídia social. **Então, nos vemos por aí?**



## No local para você


Ao longo do ano, marcamos presença em inúmeras feiras e congressos em todo o mundo. Aguardamos a sua visita.

Você pode encontrar datas e informações aqui:




## DMG Academy

Através da nossa plataforma digital de treinamento DMG Academy, você pode receber seu treinamento quando quiser. Gratuitamente e a qualquer momento, você pode acessar cursos de treinamento sobre vários temas odontológicos e produtos DMG. Para dentistas, assistentes e técnicos dentários – em alguns casos também com pontos de seminário.



Registro:



Assine a newsletter da DMG!



DMG logo and social media icons.

## Mídia social



Filmes de aplicações, tutoriais em vídeo, depoimentos e muito mais podem ser encontrados no youtube/dmgdental. Siga @dmgdental no Facebook, Instagram ou LinkedIn para se manter atualizado.



Conecte-se conosco nestes canais:



## Interdentale

A Interdentale é a série de eventos feita especialmente para jovens dentistas. Com palestras e workshops inovadores – on-line e presenciais!

Mais informações e todas as datas: [my-interdentale.com](http://my-interdentale.com)



# Índice

## Visão geral dos produtos DMG

### Software

DentaMile connect 14

### Hardware

DMG 3Demax 15

DMG 3Delite 15

DentaMile Lab5 16

DentaMile Lab5 Pro 16

DMG 3Dewash 17

DMG 3Decure 17

### Resinas

LuxaPrint Ortho plus 18

LuxaPrint Ortho 18

LuxaPrint Ortho Flex 19

LuxaPrint Model 19

LuxaPrint Gingiva 20

LuxaPrint Tray 20

LuxaPrint Cast 21

## Prevenção e intervenção precoce

### Profilaxia

Flairesse Paste 24

Flairesse Gel/Foam 24

Flairesse Varnish 25

### Infiltração

Icon Proximal 26

Icon Vestibular 26

DMG MiniDam 27

## Restaurações diretas com compósito

### Compósito

Ecosite Elements 30

Ecosite One 31

Ecosite Bulk Fill 31

Constic 32

EcuSphere Flow 32

EcuSphere Carat 33

EcuSphere Shape 33

### Cimento de ionômero de vidro

DeltaFil 34

### Material de reembasamento

Ionosit Baseline 34

### Agente adesivo

LuxaBond Universal 35

LuxaBond Total Etch 35

Ecosite Bond 36

Contax 36

### Material para núcleo de preenchimento

LuxaCore Z Dual 37

LuxaCore Z Post System 37

### Pinos intrarradiculares

LuxaPost 38

### Acessórios

DMG Etching Gel 38

Safetip Dispenser 39

Safetip Dispenser Pro 39



### DeltaFil

Um CIV inovador para um tratamento restaurador em todas as idades

Consulte a página 34



## Moldagem

### Material de moldagem

Honigum Pro Light	42
Honigum Pro Mono	42
Honigum Pro Heavy	43
Honigum Pro Putty	43
Honigum Pro Scan	44
Honigum Light	44
Honigum Mono	45
Honigum Heavy	45
Honigum Putty	46

Silagum Light	46
Silagum Medium	47
Silagum Mono	47
Silagum Putty	48
Silagum Putty Soft	48
StatusBlue	49
LuxaForm	49

### Material para retração gengival

DMG Retraction Paste	50
----------------------	----

### Material de registro de mordida

O-Bite	50
O-Bite Scan	51
LuxaBite	51

### Material de reembasamento

Silagum Comfort	52
LuxaPick-up	52

### Unidade de mistura

MixStar eMotion	53
DMG Tray Adhesive	53

## Próteses temporárias

### Provisórios

Luxatemp Star	55
Luxatemp Fluorescence	55
Luxatemp Plus	56
Luxatemp Solar	56

### Conserto provisório

LuxaFlow Star	57
---------------	----

### Selador de superfície

Luxatemp Glaze & Bond	57
-----------------------	----

### Soluções provisórias de alto desempenho para estabilidade a longo prazo

LuxaCrown	58
-----------	----

### Cimentação temporária

TempoCem ID	58
TempoCem NE	59
TempoCem	59

## Próteses permanentes

### Cimentos

PermaCem Universal	62	Vitique	64
PermaCem 2.0	62	Vitique Silane	65
PermaCem Dual	63		
PermaCem	63		

## Tabelas e visões gerais

### Quando usar cada um dos materiais

Restauração direta: Materiais de restauração	68	Automix Dispenser	77
Prevenção e infiltração	69	Pontas aplicadoras	78
Moldagem	70	MixStar Tips	79
Restauração direta: agente adesivo	71		
Impressões com Honigum	72	Símbolos	80
Impressões com Honigum Pro	73	Índice	80
Cimentos: provisórios e permanentes	74		
Restauração protética: provisório e estável a longo prazo	76		



# 3D do jeito que eu quero: **DMG DentaMile**


Se você está apenas entrando no mundo digital ou já tem experiência em 3D: o DentaMile da DMG torna mais fácil do que nunca aproveitar as vantagens da impressão 3D odontológica. As soluções DentaMile permitem formar uma rede de parceiros no laboratório e abrem uma variedade de formas de colaboração em fluxos de trabalho digitais personalizáveis. **Tudo de acordo com o princípio DentaMile: Rápida. Intuitiva. Validada.**

## Flexível, rápido e bem conectado

Com o DMG DentaMile, você decide como usar o fluxo de trabalho digital – mesmo sem sua própria impressora 3D.

Deseja fabricar placas de mordida precisas, modelos dentários ou moldeiras de clareamento com impressão 3D? De forma rápida, fácil e economicamente eficiente? Com o software DentaMile connect e os fluxos de trabalho validados, não há problema. Você mesmo pode projetar e imprimir os objetos ou delegá-los a um parceiro com quem você está conectado na nuvem.

A rede DentaMile abre possibilidades novas e economicamente convincentes.



## 3D a partir de uma única fonte

Uma abordagem integrada: o portfólio DMG DentaMile oferece todos os componentes para impressão odontológica 3D moderna a partir de uma única fonte. Do premiado software baseado em nuvem

DentaMile connect, por meio de impressoras 3D de alto desempenho e unidades de pós-processamento, a materiais de alta qualidade para uma ampla variedade de aplicações.

## Digitalizado, impresso, entregue: o serviço de impressão DentaMile

Impressão 3D sem sua própria impressora? Como um complemento perfeito para a rede DentaMile connect baseada em nuvem, nosso serviço interno de impressão oferece a criação de impressões 3D de alta precisão a partir de arquivos de design transmitidos, prontos para envio em 24 horas. Os resultados são entregues como um produto semiacabado e finalizados no laboratório ou na clínica odontológica. A impressão 3D pode ser rápida e fácil.

Deseja obter mais informações sobre impressão 3D?


[www.dentamile.com](http://www.dentamile.com)



Pergunte ao seu representante de vendas DMG



# DentaMile connect: o software premiado que supera barreiras técnicas



O DentaMile connect permite formar facilmente uma rede com todas as partes envolvidas no processo de produção: pessoas, instrumentos e tecnologias. Sem barreiras espaciais ou técnicas. Simples e eficiente. O software baseado em nuvem desenvolvido pela DMG simplifica a impressão 3D para que a tecnologia possa ser facilmente integrada ao trabalho diário.

O DentaMile connect também garante que o fluxo de trabalho na fabricação de dispositivos médicos seja seguro e possa ser validado. Os erros são minimizados e novos aplicativos são disponibilizados sem a necessidade de nenhum esforço técnico adicional.

Por essa conquista, o DentaMile connect recebeu o Prêmio Alemão de Inovação 2020.

## 3D do jeito que eu quero: as opções flexíveis de uso do DentaMile

Imprimindo seus próprios modelos 3D? Fazendo contato com um dentista ou um laboratório parceiro? Apenas escaneando? Ou projetando modelos digitais também? Não importa como, você pode participar do fluxo de trabalho digital, mesmo sem sua própria impressora 3D. O modelo de uso flexível do software DentaMile connect oferece todas as possibilidades com as 4 opções de uso “Creator”, “Creator Plus”, “Designer” e “Producer”. Você decide o que quer fazer e qual opção é ideal para suas necessidades.


- Baseado em nuvem: a distância física não é um problema
- “Conectividade Inteligente” para interligar sistemas inteiros
- Controle de todos os procedimentos de processamento e fabricação com um software: design, fatiamento, impressão e pós-processamento
- Intuitivo, fácil de usar
- Flexível: quatro opções de uso, dependendo das suas necessidades individuais



# Validado e eficiente: Fluxos de trabalho DentaMile para modelos, clareamento e placas de mordida

Deseja produzir moldeiras de clareamento, placas de mordida ou modelos sob medida usando impressão 3D? De forma rápida e eficiente? Sem problemas. O DentaMile connect e os fluxos de trabalho DentaMile validados ajudam você a otimizar os fluxos de trabalho e obter resultados ainda mais precisos.

Os fluxos de trabalho abrangentes levam em consideração todas as etapas e componentes do processo envolvidos. O manuseio é feito da forma mais intuitiva possível. Os processos validados garantem a qualidade confiável dos itens impressos.



## Os fluxos de trabalho do DentaMile: vantagens tangíveis para clínica e laboratório



### Trabalho mais fácil

Crie itens impressos em apenas algumas etapas, com manuseio simples e intuitivo. O projeto preciso torna-se mais fácil do que nunca.



### Maior eficiência no trabalho, mais capacidades livres

Com a impressão 3D, os objetos podem ser produzidos e reproduzidos conforme desejado com apenas alguns cliques do mouse. Os fluxos de trabalho digitais também ajudam a evitar o processo demorado de envio de modelos.



### Economize tempo e dinheiro

Os fluxos de trabalho enxutos garantem alta eficiência. Muitas etapas podem ser delegadas. Uma quantidade significativa de trabalho e custos de material são economizados em comparação com o método convencional de produção.



### Beneficie-se do fato de estar bem conectado – com ou sem sua própria impressora 3D

Você decide como deseja participar do fluxo de trabalho digital, mesmo sem sua própria impressora. Deseja fazer contato com sucesso, delegar ou receber trabalhos de impressão? Sem problemas.



### Colaboração harmoniosa entre a clínica odontológica e o laboratório

O software DentaMile connect e seus fluxos de trabalho são baseados em nuvem. Isso torna a troca entre todas as partes envolvidas mais rápida, fácil e especialmente independente.



### Carregamento e transferência de dados simples

Com a função “File Transfer” (Transferência de arquivos), os arquivos STL podem ser carregados e baixados de forma fácil e rápida em um ambiente seguro – também como um pacote, com atribuição direta ao caso específico.



### Compatível com fluxos de trabalho digitais existentes

Os fluxos de trabalho do DentaMile são projetados para serem abertos. Os componentes de software ou hardware de projeto existentes podem ser facilmente integrados ao fluxo de trabalho do modelo, por exemplo.



### 3D a partir de uma única fonte, incluindo material

O portfólio DMG DentaMile inclui todos os componentes para um fluxo de trabalho digital validado que é adequado para a vida cotidiana. Coordenado, a partir de uma única fonte. Os materiais certos, impressoras 3D de alto desempenho e unidades de pós-processamento.





# Fluxo de trabalho digital

Software

Hardware

Resinas



**O software baseado em nuvem que supera barreiras técnicas, conecta dentistas e laboratórios e promove a colaboração!**

Graças ao DentaMile connect, a impressão 3D foi simplificada a tal ponto que a tecnologia pode ser totalmente incorporada em ambientes de trabalho diários: de consultórios a laboratórios odontológicos.

**Benefícios do produto**

- Baseado em nuvem - pode ser usado de qualquer local
- Nenhuma instalação de software necessária
- Os usuários podem começar imediatamente, nenhum treinamento substancial é necessário
- Curva de aprendizado curta
- Comunicação rápida
- Networking com todas as partes envolvidas no processo de produção
- É possível delegar tarefas rapidamente
- Sempre atualizado

**Visão geral das opções com o DentaMile connect**

Recursos incluídos	Creator	Creator Plus	Designer	Producer
Cria dados dos pacientes e carrega arquivos STL	✓	✓	✓	✓
Fluxo de trabalho de design (incluindo o articulador virtual)	✗	✗	✓	✓
Impressão 3D automatizada	✗	✗	✗	✓
Compartilhamento e delegação de casos	✓	✓	✓	✓
Conexões com outros usuários do DentaMile connect	Limitado a uma conexão para um titular com licença de Designer ou Producer	Conexões ilimitadas para detentores de licença de Designer e Producer	Máx. 15 conexões para titulares de licença de Creator; conexões ilimitadas para titulares de licença Creator Plus e Producer	Conexões ilimitadas para titulares de licença Creator, Creator Plus e Designer
Armazenamento na nuvem	5 GB	5 GB	5 GB	5 GB
Atualizações grátis	✓	✓	✓	✓
Assistência e suporte	✓	✓	✓	✓

**Formas de comercialização**

DMG DentaMile connect – Creator  
 DMG DentaMile connect – Creator Plus  
 DMG DentaMile connect – Designer  
 DMG DentaMile connect – Producer

REF 170904  
 REF 170905  
 REF 170906  
 REF 170907



## DMG 3Demax



**Impressora 3D de alta precisão e alta velocidade para uma ampla gama de aplicações de impressão 3D odontológica.**

### Dados técnicos

Tamanho (L/P/A) 335 x 349 x 541 mm;  
área de construção 130 x 75 x 115 mm; altura máx. da peça 115 mm; pixels nativos +/- 34 µm; conexões WLAN, TCP/IP, USB; peso aprox. 33 kg

### Benefícios do produto

- Adequado para um amplo espectro de aplicações odontológicas 3D
- Opção de Force Feedback
- Grande plataforma de construção para a fabricação simultânea de várias peças
- Velocidade de processamento excepcionalmente alta
- Precisão sem comprometimento
- Manuseio simples com economia de material e orientação do usuário
- Processo validado para resultados de impressão reproduzíveis
- Segurança via identificação de material (RFID)
- Fluxo de trabalho em rede inteligente combinado com 3Dewash e 3Decure
- Compatível com todos os programas CAD padrão da área odontológica (arquivos STL)
- Excelente relação preço-desempenho
- Estrutura de assistência confiável

### Formas de comercialização

1 Impressora DMG 3Demax	REF 170315
1 Impressora DMG 3Demax com Force Feedback	REF 170355

## DMG 3Delite



**Impressora 3D compacta para entrada fácil do fluxo de trabalho digital.**

### Dados técnicos

Tamanho (L/P/A) 335 x 349 x 541 mm;  
área de construção 90 x 60 x 110 mm e 30 x 60 x 110 mm; altura máx. da peça 110 mm; pixels nativos +/- 34 µm; conexões WLAN, TCP/IP, USB; peso aprox. 27 kg

### Benefícios do produto

- Compacto e com economia de espaço
- Operação simples
- Velocidade de processamento excepcionalmente alta
- Precisão sem comprometimento
- Manuseio com baixo desperdício de peças e materiais consumíveis
- Duas plataformas de construção diferentes para impressão eficiente
- Processo validado para resultados de impressão reproduzíveis
- Segurança via identificação de material (RFID)
- Opção Force Feedback para aumentar a velocidade da impressão
- Fluxo de trabalho em rede inteligente combinado com DMG 3Dewash e DMG 3Decure
- Compatível com todos os programas CAD padrão da área odontológica (arquivos STL)
- Excelente relação preço-desempenho
- Estrutura de assistência confiável

### Formas de comercialização

1 Impressora DMG 3Delite	REF 170314
1 Impressora DMG 3Delite com Force Feedback	REF 170354

### Acessórios

24 Plataformas de construção DMG 3Delite, tamanho P	REF 170362
24 Plataformas de construção DMG 3Delite, tamanho G	REF 170363
24 Bandejas de material DMG 3Delite, tamanho P	REF 170364
24 Bandejas de material DMG 3Delite, tamanho G	REF 170365

# DentaMile Lab5



**A impressora profissional para grandes volumes e eficiência**

**Dados técnicos**

Tamanho (L/P/A) 600 x 570 x 1660 mm; superfície de construção (L/P) 231 x 130Z mm; altura máx. da peça 300 mm; pixels nativos +/- 30 µm; conexões WLAN, TCP/IP, USB; peso 110 kg; resolução 4K (3840 x 2160 pxl) a 385 nm LED

**Benefícios do produto**

Tecnologia superior

- Fonte de luz 4K profissional de alta precisão
- A câmara de impressão pode ser aquecida até 35 °C
- Sistema de Force Feedback integrado
- Barra de status do LED
- A tampa motorizada pode ser aberta e fechada através do sensor de pé

Aplicação eficiente

- Plataforma de construção muito grande para a produção simultânea de várias peças
- Velocidade de processamento excepcionalmente alta
- Precisão sem comprometimento

Máxima segurança

- O aplicativo validado e com suporte de software cria resultados reproduzíveis de dispositivos odontológicos
- Segurança via identificação de material (RFID)
- Compatível com todos os programas CAD padrão da área odontológica (arquivos STL)

**Formas de comercialização**

1 Impressora DentaMile Lab5

REF 170352

# DentaMile Lab5 Pro



**A impressora profissional automatizada para grandes quantidades e eficiência com uma função automática de recarga e separação (ASM) dos itens impressos acabados**

**Dados técnicos**

Tamanho (L/P/A) 600 x 570 x 1660 mm; superfície de construção (L/P) 231 x 130 mm; altura máx. da peça 300 mm ou 100 mm (ao usar o ASM); pixels nativos +/- 30 µm; conexões WLAN, TCP/IP, USB; 120 kg; resolução 4K (3840 x 2160 pxl) a 385 nm LED

**Benefícios do produto**

O DMG DentaMile Lab5 Pro oferece tecnologia superior, aplicação eficiente e segurança máxima (para detalhes, consulte DMG DentaMile Lab5).

**Especialidade**

Recarga automática e função de desconexão (ASM)

**Formas de comercialização**

1 Impressora DentaMile Lab5 Pro com ASM

REF 170353

## DMG 3Dewash



**Unidade de limpeza para a limpeza sistemática e padronizada de objetos impressos de acordo com as instruções do fabricante como parte da confiabilidade do processo suportado.**

### Dados técnicos

Tamanho (L/P/A) 230 x 450 x 270 mm; volume 130 x 75 x 60 mm; tempo de processamento entre 4-8 minutos, dependendo do material; material de limpeza álcool isopropílico, outros de acordo com as especificações do material; conexões WLAN/LAN

### Benefícios do produto

- Limpeza totalmente automática em 4-8 minutos
- Sem contato com resinas pegajosas e fluidos de limpeza
- Fluxos de trabalho validados
- Controle de tela sensível ao toque
- Programas controlados por computador garantem o uso mais eficaz de fluidos de limpeza

### Formas de comercialização

1 Unidade de limpeza DMG 3Dewash REF 170316

### Acessórios

3 Caixa de troca do limpador DMG 3Dewash REF 170340  
6 Frascos com 800 ml LuxaPrint Clean IPA REF 170291  
6 Frascos com 800 ml vazios para LuxaPrint Clean IPA REF 170343

## DMG 3Decure



**Unidade de fotopolimerização para cura final como parte de um processo monitorado e controlado.**

### Dados técnicos

Tamanho (L/P/A) 230 x 380 x 270 mm; volume 130 x 75 x 60 mm tempo de trabalho dependendo do material; conexões WLAN/LAN, USB

### Benefícios do produto

- Programas de polimerização de material totalmente automáticos
- Tela sensível ao toque integrada
- Conectividade de rede
- Iluminação 360°
- Pode ser empilhado com DMG 3Dewash

### Formas de comercialização

1 Unidade de pós-processamento DMG 3Decure REF 170317

# LuxaPrint Ortho plus



**Resina fotopolimerizável para impressão 3D**  
 Indicação: confecção de splints e aparelhos ortodônticos. Classificado como um dispositivo médico de Classe IIa

Cor: Transparent

**Benefícios do produto**

- Totalmente transparente
- Encaixe perfeito
- Material não quebradiço



**Embalagem**

385 nm	
1 Frasco com 5000 g, cor Transparent	REF 170216
1 Frasco com 2000 g, cor Transparent	REF 170215
1 Frasco com 1000 g, cor Transparent	REF 170211
1 Frasco com 500 g, cor Transparent	REF 170210
1 Frasco com 200 g, cor Transparent	REF 170259
405 nm	
1 Frasco com 1000 g, cor Transparent	REF 170213
1 Frasco com 500 g, cor Transparent	REF 170212
1 Frasco com 200 g, cor Transparent	REF 170260

# LuxaPrint Ortho



**Resina fotopolimerizável para impressão 3D**  
 Indicações: confecção de guias cirúrgicos individuais com máxima precisão e aparelhos ortodônticos. Classificado como um dispositivo médico de Classe I

Cor: Transparent

**Benefícios do produto**

- Encaixe perfeito do prolongamento da broca
- Guia cirúrgico na posição exata
- Totalmente transparente para um controle perfeito
- “Visão desobstruída” do campo cirúrgico
- Autoclavável, para altos padrões de higiene



**Embalagem**

385 nm	
1 Frasco com 5000 g, cor Transparent	REF 170218
1 Frasco com 2000 g, cor Transparent	REF 170217
1 Frasco com 1000 g, cor Transparent	REF 170207
1 Frasco com 500 g, cor Transparent	REF 170206
1 Frasco com 200 g, cor Transparent	REF 170256
405 nm	
1 Frasco com 1000 g, cor Transparent	REF 170209
1 Frasco com 500 g, cor Transparent	REF 170208
1 Frasco com 200 g, cor Transparent	REF 170257

## LuxaPrint Ortho Flex



### Resina fotopolimerizável para impressão 3D

Indicações: Fabricação aditiva de moldeiras flexíveis no fluxo de trabalho digital. Classificado como um dispositivo médico de Classe I

Cor: Transparent

### Benefícios do produto

- Versatilidade
- Elasticidade otimizada
- Altamente resistente a rasgos e inquebrável
- Transparência quase natural
- Fácil de limpar




### Embalagem

385 nm

1 Frasco com 5000 g, cor Transparent	REF 170284
1 Frasco com 2000 g, cor Transparent	REF 170281
1 Frasco com 1000 g, cor Transparent	REF 170252
1 Frasco com 500 g, cor Transparent	REF 170250
1 Frasco com 200 g, cor Transparent	REF 170273

## LuxaPrint Model



### Resina fotopolimerizável para impressão 3D

Indicação: Confecção de modelos dentários com impressão 3D. O modelo impresso é adequado para produção de splints termoformadas

Cores: Beige, Grey, Ivory, Transparent

### Benefícios do produto

- Estrutura superficial finíssima para a identificação perfeita de detalhes
- Estabilidade dimensional
- Preciso (exato)



### Embalagem

385/405 nm

1 Frasco com 2000 g, cor Beige	REF 170265
1 Frasco com 1000 g, cor Beige	REF 170201
1 Frasco com 500 g, cor Beige	REF 170200
1 Frasco com 200 g, cor Beige	REF 170264
1 Frasco com 2000 g, cor Grey	REF 170263
1 Frasco com 1000 g, cor Grey	REF 170293
1 Frasco com 500 g, cor Grey	REF 170292
1 Frasco com 200 g, cor Grey	REF 170294
1 Frasco com 2000 g, cor Ivory	REF 170279
1 Frasco com 1000 g, cor Ivory	REF 170276
1 Frasco com 500 g, cor Ivory	REF 170274
1 Frasco com 200 g, cor Ivory	REF 170272

385 nm

1 Frasco com 5000 g, cor Transparent	REF 170271
1 Frasco com 2000 g, cor Transparent	REF 170270
1 Frasco com 1000 g, cor Transparent	REF 170269
1 Frasco com 500 g, cor Transparent	REF 170268
1 Frasco com 200 g, cor Transparent	REF 170267

## LuxaPrint Gingiva



### Resina fotopolimerizável para impressão 3D

Indicação: Fabricação aditiva de máscaras gengivais para ajudar a simular o estado periodontal em modelos de laboratório odontológico ou modelos mestre

Cor: Pink

#### Benefícios do produto

- Elasticidade otimizada
- Altamente resistente a rasgos
- Estabilidade dimensional confiável
- Mínima contração
- Aparência natural



#### Embalagem

385 nm

1 Frasco com 1000 g, cor Pink	REF 170241
1 Frasco com 500 g, cor Pink	REF 170240
1 Frasco com 200 g, cor Pink	REF 170278

405 nm

1 Frasco com 1000 g, cor Pink	REF 170286
1 Frasco com 500 g, cor Pink	REF 170287
1 Frasco com 200 g, cor Pink	REF 170288

## LuxaPrint Tray



### Resina fotopolimerizável para impressão 3D

Indicação: confecção de moldeiras individuais para moldagem. Classificado como um dispositivo médico de Classe I

Cor: Azul-turquesa

#### Benefícios do produto

- Rápida para imprimir
- Extremamente estável
- Encaixe perfeito



#### Embalagem

358/405 nm

1 Frasco com 5000 g, cor Turquoise	REF 170261
1 Frasco com 2000 g, cor Turquoise	REF 170258
1 Frasco com 1000 g, cor Turquoise	REF 170205
1 Frasco com 500 g, cor Turquoise	REF 170204
1 Frasco com 200 g, cor Turquoise	REF 170266

# LuxaPrint Cast

---



## Resina fotopolimerizável para impressão 3D

Indicação: Confeção de copings à base de resina, calcináveis e sem resíduos (por exemplo estruturas de próteses, coroas e pontes)

Cor: Dark Red

## Benefícios do produto

- Estrutura superficial fina
- Estabilidade dimensional
- Moldagem fácil (sem fissuras)



## Embalagem

385/405 nm

1 Frasco com 1000 g, cor Dark Red	REF 170203
1 Frasco com 500 g, cor Dark Red	REF 170202
1 Frasco com 200 g, cor Dark Red	REF 170262







# Prevenção e intervenção precoce

Profilaxia

Infiltração

## Flairesse Paste



**Pasta de profilaxia e polimento dentário para limpeza profissional dos dentes (LPD) e polimento de superfícies dentais como parte de um tratamento profilático.**

Indicações: remoção de placa superficial (mole ou dura), remoção de manchas extrínsecas

### Benefícios do produto

- Para uma limpeza perfeita e efeito de polimento
- Não respinga
- 3 graus de abrasão: fino, médio, grosso
- Contém xilitol e fluoreto (12.300 ppm)
- Dois sabores refrescantes: menta e melão



### Embalagem

200 Single-use units com 1,8 g

- 1 Anel profilático
  - Menta fina
  - Menta média
  - Menta grossa

REF 220414  
REF 220415  
REF 220416

- 1 Bisnaga com 75 ml
  - Menta fina
  - Menta média
  - Menta grossa
  - Melão fina
  - Melão média
  - Melão grossa

REF 220417  
REF 220418  
REF 220419  
REF 220423  
REF 220424  
REF 220425

## Flairesse Gel/Foam



**Gel e espuma de profilaxia para o tratamento final, como parte da limpeza profissional dos dentes (LPD) e para integração num plano de prevenção individual.**

Indicações para gel: promove a remineralização do esmalte após a limpeza profissional dos dentes, remineralização de cáries incipientes. Para o tratamento final como parte da limpeza profissional dos dentes (LPD) e para a integração em um plano de prevenção individual.

Indicações para espuma: promove a remineralização do esmalte após a limpeza profissional dos dentes

### Benefícios do produto

- Aumenta a resistência do esmalte contra ataques de ácido
- Contém xilitol e fluoreto (12.300 ppm)
- Não goteja
- Período de aplicação curto: apenas 1 minuto
- Pode ser usado em moldeira
- Três sabores refrescantes: menta, melão e morango



### Embalagem

- 1 Frasco com 480 ml de Gel
  - Menta
  - Melão
  - Morango

REF 220411  
REF 220412  
REF 220413

- 1 Dispenser com 125 g Foam
  - Menta
  - Melão
  - Morango

REF 220408  
REF 220409  
REF 220410

# Flairesse Varnish



## Verniz de profilaxia tolerante a umidade e saliva

Indicações: para tratamento da hipersensibilidade dos dentes, selamento de superfícies hipersensíveis na cervical do dente e na dentina radicular exposta, como revestimento protetor para prevenção de cáries, bem como para remineralização de cáries incipientes

## Benefícios do produto

- Dessensibilização confiável
- Contém xilitol e fluoreto (22.600 ppm)
- Invisível nos dentes
- Fácil uso
- Dois sabores refrescantes: menta e melão



## Embalagem

35 Single-use units com 0,4 ml  
Menta  
Melão

REF 220404  
REF 220405

## Icon Proximal



### Infiltrante para cáries para o tratamento microinvasivo de lesões na região proximal

Indicação: tratamento microinvasivo de cáries iniciais sem cavitação (progressão máxima radiológica da lesão estendendo-se até o terço externo da dentina) nas áreas proximais

#### Benefícios do produto

- Paralisação precoce de cárie incipiente proximal, sem uso de brocas
- Tratamento de lesões proximais difíceis de alcançar
- Não há perda desnecessária de tecido duro saudável
- Prolonga a expectativa de vida do dente



#### Pacote básico

- 2 Unidades de tratamento, cada uma incluindo:
- 1 Seringa com 0,30 ml Icon Etch
  - 1 Seringa com 0,45 ml Icon Dry
  - 1 Seringa com 0,45 ml Icon Infiltrant
  - 6 Proximal Tips
  - 1 Luer-Lock Tip
  - 4 Cunhas dentais
- REF 220341

#### Kit econômico

- 7 Unidades de tratamento, cada uma incluindo:
- 1 Seringa com 0,30 ml Icon Etch
  - 1 Seringa com 0,45 ml Icon Dry
  - 1 Seringa com 0,45 ml Icon Infiltrant
  - 6 Proximal Tips
  - 1 Luer-Lock Tip
  - 4 Cunhas dentais
- REF 220237

## Icon Vestibular



### Infiltrante para tratamento estético de lesões na região de superfície lisa

Indicações: tratamento microinvasivo de lesões cariogênicas sem cavitação no esmalte, tratamento estético de fluorose leve a moderada com superfície intacta e tratamento estético de manchas relacionadas a traumas ou lesões idiopáticas

#### Benefícios do produto

- Tratamento estético de manchas brancas
- Recupera a cor original do dente
- Preservação da estrutura saudável do dente
- Abordagem delicada e indolor
- Aplicação em apenas uma sessão



#### Pacote básico

- 2 Unidades de tratamento, cada uma incluindo:
- 1 Seringa com 0,45 ml Icon Etch
  - 1 Seringa com 0,45 ml Icon Dry
  - 1 Seringa com 0,45 ml Icon Infiltrant
  - 6 Vestibular Tips
  - 1 Luer-Lock Tip
- REF 220343

#### Kit econômico

- 7 Unidades de tratamento, cada uma incluindo:
- 1 Seringa com 0,45 ml Icon Etch
  - 1 Seringa com 0,45 ml Icon Dry
  - 1 Seringa com 0,45 ml Icon Infiltrant
  - 6 Vestibular Tips
  - 1 Luer-Lock Tip
- REF 220238

#### Embalagem de recarga

- 3 Seringa com 0,45 ml Icon Etch
  - 15 Vestibular Tips
- REF 220384





## Proteção de silicone para a gengiva

Indicação: proteção de silicone para permitir um ambiente relativamente seco na área proximal entre dois dentes para proteger a gengiva contra materiais dentários agressivos

## Benefícios do produto

- Proteção local confiável da área proximal
- Rápido e fácil
- Confortável para os pacientes
- Fixação segura sem grampos
- Fabricado sem uso de látex
- Auxilia nos tratamentos com infiltração

---

## Embalagem

20 Peças

REF 220381





# Restaurações diretas com compósito

Compósito

Cimento de ionômero de vidro

Material de reembasamento

Agente adesivo

Material para núcleo de preenchimento

Pinos intrarradiculares

Acessórios

# Ecosite Elements



## Sistema de compósito nano-híbrido com manuseio exclusivo e sistema de tonalidades inovador para aplicações universais na região anterior e posterior

Indicações: perda de substância dentária causada por cárie, fraturas, desgaste odontológico ou desenvolvimento prejudicado; diastema, descoloração dentária ou ligeiro desalinhamento dos dentes anteriores; doenças dentárias ou periodontais, por ex., trauma e periodontite, que tornam necessária a contenção dos dentes afetados; prevenção primária e secundária de cáries



## Benefícios do produto

- Sistema de tonalidades inovador e modular
- Manuseio excepcional graças à tecnologia NC1
- Consistência ideal para escultura simples e rápida
- Adaptação rápida às paredes da cavidade graças ao efeito push-and-flow
- Polimento rápido para brilho intenso

### Pacote básico

80	Safetips com 0,25 g Ecosite Elements Pure Cores (16 de cada): B1, A2, A3, A3.5, A4	REF 220804
5	Seringas com 4 g Ecosite Elements Pure Cores: B1, A2, A3, A3.5, A4	REF 220800
64	Safetips com 0,25 g Elements Layer Cores (16 de cada): Enamel Bleach, Enamel Light, Enamel Medium, Enamel Dark	REF 220806
4	Seringas com 4 g Ecosite Elements Layer Cores: Enamel Bleach, Enamel Light, Enamel Medium, Enamel Dark	REF 220802
4	Seringas com 2 g Ecosite Elements Highlight Cores: Incisal, A2 Opaque, White, Brown	REF 220803

### Kit econômico – Bundle S

1	Pacote básico Ecosite Elements Pure	
1	Pacote básico Ecosite Elements Layer	
1	Pacote básico Ecosite Elements Layer	
	Seringas	REF 111260
	Safetips	REF 111261

### Kit econômico – Bundle XL

1	Pacote básico Ecosite Elements Pure	
1	Pacote básico Ecosite Elements Layer	
3	Embalagens de recarga com 4g (A2, A3, A3.5)	
1	Ecosite Elements organizador de gaveta	
1	Shade Guide Layer	
	Seringas	REF 111262
	Safetips	REF 111263

### Embalagem de recarga

16	Safetips com 0,25 g	
	Ecosite Elements Pure, cor B1	REF 220820
	Ecosite Elements Pure, cor A2	REF 220821
	Ecosite Elements Pure, cor A3	REF 220822
	Ecosite Elements Pure, cor A3.5	REF 220823
	Ecosite Elements Pure, cor A4	REF 220824
	Ecosite Elements Layer, cor Enamel Bleach	REF 220825
	Ecosite Elements Layer, cor Enamel Light	REF 220826
	Ecosite Elements Layer, cor Enamel Medium	REF 220827
	Ecosite Elements Layer, cor Enamel Dark	REF 220828
1	Seringa com 4 g	
	Ecosite Elements Pure, cor B1	REF 220807
	Ecosite Elements Pure, cor A2	REF 220808
	Ecosite Elements Pure, cor A3	REF 220809
	Ecosite Elements Pure, cor A3.5	REF 220810
	Ecosite Elements Pure, cor A4	REF 220811
	Ecosite Elements Layer, cor Enamel Bleach	REF 220812
	Ecosite Elements Layer, cor Enamel Light	REF 220813
	Ecosite Elements Layer, cor Enamel Medium	REF 220814
	Ecosite Elements Layer, cor Enamel Dark	REF 220815
1	Seringa com 2 g	
	Ecosite Elements Highlight, cor Incisal	REF 220816
	Ecosite Elements Highlight, cor A2 Opaque	REF 220817
	Ecosite Elements Highlight, cor White	REF 220818
	Ecosite Elements Highlight, cor Brown	REF 220819

### Acessórios

1	Safetip Dispenser Pro	REF 220829
1	Ecosite Elements Shade Guide Layer	REF 220833
1	Ecosite Elements organizador de gaveta	REF 220834
20	Luer-Lock Tips Silver	REF 220712



# Ecosite One



## Compósito nano-híbrido de um tom para a região posterior

Indicações: restaurações da região posterior (classes I e II, inclusive substituição de cúspides individuais), restaurações de classe V (cáries cervicais, erosões na raiz e abfração), confecção de núcleos, restaurações de dentes decíduos, selamento de fissuras extensas em molares e pré-molares

### Benefícios do produto

- Graças à tecnologia especial de um tom, todas as cores comuns dos dentes podem ser alcançadas de forma econômica e estética com uma cor universal.
- Polimerização confiável e completa até 3 mm
- Manuseio excepcional graças à tecnologia NC1 proprietária da DMG
- Escultura fácil e formação de ponto de contato com precisão
- Na maioria dos casos, nenhum bloqueador/opaco é necessário
- Excelentes propriedades mecânicas graças à tecnologia de componentes especiais
- Excelentes propriedades de polimento



### Embalagem

1 Seringa com 4 g	REF 220900
16 Safetips com 0,25 g	REF 220901

# Ecosite Bulk Fill



## Compósito nano-híbrido compactável

Indicações: restaurações da região posterior (classes I e II, inclusive substituição de cúspides individuais), restaurações de classe V (cáries cervicais, erosões na raiz e abfração), confecção de núcleos, restaurações de dentes decíduos, selamento de fissuras extensas em molares e pré-molares

### Benefícios do produto

- Pode ser aplicado em uma única camada sem revestimento superior adicional
- Polimerização confiável e completa até 5 mm
- Baixos valores de tensão de contração
- Escultura fácil
- Formação precisa do ponto de contato
- Excelentes propriedades mecânicas graças à tecnologia de componentes especiais
- Excelentes propriedades de polimento



### Embalagem

16 Safetips com 0,25 g	
Cor Light	REF 220755
Cor Universal	REF 220756
Cor Contrast	REF 220757
1 Seringa com 4 g	
Cor Light	REF 220752
Cor Universal	REF 220753
Cor Contrast	REF 220754

### Acessórios

1 Safetip Dispenser	REF 213122
1 Safetip Dispenser Pro	REF 220829

## Constic



### Compósito flow 3 em 1: Condicionamento ácido, adesão e preenchimento em uma única etapa

Indicações: pequenas restaurações de classe I e III, restaurações de classe V, selamento de fissuras, selamento de fissuras extensas, subpreenchimentos de classe I e II, bloqueio e preenchimento de reentrâncias em cavidades e pequenas cavidades oclusais em dentes decíduos

#### Benefícios do produto

- Auto-condicionante e auto-adesivo
- Tratamento mais rápido, mais fácil e mais eficiente
- Radiopacidade e fluorescência similar ao dente
- Previne sensibilidades pós-operatórias
- Minimiza fontes potenciais de erros



#### Embalagem

- 2 Seringas com 2 g
- 1 Suporte de escova
- 20 Clip-on Brushes
- 20 Luer-Lock Tips Silver
- Cor A1
- Cor A2
- Cor A3
- Cor A3.5
- Cor B1
- Cor Opaque White

REF 220700  
REF 220701  
REF 220702  
REF 220703  
REF 220704  
REF 220705

#### Acessórios

- 20 Clip-on Brushes
- 20 Luer-Lock Tips Silver

REF 220712

## EcuSphere Flow



### Compósito universal fluido e fotopolimerizável

Indicações: restaurações pequenas (cáries de classe I, III, IV, V), cáries em dentes decíduos, restaurações minimamente invasivas, forramento; selamento de fissuras extensas, bloqueio e preenchimento de reentrâncias, reparo de restaurações de resina composta

#### Benefícios do produto

- Baixa viscosidade: Fluidez e estabilidade após a aplicação
- Aplicação direta
- Fácil de polir
- Fluorescência natural

#### Especialidade

Pode ser aplicado como tonalidade única ou com várias tonalidades; perfeita compatibilidade com todos os produtos EcuSphere



#### Embalagem

- 2 Seringas com 1,5 g
- 10 Luer-Lock Tips
- Cor A1
- Cor A2
- Cor A3
- Cor A3.5

REF 220315  
REF 220314  
REF 220313  
REF 220312

#### Acessórios

- 60 Luer-Lock Tips Black

REF 211477

# EcuSphere Carat



## Compósito compactável e fotopolimerizável para regiões posteriores

Indicações: restauração de todas as classes de cáries, especialmente as classes I e II; fabricação de inlays e onlays diretos

### Benefícios do produto

- Alta viscosidade: bom para preenchimentos
- Excelente manuseio
- Não adere ao instrumento
- Boa adaptação às paredes da cárie
- Excelente estabilidade
- Fluorescência natural

### Especialidade

Recomendado para aplicações posteriores



#### Embalagem

20	Safetips com 0,3 g	
	Cor A1	REF 220323
	Cor A2	REF 220271
	Cor A3	REF 220322
	Cor A3.5	REF 220270
1	Seringa com 3 g	
	Cor A1	REF 220287
	Cor A2	REF 220267
	Cor A3	REF 220285
	Cor A3.5	REF 220266

#### Acessórios

1	Safetip Dispenser	REF 213122
1	Safetip Dispenser Pro	REF 220829

# EcuSphere Shape



## Compósito universal fotopolimerizável

Indicações: restauração de todas as classes de cáries nas regiões anterior e posterior

### Benefícios do produto

- Viscosidade média: boas propriedades de modelagem
- Grande variedade de tons
- Excelentes propriedades de escultura
- Técnica de camada única ou múltiplas camadas de tonalidades
- Fluorescência natural
- Fácil de polir



#### Embalagem

20	Safetips com 0,3 g	
	Cor A1	REF 220327
	Cor A2	REF 220309
	Cor A3	REF 220307
	Cor A3.5	REF 220298
	Cor A4	REF 220346
	Cor B1	REF 220328
1	Seringa com 3 g	
	Cor A1	REF 220334
	Cor A2	REF 220308
	Cor A3	REF 220299
	Cor A3.5	REF 220297
	Cor A4	REF 220347
	Cor B1	REF 220335

#### Acessórios

1	Safetip Dispenser	REF 213122
1	Safetip Dispenser Pro	REF 220829

## DeltaFil



### Cimento de ionômero de vidro

Indicações: restaurações de classe I, II, III e V de dentes decíduos, restaurações de classe I e II não sujeitas a carga oclusal; técnica do sanduíche, restaurações de classe V; técnica de sanduíche, restaurações temporárias de classe I, II, III e V, selamento estendido de fissuras, forramento, confecção de núcleo

### Benefícios do produto

- Maior resistência à flexão e resistência à fratura
- Estética otimizada, brilho natural da superfície
- Fácil de usar, não é necessário secar
- Auto-adesivo
- Excelente biocompatibilidade
- Liberação de flúor, proteção contra cárie



### Embalagem

50 Applicaps com 370 mg de pó, 75 mg de líquido (0,07 ml)	
Cor A1	REF 520000
Cor A2	REF 520001
Cor A3	REF 520002
Cor A4	REF 520004
Cor White	REF 520005
Cor Dark	REF 520006

### Pacote básico

1 Frasco com 15 g de pó	
1 Frasco com 8 g de líquido, bloco de mistura, colher medidora	
Cor A1	REF 520030
Cor A2	REF 520031
Cor A3	REF 520032
Cor A4	REF 520034
Cor White	REF 520045
Cor Dark	REF 520046

### Embalagem de recarga

1 Frasco com 15 g de pó	
Cor A1	REF 520035
Cor A2	REF 520036
Cor A3	REF 520037
Cor A4	REF 520039
Cor White	REF 520047
Cor Dark	REF 520048
1 Frasco com 8 g de líquida	REF 520040

### Acessórios

1 Applicap Dispenser	REF 509344
1 Frasco com 7,7 ml (8 g) DeltaFil Conditioner	REF 520020
1 Bloco de mistura	REF 520041

## Ionosit Baseline



### Material de revestimento fotopolimerizável para maior longevidade das restaurações

Indicações: material de base/liner para restaurações de compósito e para bloquear retenções

### Benefícios do produto

- Restaurações sem falhas
- Compensação da contração de polimerização
- Liberação contínua de fluoreto
- Propriedades antibacterianas (devido ao conteúdo de zinco)
- Sem misturas manuais complicadas
- Protege a polpa
- Sela os túbulos dentinários
- Previne sensibilidades pós-operatórias
- Radiopaco

### Especialidade

Disponível também em safe tips para aplicação mais fácil e rápida



### Embalagem

3 Saferinges com 0,33 g	REF 220091
2 Seringas com 1,5 g	REF 213002

### Kit econômico

20 Saferinges com 0,33 g	REF 209538
6 Seringas com 1,5 g	REF 213001

### Acessórios

60 Luer-Lock Tips Black	REF 211477
-------------------------	------------

## LuxaBond Universal



**Sistema adesivo universal de dois frascos de dupla polimerização. Também pode ser usado como primer para restaurações indiretas**

Indicações:

Como adesivo: para restaurações diretas usando compósitos e compômeros fotopolimerizáveis, materiais fotopolimerizáveis de selamento de fissuras, materiais de preenchimento (auto, foto e polimerização dual), cimentação de restaurações indiretas e pinos intrarradiculares com cimentos à base de compósitos (auto, foto e polimerização dual), cimentação de facetas com compósitos adesivos usando a técnica melt etching

Como primer: para restaurações indiretas de metal (metais preciosos e não preciosos), zircônia/óxido de alumínio, cerâmica de silicato e compósitos

### Benefícios do produto

- Abrangente em todos os aspectos
- Contém MDP
- Forte adesão
- Minimiza fontes de erros
- Estudo demonstrou uso clínico com adesão superior

O par perfeito para uma excelente adesão:

PermaCem Universal (página 62), LuxaCore Z Dual (página 37)



### Embalagem

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 1 Frasco com 5 ml Bond A    |            |
| 1 Frasco com 4,5 ml Bond B  |            |
| 25 Single-use Brushes White |            |
| 25 Endo Brushes             |            |
| 1 Paleta de mistura         | REF 213379 |

### Acessórios

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 25 Single-use Brushes White | REF 109320 |
| 25 Endo Brushes Black       | REF 212386 |

## LuxaBond Total Etch



**Sistema adesivo de polimerização dual, desenvolvido especificamente para todas as técnicas diretas e indiretas**

Indicações: agente adesivo de polimerização dual em combinação com a técnica Total-Etch no esmalte e na dentina para todas as técnicas indiretas, como cimentações desafiadoras de pinos intrarradiculares e núcleo de preenchimento, além de coroas, pontes, inlays e onlays

### Benefícios do produto

- Autopolimerização: endurece mesmo sem o uso de luz
- Sem polimerização prematura de »poças« de adesivo
- Pre-bond para polimerização rápida do agente adesivo na dentina: valores de adesão superiores, tempo de trabalho mais longo com o agente adesivo
- Não contém acetona

### Especialidade

Ideal como parceiro do LuxaCore Z Dual (página 37), PermaCem (página 63), PermaCem Dual (página 63)



### Pacote básico

- |                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| 1 Frasco com 5 ml Pre-bond         |            |
| 1 Frasco com 5 ml Bond A           |            |
| 1 Frasco com 5 ml Bond B           |            |
| 1 Seringa com 2 ml DMG Etching Gel |            |
| 25 Endo Brushes Red                |            |
| 25 Endo Brushes Black              |            |
| 3 Luer-Lock Tips White             |            |
| 1 Paleta de mistura                | REF 212384 |

### Embalagem de recarga

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| 1 Frasco com 5 ml Pre-bond | REF 212389 |
|----------------------------|------------|

### Acessórios

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| 25 Endo Brushes Red     | REF 212385 |
| 25 Endo Brushes Black   | REF 212386 |
| 50 Luer-Lock Tips White | REF 109942 |



## Ecosite Bond



### Adesivo universal fotopolimerizável

Indicação: agente adesivo destinado às restaurações diretas de todas as classes de cavidade com utilização conjunta de compósitos, compômeros e cerômeros fotopolimerizáveis

### Benefícios do produto

- Liberdade de escolha quando se trata do modo de condicionamento: autocondicionamento, condicionamento total, condicionamento seletivo
- Contém MDP
- Excelentes propriedades de adesão para todas as situações
- Parceiro ideal do Ecosite Elements e Ecosite Bulk Fill



### Embalagem

- |                                |            |
|--------------------------------|------------|
| 1 Frasco com 5 ml Ecosite Bond |            |
| 25 Single-use Brushes White    | REF 220758 |

### Acessórios

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 25 Single-use Brushes White | REF 109320 |
|-----------------------------|------------|

## Contax



### Sistema adesivo autocondicionante

Indicação: sistema adesivo fotopolimerizável para materiais restauradores fotopolimerizáveis a serem utilizados sobre dentina e esmalte

### Contax com ativador para misturar ao Contax Bond

Indicação: pode ser utilizado com todos os materiais restauradores autopolimerizáveis ou de polimerização dual

### Benefícios do produto

- Não exige condicionamento adicional
- Base e adesivo em apenas duas etapas
- Adesão de longo prazo segura devido à etapa separada de aplicação de primer
- Profundidade confiável de desmineralização
- Primer à base de água compatível com vários tipos de técnica
- Sem sensibilidade pós-operatória

### Especialidade

O Contax sempre exige fotopolimerização, mesmo quando usado com o ativador



### Pacote básico

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 1 Frasco com 5 ml Primer    |            |
| 1 Frasco com 5 ml Bond      |            |
| 25 Single-use Brushes White |            |
| 25 Single-use Brushes Red   |            |
| 1 Paleta de mistura         | REF 220263 |

### Pacote básico + Activator

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 1 Frasco com 5 ml Primer    |            |
| 1 Frasco com 5 ml Bond      |            |
| 1 Frasco com 5 ml Activator |            |
| 25 Single-use Brushes White |            |
| 25 Single-use Brushes Red   |            |
| 1 Paleta de mistura         | REF 220282 |

### Embalagem de recarga

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 1 Frasco com 5 ml Primer    | REF 220281 |
| 1 Frasco com 5 ml Bond      | REF 220284 |
| 1 Frasco com 5 ml Activator | REF 220283 |

### Acessórios

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 25 Single-use Brushes White | REF 109320 |
|-----------------------------|------------|

# LuxaCore Z Dual



## Material de polimerização dual para cimentação de pinos intrarradiculares e núcleo de preenchimento

Indicações: núcleo de preenchimento, cimentação de pinos

### Benefícios do produto

- Propriedades de corte semelhantes às da dentina: preparação sem degraus ou irregularidades
- Alta resistência à compressão: garante a estabilidade na base da coroa
- Excelentes propriedades de fluidez: adaptação perfeita
- Polimerização dupla: preparação flexível
- Alta dureza final e imediata
- Aplicação direta com Intraoral Tips e Endo Tips: projetadas especialmente para uso no canal radicular
- Disponível em três tonalidades



### Embalagem

2 Smartmix Syringes com 9 g, 10 Smartmix Tips Combi 10 Smartmix Tips Endo Cor Opaque Light Cor A3 Cor Blue	REF 213336 REF 213334 REF 213335
2 Smartmix Syringes com 9 g, 10 Smartmix Tips Combi Cor Opaque Light Cor A3 Cor Blue	REF 233336 REF 233334 REF 233335
1 Cartucho com 95 g, 25 Automix Tips Yellow 1:1 16 Intraoral Tips Yellow, 10 Endo Tips Yellow Cor A3 Cor Blue	REF 213430 REF 213431
1 Cartucho com 48 g, 30 Automix Tips Yellow 1:1 20 Intraoral Tips Yellow, 10 Endo Tips Yellow Cor Opaque Light Cor A3 Cor Blue	REF 213332 REF 213330 REF 213331

### Acessórios

Veja à direita

# LuxaCore Z Post System



## Pacote de sistema para tratamento pós-endodôntico

Indicações:

LuxaCore Z Dual, consulte a página 37, coluna da esquerda;

LuxaPost, consulte a página 38;

LuxaBond Total Etch, consulte a página 35

### Benefícios do produto

- Três produtos principais para tratamento pós-endodôntico em uma única embalagem
- Inclui: CD com um vídeo da aplicação
- Fácil de usar e bem organizado



### Pacote de sistema

LuxaPost

- 5 Pinos de 1,25 mm  $\varnothing$
- 1 Broca de 1,25 mm  $\varnothing$

LuxaBond Total Etch

- 1 Frasco com 5 ml Pre-bond
- 1 Frasco com 5 ml Bond A
- 1 Frasco com 5 ml Bond B
- 25 Endo Brushes Red
- 25 Endo Brushes Black
- 1 Paleta de mistura

DMG Etching Gel

- 1 Seringa com 2 ml DMG Etching Gel
- 3 Luer-Lock Tips

LuxaCore Z Dual

- 1 Smartmix Syringe com 9 g, cor A3
  - 20 Smartmix Tips Combi
- REF 110862

### Acessórios

1 Automix Dispenser Type 25 1:1	REF 110253
50 Automix Tips Yellow 1:1	REF 909200
20 Automix Tips Endo L	REF 110963
50 Intraoral Tips Yellow	REF 909201
50 Endo Tips Yellow	REF 212280
50 Smartmix Tips Combi	REF 212042
50 Smartmix Tips Endo	REF 212041
20 Smartmix Tips Endo L	REF 213083

## LuxaPost



### Pinos intrarradiculares de compósito pré-silanizado e reforçados com fibra de vidro com módulo flexural semelhante ao da dentina

Indicação: produção de uma retenção confiável para o núcleo de preenchimento em casos de substância dentária insuficiente na coroa

#### Benefícios do produto

- Par perfeito para o LuxaCore Z: forma um monobloco
- Módulo flexural semelhante ao da dentina: reduz o risco de fratura radicular
- Radiopaco
- Pré-silanizado
- Delicado com o dente graças ao formato cônico
- Uma única broca potente para cada diâmetro: não é necessário perfurar previamente
- Excelente resultado estético



#### Pacote básico

5 Pinos de 1,25 mm Ø Black	
5 Pinos de 1,375 mm Ø Purple	
5 Pinos de 1,5 mm Ø Green	
1 Broca de 1,25 mm Ø	
1 Broca de 1,375 mm Ø	
1 Broca de 1,5 mm Ø	
30 Marcador de profundidade	
1 Cartão de medição	REF 110780

#### Embalagem de recarga

5 Pinos de 1,25 mm Ø Black	REF 110781
5 Pinos de 1,375 mm Ø Purple	REF 110782
5 Pinos de 1,5 mm Ø Green	REF 110783
5 Pinos de 1,75 mm Ø Red	REF 110961
1 Broca de 1,25 mm Ø	REF 110734
1 Broca de 1,375 mm Ø	REF 110735
1 Broca de 1,5 mm Ø	REF 110736
1 Broca de 1,75 mm Ø	REF 110962

#### Kit econômico

10 Pinos de 1,25 mm Ø Black	REF 110943
10 Pinos de 1,375 mm Ø Purple	REF 110944
10 Pinos de 1,5 mm Ø Green	REF 110945

## DMG Etching Gel



### Gel universal de ácido fosfórico

Indicação: condicionamento de esmalte e dentina

#### Benefícios do produto

- Gel de ácido fosfórico a 37%
- Azul para fácil identificação
- Padrão de retenção ideal
- Viscosidade ideal
- Dosagem perfeita e aplicação precisa



#### Embalagem

2 Seringas com 2 ml	
6 Luer-Lock Tips White	REF 212873

#### Acessórios

50 Luer-Lock Tips White	REF 109942
-------------------------	------------



## Safetip Dispenser



Dispensador para aplicação direta de compósito com todas as pontas disponíveis no mercado

### Benefícios do produto

- Preenchimento seguro das Safetips
- Aplicação direta
- Aplicação higiênica
- Autoclavável
- Empunhadura ergonômica

### Especialidade

Os seguintes produtos podem ser utilizados com o Safetip Dispenser:

- Ecosite Elements
- Ecosite Bulk Fill
- EcuSphere Carat
- EcuSphere Shape
- DMG Retraction Paste



### Embalagem

1 Safetip Dispenser

REF 213122

## Safetip Dispenser Pro



Dispensador para aplicação ergonômica e direta de compósito com todas as pontas disponíveis no mercado

### Benefícios do produto

- Dispensação fácil graças às alças paralelas
- Tratamento preciso através de movimento linear
- Manuseio ergonômico, mesmo para mãos pequenas
- Materiais e processamento de alta qualidade
- Inserção segura de Safetips via mecanismo de bloqueio de metal
- Aplicação higiênica
- Autoclavável

### Especialidade

Os seguintes produtos podem ser utilizados com o Safetip Dispenser:

- Ecosite Elements
- Ecosite Bulk Fill
- EcuSphere Carat
- EcuSphere Shape
- DMG Retraction Paste



### Embalagem

1 Safetip Dispenser Pro

REF 220829





# Moldagem

Material de moldagem

Material para retração

Material de registro de mordida

Material de reembasamento

Unidade de mistura

## Honigum Pro Light



### Material de moldagem de correção altamente preciso à base de VPS

Indicações: moldagens de coroas e pontes, inlays e onlays

#### Benefícios do produto

- Propriedades de fluidez inteligentes e estabilidade extraordinária
- Boas propriedades hidrofílicas
- Registra até os mínimos detalhes
- Altíssima resistência
- Contraste de cor facilmente identificável



#### Embalagem

2	Cartuchos com 50 ml	
10	Automix Tips Yellow 1:1	
10	Intraoral Tips Yellow	
	Honigum Pro Light	REF 929831
	Honigum Pro Light Fast	REF 929832

#### Kit econômico

8	Cartuchos com 50 ml	
40	Automix Tips Yellow 1:1	
40	Intraoral Tips Yellow	
	Honigum Pro Light	REF 929835
	Honigum Pro Light Fast	REF 929836

#### Acessórios

1	Automix Dispenser Type 50 1:1	REF 909507
50	Automix Tips Yellow 1:1	REF 909200
50	Intraoral Tips Yellow	REF 909201

## Honigum Pro Mono



### Material de moldagem monofásico à base de VPS

Indicações: moldagens de coroas e pontes, moldagens funcionais, inlays e onlays, além das indicações do ponto de pressão e moldagens pick-up (por exemplo para implantes)

#### Benefícios do produto

- Precisão em apenas uma etapa
- Remoção segura e sem problemas
- Excelentes propriedades hidrofílicas e de fluidez
- Reprodução precisa da margem do preparo
- Altíssima resistência à ruptura



#### Embalagem

1	Cartucho com 380 ml	
10	MixStar Tips Blue	
	Honigum Pro Mono	REF 929568
	Honigum Pro Mono Fast	REF 929978
2	Cartuchos com 50 ml	
4	Automix Tips Green 1:1	
4	Intraoral Tips Yellow	
	Honigum Pro Mono	REF 929830
	Honigum Pro Mono Fast	REF 929976

#### Kit econômico

5	Cartuchos com 380 ml	
50	MixStar Tips Blue	
	Honigum Pro Mono	REF 929569
	Honigum Pro Mono Fast	REF 929979
8	Cartuchos com 50 ml	
16	Automix Tips Green 1:1	
16	Intraoral Tips Yellow	
	Honigum Pro Mono	REF 929834

#### Acessórios

1	MixStar eMotion 230 V Int.	REF 900480
50	MixStar Tips Blue	REF 903334
1	Automix Dispenser Type 50 1:1	REF 909507
50	Automix Tips Green 1:1	REF 909490
50	Intraoral Tips Transparent	REF 909400
1	Frasco com 10 ml DMG Tray Adhesive	REF 909394

## Honigum Pro Heavy



### Material de pré-moldagem à base de VPS

Indicações: moldagens de coroas e pontes, inlays e onlays e todos os tipos de moldagem pick-up (por exemplo, para implantes)

#### Benefícios do produto

- Alta dureza final
- Resistência adequada à inserção
- Remoção segura e sem problemas
- Material de qualidade, homogêneo e sem bolhas



#### Embalagem

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1 Cartucho com 380 ml, 10 MixStar Tips Blue<br>Honigum Pro Heavy<br>Honigum Pro Heavy Fast     | REF 929537<br>REF 929638 |
| 2 Cartuchos com 50 ml, 4 Automix Tips Green 1:1<br>Honigum Pro Heavy<br>Honigum Pro Heavy Fast | REF 929766<br>REF 929838 |

#### Kit econômico

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 5 Cartuchos com 380 ml, 50 MixStar Tips Blue<br>Honigum Pro Heavy<br>Honigum Pro Heavy Fast     | REF 929538<br>REF 929637 |
| 8 Cartuchos com 50 ml, 16 Automix Tips Green 1:1<br>Honigum Pro Heavy<br>Honigum Pro Heavy Fast | REF 929837<br>REF 929839 |

#### Acessórios

- |                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| 1 MixStar eMotion 230 V Int.         | REF 900480 |
| 50 MixStar Tips Blue                 | REF 903334 |
| 1 Automix Dispenser Type 50 1:1      | REF 909507 |
| 50 Automix Tips Green 1:1            | REF 909490 |
| 1 Frasco com 10 ml DMG Tray Adhesive | REF 909394 |

## Honigum Pro Putty



### Material de moldagem preciso à base de VPS com consistência putty

Indicações: moldagens de coroas e pontes, inlays e onlays

#### Benefícios do produto

- Excelente recuperação após a deformação
- Excelente estabilidade dimensional
- Moldável manualmente: consistência putty diretamente do DMG MixStar Cartridge
- Resistência notável ao desgaste



#### Embalagem

- |   |  |
|---|--|
| 1 Cartucho com 380 ml<br>10 MixStar Tips Blue   | REF 929374                             |
| 2 Potes com 450 ml<br>Honigum Pro Putty Soft<br>Honigum Pro Putty Soft Fast<br>Honigum Pro Putty Rigid Fast | REF 929364<br>REF 929365<br>REF 929366 |

#### Kit econômico

- |   |  |
|---|--|
| 5 Cartuchos com 380 ml<br>50 MixStar Tips Blue  | REF 929375                             |
| 8 Potes com 450 ml<br>Honigum Pro Putty Soft<br>Honigum Pro Putty Soft Fast<br>Honigum Pro Putty Rigid Fast | REF 929369<br>REF 929370<br>REF 929371 |

#### Acessórios

- |                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| 1 MixStar eMotion 230 V Int.         | REF 900480 |
| 50 MixStar Tips Blue                 | REF 903334 |
| 1 Frasco com 10 ml DMG Tray Adhesive | REF 909394 |

## Honigum Pro Scan



### Material para moldagem à base de VPS escaneável

Indicações: todos os tipos de impressão, inclusive coroas e pontes, inlays e onlays, todos os tipos de impressão total (por exemplo, para implantes), além de fixação de transferentes e transfers de moldagem

#### Benefícios do produto

- Escaneável: todas as vantagens do Honigum Pro também para workflow digital
- Fácil, econômico e preciso – não exige a compra de tecnologia dispendiosa
- Reprodução confiável usando um sistema intraoral, mesmo de áreas difíceis de capturar
- Sem spray para escaneamento
- Elimina fontes de falha durante a preparação de modelos convencionais
- Não causa irritação por movimentos mínimos da cabeça ou da língua como ocorre na moldagem digital na moldagem digital



#### Embalagem

Honigum Pro Scan Heavy	
1 Cartucho com 380 ml	
10 MixStar Tips Blue	REF 929981
2 Cartuchos com 50 ml	
4 Automix Tips Green 1:1	REF 929983
Honigum Pro Scan Light	
2 Cartuchos com 50 ml	
10 Automix Tips Yellow 1:1	
10 Intraoral Tips Yellow	REF 929984

#### Acessórios

1 MixStar eMotion 230 V Int.	REF 900480
50 MixStar Tips Blue	REF 903334
1 Automix Dispenser Type 50 1:1	REF 909507
50 Automix Tips Green 1:1	REF 909490
1 Frasco com 10 ml DMG Tray Adhesive	REF 909394

## Honigum Light



### Material de moldagem de correção à base de VPS

Indicações: moldagens de coroas e pontes, inlays e onlays

#### Benefícios do produto

- Propriedade de fluidez excepcional
- Estabilidade excepcional
- Hidrofilia bem balanceada
- Registra até os mínimos detalhes



#### Embalagem

2 Cartuchos com 50 ml	
12 Automix Tips Yellow 1:1	
12 Intraoral Tips	
Honigum Light	REF 909831
Honigum Light Fast	REF 909832

#### Kit econômico

8 Cartuchos com 50 ml	
50 Automix Tips Yellow 1:1	
50 Intraoral Tips Yellow	
Honigum Light	REF 909835
Honigum Light Fast	REF 909836

#### Acessórios

1 Automix Dispenser Type 50 1:1	REF 909507
50 Automix Tips Yellow 1:1	REF 909200
50 Intraoral Tips Yellow	REF 909201

# Honigum Mono



## Material de moldagem monofásico à base de VPS (silicone de adição)

Indicações: impressões de coroas e pontes, impressões funcionais, inlays e onlays, além das indicações do ponto de pressão e todos os tipos de impressões pick-up

### Benefícios do produto

- Precisão em apenas uma etapa
- Reprodução precisa da linha de preparo
- Finíssimos detalhes de superfície
- Menor dureza final
- Boas propriedades hidrofílicas



### Embalagem

1 Cartucho com 380 ml	
10 MixStar Tips White	REF 909568
2 Cartuchos com 50 ml	
4 Automix Tips Green 1:1	
4 Intraoral Tips Transparent	REF 909830

### Kit econômico

5 Cartuchos com 380 ml	
50 MixStar Tips White	REF 909569
8 Cartuchos com 50 ml	
20 Automix Tips Green 1:1	
20 Intraoral Tips Transparent	REF 909834

### Acessórios

1 MixStar eMotion 230 V Int.	REF 900480
50 MixStar Tips White	REF 909567
1 Automix Dispenser Type 50 1:1	REF 909507
50 Automix Tips Green 1:1	REF 909490
50 Intraoral Tips Transparent	REF 909400
1 Frasco com 10 ml DMG Tray Adhesive	REF 909394

# Honigum Heavy



## Material de pré-moldagem à base de VPS

Indicações: moldagens de coroas e pontes, inlays e onlays e todos os tipos de moldagem pick-up (por exemplo, para implantes)

### Benefícios do produto

- Dureza extremamente elevada
- Resistência adequada à inserção
- Excelentes propriedades de fixação
- Remoção segura e sem problemas
- Material de qualidade, homogêneo e sem bolhas



### Embalagem

1 Cartucho com 380 ml	
10 MixStar Tips White	
Honigum Heavy	REF 909537
Honigum Heavy Fast	REF 909638
2 Cartuchos com 50 ml	
4 Automix Tips Green 1:1	
Honigum Heavy	REF 909766
Honigum Heavy Fast	REF 909838

### Kit econômico

5 Cartuchos com 380 ml	
50 MixStar Tips White	
Honigum Heavy	REF 909538
Honigum Heavy Fast	REF 909637
8 Cartuchos com 50 ml	
16 Automix Tips Green 1:1	
Honigum Heavy	REF 909837
Honigum Heavy Fast	REF 909839

### Acessórios

1 MixStar eMotion 230 V Int.	REF 900480
50 MixStar Tips White	REF 909567
1 Automix Dispenser Type 50 1:1	REF 909507
50 Automix Tips Green 1:1	REF 909490
1 Frasco com 10 ml DMG Tray Adhesive	REF 909394

## Honigum Putty



### Material de moldagem preciso à base de VPS com consistência putty

Indicações: moldagens de coroas e pontes, inlays e onlays

#### Benefícios do produto

- Verdadeira consistência putty diretamente do cartucho DMG MixStar ou moldável manualmente
- Excelentes propriedades de polimerização logo após o início da mistura
- Resistência notável ao desgaste
- Tecnologia Snap-Set exclusiva (tempo de trabalho longo e tempo curto na boca)
- Excelente recuperação após a deformação
- Excelente estabilidade dimensional



#### Embalagem

1	Cartucho com 380 ml	
10	MixStar Tips Blue	REF 919374
2	Potes com 450 ml	
	Honigum Putty Soft	REF 919364
	Honigum Putty Soft Fast	REF 919365
	Honigum Putty Rigid Fast	REF 919366

#### Kit econômico

5	Cartuchos com 380 ml	
50	MixStar Tips Blue	REF 919375
8	Potes com 450 ml	
	Honigum Putty Soft	REF 919369
	Honigum Putty Soft Fast	REF 919370
	Honigum Putty Rigid Fast	REF 919371

#### Acessórios

1	MixStar eMotion 230 V Int.	REF 900480
50	MixStar Tips Blue	REF 903334
1	Frasco com 10 ml DMG Tray Adhesive	REF 909394

## Silagum Light



### Material de moldagem de correção testado e experimentado à base de VPS

Indicações: moldagens de coroas e pontes, inlays e onlays

#### Benefícios do produto

- Boas propriedades hidrofílicas
- Viscosidade fluida
- Duas velocidades: polimerização normal ou mais rápida



#### Embalagem

2	Cartuchos com 50 ml	
12	Automix Tips Yellow 1:1	
12	Intraoral Tips Yellow	
	Silagum Light	REF 909713
	Silagum Light Fast	REF 909714

#### Kit econômico

8	Cartuchos com 50 ml	
50	Automix Tips Yellow 1:1	
50	Intraoral Tips Yellow	
	Silagum Light	REF 909715
	Silagum Light Fast	REF 909720

#### Acessórios

1	Automix Dispenser Type 50 10:1	REF 909507
50	Automix Tips Yellow 1:1	REF 909200
50	Intraoral Tips Yellow	REF 909201



## Silagum Medium



### Material de média viscosidade à base de VPS

Indicações: impressões de coroas e pontes, inlays e onlays, impressões funcionais, reembasamento e indicação do ponto de pressão

### Benefícios do produto

- Excelente propriedade de fluidez
- Boa estabilidade
- Duas velocidades: polimerização normal ou rápida



### Embalagem

2	Cartuchos com 50 ml	
12	Automix Tips Yellow 1:1	
12	Intraoral Tips Yellow	
	Silagum Medium	REF 909716
	Silagum Medium Fast	REF 909717

### Acessórios

1	Automix Dispenser Type 50 10:1	REF 909507
50	Automix Tips Yellow 1:1	REF 909200
50	Intraoral Tips Yellow	REF 909201

## Silagum Mono



### Material de impressão monofásico à base de VPS

Indicações: impressões de coroas e pontes, impressões funcionais, inlays e onlays

### Benefícios do produto

- Reproduz os mínimos detalhes da superfície graças às excepcionais propriedades de fluidez
- Aplicação fácil e precisa com Intraoral Tips
- Mantém a firmeza na moldeira e no preparo



### Embalagem

2	Cartuchos com 50 ml	
4	Automix Tips Yellow 1:1	
4	Intraoral Tips Yellow	
		REF 909718

### Kit econômico

8	Cartuchos com 50 ml	
16	Automix Tips Yellow 1:1	
16	Intraoral Tips Yellow	
		REF 909719

### Acessórios

1	Automix Dispenser Type 50 10:1	REF 909507
50	Automix Tips Yellow 1:1	REF 909200
50	Intraoral Tips Yellow	REF 909201

## Silagum Putty



### Material de pré-moldagem à base de VPS

Indicações: moldagens de coroas e pontes, inlays e onlays

#### Benefícios do produto

- Fácil dosagem
- Excelente recuperação após a deformação
- Fácil de remover da boca
- Excelentes propriedades de manipulação
- Excelente estabilidade dimensional
- Especialmente adequado para moldagem em duas etapas com Silagum Light/Fast



#### Embalagem

1 Pote com 262 ml pasta base	
1 Pote com 262 ml pasta catalisadora	
Silagum Putty	REF 909018
Silagum Putty Fast	REF 909037
Silagum Putty Soft	REF 909019

#### Kit econômico

4 Potes com 262 ml pasta base	
4 Pote com 262 ml pasta catalisadora	
Silagum Putty	REF 909405
Silagum Putty Fast	REF 909038
Silagum Putty Soft	REF 909036

8 Potes com 262 ml pasta base	
8 Pote com 262 ml pasta catalisadora	
Silagum Putty	REF 909420
Silagum Putty Soft	REF 909485

#### Acessórios

1 Frasco com 10 ml DMG Tray Adhesive	REF 909394
--------------------------------------	------------

## Silagum Putty Soft



### Material de pré-moldagem à base de VPS

Indicações: moldagens de coroas e pontes, inlays e onlays

#### Benefícios do produto

- Excepcional estabilidade dimensional
- Material de qualidade, homogêneo e sem bolhas
- Manuseio fácil e limpo
- Pode ser dispensado diretamente na moldeira



#### Embalagem

1 Cartucho com 380 ml	
10 MixStar Tips White	REF 909534

#### Kit econômico

5 Cartuchos com 380 ml	
50 MixStar Tips White	REF 909535

#### Acessórios

1 MixStar eMotion 230 V Int.	REF 900480
50 MixStar Tips White	REF 909567
1 Frasco com 10 ml DMG Tray Adhesive	REF 909394

# StatusBlue



## Material de moldagem de situação à base de VPS

Indicações: moldagens de estudo, moldagens para confecção de stents provisórios ou formados a vácuo e moldagens de relação de oclusão

### Benefícios do produto

- Estabilidade dimensional extremamente elevada
- Longo período de armazenamento
- Pode ser vazado mais de uma vez
- Nenhuma mistura manual demorada
- Excelente recuperação após a deformação



Gesso pode ser vazado após 10 minutos

### Embalagem

1	Cartucho com 380 ml	
10	MixStar Tips White	REF 909693
2	Cartuchos com 50 ml	
4	Automix Tips Pink 4:1	REF 909790

### Kit econômico

5	Cartuchos com 380 ml	
50	MixStar Tips White	REF 909694
8	Cartuchos com 50 ml	
16	Automix Tips Pink 4:1	REF 909791

### Acessórios

1	MixStar eMotion 230 V Int.	REF 900480
50	MixStar Tips White	REF 909567
1	Automix Dispenser Type 50 10:1	REF 110411
25	Automix Tips Pink 4:1	REF 909797



# LuxaForm



## Polímero termoplástico para moldagem

Indicação: moldagens de restaurações provisórias

### Benefícios do produto

- Sem moldeira
- Sem mistura
- Estável sob condições de armazenamento
- Sem formação de smear layer em provisórios de resina bisacrílica
- Inodoro



### Embalagem

72 Tabletes

REF 110415

## DMG Retraction Paste



### Pasta de retração adstringente

Indicações: retração provisória da margem gengival e secagem do sulco gengival

### Benefícios do produto

- O dispensador pode ser dobrado conforme necessário para aplicação mais simples
- Consistência ideal para excelentes resultados
- Excelente visibilidade nos sulcos
- Rápido, fácil e eficiente



### Embalagem

25 Compules com 0,37 g

REF 919381

### Acessórios

- 1 Safetip Dispenser
- 1 Safetip Dispenser Pro

REF 213122  
REF 220829

## O-Bite



### Material de registro de mordida à base de VPS

Indicações: material de registro de mordida, material para aplicação em garfos de mordida para arcos faciais, material chave, por ex. para registro de ponta de agulha intraoral

### Benefícios do produto

- Um dos materiais mais rígidos para registro de mordida à base de VPS
- Alta resistência à fratura
- Aroma refrescante de laranja
- Resistência oclusal mínima
- Polimerização rápida



### Embalagem

- 2 Cartuchos com 50 ml
- 12 Automix Tips Pink 1:1

REF 909765

### Kit econômico

- 8 Cartuchos com 50 ml
- 50 Automix Tips Pink 1:1

REF 909767

### Acessórios

- 1 Automix Dispenser Type 50 1:1
- 50 Automix Tips Pink 1:1
- 50 Conturation Tips

REF 909507  
REF 909202  
REF 909203

## O-Bite Scan



### Material de registro de mordida à base de VPS, digitalizável

Indicações: material de registro de mordida, material para aplicação em garfos de mordida para arcos faciais, material chave, por ex. para registro de ponta de agulha intraoral

### Benefícios do produto

- Fluxo de trabalho digitalizado
- Dureza final extremamente alta e excelente resistência à fratura
- Resistência oclusal mínima
- Aroma refrescante de laranja
- Pode ser usado com facilidade e de forma precisa para fluxo de trabalho digital e não exige a compra de tecnologia dispendiosa
- Manuseio fácil, sem tratamento prévio com pó ou spray



### Embalagem

2	Cartuchos com 50 ml	
12	Automix Tips Pink 1:1	REF 919017

### Kit econômico

8	Cartuchos com 50 ml	
50	Automix Tips Pink 1:1	REF 919018

### Acessórios

1	Automix Dispenser Type 50 1:1	REF 909507
50	Automix Tips Pink 1:1	REF 909202
50	Conturation Tips	REF 909203

## LuxaBite



### Material de registro de mordida à base de bisacrilatos

Indicações: fixação de para moldagens de implantes, registros de mordida

### Benefícios do produto

- O mais duro material de registro de mordida (dureza Barcol 25 após uma hora)
- Sem compressão e flexão durante a montagem
- Inodoro e insípido
- Excelente estabilidade
- Acabamento fácil



### Embalagem

1	Cartucho com 50 ml	
15	Automix Tips Yellow 10:1	REF 110560

### Kit econômico

5	Cartuchos com 50 ml	
75	Automix Tips Yellow 10:1	REF 110558

### Acessórios

1	Automix Dispenser Type 50 1:1	REF 110411
25	Automix Tips Yellow 10:1	REF 110609

## Silagum Comfort



### Material de reembasamento permanentemente macio, à base de VPS

Indicação: reembasamento de próteses parciais, totais ou implantossuportadas

#### Benefícios do produto

- Excelente adesão à prótese
- Permanentemente macio
- Alta resistência ao desgaste
- Inodoro e insípido
- Fácil de manusear
- Altamente estético devido à estabilidade de cor



#### Pacote básico

1 Cartucho com 25 ml	
1 Automix Dispenser	
5 Automix Tips Yellow 1:1	
1 Frasco com 5 ml Primer	
2 Frascos com 10 ml Varnish	
25 Escovas	
5 Trimmer	
1 Suporte	REF 909087

#### Embalagem de recarga

1 Cartucho com 25 ml	
5 Automix Tips Yellow 1:1	REF 909088
2 Frascos com 10 ml Varnish	REF 909089
1 Frasco com 5 ml Primer	REF 909090
1 Cartucho com 50 ml	
12 Automix Tips Pink 1:1	REF 909951

#### Kit econômico

8 Cartuchos com 50 ml	REF 909950
-----------------------	------------

#### Acessórios

1 Automix Dispenser Type 25 1:1	REF 110253
1 Automix Dispenser Type 50 1:1	REF 909507
50 Automix Tips Yellow 1:1	REF 909200
50 Automix Tips Pink 1:1	REF 909202
1 Silicone Trimming Set	
25 Trimmers	
1 Suporte	REF 909047

## LuxaPick-up



### Compósito de reembasamento autopolimerizável

Indicações: reembasamento rígido direto de próteses dentárias, fixação de componentes secundários e elementos de conexão em próteses fixadas por implante

#### Benefícios do produto

- Reembasamento rígido direto de próteses dentárias
- Fixação de partes secundárias e elementos de conexão nas próteses fixadas por implante
- Ultra biocompatível: sem MMA, sem peróxido
- Ajuste confiável e livre de tensão
- Aplicação direta no consultório
- Ideal para o reparo de próteses dentárias e personalização de próteses intermediárias

#### Especialidade

Luxatemp Glaze & Bond para uma adesão ideal e selamento confiável (ver pág. 57)



#### Embalagem

1 Cartucho com 76 g	
15 Automix Tips Blue 10:1	REF 214007

#### Acessórios

45 Automix Tips Blue 10:1	REF 110409
1 Automix Dispenser Type 50 10:1	REF 110411

## MixStar eMotion



### Unidade de mistura

Unidade de mistura para materiais de moldagem

### Benefícios do produto

- Totalmente automático
- 3 níveis de velocidade
- 2 temporizadores para os tempos de trabalho e polimerização
- Manuseio fácil
- Adequado para saquetas e cartuchos



### Formas de comercialização

1 MixStar eMotion 230 V Int.

REF 900480

## DMG Tray Adhesive



### Adesivo de moldeira para todos os materiais à base de VPS

Indicação: o adesivo de moldeira serve para assegurar uma boa aderência do silicone de adição em moldeiras plásticas ou metálicas

### Benefícios do produto

- Promove a adesão de materiais de impressão à base de VPS na moldeira
- Fácil aplicação e manuseio
- Tempo de presa curto após a aplicação
- Cor azul permite controle visual



### Embalagem

1 Frasco com 10 ml

REF 909394

### Kit econômico

10 Frascos com 10 ml

REF 909396

A close-up photograph of a woman with a warm smile, looking towards the camera. She is seated in a dental chair with teal upholstery. In the background, a dentist in a light blue clinical coat is partially visible, also smiling. The scene is brightly lit, creating a positive and professional atmosphere.

# Próteses temporárias

Provisórios

Restaurações semipermanentes

Cimentação temporária



# Luxatemp Star



## Material bisacrílico altamente estável para coroas e pontes provisórias

Indicações: coroas e pontes provisórias, inlays e onlays, coroas parciais, facetas laminadas e provisórios de longa duração

### Benefícios do produto

- Para provisórios especialmente estáveis cuja sofisticação estética atende aos mais altos padrões
- Maior resistência à flexão e à fratura
- Dureza inicial melhorada
- Alcance mais rápido da dureza final
- Maior estabilidade e durabilidade
- Estética excelente e estabilidade de cor duradoura
- Excelente adaptação e ajuste
- Ideal para a confecção de mockups



### Embalagem

1 Smartmix Syringe com 15 g	
10 Smartmix Tips Green-Blue	
Cor A2	REF 110901
Cor A3	REF 110902
Cor B1	REF 110904
Cor Bleach Light	REF 110905

1 Cartucho com 76 g	
15 Automix Tips Blue 10:1	
Cor A1	REF 110906
Cor A2	REF 110907
Cor A3	REF 110908
Cor A3.5	REF 110909
Cor B1	REF 110910
Cor Bleach Light	REF 110911

### Kit econômico

5 Cartucho com 76 g	
75 Automix Tips Blue 10:1	
Cor A1	REF 110954
Cor A2	REF 110912
Cor A3	REF 110913

### Acessórios

50 Smartmix Tips Green-Blue	REF 110990
45 Automix Tips Blue 10:1	REF 110409
1 Automix Dispenser Type 50 10:1	REF 110411
50 Smartmix Tips Green	REF 110724

# Luxatemp Fluorescence



## Material com fluorescência natural para coroas e pontes bisacrílicas provisórias

Indicações: coroas, pontes, inlays e onlays, coroas parciais e facetas laminadas provisórias

### Benefícios do produto

- Para provisórios esteticamente naturais
- Baixo índice de contração
- Alta resistência à abrasão e à fratura
- Excelente estabilidade de cor
- Baixo potencial alergênico
- Adequado para provisórios de longa duração



### Embalagem

1 Smartmix Syringe com 15 g	
10 Smartmix Tips Green-Blue	
Cor A1	REF 110718
Cor A2	REF 110719
Cor A3	REF 110720
Cor B1	REF 110722
Cor Bleach Light	REF 110723

1 Cartucho com 76 g	
15 Automix Tips Blue 10:1	
Cor A1	REF 110585
Cor A2	REF 110586
Cor A3	REF 110710
Cor A3.5	REF 110587
Cor B1	REF 110588
Cor Bleach Light	REF 110589

### Kit econômico

5 Cartucho com 76 g	
75 Automix Tips Blue 10:1	
Cor A2	REF 110712
Cor A3	REF 110713

### Acessórios

50 Smartmix Tips Green-Blue	REF 110990
45 Automix Tips Blue 10:1	REF 110409
1 Automix Dispenser Type 50 10:1	REF 110411

## Luxatemp Plus



### Material bisacrílico para coroas e pontes temporárias

Indicações: coroas, pontes, inlays e onlays, coroas parciais e facetas laminadas provisórias

#### Benefícios do produto

- O clássico consagrado para provisórios imediatos com ajuste preciso
- Aplicação fácil e rápida na moldagem
- Restaurações provisórias bem-sucedidas desde o início
- Adaptação precisa e confiável
- Resistência à abrasão otimizada
- Alta resistência à flexão
- Excelente biocompatibilidade



#### Pacote básico

- |                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 1 Cartucho com 76 g              |           |
| 1 Automix Dispenser Type 50 10:1 |           |
| 15 Automix Tips Blue 10:1        |           |
| Cor A2                           | REF110400 |

#### Embalagem

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| 1 Cartucho com 76 g       |            |
| 15 Automix Tips Blue 10:1 |            |
| Cor A1                    | REF 110401 |
| Cor A2                    | REF 110402 |
| Cor A3.5                  | REF 110403 |
| Cor B1                    | REF 110404 |
| Cor Bleach Light          | REF 110368 |

#### Kit econômico

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| 5 Cartucho com 76 g       |            |
| 75 Automix Tips Blue 10:1 |            |
| Cor A1                    | REF 110405 |
| Cor A2                    | REF 110406 |
| Cor A3.5                  | REF 110407 |

#### Acessórios

- |                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| 45 Automix Tips Blue 10:1        | REF 110409 |
| 1 Automix Dispenser Type 50 10:1 | REF 110411 |

## Luxatemp Solar



### Material bisacrílico de dupla polimerização para coroas e pontes temporárias

Indicações: coroas, pontes, inlays e onlays, coroas parciais e facetas laminadas provisórias

#### Benefícios do produto

- Versão fotopolimerizável do clássico comprovado
- O usuário pode determinar o tempo de presa
- Remoção mais fácil da restauração provisória graças à fase elástica estendida
- Sem fragmentação nas reentrâncias
- Rigidez final elevada imediatamente após a fotopolimerização
- Adequado especialmente para restaurações de elementos múltiplos



#### Embalagem

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| 1 Cartucho com 76 g       |            |
| 15 Automix Tips Blue 10:1 |            |
| Cor A2                    | REF 110360 |

#### Kit econômico

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| 5 Cartucho com 76 g       |            |
| 75 Automix Tips Blue 10:1 |            |
| Cor A2                    | REF 110361 |

#### Acessórios

- |                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| 45 Automix Tips Blue 10:1        | REF 110409 |
| 1 Automix Dispenser Type 50 10:1 | REF 110411 |

# LuxaFlow Star



## Resina composta fotopolimerizável de alta fluidez

Indicações: reforço e reparo de restaurações provisórias à base de bisacrilato, restaurações de cavidades pequenas de classe III, IV e V, restaurações minimamente invasivas de classe III, IV e V, forramentos cavitário

### Benefícios do produto

- Fluorescência natural
- Fácil de polir
- Luer-Lock Tips para aplicações diretas e precisas
- Fluido durante a aplicação e estável depois disso
- Radiopaco



### Pacote básico

- 4 Seringas com 1,5 g
  - 20 Luer-Lock Tips Black
  - Cores: A1, A2, A3.5, B1
- REF 214000

### Embalagem de recarga

- 2 Seringas com 1,5 g
  - 10 Luer-Lock Tips Black
  - Cor A1
  - Cor A2
  - Cor A3
  - Cor A3.5
  - Cor B1
- REF 214001  
REF 214002  
REF 214003  
REF 214004  
REF 214005

### Acessórios

- 60 Luer-Lock Tips Black
- REF 211477

# Luxatemp Glaze & Bond



## Verniz fotopolimerizável reparador e selador para coroas e pontes provisórias

Indicações: revestimento e reparo de coroas e pontes provisórias, base para restaurações indiretas feitas de PEEK/compósito e PMMA

### Benefícios do produto

- Alto brilho sem polimento
- Excelente adesão aos materiais de reparo
- Alta resistência à abrasão
- Baixa rugosidade de superfície



### Embalagem

- 1 Frasco com 5 ml
  - 25 Escovas
  - 1 Paleta de mistura
- REF 211927

### Acessórios

- 50 Escovas
- REF 110041

## LuxaCrown



### Compósitos de bisacrilato para soluções provisórias de alto desempenho com estabilidade de longo prazo

Indicações: restaurações de coroas e pontes; para restaurar a forma anatômica e proteger o dente remanescente a longo prazo, restaurar a função mastigatória e para correções estéticas

#### Benefícios do produto

- Estabilidade confiável a longo prazo
- Ampla gama de aplicações
- Restauração protética em uma sessão
- Excelente resistência à flexão e à fratura
- Excelentes propriedades de polimento
- Tempo de polimerização otimizado
- Excelente funcionalidade



#### Embalagem

1	Cartucho com 50 ml	
15	Automix Tips Blue 10:1	
	Cor A1	REF 110970
	Cor A2	REF 110971
	Cor A3	REF 110972
	Cor A3.5	REF 110973
	Cor B1	REF 110974

#### Acessórios

1	Automix Dispenser Type 50 10:1	REF 110411
45	Automix Tips Blue 10:1	REF 110409

## TempoCem ID



### Cimento de fixação provisória transparente para fins estéticos

Indicações: cimentação provisória de coroas provisórias e semipermanentes, pontes, inlays, onlays, facetas e próteses provisórias suportadas por implantes

#### Benefícios do produto

- Invisível abaixo da restauração
- Detectável para remoção fácil e confiável do excesso de material em uma única etapa
- Transparência ideal para resultados estéticos de alto nível
- Adesão ideal, fácil remoção
- Fácil manuseio e aplicação
- Cimentação confiável para restaurações provisórias e semipermanentes



#### Embalagem

1	Smartmix Syringe com 5 ml	
20	Smartmix Tips Green	REF 213200

#### Acessórios

50	Smartmix Tips Green	REF 110724
----	---------------------	------------



# TempoCem NE



## Cimento adesivo à base de óxido de zinco e isento de eugenol para restaurações provisórias

Indicações: cimentação temporária de coroas, pontes, inlays e onlays provisórios e permanentes

### Benefícios do produto

- Uso universal
- Sem influência de materiais de restauração à base de resina
- Aplicação direta no provisório
- Boa aderência e fácil remoção de restaurações provisórias
- Fácil remoção e limpeza do excesso de cimento
- Adaptação perfeita com uma camada fina do material



### Embalagem

2 Smartmix Syringes com 5 ml	
20 Smartmix Tips Short	REF 212104
1 Cartucho com 25 ml	
35 Automix Tips Blue 1:1	REF 110272

### Acessórios

50 Smartmix Tips Short	REF 212040
100 Automix Tips Blue 1:1	REF 110267
50 Automix Tips Blue 1:1	REF 110266
1 Automix Dispenser Type 25 1:1	REF 110253

# TempoCem



## Cimento adesivo à base de óxido de zinco com eugenol para restaurações provisórias

Indicações: cimentação provisória de coroas, pontes, inlays e onlays provisórios e permanentes, bem como para cimentação provisória de próteses fixadas por implantes

### Benefícios do produto

- Aplicação direta no provisório
- Adesão e capacidade de remoção ótimas
- Fácil remoção e limpeza do excesso de material




### Embalagem

2 Smartmix Syringes com 5 ml	
20 Smartmix Tips Short	REF 212129
1 Cartucho com 25 ml	
35 Automix Tips Blue 1:1	REF 110247

### Acessórios

50 Smartmix Tips Short	REF 212040
100 Automix Tips Blue 1:1	REF 110267
50 Automix Tips Blue 1:1	REF 110266
1 Automix Dispenser Type 25 1:1	REF 110253





# Próteses permanentes

Cimentos

## PermaCem Universal



### Cimento adesivo à base de compósito de polimerização dual

Indicações: cimentação permanente de inlays, onlays, coroas, pontes, facetas laminadas, pinos intrarradiculares e restaurações sobre pilares de implante

#### Benefícios do produto

- Universal sem fazer por menos
- Uso universal: material versátil com cerâmicas de óxido, silicato e compósitos
- Clinicamente estabelecido para uso com todos os materiais CAD/CAM padrão
- Resultados estéticos excepcionais em três tonalidades com Try-in Paste correspondentes
- Forte adesão em uma ampla gama
- Alta resistência à abrasão para garantir qualidade confiável das margens do preparo e promove a longa durabilidade da restauração
- Remoção simples e sem estresse do excesso de cimento em uma única etapa

O par perfeito para uma excelente adesão: LuxaBond Universal (Página 35)



#### Embalagem

1 Smartmix Syringe com 9 g	
10 Smartmix Tips Short	
Cor A1	REF 213401
Cor A2,5	REF 213402
Cor Transparent	REF 213404

#### Acessórios

50 Smartmix Tips Short	REF 212040
------------------------	------------

## PermaCem 2.0



### Cimento resinoso autoadesivo de polimerização dual

Indicações: cimentação permanente de inlays, onlays, coroas, pontes e pinos intrarradiculares; cimentação permanente de coroas e pontes em pilares de implante

#### Benefícios do produto

- Uma solução completa
- Rápido e fácil de usar, sem necessidade de fixação ou condicionamento ácido
- Contém MDP
- Uma adesão perfeita entre o dente e a restauração
- Adesão excepcionalmente forte a cerâmicas de óxido, zircônia e silicato
- Mínima absorção de água
- Consistência ideal
- Fluxo extraordinário sob pressão
- Remoção de excesso simples e sem tensão
- Excelente radiopacidade



#### Embalagem

1 Smartmix Syringe com 9 g	
15 Smartmix Tips Short	
5 Smartmix Tips Endo M	
Cor Transparent	REF 213368
Cor A2 Universal	REF 213366
Cor A3 Opaque	REF 213367

#### Kit econômico

3 Smartmix Syringes com 9 g	
45 Smartmix Tips Short	
15 Smartmix Tips Endo M	
Cor Transparent	REF 213382
Cor A2 Universal	REF 213380
Cor A3 Opaque	REF 213381

#### Acessórios

50 Smartmix Tips Short	REF 212040
20 Smartmix Tips Endo M	REF 213373



# PermaCem Dual



## Cimento adesivo de polimerização dupla

Indicações: cimentação final de coroas, pontes, inlays e onlays

### Benefícios do produto

- Tempo de presa reduzido graças à fotopolimerização
- Uso universal
- Adequado para restaurações em materiais totalmente cerâmicos
- Insolúvel em meio úmido
- Película fina para a adaptação perfeita
- Fácil remoção do excesso de material



### Embalagem

2 Smartmix Syringes com 10 g	
20 Smartmix Tips Short	REF 212035
1 Cartucho com 52 g	
35 Automix Tips Blue 1:1	REF 110524

### Acessórios

50 Smartmix Tips Short	REF 212040
100 Automix Tips Blue 1:1	REF 110267
50 Automix Tips Blue 1:1	REF 110266
1 Automix Dispenser Type 25 1:1	REF 110253

# PermaCem



## Cimento adesivo autopolimerizável

Indicações: cimentação final de coroas, pontes, inlays e onlays

### Benefícios do produto

- Autopolimerização
- Uso universal
- Adequado para restaurações em materiais totalmente cerâmicos
- Insolúvel em meio úmido
- Película fina para a adaptação perfeita
- Fácil remoção do excesso de material



### Embalagem

2 Smartmix Syringes com 10 g	
20 Smartmix Tips Short	REF 212034
1 Cartucho com 52 g	
35 Automix Tips Blue 1:1	REF 110293

### Acessórios

50 Smartmix Tips Short	REF 212040
100 Automix Tips Blue 1:1	REF 110267
50 Automix Tips Blue 1:1	REF 110266
1 Automix Dispenser Type 25 1:1	REF 110253

# Vitique



## Compósito adesivo fotopolimerizável para facetas laminadas

Indicações: cimentação definitiva e com alto valor estético de facetas laminadas de compósito ou cerâmica

### Benefícios do produto

- Sistema completo de qualidade superior para cimentação de facetas laminadas
- Reprodução e seleção de cores excelente
- Correspondência exata entre as tonalidades da Try-in Paste e do cimento
- Remoção muito fácil do material em excesso
- Boa estabilidade de cor
- Suporte prático ao usuário

### Especialidade

O seu parceiro adesivo para Vitique como embalagem de recarga suplementar: Ecosite Bond (Página 36).



#### Cementation System

- 3 Seringas com 6 g Esthetic Resin Cement, cores: A2.5, B1, Transparent
- 3 Seringas com 3,9 g Try-in Paste, cores: A2.5, B1, Transparent
- 1 Seringa com 2 ml DMG Etching Gel
- 1 Frasco com 5 ml TECO
- 1 Frasco com 3 ml Vitique Silane Adhesive
- 1 Frasco com 3 ml Vitique Silane Activator
- Acessórios REF 213080

#### Cementation Kit

- 3 Seringas com 6 g Esthetic Resin Cement, cores: A2.5, B1, Transparent
- 3 Seringas com 3,9 g Try-in Paste, cores: A2.5, B1, Transparent
- 50 Veneer Tips REF 213081

#### Accessory Kit

- 1 Seringa com 2 ml DMG Etching Gel
- 1 Frasco com 5 ml TECO
- 1 Frasco com 3 ml Vitique Silane Adhesive
- 1 Frasco com 3 ml Vitique Silane Activator
- Acessórios REF 213082

#### Embalagem de recarga

- 1 Seringa com 6 g Esthetic Resin Cement, 10 Veneer Tips
  - Cor A1 REF 213038
  - Cor A2.5 REF 213039
  - Cor A4 REF 213040
  - Cor B1 REF 213041
  - Cor Bleach Light REF 213042
  - Cor Transparent REF 213043
  - Cor White REF 213044
  - Cor Pink REF 213045
- 1 Seringa com 3,9 g Try-in Paste, 10 Veneer Tips
  - Cor A1 REF 213048
  - Cor A2.5 REF 213049
  - Cor A4 REF 213050
  - Cor B1 REF 213051
  - Cor Bleach Light REF 213052
  - Cor Transparent REF 213053
  - Cor White REF 213054
  - Cor Pink REF 213055

#### Acessórios

- 100 Veneer Tips REF 213057



## Agente adesivo para compósitos à base de cimento e cerâmica

Indicação: condicionamento de substratos cerâmicos à base de sílica

### Benefícios do produto

- Aderência confiável
- Mistura na proporção de 1:1
- Nova mistura para cada aplicação com base nos dois componentes



---

### Embalagem

- 1 Frasco com 3 ml Vitique Silane Adhesive
- 1 Frasco com 3 ml Vitique Silane Activator
- 50 Escovas
- 1 Suporte de escova

REF 213118





# Tabelas e visões gerais

# Restauração direta:

## Materiais de restauração

Quando usar cada um dos materiais

	Constic	Ecosite One	Ecosite Bulk Fill	Ecosite Elements	EcuSphere Shape	EcuSphere Carat	EcuSphere Flow	Ionosit Baseline	LuxaCore Z Dual
Classe I	●	●	●	●	●	●	●		
Classe II		●	●	●	●	●			
Classe III	●			●	●	●	●		
Classe IV				●	●	●	●		
Classe V	●	●	●	●	●	●	●		
Restauração direta com inlay/onlay				●		●			
Restauração direta com faceta laminada				●					
Dentes deciduos	●	●	●	●			●		
Selante de fissuras	●	●	●	●			●		
Forro	●			●			●	●	
Cáries radiculares	●			●			●		
Preparo do conduto	●			●			●		
Minimamente invasivas	●			●			●		
Restauração de provisórios	●			●			●		
Núcleo de preenchimento		●	●	●					●
Tipo de material	Composito	Composito nano híbrido	Composito nano híbrido	Composito nano híbrido	Composito híbrido	Composito híbrido	Composito	Compómero	Composito
Número de cores	6	1	3	13	12	4	4	1	3
Cor	A1, A2, A3, A3.5, B1, Opaque White		Light, Universal, Contrast	B1, A2, A3, A3.5, A4, EB, EL, EM, ED, OA2 e INC, W/B	A1, A2, A3, A3.5, A4, B1	A1, A2, A3, A3.5	A1, A2, A3, A3.5	B2	Opaque Light, A3, Blue
Tempo de polimerização	20 s	10 s	20 s	20 s	20 s	20 s	20 s	20 s	20/40 * segundos
Fotopolimerização	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Autopolimerização									●
Radiopaco	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Formas de comercialização	Luer-Lock Syringe de 2 g	Seringa de 4 g Safetip de 0,25 g	Seringa de 4 g Safetip de 0,25 g	Seringa de 4 g Seringa de 2 g Safetip de 0,25 g	Seringa de 3 g Safetip de 0,3 g	Seringa de 3 g Safetip de 0,3 g	Luer-Lock Syringe de 1,5 g	Saferinge de 0,33 g Luer-Lock Syringe de 1,5 g	Smartmix Syringe de 9 g Automix Cartridge de 48 g

\*dependendo da espessura da camada

# Prevenção e infiltração

Quando usar cada um dos materiais

		Flairesse Paste	Flairesse Gel	Flairesse Foam	Flairesse Varnish	Icon Proximal	Icon Vestibular
Limpeza		●					
Remineralização			●	●	●		
Fluorização			●	●	●		
Sensibilidade dentinária					●		
Cáries: superfície intacta	E1	●	●	●	●	●	●
	E2	○	○	○	●	●	●
	D1					●	●
Estética	Fluorose						●
	Pontos brancos cariogênicos						●
	Pontos de indução idiopática						●
	Manchas induzidas por trauma						●

- Uso altamente recomendado
- Uso recomendado sob determinadas condições

# Moldagem

Quando usar cada um dos materiais

	Honigum Pro Light	Honigum Pro Mono	Honigum Pro Heavy	Honigum Pro Putty	Honigum Light	Honigum Mono	Honigum Heavy	Honigum Putty	Silagum Light	Silagum Medium	Silagum Mono	Silagum Putty	LuxaForm	StatusBlue
Moldagem para coroas e pontes	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Moldagem para inlays e onlays	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Moldagem para implantes			●				●							
Moldagem para fixação			●				●							
Moldagem funcional		●				●				●	●			
Moldagem de pontos de pressão		●				●				●				
Moldagem de situação														●
Moldagem de reembasamento										●				
Moldagem para fabricação de materiais provisórios													●	●
Moldagem para fabricação de modelos a vácuo														●
Modelo para articulador														●
Confecção de modelos														●



























# Restauração direta: agente adesivo

Quando usar cada um dos materiais

		LuxaBond Total Etch	LuxaBond Universal	Ecosite Bond	Contax	Contax + Activator
Técnica	Condicionamento total	●	●	●		
	Autocondicionamento		●	●	●	●
Para cimentação adesiva de	Materiais restauradores fotopolimerizáveis	●	●	●	●	
	Materiais restauradores autopolimerizáveis e duais	●	●			●
Modo de polimerização do adesivo	Fotopolimerização			●	●	●
	Polimerização dupla	●	●			
Uso em combinação com produtos DMG	Ecosite One	●	●	●	●	
	Ecosite Elements	●	●	●	●	
	Ecosite Bulk Fill	●	●	●	●	
	EcuSphere	●	●	●	●	
	Ionosit Baseline	●	●	●	●	
	Vitique	●	●	●	●	
	PermaCem	●	●			●
	PermaCem Dual	●	●			●
	PermaCem Universal	●	●			
	LuxaCore Z Dual	●	●			●
Restauração direta	Núcleo de preenchimento	●	●	●		●
	Preenchimentos diretos com compósito	●	●	●	●	●
	Cimentação de facetas laminadas		●			
	Tratamento de canal radicular	●	●			
	Cimentação de restaurações indiretas	●	●		●	●

# Impressões com Honigum

	Honigum Light		Honigum Mono		Honigum Heavy				Honigum Putty			
												
	Rápida				Rápida			Rápida	Macia		Macia rápida	Rígida rápida
ml	50	50	380	50	380	380	50	50	380	450x2	450x2	450x2
Tempo de mistura [min.]										0:30	0:30	0:30
Tempo de trabalho [min.]	2:15	1:30	2:00	2:15	2:15	1:15	2:00	1:15	1:45	3:15	1:45	1:45
Tempo de presa na boca [min.]	3:30	2:00	3:15	2:30	3:15	2:00	3:15	2:00	3:15	3:15	1:45	1:45
Alteração dimensional após 24 horas [%]	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5
Ajuste de compressão [%]	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,9	≤ 1,0	≤ 0,6	≤ 0,6	≤ 0,6	≤ 0,6	≤ 0,7	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5
Dureza Shore A 24h	≈ 54	≈ 56	≈ 52	≈ 51	≈ 76	≈ 76	≈ 72	≈ 72	≈ 73	≈ 68	≈ 68	≈ 75
Carga de compressão [%]	≈ 4,5	≈ 3,9	2,9-5,5	2,8-5,5	≈ 1,4	≈ 1,4	≈ 1,4	≈ 1,4	≈ 2,0	≈ 2,2	≈ 2,2	≈ 1,7
Cor												

# Impressões com Honigum Pro

		Honigum Pro Light	Honigum Pro Mono	Honigum Pro Heavy	Honigum Pro Putty									
<b>Viscosidade</b>		Baixa viscosidade	Média viscosidade	Alta viscosidade	Alta viscosidade									
<b>Comportamento de presa</b>	Polimerização normal	●	●	●	●									
	Polimerização rápida	●	●	●										
<b>Técnica</b>	Monofásica		●											
	Dupla Moldagem	●	●	●	●									
	Corretiva	●		●	●									
<b>Material da seringa</b>		●												
<b>Resistência à inserção</b>	Baixa	●												
	Média		●	●	●									
<b>Dados técnicos</b>	<b>Honigum Pro</b>													
	<b>Light</b>		<b>Mono</b>				<b>Heavy</b>				<b>Putty</b>			
	<b>Rápida</b>		<b>Rápida</b>		<b>Rápida</b>		<b>Rápida</b>		<b>Rápida</b>		<b>Macia</b>		<b>Macia rápida</b>	<b>Rígida rápida</b>
MI	50	50	380	380	50	50	380	380	50	50	380	450x2	450x2	450x2
Tempo de mistura [min.]												0:30	0:30	0:30
Tempo de trabalho na boca [min.]	≤ 1:00	≤ 0:30	≤ 1:00	≤ 0:30	≤ 1:00	≤ 0:30								
Tempo de trabalho [min.]	≤ 2:45	≤ 1:30	≤ 2:45	≤ 1:30	≤ 2:45	≤ 1:30	≤ 2:45	≤ 1:30	≤ 2:45	≤ 1:30	≤ 1:45	≤ 3:15	≤ 1:45	≤ 1:45
Tempo de presa na boca [min.]	≥ 3:15	≥ 2:00	≥ 3:15	≥ 2:00	≥ 3:15	≥ 2:00	≥ 3:15	≥ 2:00	≥ 3:15	≥ 2:00	≥ 3:15	≥ 3:15	≥ 1:45	≥ 1:45
Alteração dimensional após 24 horas [%]	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5
Ajuste de compressão [%]	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,6	≤ 0,7	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5
Dureza Shore A 24h	≈ 55	≈ 55	≈ 61	≈ 61	≈ 61	≈ 61	≈ 76	≈ 74	≈ 74	≈ 74	≈ 73	≈ 68	≈ 68	≈ 75
Carga de compressão [%]	≈ 4,0	≈ 4,0	≈ 2,8	≈ 2,8	≈ 2,8	≈ 2,8	≈ 1,8	≈ 1,8	≈ 2,0	≈ 2,0	≈ 2,0	≈ 2,2	≈ 2,2	≈ 1,7
Cor	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

# Cimentos: provisórios e permanentes

Quando usar cada um dos materiais

	PermaCem 2.0	PermaCem Universal	PermaCem	PermaCem Dual	Vitique	LuxaCore Z Dual	TempoCem NE	TempoCem	TempoCem ID
<b>Permanente</b>	●	●	●	●	●	●			
<b>Provisórios de longo prazo</b>									●
<b>Provisórios</b>							●	●	●
<b>Indicações</b>	Coroas/pontes	●	●	●			●	●	●
	Inlays/onlays	●	●	●	●		●	●	●
	Facetas laminadas		●			●			●
	Pinos intrarradiculares	●	●				●		
	Pilares de implante	●	●				●		●
<b>Cimentação</b>	Adesivo		●	●	●	●			
	Auto-adesivo	●							
	Retentivo						●	●	●
<b>Tipo de material</b>	Compósito	●	●		●	●			●
	Compômero			●	●				
	Óxido de zinco						●	●	
<b>Modo de polimerização</b>	Fotopolimerização	●	●		●	●			●
	Autopolimerização	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Número de cores</b>		<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
		A2 Universal, A3, Opaque, Transparent	A1, A2.5, Transparent			A1, A2.5, A4, B1, Bleach Light, Transparent, White, Pink	Opaque Light, A3, Blue		

# Cimentos: provisórios e permanentes

Quando usar cada um dos materiais

		PermaCem 2.0	PermaCem Universal	PermaCem	Vitrique	TempoCemNE	TempoCem	TempoCem ID
<b>Metal/base metálica</b>	Inlays	●	○	○		●	●	●
	Onlays	●	○	○		○	○	●
	Coroas/pontes	●	○	○		●	●	●
	Pinos intrarradiculares	●						
	Sobre pilares de implante	●					○	●
<b>Cerâmicas à base de silicato (por exemplo, dissilicato de lítio, feldspato)</b>	Inlays	○	○	○		●	●	●
	Onlays	○	○	○		○	○	●
	Coroas/pontes	●	○	○		●	●	●
	Facetas laminadas		○	○	●			●
<b>Cerâmicas à base de óxido (de zircônio/alumínio)</b>	Coroas/pontes	●	○	○		●	●	●
	Pinos intrarradiculares	●						
	Sobre pilares de implante	●					○	●
<b>Restaurações à base de compósito</b>	Inlays	○	○	○		●	●	●
	Onlays	○	○	○		○	○	●
	Coroas	●				●	●	●
	Pinos intrarradiculares	●						
	Facetas laminadas		○	○	●			●

- ● Uso altamente recomendado
- ○ Uso recomendado sob determinadas condições

# Restauração protética: provisório e estável a longo prazo







Quando usar cada um dos materiais

	Luxatemp Star	Luxatemp Fluorescence	Luxatemp Plus	Luxatemp Solar	LuxaFlow Star	Luxatemp Glaze & Bond	LuxaCrown
Coroas e pontes provisórias	●	●	●	●			
Inlays e onlays provisórios	●	●	●	●			
Coroas parciais provisórias	●	●	●	●			
Facetas laminadas provisórias	●	●	●	●			
Provisórios de longo prazo	●	●	●	●			●
Para coroas e pontes estáveis de longo prazo							●
Restaurações provisórias complexas de longo prazo							●
Fortalecimento e reparo de provisórios confeccionados em bisacrilato					●		
Pequenas obturações (classe III, IV e V)					●		
Obturações minimamente invasivas					●		
Sub-obturações					●		
Selador de superfície						●	
Reparo de coroas e pontes provisórias					●	●	
Tipo de material	Bisacrilato	Bisacrilato	Bisacrilato	Bisacrilato	Compósito	Monocomponente, baseado em metacrilatos multifuncionais	Compósito semipermanente








# Automix Dispenser

## Automix Tips





### Dispenser para cartuchos de 25 ml com proporção de mistura de 1:1

 <p><b>Type 25 1:1</b> REF 110253</p>	Ideal para LuxaCore Z Dual Silagum Comfort	<b>Automix Tips Yellow 1:1</b> 50 × REF 909200 	<b>Intraoral Tips Yellow*</b> 50 × REF 909201 
	Ideal para LuxaCore Z Dual	<b>Automix Tips Endo L</b> 20 × REF 110963 	<b>Endo Tips Yellow</b> 50 × REF 212280 
	Ideal para TempoCem TempoCem NE PermaCem PermaCem Dual	<b>Automix Tips Blue 1:1</b> 50 × REF 110266 100 × REF 110267 	

### Dispenser para cartuchos de 50 ml com proporção de mistura de 1:1

 <p><b>Type 50 1:1</b> REF 909507</p>	Ideal para Honigum Pro Light/Light Fast/Light Scan Honigum Light/Light Fast Silagum Light/Light Fast Silagum Mono Silagum Medium/Medium Fast	<b>Automix Tips Yellow 1:1</b> 50 × REF 909200 	<b>Intraoral Tips Yellow*</b> 50 × REF 909201 
	Ideal para Honigum Pro Mono Fast Honigum Pro Heavy/Heavy Fast Honigum Pro Scan Heavy Honigum Mono Honigum Heavy/Heavy Fast	<b>Automix Tips Green 1:1</b> 50 × REF 909490 	<b>Intraoral Tips Transparent</b> 50 × REF 909400 
	Ideal para O-Bite/O-Bite Scan Silagum Comfort	<b>Automix-Tips Pink 1:1</b> 50 × REF 909202 	<b>Conturation Tips</b> 50 × REF 909203 

### Dispenser para cartuchos de 50 ml com proporção de mistura de 10:1 / 4:1

 <p><b>Type 50 10:1</b> REF 110411</p>	Ideal para Luxatemp Plus Luxatemp Solar Luxatemp Star Luxatemp Fluorescence LuxaCrown LuxaPick-up	<b>Automix Tips Blue 10:1</b> 45 × REF 110409 	
	Ideal para LuxaBite	<b>Automix Tips Yellow 10:1</b> 25 × REF 110609 	
	Ideal para StatusBlue	<b>Automix Tips Pink 4:1</b> 25 × REF 909797 	

\*No é compatível com Silagum omfort

# Pontas aplicadoras

Para seringas e Smartmix

## Smartmix Tips Green-Blue

REF 110990 (50 unidades)



Ideal para  
Luxatemp Star  
Luxatemp Fluorescence

## Smartmix Tips Short

REF 212040 (50 unidades)



Ideal para  
TempoCem NE  
TempoCem  
PermaCem Universal  
PermaCem 2.0  
PermaCem Dual  
PermaCem

## Smartmix Tips Combi

REF 212042 (50 unidades)



Ideal para  
LuxaCore Z Dual

## Smartmix Tips Endo


REF 212041 (50 unidades)



Ideal para  
LuxaCore Z Dual

## Smartmix Tips Green

REF 110724 (50 unidades)



Ideal para  
TempoCem ID

## Smartmix Tips Endo M

REF 213373 (20 unidades)



Ideal para  
PermaCem 2.0

## Smartmix Tips Endo L

REF 213083 (20 unidades)



Ideal para  
LuxaCore Z Dual

## Veneer Tips


REF 213057 (100 unidades)



Ideal para  
Vitique

## Luer-Lock Tips White

REF 109942 (50 unidades)



Ideal para  
DMG Etching Gel

## Luer-Lock Tips Black

REF 211477 (60 unidades)



Ideal para  
LuxaFlow Star  
Ionosit Baseline  
EcuSphere low

## Luer-Lock Tips Silver

REF 220712 (20 unidades)



Ideal para:  
Constic  
Ecosite Elements Highlight




# MixStar Tips

## Automix Tips

### MixStar eMotion

 <p>Unidade de mistura 230 V Int. REF 900480</p>	<p>Ideal para Honigum Pro Mono Honigum Pro Heavy Honigum Pro Heavy Fast Honigum Pro Putty Honigum Putty Honigum Pro Scan Heavy</p>	<p><b>MixStar Tips Blue</b> 50 x REF 903334</p> 
	<p>Ideal para Honigum Mono Honigum Heavy Honigum Heavy Fast Silagum Putty Soft StatusBlue</p>	<p><b>MixStar Tips White</b> 50 x REF 909567</p> 

## Símbolos DMG para as formas de comercialização



## Índice

Automix Dispenser 77	Honigum Pro Heavy 43	Luxatemp Plus 56
Constic 32	Honigum Pro Light 42	Luxatemp Solar 56
Contax 36	Honigum Pro Mono 42	Luxatemp Star 55
DeltaFil 34	Honigum Pro Putty 43	MixStar eMotion 53
DentaMile connect 14	Honigum Pro Scan 44	MixStar Tips 79
DentaMile Lab5 16	Honigum Putty 46	O-Bite 50
DentaMile Lab5 Pro 16	Icon Proximal 26	O-Bite Scan 51
DMG 3Decure 17	Icon Vestibular 26	PermaCem 63
DMG 3Delite 15	Ionosit Baseline 34	PermaCem 2.0 62
DMG 3Demax 15	LuxaBite 51	PermaCem Dual 63
DMG 3Dewash 17	LuxaBond Total Etch 35	PermaCem Universal 62
DMG Etching Gel 38	LuxaBond Universal 35	Pontas aplicadoras 78
DMG MiniDam 27	LuxaCore Z Dual 37	Safetip Dispenser 39
DMG Retraction Paste 50	LuxaCore Z Post System 37	Safetip Dispenser Pro 39
DMG Tray Adhesive 53	LuxaCrown 58	Silagum Comfort 52
Ecosite Bond 36	LuxaFlow Star 57	Silagum Light 46
Ecosite Bulk Fill 31	LuxaForm 49	Silagum Medium 47
Ecosite Elements 30	LuxaPick-up 52	Silagum Mono 47
Ecosite One 31	LuxaPost 38	Silagum Putty 48
EcuSphere Carat 33	LuxaPrint Cast 21	Silagum Putty Soft 48
EcuSphere Flow 32	LuxaPrint Gingiva 20	StatusBlue 49
EcuSphere Shape 33	LuxaPrint Model 19	TempoCem 59
Flairesse Gel/Foam 24	LuxaPrint Ortho 18	TempoCem ID 58
Flairesse Paste 24	LuxaPrint Ortho Flex 19	TempoCem NE 59
Flairesse Varnish 25	LuxaPrint Ortho plus 18	Vitique 64
Honigum Heavy 45	LuxaPrint Tray 20	Vitique Silane 65
Honigum Light 44	Luxatemp Fluorescence 55	
Honigum Mono 45	Luxatemp Glaze & Bond 57	



**DMG do Brasil**

Tel.: 0800-162606 / (11) 3307-6700

E-mail: [brasil@dmg-dental.com.br](mailto:brasil@dmg-dental.com.br)

[www.dmgdobrasil.com.br](http://www.dmgdobrasil.com.br)

[br.dmg-dental.com/start.br](http://br.dmg-dental.com/start.br)

