



# Tandheelkundige oplossingen voor praktijken en laboratoria

A smile ahead together





 **Icon**

 **Constic**

 **Luxatemp Star**

 **TempoCem**

 **LuxaBite**

 **DeltaFil**

 **Silagum**

 **O-Bite**

 **LuxaPost**

 **Ecosite**

 **LuxaCore Z**

 **LuxaBond**

 **Vitique**

 **LuxaCrown**

 **PermaCem**

 **Ionosit Baseline**

 **LuxaPrint**

 **MiniDam**

 **Flairesse**

 **StatusBlue**

 **LuxaForm**

 **Honigum Pro**

 **DentaMile**

A young girl with long, wavy, light brown hair is shown in profile, looking towards the right. She is wearing a mustard-colored, long-sleeved dress with a gathered waist. An adult's hands are visible, holding her from behind and supporting her. The adult is wearing a light-colored, ribbed sweater and a dark watch. The background is bright and out of focus, suggesting an indoor setting with large windows. The overall mood is warm and affectionate.

**A smile ahead  
together**



## **Samen tandheelkundige vooruitgang vormgeven**

Van alle voortschrijdende ontwikkelingen in de tandheelkunde en tandheelkundige technologie hebben mensen profijt. Al zestig jaar zijn we bij DMG, in nauwe samenwerking met de gebruikers, actief betrokken bij de vormgeving van dit proces. Momenteel zijn we boven alles gericht op holistische oplossingen en gevalideerde workflows die uw werk in tandartspraktijk en laboratorium vergemakkelijken.

## **Investeren in de toekomst van tandheelkunde**

Bijna 20 procent van ons personeel is werkzaam op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Dat klinkt als veel – en dat is het ook. Digitalisering, concepten voor moderne restauratie, preventie en vroegtijdige ingreep zijn fascinerende ontwikkelingsgebieden waarop we hard voor u aan het werk zijn.

## **Zodat u er zeker van kunt zijn**

Alle producten die de naam DMG dragen, zijn met de grootst mogelijke zorg geproduceerd in Hamburg en zijn grondig gecontroleerd en gecertificeerd. Rond 30 collega's bij DMG houden zich bezig met kwaliteitsbeheer en -controle. Het resultaat: Hoogwaardige producten waarop u kunt vertrouwen.

## **Het beste wereldwijde netwerk**

Onze kwalitatief hoogwaardige materialen, innovatieve toepassingsvormen en behandelconcepten worden nu gewaardeerd in meer dan 80 landen. We worden gezien als een kosmopolitische organisatie en onderhouden een constant groeiend netwerk van tandartspraktijken en onderzoeksfaciliteiten.

**We kijken ernaar uit met u samen te werken en gezamenlijk de toekomst van de tandheelkunde vorm te geven in de komende decennia.**



# Maak deel uit van de DMG gemeenschap.

## Bij DMG houden we van dialoog.

Als uw partner zullen we u ondersteunen met kwalitatief hoogwaardige productoplossingen voor uw werk en tevens met talrijke scholingsevenementen. We verzorgen lezingen, hands-on workshops of live behandelingen, ofwel online ofwel in ons Dental Training Centre, ofwel direct in uw tandartspraktijk.

Bovendien verheugen we ons altijd op bezoekers hier in Hamburg. We verzorgen bedrijfsrondleidingen voor teams van tandartspraktijken, tandheelkundige laboratoria, klassen in het beroepsonderwijs, professoren en studenten vanuit de hele wereld.

Ook houden we talrijke evenementen – zoals de 'Interdentale', waarvan wij de initiatiefnemer zijn. Daarnaast houden we ook van online contact via onze sociale mediakanalen. **Kortom, tot de volgende keer?**



## Voor u ter plaatse


Het hele jaar door zijn we aanwezig op talrijke wereldwijde beurzen en congressen. We kijken ernaar uit u te mogen verwelkomen.

Datums en informatie kunt u hier vinden:




## DMG Academy

Via ons digitale platform DMG Academy kunt u een scholing krijgen wanneer u maar wilt. Helemaal gratis en op elk moment kunt u scholingen opvragen over verschillende onderwerpen en DMG-producten. Voor tandartsen, tandheelkundige assistenten en tandheelkundige technici – in sommige gevallen ook met seminar-punten.



Registreer:



Meld u aan voor de DMG-nieuwsbrief!



## Sociale media

Toepassingsvideo's, videotutorials, uitleg en nog veel meer kunnen worden gevonden op youtube/dmgdental. Volg @dmgdental op Facebook, Instagram of LinkedIn om up-to-date te blijven.



Kom met ons in contact op deze kanalen:



## Interdentale

Interdentale is de reeks evenementen die speciaal is opgezet voor jonge tandartsen. Met innovatieve lezingen en workshops – online en ter plaatse!

Meer informatie en alle datums: [my-interdentale.com](http://my-interdentale.com)



# Inhoud

## De DMG-producten in een oogopslag

### Software

DentaMile connect 14

### Hardware

DMG 3Demax 15

DMG 3Delite 15

DentaMile Lab5 16

DentaMile Lab5 Pro 16

DMG 3Dewash 17

DMG 3Decure 17

### Harsen

LuxaPrint Ortho Plus 18

LuxaPrint Ortho 18

LuxaPrint Ortho Flex 19

LuxaPrint Model 19

LuxaPrint Gingiva 20

LuxaPrint Tray 20

LuxaPrint Cast 21

## Preventie en vroegtijdige interventie

### Profylaxe

Flairesse Paste 24

Flairesse Gel/Foam 24

Flairesse Varnish 25

### Infiltratie

Icon Proximal 26

Icon Vestibular 26

DMG MiniDam 27

## Directe composietvullingen

### Composiet

Ecosite Elements 30

Ecosite One 31

Ecosite Bulk Fill 31

Constic 32

EcuSphere Flow 32

EcuSphere Carat 33

EcuSphere Shape 33

### Glasionomeercement

DeltaFil 34

### Lining-materiaal

Ionosit Baselineer 34

### Bonding

LuxaBond Universal 35

LuxaBond Total Etch 35

Ecosite Bond 36

Contax 36

### Stomp opbouw materiaal

LuxaCore Z Dual 37

LuxaCore Z Post System 37

### Wortelstiften

LuxaPost 38

### Accessoires

DMG Etching Gel 38

Safetip Dispenser 39

Safetip Dispenser Pro 39

### DeltaFil

Een innovatieve GIC voor een restauratieve behandeling voor alle leeftijden

Zie pagina 34





## Afdrukken

### Afdruk materiaal

Honigum Pro Light	42
Honigum Pro Mono	42
Honigum Pro Heavy	43
Honigum Pro Putty	43
Honigum Pro Scan	44
Honigum Light	44
Honigum Mono	45
Honigum Heavy	45
Honigum Putty	46

Silagum Light	46
Silagum Medium	47
Silagum Mono	47
Silagum Putty	48
Silagum Putty Soft	48
StatusBlue	49
LuxaForm	49

### Retractiemiddel

DMG Retraction Paste	50
----------------------	----

### Beetregistratiemateriaal

O-Bite	50
O-Bite Scan	51
LuxaBite	51

### Reliningmateriaal

Silagum Comfort	52
LuxaPick-up	52

### Mengeenheid

MixStar eMotion	53
DMG Tray Adhesive	53

## Tijdelijke restauraties

### Tijdelijke voorzieningen

Luxatemp Star	55
Luxatemp Fluorescence	55
Luxatemp Plus	56
Luxatemp Solar	56

### Tijdelijke reparatie

LuxaFlow Star	57
---------------	----

### Oppervlakverzegeling

Luxatemp Glaze & Bond	57
-----------------------	----

### Krachtige tijdelijke oplossingen voor langdurige stabiliteit

LuxaCrown	58
-----------	----

### Tijdelijke cementering

TempoCem ID	58
TempoCem NE	59
TempoCem	59

## Permanente restauraties

### Bevestigingscementen

PermaCem Universal	62	Vitique	64
PermaCem 2.0	62	Vitique Silane	65
PermaCem Dual	63		
PermaCem	63		

## Tabellen en overzichten

### Welk materiaal voor welke procedure

Directe restauratie: restauratiewerkzaamheden	68	Automix Dispenser	77
Preventie en infiltratie	69	Applicatie tips	78
Afdrukken	70	MixStar Tips	79
Directe restauratie: bonding	71		
Afdruk met Honigum	72	Symbolen	80
Afdruk met Honigum Pro	73	Index	80
Cementen: tijdelijk en permanent	74		
Tijdelijke restauratie: tijdelijk en langdurig stabiel	76		



# 3D zoals ik het wil: **DMG DentaMile**


Ongeacht of u uw eerste digitale stappen doet of al ervaring heeft opgedaan met 3D: DentaMile van DMG DentaMile maakt het gemakkelijker dan ooit om te profiteren van tandheelkundig 3D-printen. Met de DentaMile oplossingen kunnen partners in het laboratorium netwerken en wordt de weg vrijgemaakt voor allerlei vormen van samenwerking in personaliseerbare digitale workflows. **Dit alles volgens het DentaMile-principe: Snel. Intuïtief. Gevalideerd.**

## Flexibel, snel en goed connected

Met DMG DentaMile beslist u zelf hoe u de digitale workflow wilt gebruiken – zelfs zonder een eigen 3D-printer.

U wilt precieze beetspalen, tandheelkundige modellen en bleekbitjes vervaardigen met 3D-printen? Snel, eenvoudig en economisch efficiënt? Met de DentaMile connect software en de gevalideerde workflows is dit geen probleem. U kunt de objecten zelf ontwerpen en printen of dit delegeren aan een partner waarmee u in de cloud bent verbonden.

Het DentaMile netwerk schept nieuwe en economisch overtuigende mogelijkheden.



## 3D uit één hand

Een geïntegreerde aanpak: Het DMG DentaMileassortiment biedt u alle componenten voor modern 3D tandheelkundig printen uit één hand. Van de bekroonde cloudgebaseerde software DentaMile connect via krachtige 3D-printers en naverwerkingseenheid tot kwalitatief hoogwaardige materialen voor een breed scala aan toepassingen.

## Gescand, geprint, afgeleverd: de DentaMile Print Service

3D-printen zonder een eigen printer? Als perfecte aanvulling op het cloudgebaseerde DentaMile connect netwerk biedt onze interne printservice de creatie van hoogprecieze 3D-prints van overgedragen ontwerpbestanden aan – klaar voor verzending binnen 24 uur. De resultaten worden als halffabrikaat geleverd en in het laboratorium of de tandartspraktijk afgewerkt. Zo snel en eenvoudig kan 3D-printen zijn.


Wilt u meer informatie over 3D-printen?  
[www.dentamile.com](http://www.dentamile.com)



Vraag het uw  
DMG-vertegenwoordiger



# DentaMile connect: de bekroonde software die technische hindernissen overwint



DentaMile connect maakt eenvoudig netwerken mogelijk van alle bij het productieproces betrokken partijen: mensen, instrumenten en technologieën. Zonder ruimtelijke of technische belemmeringen. Simpel en efficiënt. De door DMG ontwikkelde cloudgebaseerde software vereenvoudigt het 3D-printen zodat de technologie gemakkelijk volledig kan worden geïntegreerd in het dagelijks werk.

DentaMile connect zorgt er ook voor dat de workflow bij de vervaardiging van medische hulpmiddelen veilig is en gevalideerd kan worden. Fouten worden geminimaliseerd en nieuwe toepassingen worden toegankelijk gemaakt zonder dat extra technische inspanningen nodig zijn.

Voor deze prestatie ontving DentaMile connect de 'German Innovation Award 2020'.

## 3D zoals ik het wil: de flexibele DentaMile-gebruiksmogelijkheden

Uw eigen 3D-modellen printen? Netwerken met een tandarts of een partnerlaboratorium? Alleen maar scannen? Of ook digitale modellen ontwerpen? Wat u ook maar wilt, u kunt deelnemen aan de digitale workflow – zelfs zonder een eigen 3D-printer. Het flexibele gebruiksmodel van de DentaMile connect software biedt u alle mogelijkheden met de 4 gebruiksopties „Creator“, „Creator Plus“, „Designer“ en „Producer“. U beslist wat u wilt doen – en welke optie voor u de juiste is.


- **Cloud-gebaseerd:** Fysieke afstand is geen probleem
- **„Smart Connectivity“** voor het netwerken van complete systemen
- **Controle over alle verwerkings- en fabricageprocedures** met een enkele software: ontwerpen, slicing, printen en nabewerking
- **Intuïtief, eenvoudig te gebruiken**
- **Flexibel:** Vier gebruiksmogelijkheden, afhankelijk van uw individuele behoeften



# Gevalideerd en efficiënt: **DentaMile workflows** voor modellen, bleekbitjes en afdruklepels

U wilt op maat gemaakte bleekbitjes, afdruklepels of modellen maken met behulp van 3D-printen? Snel en efficiënt? Geen probleem. DentaMile connect en de gevalideerde DentaMile-workflows helpen u om workflows te optimaliseren en nog preciezere resultaten te bereiken.

De holistische workflows houden rekening met alle processtappen en betrokken componenten. De bediening is zo gebruiksvriendelijk mogelijk gemaakt. De gevalideerde processen waarborgen de betrouwbare kwaliteit van de geprinte objecten.



## De DentaMile-workflows: tastbare voordelen voor praktijk en laboratorium



### Gemakkelijker werken

Geprinte objecten in slechts een paar stappen creëren, met eenvoudige, intuïtieve bediening. Precies ontwerpen wordt eenvoudiger dan ooit.



### Tijd en materiaal besparen

De gestroomlijnde workflows zorgen voor hoge efficiëntie. Veel stappen kunnen worden gedelegeerd. In vergelijking met de conventionele productiemethode worden een significante hoeveelheid werk en materiaalkosten bespaard.



### Vlotte samenwerking tussen tandartspraktijk en laboratorium

De software en workflows van DentaMile connect zijn cloudgebaseerd. Dit maakt de uitwisseling tussen alle betrokken partijen sneller, gemakkelijker en ruimtelijk onafhankelijk.



### Compatibel met bestaande digitale workflows

De DentaMile-workflows zijn bewust open ontworpen. Bestaande software of hardware componenten kunnen bijvoorbeeld gemakkelijk worden geïntegreerd in de modelworkflow.



### Hogere werkefficiëntie, meer vrije capaciteiten

Met 3D-printen kunnen objecten naar wens geproduceerd en gereproduceerd worden met slechts een paar muiskliks. Met de digitale workflows wordt ook het tijdrovende proces van het versturen van modellen vermeden.



### Profiteer van een goed netwerk – met of zonder een eigen 3D-printer

U beslist hoe u wilt deelnemen aan de digitale workflow- zelfs zonder een eigen printer. Succesvol netwerken, printopdrachten delegeren of printopdrachten ontvangen? Geen probleem.



### Eenvoudige upload en overdracht van gegevens

Met de File Transfer-functie kunnen STL-bestanden eenvoudig en snel geüpload en gedownload worden in een veilige omgeving – ook als pakket, met een directe toewijzing aan de specifieke casus.



### 3D uit één hand, inclusief materiaal

Het DMG DentaMile-assortiment omvat alle componenten voor een digitale workflow die geschikt is voor de dagelijkse praktijk. Gecoördineerd, uit één hand. De juiste materialen, krachtige 3D-printers en naverwerkingseenheid.



Het assortiment voor de digitale workflow is direct verkrijgbaar bij DMG.  
Meer informatie: 0800 364 42 62 • [service@dmg-dental.com](mailto:service@dmg-dental.com)



# Digitale workflow

Software

Hardware

Harsen



**De cloudgebaseerde software die technische hindernissen overwint, tandartsen en laboratoria verbindt en samenwerking bevordert!**

Dankzij DentaMile connect is 3D-printing nu zo eenvoudig, dat de technologie volledig in de dagelijkse werkomgeving kan worden geïntegreerd – van tandartspraktijk tot tandtechnisch laboratorium.

**Productvoordelen**

- Cloud-gebaseerd – kan op elke locatie worden gebruikt
- Geen installatie van software vereist
- Gebruikers kunnen onmiddellijk beginnen – geen omvangrijke scholing nodig
- Korte leercurve
- Prompte communicatie
- Verbinding van alle bij het productieproces betrokken partijen
- Snelle delegatie Snel delegeren van taken is mogelijk
- Altijd up-to-date

**Overzicht van mogelijkheden met DentaMile connect**

Inbegrepen functies	Creator	Creator Plus	Designer	Producer
Patiëntgegevens creëren en STL-bestanden uploaden	✓	✓	✓	✓
Ontwerp-workflow (inclusief virtuele articulator)	✗	✗	✓	✓
Geautomatiseerd 3D-printen	✗	✗	✗	✓
Casussen delen en delegeren	✓	✓	✓	✓
Verbinding met andere DentaMile connect-gebruikers	Beperkt tot één verbinding met een Designer of Producer	Onbeperkte aansluitingen met Designer- en Producer-licentiehouders	Max. 15 aansluitingen met Creator-licentiehouders; onbeperkte aansluitingen met Creator Plus- en Producer-licentiehouders	Onbeperkte verbindingen met Creator-, Creator Plus- of Designer-licentiehouders
Cloudopslag	5 GB	5 GB	5 GB	5 GB
Gratis updates	✓	✓	✓	✓
Service en ondersteuning	✓	✓	✓	✓

**Verpakking**

DMG DentaMile connect – Creator  
 DMG DentaMile connect – Creator Plus  
 DMG DentaMile connect – Designer  
 DMG DentaMile connect – Producer

REF 170904  
 REF 170905  
 REF 170906  
 REF 170907



## DMG 3Demax



**Hoog precieze 3D-hogesnelheidsprinter voor een zeer uiteenlopend bereik van tandheelkundige 3D-printtoepassingen.**

### Technische gegevens

Afmetingen (B/D/H) 335 x 349 x 541 mm;  
werkgebied 130 x 75 x 115 mm; max. hoogte werkstuk 115 mm; native pixels +/- 34 µm; verbindingen WLAN, TCP/IP, USB; gewicht ca. 33 kg

### Productvoordelen

- Geschikt voor een breed spectrum van tandheelkundige 3D-toepassingen
- Force Feedback optie
- Groot afdrukbereik zodat meerdere werkstukken tegelijkertijd kunnen worden vervaardigd
- Uitzonderlijk hoge verwerkingssnelheid
- Compromisloze precisie
- Simpele, materiaal besparende verwerking en gebruikersbegeleiding
- Gevalideerd proces voor reproduceerbare printresultaten
- Veiligheid door materiaalidentificatie (RFID)
- Intelligent geïntegreerde workflow in combinatie met 3Dewash en 3Decure
- Compatibel met alle standaard CAD-programma's voor de tandheelkunde (STL-bestanden)
- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
- Betrouwbare dienstverleningstructuur

### Verpakking

- |   |            |
|---|------------|
| 1 DMG 3Demax printer                    | REF 170315 |
| 1 DMG 3Demax printer met Force Feedback | REF 170355 |

## DMG 3Delite



**Compacte 3D-printer voor eenvoudige digitale workflow invoer.**

### Technische gegevens

Afmetingen (B/D/H) 335 x 349 x 541 mm;  
werkgebied 90 x 60 x 110 mm en 30 x 60 x 110 mm;  
max. hoogte werkstuk 110 mm; native pixels +/- 34 µm;  
verbindingen WLAN, TCP/IP, USB; gewicht ca. 27 kg

### Productvoordelen

- Compact en ruimtebesparend
- Eenvoudige bediening
- Uitzonderlijk hoge verwerkingssnelheid
- Compromisloze precisie
- Afvalzuinige besparende verwerking van verbruikbare onderdelen en materialen
- Twee verschillende werkvlakken voor efficiënt printen
- Gevalideerd proces voor reproduceerbare printresultaten
- Veiligheid door materiaalidentificatie (RFID)
- Force Feedback-optie voor het verhogen van de afdruksnelheid
- Intelligent geïntegreerde workflow in combinatie met DMG 3Dewash en DMG 3Decure
- Compatibel met alle standaard CAD-programma's voor de tandheelkunde (STL-bestanden)
- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
- Betrouwbare dienstverleningstructuur

### Verpakking

- |  |            |
|--|------------|
| 1 DMG 3Delite printer                    | REF 170314 |
| 1 DMG 3Delite printer met Force Feedback | REF 170354 |

### Accessoires

- |                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| 24 DMG 3Delite bouwplatforms, maat S  | REF 170362 |
| 24 DMG 3Delite bouwplatforms, maat L  | REF 170363 |
| 24 DMG 3Delite materiaaltrays, maat S | REF 170364 |
| 24 DMG 3Delite materiaaltrays, maat L | REF 170365 |

# DentaMile Lab5



**De professionele printer voor hoge volumes en efficiëntie**

**Technische gegevens**

Afmetingen (B/D/H) 600 x 570 x 1660 mm; werkgebied (B/D) 231 x 130Z mm; max. hoogte werkstuk 300 mm; native pixels +/- 30 µm; verbindingen WLAN, TCP/IP, USB; gewicht 110 kg; resolutie 4K (3840 x 2160 pxl) bij 385 nm led

**Productvoordelen**

- Superieure technologie
- Professionele uiterst nauwkeurige 4K lichtbron
- Printkamer kan worden verwarmd tot 35 °C
- Geïntegreerd force feedback systeem
- Led-statusbalk
- Gemotoriseerde kap kan met voetsensor worden geopend en gesloten

**Efficiënt gebruik**

- Zeer groot werkgebied zodat meerdere werkstukken tegelijkertijd kunnen worden vervaardigd
- Uitzonderlijk hoge verwerkingssnelheid
- Compromisloze precisie

**Maximale veiligheid**

- Software-ondersteunde, gevalideerde toepassing zorgt voor reproduceerbare resultaten van tandheelkundige hulpmiddelen
- Veiligheid door materiaalidentificatie (RFID)
- Compatibel met alle standaard CAD-programma's voor de tandheelkunde (STL-bestanden)

**Verpakking**

1 DentaMile Lab5 printer REF 170352

# DentaMile Lab5 Pro



**De geautomatiseerde professionele printer voor grote hoeveelheden en efficiëntie met automatische bijvulling en scheidingsfunctie (ASM) van de afgewerkte geprinte objecten**

**Technische gegevens**

Afmetingen (B/D/H) 600 x 570 x 1660 mm; werkgebied (B/D) 231 x 130 mm; max. hoogte werkstuk 300 mm of 100 mm (bij gebruik van de ASM-functie); native pixels +/- 30 µm; verbindingen WLAN, TCP/IP, USB; gewicht 120 kg; resolutie 4K (3840 x 2160 pxl) bij 385 nm led

**Productvoordelen**

De DMG DentaMile Lab5 Pro biedt superieure technologie, efficiënt gebruik en maximale veiligheid (voor bijzonderheden, zie DMG DentaMile Lab5).

**Specialiteit**

Automatische bijvulling en scheidingsfunctie (ASM)

**Verpakking**

1 DentaMile Lab5 Pro printer met ASM REF 170353

## DMG 3Dewash



Reinigingseenheid voor de systematische en gestandaardiseerde reiniging van de geprinte voorwerpen volgens de aanwijzingen van de fabrikant als onderdeel van de ondersteunde procesbetrouwbaarheid.

### Technische gegevens

Afmetingen (B/D/H) 230 x 450 x 270 mm; volume 130 x 75 x 60 mm; verwerkingstijd tussen 4-8 minuten, afhankelijk van het materiaal; reinigingsmiddel isopropanol, andere afhankelijk van de materiaalspecificaties; WLAN-/ LAN-verbindingen

### Productvoordelen

- Volledig automatische reiniging in 4-8 minuten
- Geen contact met kleverige harsen en reinigingsvloeistoffen
- Gevalideerde workflows
- Bediening via touchscreen
- Computergestuurde programma's zorgen voor het meest effectieve gebruik van reinigingsvloeistoffen

### Verpakking

1 DMG 3Dewash reinigingseenheid REF 170316

### Accessoires

3 DMG 3Dewash doos met reinigingsstaafjes REF 170340  
6 Flesjes à 800 ml LuxaPrint Clean IPA REF 170291  
6 Lege flesjes à 800 ml voor LuxaPrint Clean IPA REF 170343

## DMG 3Decure



Lichtuithardingsapparaat voor definitieve uitharding als onderdeel van een gecontroleerd en gestuurd proces.

### Technische gegevens

Afmetingen (B/D/H) 230 x 380 x 270 mm;  
Volume 130 x 75 x 60 mm; Verwerkingstijd afhankelijk van het materiaal; Verbindingen WLAN/LAN, USB

### Productvoordelen

- Volautomatische materiaal uithardingsprogramma's
- Geïntegreerd touchscreen
- Netwerkconnectiviteit
- 360° belichting
- Stapelbaar met DMG 3Dewash

### Verpakking

1 DMG 3Decure naverwerkingseenheid

REF 170317

## LuxaPrint Ortho Plus



### Lichtuithardende 3D-printhars

Indicaties: vervaardiging van bitjes en inrichtingen voor orthodontische behandelingen. Geclassificeerd als medisch hulpmiddel klasse IIa

Kleur: Transparent

#### Productvoordelen

- Helder transparant
- Exacte pasvorm
- Niet bros



#### Pack

385 nm

1 Flesje à 5000 g, kleur Transparent	REF 170216
1 Flesje à 2000 g, kleur Transparent	REF 170215
1 Flesje à 1000 g, kleur Transparent	REF 170211
1 Flesje à 500 g, kleur Transparent	REF 170210
1 Flesje à 200 g, kleur Transparent	REF 170259

405 nm

1 Flesje à 1000 g, kleur Transparent	REF 170213
1 Flesje à 500 g, kleur Transparent	REF 170212
1 Flesje à 200 g, kleur Transparent	REF 170260

## LuxaPrint Ortho



### Lichtuithardende 3D-printhars

Indicaties: vervaardiging van individuele chirurgische sjablonen met maximale precisie, en orthodontische apparatuur Geclassificeerd als medisch hulpmiddel klasse I

Kleur: Transparent

#### Productvoordelen

- Exacte pasvorm voor de boormantel
- Boorsjabloon exact in de juiste positie
- Helder transparant, voor perfecte controle
- „Onbelemmerd zicht“ op het chirurgische gebied
- Autoclaveerbaar voor hoge hygiënische standaarden



#### Pack

385 nm

1 Flesje à 5000 g, kleur Transparent	REF 170218
1 Flesje à 2000 g, kleur Transparent	REF 170217
1 Flesje à 1000 g, kleur Transparent	REF 170207
1 Flesje à 500 g, kleur Transparent	REF 170206
1 Flesje à 200 g, kleur Transparent	REF 170256

405 nm

1 Flesje à 1000 g, kleur Transparent	REF 170209
1 Flesje à 500 g, kleur Transparent	REF 170208
1 Flesje à 200 g, kleur Transparent	REF 170257

## LuxaPrint Ortho Flex



### Lichtuithardende 3D-printhars

Indicaties: Additieve vervaardiging van flexibele lepels in de digitale workflow. Geclassificeerd als medisch hulpmiddel klasse I

Kleur: Transparent

### Productvoordelen

- Veelzijdig
- Optimale elasticiteit
- Uiterst scheurbestendig en onbreekbaar
- Bijna-natuurlijke transparantie
- Eenvoudig te reinigen



### Pack

385 nm

1 Flesje à 5000 g, kleur Transparent	REF 170284
1 Flesje à 2000 g, kleur Transparent	REF 170281
1 Flesje à 1000 g, kleur Transparent	REF 170252
1 Flesje à 500 g, kleur Transparent	REF 170250
1 Flesje à 200 g, kleur Transparent	REF 170273

## LuxaPrint Model



### Lichtuithardende 3D-printhars

Indicatie: het vervaardigen van tandheelkundige modellen met behulp van 3D-printing. Het geprinte model is geschikt voor het vervaardigen van thermogevormde spalken

Kleuren: Beige, Grey, Ivory, Transparent

### Productvoordelen

- Uiterst fijne oppervlaktestructuur voor perfecte detailherkenning
- Vormstabiliteit
- Precies



### Pack

385 nm / 405 nm

1 Flesje à 2000 g, kleur Beige	REF 170265
1 Flesje à 1000 g, kleur Beige	REF 170201
1 Flesje à 500 g, kleur Beige	REF 170200
1 Flesje à 200 g, kleur Beige	REF 170264
1 Flesje à 2000 g, kleur Grey	REF 170263
1 Flesje à 1000 g, kleur Grey	REF 170293
1 Flesje à 500 g, kleur Grey	REF 170292
1 Flesje à 200 g, kleur Grey	REF 170294
1 Flesje à 2000 g, kleur Ivory	REF 170279
1 Flesje à 1000 g, kleur Ivory	REF 170276
1 Flesje à 500 g, kleur Ivory	REF 170274
1 Flesje à 200 g, kleur Ivory	REF 170272

385 nm

1 Flesje à 5000 g, kleur Transparent	REF 170271
1 Flesje à 2000 g, kleur Transparent	REF 170270
1 Flesje à 1000 g, kleur Transparent	REF 170269
1 Flesje à 500 g, kleur Transparent	REF 170268
1 Flesje à 200 g, kleur Transparent	REF 170267

# LuxaPrint Gingiva



**Lichtuithardende 3D-printhars**

Indicatie: Additieve vervaardiging van gingivale maskers ter ondersteuning van de simulatie van de periodontische situatie voor tandheelkundige laboratorium- of moedermodellen

Kleur: Pink

**Productvoordelen**

- Optimale elasticiteit
- Uiterst scheurbestendig
- Betrouwbare dimensionele stabiliteit
- Minimale krimp
- Natuurlijke look



**Pack**

385 nm	
1 Flesje à 1000 g, kleur Pink	REF 170241
1 Flesje à 500 g, kleur Pink	REF 170240
1 Flesje à 200 g, kleur Pink	REF 170278
405 nm	
1 Flesje à 1000 g, kleur Pink	REF 170286
1 Flesje à 500 g, kleur Pink	REF 170287
1 Flesje à 200 g, kleur Pink	REF 170288

# LuxaPrint Tray



**Lichtuithardende 3D-printhars**

Indicaties: vervaardiging van individuele afdruklepels. Geassocieerd als medisch hulpmiddel klasse I

Kleur: Turquoise

**Productvoordelen**

- Snel te printen
- Uitzonderlijke stabiel
- Exacte pasvorm



**Pack**

358 nm / 405 nm	
1 Flesje à 5000 g, kleur Turquoise	REF 170261
1 Flesje à 2000 g, kleur Turquoise	REF 170258
1 Flesje à 1000 g, kleur Turquoise	REF 170205
1 Flesje à 500 g, kleur à	REF 170204
1 Flesje à 200 g, kleur Turquoise	REF 170266

# LuxaPrint Cast



## Lichtuithardende 3D-printhars

Indicatie: Vervaardiging van harsgietvormen die uitbrandbaar zijn zonder restmateriaal (bijv. gebitsstructuren, kronen en bruggen)

Kleur: Dark Red

## Productvoordelen

- Fijne oppervlakte structuur
- Vormstabiliteit
- Gemakkelijk te gieten (geen scheuren)



## Pack

385 nm / 405 nm

1 Flesje à 1000 g, kleur Dark Red	REF 170203
1 Flesje à 500 g, kleur Dark Red	REF 170202
1 Flesje à 200 g, kleur Dark Red	REF 170262







# Preventie en vroegtijdige interventie

Profylaxe

Infiltratie

## Flairesse Paste



**Reinigings- en polijstpasta voor professioneel reinigen en polijsten van gebitsoppervlakken t.b.v. een profylactische behandeling.**

Indicaties: verwijdering van oppervlakkige zachte en harde tandplak, verwijdering van extrinsieke vlekken

### Productvoordelen

- Voor een perfect reinigings- en polijsteffect
- Spat niet
- 3 grofheden: fijn, medium, grof
- Bevat xylitol en fluoride (12.300 ppm)
- Twee frisse smaken: munt en meloen



### Pack

200 Single-use units à 1,8 g

1 proph ring	
Munt fijn	REF 220414
Munt medium	REF 220415
Munt grof	REF 220416

1 Tube à 75 ml	
Munt fijn	REF 220417
Munt medium	REF 220418
Munt grof	REF 220419
Meloen fijn	REF 220423
Meloen medium	REF 220424
Meloen grof	REF 220425

## Flairesse Gel/Foam



**Profylaxe-gel en -schuim voor afsluitende behandeling als onderdeel van professionele gebitsreiniging en integreerbaar in een individueel preventieplan.**

Indicatie voor gel: bevordering van remineralisatie van het glazuur na professionele gebitsreiniging, remineralisatie van beginnende cariës. Voor afsluitende behandeling als onderdeel van professionele gebitsreiniging en integreerbaar in een individueel preventieplan.

Indicatie voor schuim: bevordering van remineralisatie van het glazuur na professionele gebitsreiniging

### Productvoordelen

- Verhoogt de weerstand van het glazuur tegen zuuraantasting
- Bevat xylitol en fluoride (12.300 ppm)
- Druipt niet
- Korte inwerkingstijd: slechts 1 minuut
- Kan in een lepel worden gebruikt
- Drie frisse smaken: munt, meloen en aardbei



### Pack

1 Flesje à 480 ml Gel	
Munt	REF 220411
Meloen	REF 220412
Aardbei	REF 220413
1 Dispenser à 125 g Foam	
Munt	REF 220408
Meloen	REF 220409
Aardbei	REF 220410

# Flairesse Varnish



## Vocht- en speekseltolerante profylaxe-lak

Indicaties: behandeling van overgevoelige gebitselementen, verzegeling van overgevoelige tandhalzen en blootliggende oppervlakken van worteldentine, als beschermende laag ter voorkoming van cariës, remineralisatie van beginnende cariës

## Productvoordelen

- Betrouwbare desensibilisatie
- Bevat xylitol en fluoride (22.600 ppm)
- Onzichtbaar op de tanden
- Gemakkelijk in gebruik
- Twee frisse smaken: munt en meloen



## Pack

35 Single-use units à 0,4 ml  
Munt  
Meloen

REF 220404  
REF 220405

## Icon Proximal



### Cariës-infiltrant voor micro-invasieve behandeling van laesies in het proximale gebied

Indicatie: micro-invasieve behandeling van beginnende, niet-gecaviteerde cariës (Radiologische laesie progressie beperkt tot maximaal het buitenste derde deel van het dentine) in het proximale gebied

#### Productvoordelen

- Vroegtijdig stoppen van proximale beginnende cariës, zonder boren
- Behandeling van moeilijk te bereiken proximale laesies
- Geen onnodig verlies van gezond hard weefsel
- Verlengt de verwachte levensduur van de tand



#### Startverpakking

- 2 Behandelingsunits, elk met:
  - 1 Spuit à 0,30 ml Icon Etch
  - 1 Spuit à 0,45 ml Icon Dry
  - 1 Spuit à 0,45 ml Icon Infiltrant
  - 6 Proximal Tips
  - 1 Luer-Lock Tip
  - 4 Tandheelkundige wiggen
- REF 220341

#### Voordeelverpakking

- 7 Behandelingsunits, elk met:
  - 1 Spuit à 0,30 ml Icon Etch
  - 1 Spuit à 0,45 ml Icon Dry
  - 1 Spuit à 0,45 ml Icon Infiltrant
  - 6 Proximal Tips
  - 1 Luer-Lock Tip
  - 4 Tandheelkundige wiggen
- REF 220237

## Icon Vestibular



### Infiltrant voor de esthetische behandeling van laesies aan het gladde oppervlak

Indicaties: micro-invasieve behandeling van niet-gecaviteerde carieuze glazuurlaesies, esthetische behandeling van milde tot matige fluorosis met intact oppervlak, esthetische behandeling van idiopathische of traumagerelateerde vlekken

#### Productvoordelen

- Esthetische behandeling van white spots
- Restauratie van de originele tandkleur
- Behoud van gezonde tandstructuur
- Vriendelijke, pijnloze behandeling
- Applicatie in slechts één enkele sessie



#### Startverpakking

- 2 Behandelingsunits, elk met:
  - 1 Spuit à 0,45 ml Icon Etch
  - 1 Spuit à 0,45 ml Icon Dry
  - 1 Spuit à 0,45 ml Icon Infiltrant
  - 6 Vestibular Tips
  - 1 Luer-Lock Tip
- REF 220343

#### Voordeelverpakking

- 7 Behandelingsunits, elk met:
  - 1 Spuit à 0,45 ml Icon Etch
  - 1 Spuit à 0,45 ml Icon Dry
  - 1 Spuit à 0,45 ml Icon Infiltrant
  - 6 Vestibular Tips
  - 1 Luer-Lock Tip
- REF 220238

#### Navulverpakking

- 3 Spuiten à 0,45 ml Icon Etch
  - 15 Vestibular Tips
- REF 220384





## Silicone gingivabescherming

Indicatie: bescherming van silicone om een relatief droge omgeving te verkrijgen in het proximale gebied tussen twee gebitselementen, ter bescherming van het tandvlees tegen tandheelkundige materialen

## Productvoordelen

- Betrouwbare locale bescherming van het proximale gebied
- Snel en gemakkelijk
- Comfortabel voor de patiënt
- Blijft stabiel zonder klemmen
- Latexvrij
- Helpt bij infiltratiebehandeling

---

**Pack**  
20 Stuks

REF 220381





# Directe composietvullingen

Composiet

Glasionomeercement

Lining-materiaal

Bonding

Stomp opbouwmetaal

Wortelstiften

Accessoires

# Ecosite Elements



## Nanohybride composietsysteem met unieke verwerking en innovatief kleursysteem voor universele toepassingen in het anterieure en posterieure gebied

Indicaties: verlies van tandsubstantie door cariës, breuken, slijtage of verminderde ontwikkeling; diasteem, tandverkleuring of lichte scheefstand van de voortanden; dentale of parodontale aandoeningen, bijv. trauma en parodontitis, die spalking van de aangetaste tanden noodzakelijk maken; primaire en secundaire preventie van cariës



## Productvoordelen

- Innovatief en modulair kleursysteem
- Buitengewone verwerking dankzij NC1-technologie
- Optimale consistentie voor eenvoudige en snelle modellering
- Snelle aanpassing aan de caviteitwanden dankzij het Push-and-Flow effect
- Snel hoogglanspolijsten voor een stralende glans

### Startverpakking

80 Safetips à 0,25 g Ecosite Elements Pure Kleuren (16 van elk): B1, A2, A3, A3.5, A4	REF 220804
5 Spuiten à 4 g Ecosite Elements Pure Kleuren: B1, A2, A3, A3.5, A4	REF 220800
64 Safetips à 0,25 g, Ecosite Elements Layer Kleuren (16 van elk): Enamel Bleach, Enamel Light, Enamel Medium, Enamel Dark	REF 220806
4 Spuiten à 4 g Ecosite Elements Layer Kleuren: Enamel Bleach, Enamel Light, Enamel Medium, Enamel Dark	REF 220802
4 Spuiten à 2 g Ecosite Elements Highlight Kleuren: Incisal, A2 Opaque, White, Brown	REF 220803

### Voordeelverpakking – Bundle S

1 Startverpakking Ecosite Elements Pure	
1 Startverpakking Ecosite Elements Layer	
1 Startverpakking Ecosite Elements Layer	
Spuiten	REF 111260
Safetips	REF 111261

### Voordeelverpakking – Bundle XL

1 Startverpakking Ecosite Elements Pure	
1 Startverpakking Ecosite Elements Layer	
3 Navulverpakkingen à 4g (A2, A3, A3.5)	
1 Ecosite Elements lade-organizer	
1 Shade Guide Layer	
Spuiten	REF 111262
Safetips	REF 111263

### Navulverpakking

16 Safetips à 0,25 g	
Ecosite Elements Pure, kleur B1	REF 220820
Ecosite Elements Pure, kleur A2	REF 220821
Ecosite Elements Pure, kleur A3	REF 220822
Ecosite Elements Pure, kleur A3.5	REF 220823
Ecosite Elements Pure, kleur A4	REF 220824
Ecosite Elements Layer, kleur Enamel Bleach	REF 220825
Ecosite Elements Layer, kleur Enamel Light	REF 220826
Ecosite Elements Layer, kleur Enamel Medium	REF 220827
Ecosite Elements Layer, kleur Enamel Dark	REF 220828
1 Spuit à 4 g	
Ecosite Elements Pure, kleur B1	REF 220807
Ecosite Elements Pure, kleur A2	REF 220808
Ecosite Elements Pure, kleur A3	REF 220809
Ecosite Elements Pure, kleur A3.5	REF 220810
Ecosite Elements Pure, kleur A4	REF 220811
Ecosite Elements Layer, kleur Enamel Bleach	REF 220812
Ecosite Elements Layer, kleur Enamel Light	REF 220813
Ecosite Elements Layer, kleur Enamel Medium	REF 220814
Ecosite Elements Layer, kleur Enamel Dark	REF 220815
1 Spuit à 2 g	
Ecosite Elements Highlight, kleur Incisal	REF 220816
Ecosite Elements Highlight, kleur A2 Opaque	REF 220817
Ecosite Elements Highlight, kleur White	REF 220818
Ecosite Elements Highlight, kleur Brown	REF 220819

### Accessoires

1 Safetip Dispenser Pro	REF 220829
1 Ecosite Elements Shade Guide Layer	REF 220833
1 Ecosite Elements lade-organizer	REF 220834
20 Luer-Lock Tips Silver	REF 220712



# Ecosite One



## Packable eenkleurig nanohybride composiet voor het posterieure gebied

Indicaties: vullingen in het posterieure gebied (klasse I en II incl. vervanging van individuele knobbels), restauratie van klasse V (cervicale cariës, wortelerosie, conische defecten), stompopbouw, vullingen van melktanden, uitgebreide vullingen van barsten in molaren en premolaren

### Productvoordelen

- Dankzij de speciale eenkleurige technologie kunnen alle gewone tandkleuren economisch en esthetisch worden voorzien van een universele kleur
- Betrouwbare en volledige uitharding tot 3 mm
- Buitengewone verwerking dankzij DMG's eigen NC1-technologie
- Eenvoudige modellering en precieze vorming van contactpunten
- In de meeste gevallen geen blocker of opaquer nodig
- Uitmuntende mechanische eigenschappen dankzij speciale vulstoftechnologie
- Uitstekend polijstbaar



### Pack

1 Sduit à 4 g	REF 220900
16 Safetips à 0,25 g	REF 220901

# Ecosite Bulk Fill



## Packable nanohybride-composiet

Indicaties: vullingen in het posterieure gebied (klasse I en II incl. vervanging van individuele knobbels), restauratie van klasse V (cervicale cariës, wortelerosie, conische defecten), stompopbouw, vullingen van melktanden, uitgebreide vullingen van barsten in molaren en premolaren

### Productvoordelen

- Kan in één laag worden aangebracht zonder aanvullende deklaag
- Betrouwbare en volledige uitharding tot 5 mm
- Lage krimpspanning
- Gemakkelijk te modelleren
- Precieze contactpuntvorming
- Uitmuntende mechanische eigenschappen dankzij speciale vulstoftechnologie
- Uitstekend polijstbaar



### Pack

16 Safetips à 0,25 g	REF 220755
Kleur Opaque Light	REF 220756
Kleur Universal	REF 220757
Kleur Contrast	REF 220757
1 Sduit à 4 g	REF 220752
Kleur Light	REF 220753
Kleur Universal	REF 220754
Kleur Contrast	REF 220754

### Accessoires

1 Safetip Dispenser	REF 213122
1 Safetip Dispenser Pro	REF 220829

## Constic



### 3-in-1 flowable composiet: Etsen, hechten en vullen in één stap

Indicaties: kleine restauraties van klasse I en III, restauraties van klasse V, fissuurverzegeling, uitgebreide fissuurverzegeling, ondervulling van restauraties van klasse I-II, uitblokken en vullen van ondersnijdingen in caviteiten, kleine occlusale caviteiten in melktanden

#### Productvoordelen

- Zelfetsend en zelfadhesief
- Sneller, gemakkelijker en efficiënter behandelingsproces
- Radio-opaciteit en tandachtige fluorescentie
- Voorkomt postoperatieve overgevoeligheid
- Beperkt mogelijke fouten tot een minimum



#### Pack

- 2 Spuiten à 2 g
- 1 Brush holder
- 20 Clip-on Brushes
- 20 Luer-Lock Tips Silver
- Kleur A1
- Kleur A2
- Kleur A3
- Kleur A3.5
- Kleur B1
- Kleur Opaque White

- REF 220700
- REF 220701
- REF 220702
- REF 220703
- REF 220704
- REF 220705

#### Accessoires

- 20 Clip-on Brushes
- 20 Luer-Lock Tips Silver

REF 220712

## EcuSphere Flow



### Lichtuithardend vloeibaar universeel composiet

Indicaties: kleine restauraties (caviteiten van klasse I, III, IV, V), caviteiten in melktanden, minimaal invasieve vullingen, ondervullingen; uitgebreide fissuurverzegeling, uitblokken en vullen van ondersnijdingen, reparatie van composietrestauraties

#### Productvoordelen

- Lage viscositeit: vloeibaar tijdens en stabiel na de applicatie
- Directe applicatie
- Uitmuntende polijsteigenschappen
- Natuurlijke fluorescentie

#### Specialiteit

Kan worden toegepast als eenkleurige of veelkleurige variant; perfect compatibel met alle EcuSphere-producten



#### Pack

- 2 Spuiten à 1,5 g
- 10 Luer-Lock Tips
- Kleur A1
- Kleur A2
- Kleur A3
- Kleur A3.5

- REF 220315
- REF 220314
- REF 220313
- REF 220312

#### Accessoires

- 60 Luer-Lock Tips Black

REF 211477

# EcuSphere Carat



## Lichtuithardend packable composiet voor het posterieure gebied

Indicaties: restauraties van caviteiten van alle klassen, i.h.b. klasse I en II; vervaardiging van directe inlays en onlays

### Productvoordelen

- Hoge viscositeit: goed voor verdichting
- Zeer goed te verwerken
- Hecht niet aan instrumenten
- Goede aanpassing aan de caviteitwanden
- Uitstekende stabiliteit
- Natuurlijke fluorescentie

### Specialiteit

Aanbevolen voor posterieure applicaties



### Pack

20 Safetips à 0,3 g	
Kleur A1	REF 220323
Kleur A2	REF 220271
Kleur A3	REF 220322
Kleur A3.5	REF 220270
1 Spuit à 3 g	
Kleur A1	REF 220287
Kleur A2	REF 220267
Kleur A3	REF 220285
Kleur A3.5	REF 220266

### Accessoires

1 Safetip Dispenser	REF 213122
1 Safetip Dispenser Pro	REF 220829

# EcuSphere Shape



## Lichtuithardende universele composiet

Indicaties: restauraties van caviteiten van alle klassen in het anterieure en posterieure gebied

### Productvoordelen

- Middelmatige viscositeit: goede modellerings-eigenschappen
- Grote variatie kleuren
- Perfect modelleerbaar
- Een- en veelkleurige layer-techniek
- Natuurlijke fluorescentie
- Uitmuntende polijsteigenschappen



### Pack

20 Safetips à 0,3 g	
Kleur A1	REF 220327
Kleur A2	REF 220309
Kleur A3	REF 220307
Kleur A3.5	REF 220298
Kleur A4	REF 220346
Kleur B1	REF 220328
1 Spuit à 3 g	
Kleur A1	REF 220334
Kleur A2	REF 220308
Kleur A3	REF 220299
Kleur A3.5	REF 220297
Kleur A4	REF 220347
Kleur B1	REF 220335

### Accessoires

1 Safetip Dispenser	REF 213122
1 Safetip Dispenser Pro	REF 220829

## DeltaFil



### Glasionomeercement

Indicaties: klasse I-, II-, III- en V-restauraties van het primaire gebit, klasse I- en II-restauraties die niet onderhevig zijn aan occlusale belasting; sandwichtechniek, klasse V-restauraties; sandwichtechniek, tijdelijke klasse I-, II-, III- en V-restauraties, uitgebreide fissuurafdichting, basis en liner, stompopbouw

### Productvoordelen

- Verhoogde buigsterkte en breuktaaiheid
- Geoptimaliseerde esthetiek, natuurlijke glans oppervlak
- Eenvoudig in gebruik, droogleggen niet nodig
- Zelfhechtend
- Uitstekende biocompatibiliteit
- Fluorideafgifte, bescherming tegen cariës



### Pack

50 Applicaps à 370 mg poeder, 75 mg vloeistof (0,07 ml)	
Kleur A1	REF 520000
Kleur A2	REF 520001
Kleur A3	REF 520002
Kleur A4	REF 520004
Kleur White	REF 520005
Kleur Dark	REF 520006

### Accessoires

1 Applicap Dispenser	REF 509344
----------------------	------------

## Ionosit Baseline



### Lichtuithardend lining-materiaal voor verhoogde duurzaamheid van restauraties

Indicaties: base/liner voor composiet restauraties en het uitblokken van ondersnijdingen

### Productvoordelen

- Randloze restauraties
- Compenseren van polymerisatiekrimp
- Langdurige fluoride-afgifte
- Antibacteriële eigenschappen (wegens zinkgehalte)
- Geen moeilijk handmatig mengen
- Beschermt de pulpa
- Verzegelt de dentinetubuli
- Voorkomt postoperatieve overgevoeligheid
- Radio-opaak

### Specialiteit

Ook verkrijgbaar als Saferinge voor gemakkelijkere en snellere verwerking



### Pack

3 Saferinges à 0,33 g	REF 220091
2 Spuiten à 1,5 g	REF 213002

### Voordeelverpakking

20 Saferinges à 0,33 g	REF 209538
6 Spuiten à 1,5 g	REF 213001

### Accessoires

60 Luer-Lock Tips Black	REF 211477
-------------------------	------------

## LuxaBond Universal



**Duaaluithardend universeel adhesiefsysteem in twee flessen. Kan ook worden gebruikt als primer voor indirecte restauraties**

Indicaties:

Als hechtmiddel: voor directe restauraties met gebruik van lichtuithardende composieten en compomeren, lichtuithardende fissuurverzegelende materialen; opbouwmaterialen (licht-, zelf-, dual uithardend), cementeren van indirecte restauraties en wortelstiften met op composiet gebaseerde bevestigingscementen (licht-, zelf-, dual uithardend), cementeren van facings met hechtende composieten met toepassing van de smelt-etstechniek

Als primer: voor indirecte metalen restauraties (edele en onedele metalen), zirkonium-/aluminiumoxide, silicaatkeramiek en composieten

### Productvoordelen

- Echt integraal in elk opzicht
- Bevat MDP
- Sterke hechting
- Minimaliseert foutbronnen
- In studie aangetoond klinisch gebruik met uitstekende adhesie

De ideale partner voor optimale hechting: PermaCem Universal (pagina 62), LuxaCore Z Dual (pagina 37)



### Pack

1 Flesje à 5 ml Bond A	
1 Flesje à 4,5 ml Bond B	
25 Single-use Brushes White	
25 Endo Brushes	
1 Mengpalet	REF 213379

### Accessoires

25 Single-use Brushes White	REF 109320
25 Endo Brushes Black	REF 212386

## LuxaBond Total Etch



**Duaaluithardend adhesiefsysteem, ontworpen voor alle directe en indirecte technieken**

Indicaties: Duaaluithardend bonding, in combinatie met de totale etstechniek, op glazuur en dentine voor alle directe en indirecte technieken, zoals uitdagende adhesiefcementering van wortelstiften en stompopbouwen, inlays, onlays, kronen en bruggen

### Productvoordelen

- Zelf-uithardend, zelfs zonder licht
- Geen voortijdige polymerisatie van »bonding pools«
- Pre-bond voor snelle uitharding van het hechtmiddel in het dentine: uitstekende hechtingswaarden, langere verwerkingstijd met het bonding
- Bevat geen aceton

### Specialiteit

Ideaal als partner van LuxaCore Z Dual (pagina 37), PermaCem (pagina 63), PermaCem Dual (pagina 63)



### Startverpakking

1 Flesje à 5 ml Pre-bond	
1 Flesje à 5 ml Bond A	
1 Flesje à 5 ml Bond B	
1 Spuit à 2 ml DMG Etching Gel	
25 Endo Brushes Red	
25 Endo Brushes Black	
3 Luer-Lock Tips White	
1 Mengpalet	REF 212384

### Navulverpakking

1 Flesje à 5 ml Pre-bond	REF 212389
--------------------------	------------

### Accessoires

25 Endo Brushes Red	REF 212385
25 Endo Brushes Black	REF 212386
50 Luer-Lock Tips White	REF 109942



## Ecosite Bond



### Lichtuithardend universeel adhesief

Indicaties: bonding voor directe restauratie van caviteiten van alle klassen met lichtuithardende composieten, compomeren en ormoceren

### Productvoordelen

- Vrije keuze van de etsmethode: zelf-ets, totale ets, selectieve ets
- Bevat MDP
- Optimale hechtingseigenschappen in iedere situatie
- Ideale partner naast Ecosite Elements en Ecosite Bulk Fill



### Pack

- |                              |            |
|------------------------------|------------|
| 1 Flesje à 5 ml Ecosite Bond |            |
| 25 Single-use Brushes White  | REF 220758 |

### Accessoires

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 25 Single-use Brushes White | REF 109320 |
|-----------------------------|------------|

## Contax



### Zelfetsend en zelfconditionerend adhesiefsysteem

Indicatie: Lichtuithardend adhesiefsysteem voor lichtuithardende restauratiematerialen voor gebruik op glazuur en dentin

### Contax met activator ter vermenging met Contax Bond

Indicatie: kan worden gebruikt met alle zelf- en dualuithardende restauratiematerialen

### Productvoordelen

- Geen afzonderlijke etsstap
- Primeren en bonden in slechts twee stappen
- Zekere duurzame hechting vanwege afzonderlijke prime-stap
- Betrouwbare demineralisatiediepte
- Primer op waterbasis, dus techniektoerant
- Geen postoperatieve overgevoeligheid

### Specialiteit

Contax moet altijd worden uitgehard met licht, ook wanneer de activator wordt gebruikt



### Start verpakking

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 1 Flesje à 5 ml Primer      |            |
| 1 Flesje à 5 ml Bond        |            |
| 25 Single-use Brushes White |            |
| 25 Single-use Brushes Red   |            |
| 1 Mengpalet                 | REF 220263 |

### Start verpakking + Activator

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 1 Flesje à 5 ml Primer      |            |
| 1 Flesje à 5 ml Bond        |            |
| 1 Flesje à 5 ml Activator   |            |
| 25 Single-use Brushes White |            |
| 25 Single-use Brushes Red   |            |
| 1 Mengpalet                 | REF 220282 |

### Navulverpakking

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| 1 Flesje à 5 ml Primer    | REF 220281 |
| 1 Flesje à 5 ml Bond      | REF 220284 |
| 1 Flesje à 5 ml Activator | REF 220283 |

### Accessoires

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 25 Single-use Brushes White | REF 109320 |
|-----------------------------|------------|

# LuxaCore Z Dual



## Duaal uithardend materiaal voor wortelcementering en stompopbouw

Indicaties: stompopbouw, stiftcementering

### Productvoordelen

- Dentine-achtige snijbaarheid: krasvrije preparatie
- Bijzonder hoge druksterkte: hoge stabiliteit onder de kroon
- Uitmuntende vloeieigenschappen: optimale aanpassing
- Duaal uithardend: flexibele verwerking
- Directe hoge eindhardheid
- Directe toepassing met Intraoral Tips en Endo Tips: speciaal ontworpen voor wortelkanalen
- Verkrijgbaar in drie kleuren



### Pack

10 Smartmix Syringes à 9 g, 10 Smartmix Tips Endo Kleur Opaque Light	REF 213336
Kleur A3	REF 213334
Kleur Blue	REF 213335
1 Cartridge à 95 g, 25 Automix Tips Yellow 1:1 16 Intraoral Tips Yellow, 10 Endo Tips Yellow Kleur A3	REF 213430
Kleur Blue	REF 213431
1 Cartridge à 48 g, 30 Automix Tips Yellow 1:1 20 Intraoral Tips Yellow, 10 Endo Tips Yellow Kleur Opaque Light	REF 213332
Kleur A3	REF 213330
Kleur Blue	REF 213331

### Accessoires

Zie rechts

# LuxaCore Z Post System



## System Pack voor post-endodontische behandeling

Indicaties:

LuxaCore Z Dual, zie pagina 37, linkerkolom;  
LuxaPost, zie pagina 38;  
LuxaBond Total Etch, zie pagina 35

### Productvoordelen

- Drie topproducten voor post-endodontische behandelingen in één verpakking
- Bovendien: CD met toepassingsvideo
- Handig in gebruik, ordelijk gerangschikt



### System Pack

LuxaPost	
5 Stiften ø 1,25 mm	
1 Boor ø 1,25 mm	
LuxaBond Total Etch	
1 Flesje à 5 ml Pre-bond	
1 Flesje à 5 ml Bond A	
1 Flesje à 5 ml Bond B	
25 Endo Brushes Red	
25 Endo Brushes Black	
1 Mengpalet	
DMG Etching Gel	
1 Sduit à 2 ml DMG Etching Gel	
3 Luer-Lock Tips	
LuxaCore Z Dual	
1 Smartmix Syringe à 9 g, Kleur A3	
20 Smartmix Tips Combi	REF 110862

### Accessoires

1 Automix Dispenser Type 25 1:1	REF 110253
50 Automix Tips Yellow 1:1	REF 909200
20 Automix Tips Endo L	REF 110963
50 Intraoral Tips Yellow	REF 909201
50 Endo Tips Yellow	REF 212280
50 Smartmix Tips Combi	REF 212042
50 Smartmix Tips Endo	REF 212041
20 Smartmix Tips Endo L	REF 213083

## LuxaPost



### Glasvezelversterkte wortelstift van voorgesilaniseerd composit met dentine-achtige buigmodulus

Indicatie: vervaardiging van een betrouwbare retentie voor stompoppbouw in gevallen met onvoldoende coronaal tandweefsel

#### Productvoordelen

- De perfecte partner voor LuxaCore Z: monoblock
- Met dentine vergelijkbare buigmodulus: gereduceerde kans op wortelbreuk
- Radio-opaak
- Gesilaniseerd
- Ontziet het tandweefsel dankzij de tapse vorm
- Eén effectieve boor voor iedere maat: geen voorbereiden vereist
- Zeer esthetisch



#### Startverpakking

5 Stiften ø 1,25 mm Black	
5 Stiften ø 1,375 mm Purple	
5 Stiften ø 1,5 mm Green	
1 Boor ø 1,25 mm	
1 Boor ø 1,375 mm	
1 Boor ø 1,5 mm	
30 Dieptemarkers	
1 Meetkaart	REF 110780

#### Navulverpakking

5 Stiften ø 1,25 mm Black	REF 110781
5 Stiften ø 1,375 mm Purple	REF 110782
5 Stiften ø 1,5 mm Green	REF 110783
5 Stiften ø 1,75 mm Red	REF 110961
1 Boor ø 1,25 mm	REF 110734
1 Boor ø 1,375 mm	REF 110735
1 Boor ø 1,5 mm	REF 110736
1 Boor ø 1,75 mm	REF 110962

## DMG Etching Gel



### Universele fosforzuur gel

Indicatie: etsen van glazuur en dentine

#### Productvoordelen

- Fosforzuurgel 37%
- Blauw voor gemakkelijke identificatie
- Ideaal retentiepatroon
- Optimale viscositeit
- Perfecte dosering en precieze toepassing



#### Pack

2 Spuiten à 2 ml	
6 Luer-Lock Tips White	REF 212873

#### Accessoires

50 Luer-Lock Tips White	REF 109942
-------------------------	------------



## Safetip Dispenser



Dispenser voor het direct aanbrengen van alle in de handel verkrijgbare composiëttips

### Productvoordelen

- Veilig laden van Safetips
- Directe applicatie
- Hygiënische applicatie
- Autoclaveerbaar
- Ergonomisch gebruik

### Specialiteit

De Safetip Dispenser kan worden gebruikt voor de volgende producten:

- Ecosite Elements
- Ecosite Bulk Fill
- EcuSphere Carat
- EcuSphere Shape
- DMG Retraction Paste



### Pack

1 Safetip Dispenser

REF 213122

## Safetip Dispenser Pro



Hoogwaardige dispenser voor ergonomische, directe applicatie van alle gangbare composiëttips

### Productvoordelen

- Gemakkelijke dosering dankzij parallelle handgrepen
- Precieze behandeling door beweging in rechte lijn
- Ergonomische hantering, zelfs voor kleinere handen
- Hoogwaardige materialen en verwerking
- Veilig inbrengen van Safetips via metalen sluitmechanisme
- Hygiënische applicatie
- Autoclaveerbaar

### Specialiteit

De Safetip Dispenser kan worden gebruikt voor de volgende producten:

- Ecosite Elements
- Ecosite Bulk Fill
- EcuSphere Carat
- EcuSphere Shape
- DMG Retraction Paste



### Pack

1 Safetip Dispenser Pro

REF 220829





# Afdrukken

Correctiemateriaal

Retractiemiddel

Beetregistratiemateriaal

Lining-materiaal

Mengeenheid

## Honigum Pro Light



### Hoog precies correctiemateriaal op basis van VPS

Indicaties: kroon- en brugafdrukken, inlay- en onlay-afdrukken

#### Productvoordelen

- Intelligente vloeieigenschappen en buitengewone stabiliteit
- Goede hydrofilititeit
- Registreert zelfs de kleinste details
- Uitzonderlijk hoge taaiheid
- Direct leesbaar kleurcontrast



#### Pack

2 Cartridges à 50 ml	
10 Automix Tips Yellow 1:1	
10 Intraoral Tips Yellow	
Honigum Pro Light	REF 929831
Honigum Pro Light Fast	REF 929832

#### Voordeelverpakking

8 Cartridges à 50 ml	
40 Automix Tips Yellow 1:1	
40 Intraoral Tips Yellow	
Honigum Pro Light	REF 929835
Honigum Pro Light Fast	REF 929836

#### Accessoires

1 Automix Dispenser Type 50 1:1	REF 909507
50 Automix Tips Yellow 1:1	REF 909200
50 Intraoral Tips Yellow	REF 909201

## Honigum Pro Mono



### Monofase-afdruk materiaal op basis van VPS

Indicaties: kroon- en brugafdrukken, inlay, onlay- en functieafdrukken, alsmede indicatie van drukplaatsen en allerhande pick-up-afdrukken (bijv. voor implantaten)

#### Productvoordelen

- Precisie in een enkele stap
- Probleemloze, veilige verwijdering
- Zeer hoge hydrofilititeit en superieur vloeigedrag
- Precieze reproductie van de preparatiemarges
- Zeer hoge scheurweerstand



#### Pack

1 Cartridge à 380 ml	
10 MixStar Tips Blue	REF 929568
Honigum Pro Mono	
Honigum Pro Mono Fast	REF 929978
2 Cartridges à 50 ml	
4 Automix Tips Green 1:1	
4 Intraoral Tips Yellow	
Honigum Pro Mono	REF 929830
Honigum Pro Mono Fast	REF 929976

#### Voordeelverpakking

5 Cartridges à 380 ml	
50 MixStar Tips Blue	REF 929569
Honigum Pro Mono	REF 929979
Honigum Pro Mono Fast	
8 Cartridges à 50 ml	
16 Automix Tips Green 1:1	
16 Intraoral Tips Yellow	
Honigum Pro Mono	REF 929834

#### Accessoires

1 MixStar eMotion 230 V Int.	REF 900480
50 MixStar Tips Blue	REF 903334
1 Automix Dispenser Type 50 1:1	REF 909507
50 Automix Tips Green 1:1	REF 909490
50 Intraoral Tips Transparent	REF 909400
1 Flesje à 10 ml DMG Tray Adhesive	REF 909394

# Honigum Pro Heavy



## Voorafdruk materiaal op basis van VPS

Indicaties: kroon- en brugafdrukken, inlay- en onlay-afdrukken, alle soorten pick-up-afdrukken, (bijv. voor implantaten)

### Productvoordelen

- Hoge eindhardheid
- Prettige inbrengweerstand
- Probleemloze, veilige verwijdering
- Consistent homogene, luchtbelvrije materiaalkwaliteit



### Pack

1 Cartridge à 380 ml, 10 MixStar Tips Blue Honigum Pro Heavy Honigum Pro Heavy Fast	REF 929537 REF 929638
2 Cartridge à 50 ml, 4 Automix Tips Green 1:1 Honigum Pro Heavy Honigum Pro Heavy Fast	REF 929766 REF 929838

### Voordeelverpakking

5 Cartridges à 380 ml, 50 MixStar Tips Blue Honigum Pro Heavy Honigum Pro Heavy Fast	REF 929538 REF 929637
8 Cartridges à 50 ml, 16 Automix Tips Green 1:1 Honigum Pro Heavy Honigum Pro Heavy Fast	REF 929837 REF 929839

### Accessoires

1 MixStar eMotion 230 V Int.	REF 900480
50 MixStar Tips Blue	REF 903334
1 Automix Dispenser Type 50 1:1	REF 909507
50 Automix Tips Green 1:1	REF 909490
1 Flesje à 10 ml DMG Tray Adhesive	REF 909394

# Honigum Pro Putty



## Precisie-afdruk materiaal op basis van VPS met putty-achtige consistentie

Indicaties: kroon- en brugafdrukken, inlay- en onlay-afdrukken

### Productvoordelen

- Uitstekend herstel na vervorming
- Uitstekende vormstabiliteit
- Handmatig vormbare of putty-achtige consistentie uit de DMG MixStar cartridge
- Uitstekende scheurweerstand



### Pack

1 Cartridge à 380 ml 10 MixStar Tips Blue	REF 929374
2 Potten à 450 ml Honigum Pro Putty Soft Honigum Pro Putty Soft Fast Honigum Pro Putty Rigid Fast	REF 929364 REF 929365 REF 929366

### Voordeelverpakking

5 Cartridges à 380 ml 50 MixStar Tips Blue	REF 929375
8 Potten à 450 ml Honigum Pro Putty Soft Honigum Pro Putty Soft Fast Honigum Pro Putty Rigid Fast	REF 929369 REF 929370 REF 929371

### Accessoires

1 MixStar eMotion 230 V Int.	REF 900480
50 MixStar Tips Blue	REF 903334
1 Flesje à 10 ml DMG Tray Adhesive	REF 909394

## Honigum Pro Scan



### Scanbaar afdruk materiaal op basis van VPS

Indicaties: alle soorten afdrukken zoals kroon- en brugafdrukken, inlay- en onlay-afdrukken, alle soorten volledige afdrukken (bijv. voor implantaten), fixatie van afdrukstiften en transfercopings

#### Productvoordelen

- Scanbaar: alle voordelen van Honigum Pro ook voor digitale workflows
- Kosteneffectief, gemakkelijk en precies – zonder de noodzaak dure technologie aan te schaffen
- Betrouwbare reproductie, zelfs in moeilijke gebieden, met behulp van een intra-oraal systeem
- Geen scanspray
- Foutbronnen bij toepassing van conventionele modelpreparatie worden geëlimineerd
- Geen irritatie door minimale hoofd- of tongbewegingen zoals bij intra-orale scans



#### Pack

Honigum Pro Scan Heavy	
1 Cartridge à 380 ml	
10 MixStar Tips Blue	REF 929981
2 Cartridges à 50 ml	
4 Automix Tips Green 1:1	REF 929983

#### Honigum Pro Scan Light

2 Cartridges à 50 ml	
10 Automix Tips Yellow 1:1	
10 Intraoral Tips Yellow	REF 929984

#### Accessoires

1 MixStar eMotion 230 V Int.	REF 900480
50 MixStar Tips Blue	REF 903334
1 Automix Dispenser Type 50 1:1	REF 909507
50 Automix Tips Green 1:1	REF 909490
1 Flesje à 10 ml DMG Tray Adhesive	REF 909394

## Honigum Light



### Correctiemateriaal op basis van VPS

Indicaties: kroon- en brugafdrukken, inlay- en onlay-afdrukken

#### Productvoordelen

- Uitmuntende vloeieigenschappen
- Buitengewone stabiliteit
- Uitgebalanceerde hydrofiliteit
- Registreert zelfs de kleinste details



#### Pack

2 Cartridges à 50 ml	
12 Automix Tips Yellow 1:1	
12 Intraoral Tips	
Honigum Light	REF 909831
Honigum Light Fast	REF 909832

#### Voordeelverpakking

8 Cartridges à 50 ml	
50 Automix Tips Yellow 1:1	
50 Intraoral Tips Yellow	
Honigum Light	REF 909835
Honigum Light Fast	REF 909836

#### Accessoires

1 Automix Dispenser Type 50 1:1	REF 909507
50 Automix Tips Yellow 1:1	REF 909200
50 Intraoral Tips Yellow	REF 909201

# Honigum Mono



## Monofase-afdruk materiaal op basis van VPS

Indicaties: kroon- en brugafdrukken, inlay-, onlay- en functieafdrukken, alsmede indicatie van drukplaatsen en alle soorten pick-up-afdrukken

### Productvoordelen

- Precisie in een enkele stap
- Precieze reproductie van de preparatiegrens
- Uiterst fijne oppervlakedetails
- Lage eindhardheid
- Goede hydrofiliëit



### Pack

1 Cartridge à 380 ml	
10 MixStar Tips White	REF 909568
2 Cartridges à 50 ml	
4 Automix Tips Green 1:1	
4 Intraoral Tips Transparent	REF 909830

### Voordeelverpakking

5 Cartridges à 380 ml	
50 MixStar Tips White	REF 909569
8 Cartridges à 50 ml	
20 Automix Tips Green 1:1	
20 Intraoral Tips Transparent	REF 909834

### Accessoires

1 MixStar eMotion 230 V Int.	REF 900480
50 MixStar Tips White	REF 909567
1 Automix Dispenser Type 50 1:1	REF 909507
50 Automix Tips Green 1:1	REF 909490
50 Intraoral Tips Transparent	REF 909400
1 Flesje à 10 ml DMG Tray Adhesive	REF 909394

# Honigum Heavy



## Voorafdruk materiaal op basis van VPS

Indicaties: kroon- en brugafdrukken, inlay- en onlay-afdrukken, alle soorten pick-up-afdrukken, (bijv. voor implantaten)

### Productvoordelen

- Uitzonderlijk hoge hardheid
- Prettige inbrengweerstand
- Uitstekende fixatie-eigenschappen
- Probleemloze, veilige verwijdering
- Consistent homogene, luchtbelvrije materiaalkwaliteit



### Pack

1 Cartridge à 380 ml	
10 MixStar Tips White	
Honigum Heavy	REF 909537
Honigum Heavy Fast	REF 909638
2 Cartridges à 50 ml	
4 Automix Tips Green 1:1	
Honigum Heavy	REF 909766
Honigum Heavy Fast	REF 909838

### Voordeelverpakking

5 Cartridges à 380 ml	
50 MixStar Tips White	
Honigum Heavy	REF 909538
Honigum Heavy Fast	REF 909637
8 Cartridges à 50 ml	
16 Automix Tips Green 1:1	
Honigum Heavy	REF 909837
Honigum Heavy Fast	REF 909839

### Accessoires

1 MixStar eMotion 230 V Int.	REF 900480
50 MixStar Tips White	REF 909567
1 Automix Dispenser Type 50 1:1	REF 909507
50 Automix Tips Green 1:1	REF 909490
1 Flesje à 10 ml DMG Tray Adhesive	REF 909394

## Honigum Putty



### Precisie-afdruk materiaal op basis van VPS met putty-achtige consistentie

Indicaties: kroon- en brugafdrukken, inlay- en onlay-afdrukken

#### Productvoordelen

- Echte putty-achtige consistentie uit de DMG MixStar cartridge of vormbaar met de hand
- Uitstekende uitharding zodra het mengen begint
- Uitstekende scheurweerstand
- Unieke Snap-Set-technologie (lange verwerkingstijd, korte verblijfsduur in de mond)
- Uitstekend herstel na vervorming
- Uitstekende vormstabiliteit



#### Pack

1 Cartridge à 380 ml	
10 MixStar Tips Blue	REF 919374
2 Potten à 450 ml	
Honigum Putty Soft	REF 919364
Honigum Putty Soft Fast	REF 919365
Honigum Putty Rigid Fast	REF 919366

#### Voordeelverpakking

5 Cartridges à 380 ml	
50 MixStar Tips Blue	REF 919375
8 Potten à 450 ml	
Honigum Putty Soft	REF 919369
Honigum Putty Soft Fast	REF 919370
Honigum Putty Rigid Fast	REF 919371

#### Accessoires

1 MixStar eMotion 230 V Int.	REF 900480
50 MixStar Tips Blue	REF 903334
1 Flesje à 10 ml DMG Tray Adhesive	REF 909394

## Silagum Light



### Beproefd correctie-afdruk materiaal op basis van VPS

Indicaties: kroon- en brugafdrukken, inlay- en onlay-afdrukken

#### Productvoordelen

- Goede hydrofiliteit
- Vloeibare viscositeit
- Twee snelheden: normaal en snel uithardend



#### Pack

2 Cartridges à 50 ml	
12 Automix Tips Yellow 1:1	
12 Intraoral Tips Yellow	
Silagum Light	REF 909713
Silagum Light Fast	REF 909714

#### Voordeelverpakking

8 Cartridges à 50 ml	
50 Automix Tips Yellow 1:1	
50 Intraoral Tips Yellow	
Silagum Light	REF 909715
Silagum Light Fast	REF 909720

#### Accessoires

1 Automix Dispenser Type 50 10:1	REF 909507
50 Automix Tips Yellow 1:1	REF 909200
50 Intraoral Tips Yellow	REF 909201



# Silagum Medium



## Middelvisceus afdrukmetaal op basis van VPS

Indicaties: kroon- en brugafdrukken, inlay- en onlay-afdrukken, relining en functionele afdrukken, drukplaats drukpuntindicatie

### Productvoordelen

- Goede vloeieigenschappen
- Goede stabiliteit
- Twee snelheden: normaal en snel uithardend



### Pack

2 Cartridges à 50 ml	
12 Automix Tips Yellow 1:1	
12 Intraoral Tips Yellow	
Silagum Medium	REF 909716
Silagum Medium Fast	REF 909717

### Accessoires

1 Automix Dispenser Type 50 10:1	REF 909507
50 Automix Tips Yellow 1:1	REF 909200
50 Intraoral Tips Yellow	REF 909201

# Silagum Mono



## Monofase-afdrukmetaal op basis van VPS

Indicaties: kroon- en brugafdrukken, inlay- en onlay-afdrukken, functionele afdrukken

### Productvoordelen

- Reproductie van de allerfijnste oppervlakedetails dankzij uitstekende vloeieigenschappen
- Gemakkelijk en precies aan te brengen met Intraoral Tips
- Blijft stevig in de lepel en de preparatie



### Pack

2 Cartridges à 50 ml	
4 Automix Tips Yellow 1:1	
4 Intraoral Tips Yellow	
Silagum Mono	REF 909718

### Voordeelverpakking

8 Cartridges à 50 ml	
16 Automix Tips Yellow 1:1	
16 Intraoral Tips Yellow	
Silagum Mono	REF 909719

### Accessoires

1 Automix Dispenser Type 50 10:1	REF 909507
50 Automix Tips Yellow 1:1	REF 909200
50 Intraoral Tips Yellow	REF 909201

## Silagum Putty



### Voorafdruk materiaal op basis van VPS

Indicaties: kroon- en brugafdrukken,  
inlay- en onlay-afdrukken

### Productvoordelen

- Gemakkelijk te doseren
- Uitmuntend herstel na vervorming
- Gemakkelijk uit de mond te verwijderen
- Uitzonderlijke kneedbaarheid
- Uitstekende vormstabiliteit
- Ideaal voor tweestapsafdrukken met Silagum Light/Fast



### Pack

1 Potten à 262 ml basispasta	
1 Potten à 262 ml katalysatorpasta	
Silagum Putty	REF 909018
Silagum Putty Fast	REF 909037
Silagum Putty Soft	REF 909019

### Voordeelverpakking

4 Potten à 262 ml basispasta	
4 Potten à 262 ml katalysatorpasta	
Silagum Putty	REF 909405
Silagum Putty Fast	REF 909038
Silagum Putty Soft	REF 909036

8 Potten à 262 ml basispasta	
8 Potten à 262 ml katalysatorpasta	
Silagum Putty	REF 909420
Silagum Putty Soft	REF 909485

### Accessoires

1 Flesje à 10 ml DMG Tray Adhesive	REF 909394
------------------------------------	------------

## Silagum Putty Soft



### Voorafdruk materiaal op basis van VPS

Indicaties: kroon- en brugafdrukken, inlay- en onlay-afdrukken

### Productvoordelen

- Uitmuntende vormstabiliteit
- Consistent homogene, luchtbelvrije materiaalkwaliteit
- Gemakkelijk en schoon te verwerken
- Kan rechtstreeks in de lepel worden gedoseerd



### Pack

1 Cartridge à 380 ml	
10 MixStar Tips White	REF 909534

### Voordeelverpakking

5 Cartridges à 380 ml	
50 MixStar Tips White	REF 909535

### Accessoires

1 MixStar eMotion 230 V Int.	REF 900480
50 MixStar Tips White	REF 909567
1 Flesje à 10 ml DMG Tray Adhesive	REF 909394

# StatusBlue



## Situatieafdruk materiaal op basis van VPS

Indicaties: situatieafdrucken, afdrucken voor de vervaardiging van tijdelijke voorzieningen of vacuümgevormde spalken en afdrucken van tegenoverliggende bogen

### Productvoordelen

- Zeer hoge vormstabiliteit
- Zeer lange houdbaarheid
- Meermalig gietbaar
- Geen tijdrovend handmatig mengen
- Uitstekend herstel na vervorming



Gietbaar na  
10 minuten

### Pack

1 Cartridge à 380 ml	
10 MixStar Tips White	REF 909693
2 Cartridges à 50 ml	
4 Automix Tips Pink 4:1	REF 909790

### Voordeelverpakking

5 Cartridges à 380 ml	
50 MixStar Tips White	REF 909694
8 Cartridges à 50 ml	
16 Automix Tips Pink 4:1	REF 909791

### Accessoires

1 MixStar eMotion 230 V Int.	REF 900480
50 MixStar Tips White	REF 909567
1 Automix Dispenser Type 50 10:1	REF 110411
25 Automix Tips Pink 4:1	REF 909797



# LuxaForm



## Thermoplastische afdrukpolymeer

Indicaties: afdrucken voor provisorische restauraties

### Productvoordelen

- Geen lepel vereist
- Geen mengen
- Stabiel onder bewaaromstandigheden
- Geen smeerlaag op tijdelijke voorzieningen van bisacrylaat
- Geurloos



### Pack

72 Tabs

REF 110415

## DMG Retraction Paste



### Adstringerende retractiepasta

Indicaties: tijdelijke retractie van marginaal tandvlees, zorgt voor een droge sulcus omgeving

### Productvoordelen

- Compule kan naar behoefte worden gebogen voor de eenvoudigste toepassing
- Optimale consistentie – optimale resultaten
- Goed zichtbaar in de sulcus
- Snel, eenvoudig en efficiënt



### Pack

25 Compules à 0,37 g REF 919381

### Accessoires

1 Safetip Dispenser REF 213122  
1 Safetip Dispenser Pro REF 220829

## O-Bite



### Scanbaar beetregistratiemateriaal op basis van VPS materiaal

Indicaties: beetregistratiemateriaal, materiaal voor toepassing op bijtvorken voor gezichtsbogen, sleutelmateriaal, bijv. voor intraorale naaldpuntregistratie

### Productvoordelen

- Een van de hardste registratiematerialen op basis van VPS
- Uitmuntende fractuurbestendigheid
- Frisse, fruitige sinaasappelsmaak
- Minimale bijtweerstand
- Sneluithardend



### Pack

2 Cartridges à 50 ml  
12 Automix Tips Pink 1:1 REF 909765

### Voordeelverpakking

8 Cartridges à 50 ml  
50 Automix Tips Pink 1:1 REF 909767

### Accessoires

1 Automix Dispenser Type 50 1:1 REF 909507  
50 Automix Tips Pink 1:1 REF 909202  
50 Conturation Tips REF 909203

## O-Bite Scan



### Scanbaar beetregistratiemateriaal op basis van VPS materiaal

Indicaties: beetregistratiemateriaal, materiaal voor toepassing op bijtvorken voor gezichtsbogen, sleutelmetaal, bijv. voor intraorale naaldpuntregistratie

#### Productvoordelen

- Scanbaar
- Uiterst hoge eindhardheid en superieure breukweerstand
- Minimale bijtweerstand
- Frisse, fruitige sinaasappelsmaak
- Kan gemakkelijk en precies worden gebruikt voor een digitale workflow zonder de noodzaak dure technologie aan te schaffen
- Gemakkelijk te verwerken, geen voorbehandeling met poeder of spray



#### Pack

2 Cartridges à 50 ml	
12 Automix Tips Pink 1:1	REF 919017

#### Voordeelverpakking

8 Cartridges à 50 ml	
50 Automix Tips Pink 1:1	REF 919018

#### Accessoires

1 Automix Dispenser Type 50 1:1	REF 909507
50 Automix Tips Pink 1:1	REF 909202
50 Conturation Tips	REF 909203

## LuxaBite



### Beetregistratiemateriaal gebaseerd op bisacrylaten

Indicaties: fixeren van afdrukstiften voor implantaatafdrukken, beetregistratie

#### Productvoordelen

- Het hardste beetregistratiemateriaal (Barcol 25 na 1 uur)
- Geen compressie of buiging bij repositie
- Smaak- en geurloos
- Uitstekende stabiliteit
- Gemakkelijk bij te snijden



#### Pack

1 Cartridge à 50 ml	
15 Automix Tips Yellow 10:1	REF 110560

#### Voordeelverpakking

5 Cartridges à 50 ml	
75 Automix Tips Yellow 10:1	REF 110558

#### Accessoires

1 Automix Dispenser Type 50 1:1	REF 110411
25 Automix Tips Yellow 10:1	REF 110609

## Silagum Comfort



### Blijvend zacht reliningmateriaal op basis van VPS

Indicatie: relining van volledige, partiële en implantaatgesteunde gebitsprothesen

#### Productvoordelen

- Uitstekende hechting aan de gebitsprothese
- Permanent zacht
- Superieure scheurbestendigheid
- Geur- en smaakloos
- Gemakkelijk te verwerken
- Zeer esthetisch dankzij kleurvastheid



#### Startverpakking

1 Cartridge à 25 ml	
1 Automix Dispenser	
5 Automix Tips Yellow 1:1	
1 Flesje à 5 ml Primer	
2 Flesjes à 10 ml Varnish	
25 Brushes	
5 Trimmer	
1 Houder	REF 909087

#### Navulverpakking

1 Cartridge à 25 ml	
5 Automix Tips Yellow 1:1	REF 909088
2 Flesjes à 10 ml Varnish	REF 909089
1 Flesje à 5 ml Primer	REF 909090
1 Cartridge à 50 ml	
12 Automix Tips Pink 1:1	REF 909951

#### Voordeelverpakking

8 Cartridges à 50 ml	REF 909950
----------------------	------------

#### Accessoires

1 Automix Dispenser Type 25 1:1	REF 110253
1 Automix Dispenser Type 50 1:1	REF 909507
50 Automix Tips Yellow 1:1	REF 909200
50 Automix Tips Pink 1:1	REF 909202
1 Silicone Trimming Set	
25 Trimmers	
1 Houder	REF 909047

## LuxaPick-up



### Zelfuithardende reliningcomposiet

Indicaties: directe harde relining van gebitsprothesen, fixatie van secundaire componenten en verbindingselementen in implantaatgedragen gebitsprothesen

#### Productvoordelen

- Directe harde relining van gebitsprothesen
- Bevestigen van secundaire onderdelen en verbindingselementen in implantaatgedragen prothesen
- Ultra-biocompatibel: geen MMA, geen peroxide
- Spanningsvrije, betrouwbare pasvorm
- Direct aan de stoel te gebruiken
- Tevens ideaal voor het repareren van prothesen en het individualiseren van tussentijdse prothesen

#### Specialiteit

LuxatempGlaze & Bond voor optimale hechting en betrouwbare verzegeling (zie pag. 57)



#### Pack

1 Cartridge à 76 g	
15 Automix Tips Blue 10:1	REF 214007

#### Accessoires

45 Automix Tips Blue 10:1	REF 110409
1 Automix Dispenser Type 50 10:1	REF 110411

## MixStar eMotion



### Mengmachine

Mengmachine voor het mengen van afdrukmaterialen

### Productvoordelen

- Volautomatisch
- Keuze uit 3 snelheden
- 2 timers voor verwerkings- en uithardtijd
- Gemakkelijk te bedienen
- Geschikt voor foliezakjes foilbags en cartridges



### Verpakking

1 MixStar eMotion 230 V Int.

REF 900480

## DMG Tray Adhesive



### Lepeladhesief voor alle materialen op basis van VPS

Indicatie: lepeladhesief voor bonding materialen op basis van VPS met metalen en plastic lepels

### Productvoordelen

- Bevordert de hechting van op VPS gebaseerde afdrukmaterialen aan de afdruklepel
- Gemakkelijk aan te brengen en te gebruiken
- Korte uithardtijd na aanbrengen
- Blauwe kleur voor visuele controle



### Pack

1 Flesje à 10 ml

REF 909394

### Voordeelverpakking

10 Flesjes à 10 ml

REF 909396

A close-up photograph of a woman with a bright smile, sitting in a dental chair. A dentist in a light blue coat is visible in the background, also smiling. The scene is brightly lit, suggesting a modern dental clinic.

# Tijdelijke restauraties

Tijdelijke voorzieningen

Semi-permanente restauraties

Tijdelijke cementering



# Luxatemp Star



## Zelf uithardend bis-acrylmateriaal voor tijdelijke kronen en bruggen

Indicaties: tijdelijke kronen en bruggen, inlays en onlays, partiële kronen, facings en duurzame provisorica

### Productvoordelen

- Voor bijzonder stabiele esthetische provisorica die aan de hoogste eisen voldoen
- Wezenlijk hogere fractuurbestendigheid en buigsterkte
- Verbeterde initiële hardheid
- Kortere tijd tot het bereiken van de eindhardheid
- Grotere stabiliteit en duurzaamheid
- Uitmuntende esthetiek en langdurige kleurvastheid
- Goede aanpassing en pasvorm
- Ideaal voor de vervaardiging van mock-ups



### Pack

1 Smartmix Syringe à 15 g	
10 Smartmix Tips Green-Blue	
Kleur A2	REF 110901
Kleur A3	REF 110902
Kleur B1	REF 110904
Kleur Bleach Light	REF 110905

1 Cartridge à 76 g	
15 Automix Tips Blue 10:1	
Kleur A1	REF 110906
Kleur A2	REF 110907
Kleur A3	REF 110908
Kleur A3.5	REF 110909
Kleur B1	REF 110910
Kleur Bleach Light	REF 110911

### Voordeelverpakking

5 Cartridges à 76 g	
75 Automix Tips Blue 10:1	
Kleur A1	REF 110954
Kleur A2	REF 110912
Kleur A3	REF 110913

### Accessoires

50 Smartmix Tips Green-Blue	REF 110990
45 Automix Tips Blue 10:1	REF 110409
1 Automix Dispenser Type 50 10:1	REF 110411
50 Smartmix Tips Green	REF 110724

# Luxatemp Fluorescence



## Bis-acrylmateriaal voor tijdelijke kronen en bruggen met natuurlijke fluorescentie

Indicaties: tijdelijke kronen, bruggen, inlays, onlays, partiële kronen en facings

### Productvoordelen

- Voor natuurlijk ogende, esthetische provisorica
- Lage polymerisatiekrimp
- Hoge breuk- en slijtweerstand
- Uitstekende kleurvastheid
- Laag allergiepotentieel
- Geschikt voor langdurige tijdelijke voorzieningen



### Pack

1 Smartmix Syringe à 15 g	
10 Smartmix Tips Green-Blue	
Kleur A1	REF 110718
Kleur A2	REF 110719
Kleur A3	REF 110720
Kleur B1	REF 110722
Kleur Bleach Light	REF 110723

1 Cartridge à 76 g	
15 Automix Tips Blue 10:1	
Kleur A1	REF 110585
Kleur A2	REF 110586
Kleur A3	REF 110710
Kleur A3.5	REF 110587
Kleur B1	REF 110588
Kleur Bleach Light	REF 110589

### Voordeelverpakking

5 Cartridges à 76 g	
75 Automix Tips Blue 10:1	
Kleur A2	REF 110712
Kleur A3	REF 110713

### Accessoires

50 Smartmix Tips Green-Blue	REF 110990
45 Automix Tips Blue 10:1	REF 110409
1 Automix Dispenser Type 50 10:1	REF 110411

## Luxatemp Plus



### Bis-acryl materiaal voor tijdelijke kronen en bruggen

Indicaties: tijdelijke kronen, bruggen, inlays, onlays, partiële kronen en facings

#### Productvoordelen

- Een gevestigde klassieker voor onmiddellijke perfect passende tijdelijke voorzieningen
- Eenvoudige en snelle applicatie op de afdruk
- Succesvolle tijdelijke restauraties meteen vanaf het begin
- Betrouwbaar exacte pasvorms
- Geoptimaliseerde slijtvastheid
- Hoge buigsterkte
- Zeer goede biocompatibiliteit



#### Startverpakking

1 Cartridge à 76 g	
1 Automix Dispenser Type 50 10:1	
15 Automix Tips Blue 10:1	
Kleur A2	REF110400

#### Pack

1 Cartridge à 76 g	
15 Automix Tips Blue 10:1	
Kleur A1	REF 110401
Kleur A2	REF 110402
Kleur A3.5	REF 110403
Kleur B1	REF 110404
Kleur Bleach Light	REF 110368

#### Voordeelverpakking

5 Cartridges à 76 g	
75 Automix Tips Blue 10:1	
Kleur A1	REF 110405
Kleur A2	REF 110406
Kleur A3.5	REF 110407

#### Accessoires

45 Automix Tips Blue 10:1	REF 110409
1 Automix Dispenser Type 50 10:1	REF 110411

## Luxatemp Solar



### Dual-curing bis-acryl materiaal voor tijdelijke kronen en bruggen

Indicaties: tijdelijke kronen, bruggen, inlays, onlays, partiële kronen en facings

#### Productvoordelen

- Licht uithardende versie van de beproefde klassieker
- Uithardtijd kan door de gebruiker worden bepaald
- Gemakkelijkere verwijdering van tijdelijke restauraties dankzij verlengde elastische fase
- Geen barsten in ondersnijdingen
- Hoge eindhardheid direct na het lichtuitharden
- Speciaal geschikt voor de restauratie van multi-units



#### Pack

1 Cartridge à 76 g	
15 Automix Tips Blue 10:1	
Kleur A2	REF 110360

#### Voordeelverpakking

5 Cartridges à 76 g	
75 Automix Tips Blue 10:1	
Kleur A2	REF 110361

#### Accessoires

45 Automix Tips Blue 10:1	REF 110409
1 Automix Dispenser Type 50 10:1	REF 110411

# LuxaFlow Star



## Vloeibaar lichtuithardend composiet

Indicaties: verbetering en reparatie van tijdelijke voorzieningen van bisacrylaat; uulling van kleine caviteiten van klasse III, IV en V; inimaal invasieve vullingen; onderlaag

## Productvoordelen

- Natuurlijke fluorescentie
- Uitmuntende polijsteigenschappen
- Luer-Lock Tips voor precieze en directe applicatie
- Vloeibaar tijdens de applicatie en stabiel daarna
- Radio-opaak



## Startverpakking

4 Spuiten à 1,5 g  
20 Luer-Lock Tips Black  
Kleuren: A1, A2, A3.5, B1 REF 214000

## Navulverpakking

2 Spuiten à 1,5 g  
10 Luer-Lock Tips Black  
Kleur A1 REF 214001  
Kleur A2 REF 214002  
Kleur A3 REF 214003  
Kleur A3.5 REF 214004  
Kleur B1 REF 214005

## Accessoires

60 Luer-Lock Tips Black REF 211477

# Luxatemp Glaze & Bond



## Lichtuithardende lak voor reparatie en verzegeling van tijdelijke kronen en bruggen

Indicaties: coaten en repareren van voorlopige kronen en bruggen, primer voor indirecte restauraties van PEEK/composiet en PMMA

## Productvoordelen

- Hoogglans zonder polijsten
- Uitstekende hechting aan reparatiematerialen
- Geoptimaliseerde slijtvastheid
- Lage oppervlakteruwheid



## Pack

1 Flesje à 5 ml  
25 Brushes  
1 Mengpalet REF 211927

## Accessoires

50 Brushes REF 110041

## LuxaCrown



### Bisacrylaat composieten voor krachtige tijdelijke oplossingen met langdurige stabiliteit

Indicaties: restauraties van kronen en bruggen, restauratie van de anatomische vorm om de resterende gebitselementen duurzaam te beschermen, om de kauwfunctie te herstellen, voor esthetische correcties

#### Productvoordelen

- Betrouwbare langdurige stabiliteit
- Breed scala aan toepassingen
- Prothetische restauratie in één zitting
- Uitmuntende breuktaaiheid en buigsterkte
- Uitstekend polijstbaar
- Optimale uithardingstijd
- Uitmuntende verwerkbaarheid



#### Pack

1 Cartridge à 50 ml	
15 Automix Tips Blue 10:1	
Kleur A1	REF 110970
Kleur A2	REF 110971
Kleur A3	REF 110972
Kleur A3.5	REF 110973
Kleur B1	REF 110974

#### Accessoires

1 Automix Dispenser Type 50 10:1	REF 110411
45 Automix Tips Blue 10:1	REF 110409

## TempoCem ID



### Esthetisch en transparant tijdelijk bevestigingscement

Indicaties: tijdelijke bevestiging van tijdelijke en semipermanente kronen, bruggen, inlays en onlays, facings en implantaatgedragen interimprotheses

#### Productvoordelen

- Onzichtbaar onder de restauratie
- Identificeerbaar voor eenvoudige, betrouwbare verwijdering van overtollig materiaal in één keer
- Optimale transparantie voor de beste esthetische resultaten
- Optimale hechting, eenvoudig te verwijderen
- Gebruiksvriendelijk, gemakkelijk aan te brengen
- Tijdelijke bevestiging, semipermanente betrouwbaarheid



#### Pack


1 Smartmix Syringe à 5 ml	
20 Smartmix Tips Green	REF 213200

#### Accessoires

50 Smartmix Tips Green	REF 110724
------------------------	------------



# TempoCem NE



## Eugenolvrij op zinkoxide gebaseerd tijdelijk bevestigingscement

Indicaties: tijdelijke bevestiging van tijdelijke en permanente kronen, bruggen, inlays en onlays

### Productvoordelen

- Universeel gebruik
- Geen invloed op restauratiematerialen op basis van hars
- Directe applicatie in de tijdelijke voorziening
- Goede adhesie maar gemakkelijke verwijdering van tijdelijke restauratie
- Gemakkelijke en schone verwijdering van overmatig cement
- Uitzonderlijke pasvorm dankzij dunne laagdikte



### Pack

2 Smartmix Syringes à 5 ml	
20 Smartmix Tips Short	REF 212104
1 Cartridge à 25 ml	
35 Automix Tips Blue 1:1	REF 110272

### Accessoires

50 Smartmix Tips Short	REF 212040
100 Automix Tips Blue 1:1	REF 110267
50 Automix Tips Blue 1:1	REF 110266
1 Automix Dispenser Type 25 1:1	REF 110253

# TempoCem



## Eugenolhoudend op zinkoxide gebaseerd provisorisch bevestigingscement

Indicaties: tijdelijke bevestiging van tijdelijke en permanente kronen, bruggen, inlays en onlays, tijdelijke cementering van implantaatgedragen restauraties

### Productvoordelen

- Directe applicatie in de tijdelijke voorziening
- Optimale hechting en goed te verwijderen
- Gemakkelijke en schone verwijdering van overmatig cement




### Pack

2 Smartmix Syringes à 5 ml	
20 Smartmix Tips Short	REF 212129
1 Cartridge à 25 ml	
35 Automix Tips Blue 1:1	REF 110247

### Accessoires

50 Smartmix Tips Short	REF 212040
100 Automix Tips Blue 1:1	REF 110267
50 Automix Tips Blue 1:1	REF 110266
1 Automix Dispenser Type 25 1:1	REF 110253





# Permanente restauraties

Bevestigingscementen

## PermaCem Universal



### Adhesief, dual uithardend composiet-bevestigingsciment

Indicaties: permanente bevestiging van inlays, onlays, kronen, bruggen, facings, wortelstiften en restauraties op implantaat-abutments

#### Productvoordelen

- Universeel zonder compromissen
- Universeel gebruik – veelzijdig met silicaat- en oxidekeramieken evenals met metalen en composieten
- Klinisch beproefd voor gebruik met alle standaard CAD/CAM-materialen
- Eersteklas esthetiek in drie kleuren met bijpassende Try-in Paste
- Sterke hechting over een breed bereik
- Hoge slijtageweerstand voor betrouwbare goede randkwaliteit en hoge duurzaamheid van de restauratie
- Eenvoudige, stressvrije verwijdering van overtollig cement in één stap

De ideale partner voor optimale hechting: LuxaBond Universal (Pagina 35)



#### Pack

1 Smartmix Syringe à 9 g	
10 Smartmix Tips Short	
Kleur A1	REF 213401
Kleur A2.5	REF 213402
Kleur Transparent	REF 213404

#### Accessoires

50 Smartmix Tips Short	REF 212040
------------------------	------------

## PermaCem 2.0



### Zelfadhesief, dual uithardend composietbevestigingsciment

Indicaties: permanente bevestiging van inlays, onlays, kronen, bruggen en wortelstiften, permanente bevestiging van kronen en bruggen op implantaat-abutments

#### Productvoordelen

- Een alles-in-één oplossing
- Snel en eenvoudig in gebruik zonder etsen of bonding
- Bevat MDP
- Veilige hechting aan tand en restauratie
- Uitzonderlijk sterke hechting aan zirkonium-, silicaat- en oxidekeramiek
- Minimale waterabsorptie
- Optimale consistentie
- Uitzonderlijke vloeïng onder druk
- Ongecompliceerde en stressvrije verwijdering van overtollig materiaal
- Uitstekende radio-opaciteit



#### Pack

1 Smartmix Syringe à 9 g	
15 Smartmix Tips Short	
5 Smartmix Tips Endo M	
Kleur Transparent	REF 213368
Kleur A2 Universal	REF 213366
Kleur A3 Opaque	REF 213367

#### Voordeelverpakking

3 Smartmix Syringes à 9 g	
45 Smartmix Tips Short	
15 Smartmix Tips Endo M	
Kleur Transparent	REF 213382
Kleur A2 Universal	REF 213380
Kleur A3 Opaque	REF 213381

#### Accessoires

50 Smartmix Tips Short	REF 212040
20 Smartmix Tips Endo M	REF 213373



## PermaCem Dual



### Adhesief, dual uithardend bevestigingscement

Indicaties: Definitieve cementering van kronen, bruggen, inlays en onlays

#### Productvoordelen

- Korte hardingstijd dankzij lichtuitharding
- Universeel gebruik
- Tevens geschikt voor volkeramisch werk
- Onoplosbaar in vochtige omgeving
- Kleine laagdikte voor perfecte pasvorm
- Gemakkelijke verwijdering van overtollig materiaal



#### Pack

2 Smartmix Syringes à 10 g	
20 Smartmix Tips Short	REF 212035
1 Cartridge à 52 g	
35 Automix Tips Blue 1:1	REF 110524

#### Accessoires

50 Smartmix Tips Short	REF 212040
100 Automix Tips Blue 1:1	REF 110267
50 Automix Tips Blue 1:1	REF 110266
1 Automix Dispenser Type 25 1:1	REF 110253

## PermaCem



### Adhesief, zelf uithardend bevestigingscement

Indicaties: Definitieve cementering van kronen, bruggen, inlays en onlays

#### Productvoordelen

- Zelf uithardend
- Universeel gebruik
- Tevens geschikt voor volkeramisch werk
- Onoplosbaar in vochtige omgeving
- Kleine laagdikte voor perfecte pasvorm
- Gemakkelijke verwijdering van overtollig materiaal



#### Pack

2 Smartmix Syringes à 10 g	
20 Smartmix Tips Short	REF 212034
1 Cartridge à 52 g	
35 Automix Tips Blue 1:1	REF 110293

#### Accessoires

50 Smartmix Tips Short	REF 212040
100 Automix Tips Blue 1:1	REF 110267
50 Automix Tips Blue 1:1	REF 110266
1 Automix Dispenser Type 25 1:1	REF 110253

# Vitique



## Adhesief, lichtuithardend bevestigingscomposiet voor facings

Indicaties: definitieve, hoogesthetische cementering van keramische of composietfacings

### Productvoordelen

- Compleet systeem van superieure kwaliteit voor het cementeren van facings
- Uitmuntende kleur reproductie en kleur keuze
- Exacte kleurmatching tussen Try-in Paste en cement
- Ultra-eenvoudige verwijdering van overtollig materiaal
- Hoge kleurvastheid
- Praktische gebruiksondersteuning

### Specialiteit

Uw adhesief-partner voor Vitique als aanvullende navulverpakking: Ecosite Bond (Pagina 36).



#### Cementation System

- 3 Spuiten à 6 g Esthetic Resin Cement, kleuren: A2.5, B1, Transparent
  - 3 Spuiten à 3,9 g Try-in Paste, kleuren: A2.5, B1, Transparent
  - 1 Spuit à 2 ml DMG Etching Gel
  - 1 Flesje à 5 ml TECO
  - 1 Flesje à 3 ml Vitique Silane Activator
  - 1 Flesje à 3 ml Vitique Silane Activator
- Accessoires REF 213080

#### Cementation Kit

- 3 Spuiten à 6 g Esthetic Resin Cement, kleuren: A2.5, B1, Transparent
- 3 Spuiten à 3,9 g Try-in Paste, kleuren: A2.5, B1, Transparent
- 50 Veneer Tips REF 213081

#### Accessory Kit

- 1 Spuit à 2 ml DMG Etching Gel
  - 1 Flesje à 5 ml TECO
  - 1 Flesje à 3 ml Vitique Silane Activator
  - 1 Flesje à 3 ml Vitique Silane Activator
- Accessoires REF 213082

#### Navulverpakking

- 1 Spuit à 6 g Esthetic Resin Cement, 10 Veneer Tips
  - Kleur A1 REF 213038
  - Kleur A2.5 REF 213039
  - Kleur A4 REF 213040
  - Kleur B1 REF 213041
  - Kleur Bleach Light REF 213042
  - Kleur Transparent REF 213043
  - Kleur White REF 213044
  - Kleur Pink REF 213045
- 1 Spuit à 3,9 g Try-in Paste, 10 Veneer Tips
  - Kleur A1 REF 213048
  - Kleur A2.5 REF 213049
  - Kleur A4 REF 213050
  - Kleur B1 REF 213051
  - Kleur Bleach Light REF 213052
  - Kleur Transparent REF 213053
  - Kleur White REF 213054
  - Kleur Pink REF 213055

#### Accessoires

- 100 Veneer Tips REF 213057

# Vitique Silane

---



## Het bonding voor keramische en bevestigingscomposieten

Indicaties: conditioneren van silicieuze keramische substraten

### Productvoordelen

- Betrouwbare hechting
- Mengverhouding 1:1
- Vers mengsel voor iedere applicatie, gebaseerd op de twee componenten



---

### Pack

- 1 Flesje à 3 ml Vitique Silane Activator
- 1 Flesje à 3 ml Vitique Silane Activator
- 50 Brushes
- 1 Brushhouder

REF 213118





# Tabellen en overzichten

# Directe restauratie: restauratiewerkzaamheden

Welk materiaal voor welke procedure

	Constic	Ecosite One	Ecosite Bulk Fill	Ecosite Elements	EcuSphere Shape	EcuSphere Carat	EcuSphere Flow	Ionosit Baselineer	LuxaCore Z Dual
Klasse I	●	●	●	●	●	●	●		
Klasse II		●	●	●	●	●			
Klasse III	●			●	●	●	●		
Klasse IV				●	●	●	●		
Klasse V	●	●	●	●	●	●	●		
Directe inlays/onlays				●		●			
Directe facings				●					
Melktanden	●	●	●	●			●		
Fissuurverzegeling	●	●	●	●			●		
Liner	●			●			●	●	
Wortelcariës	●			●			●		
Tunnel preparatie	●			●			●		
Minimaal invasief	●			●			●		
Restauratie van tijdelijke voorzieningen	●			●			●		
Stomp opbouw		●	●	●					●
Type materiaal	Composiet	Nano hybride-composiet	Nano hybride-composiet	Nano hybride-composiet	Hybride-composiet	Hybride-composiet	Composiet	Compomeer	Composiet
Aantal kleuren	6	1	3	13	12	4	4	1	3
Kleur	A1, A2, A3, A3.5, B1, Opaque White		Light, Universal, Contrast	B1, A2, A3, A3.5, A4, EB, EL, EM, ED, OA2 und INC, W/B	A1, A2, A3, A3.5, A4, B1	A1, A2, A3, A3.5	A1, A2, A3, A3.5	B2	Opaque Light, A3, Blue
Polymerisatietijd	20 s	10 s	20 s	20 s	20 s	20 s	20 s	20 s	20/40 * s
Lichtuitharding	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zelf uithardend									●
Radio-opaak	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Toepassing	2 g Luer-Lock Syringe	4 g Spuit 0,25 g Safetip	4 g Spuit 0,25 g Safetip	4 g Spuit 2 g Spuit 0,25 g Safetip	3 g Spuit 0,3 g Safetip	3 g Spuit 0,3 g Safetip	1,5 g Luer-Lock Syringe	0,33 g Saferinge 1,5 g Luer-Lock Syringe	9 g Smartmix Syringe 48 g Automix Cartridge

\*afhankelijk van laagdikte

# Preventie en infiltratie

Welk materiaal voor welke procedure

		Flairesse Paste	Flairesse Gel	Flairesse Foam	Flairesse Varnish	Icon Proximal	Icon Vestibular
Reinigen		●					
Remineralisatie			●	●	●		
Fluoridatie			●	●	●		
Tandgevoeligheid					●		
Cariës – onaangetast oppervlak	E1	●	●	●	●	●	●
	E2	○	○	○	●	●	●
	D1					●	●
Esthetiek	Fluorose						●
	Cariogene white spots						●
	Idiopathische vlekken						●
	Trauma gerelateerde vlekken						●

- Gebruik ten zeerste aanbevolen
- Gebruik aanbevolen onder bepaalde voorwaarden

# Afdrukken

Welk materiaal voor welke procedure

	Honigum Pro Light	Honigum Pro Mono	Honigum Pro Heavy	Honigum Pro Putty	Honigum Light	Honigum Mono	Honigum Heavy	Honigum Putty	Silagum Light	Silagum Medium	Silagum Mono	Silagum Putty	LuxaForm	StatusBlue
Kroon- en brugafdrukken	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Inlay- en onlay-afdrukken	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Implantaatafdrukken			●				●							
Fixatieafdrukken			●				●							
Functieafdruk		●				●				●	●			
Drukplaatsindicatie		●				●				●				
Situatieafdruk														●
Relining afdruk										●				
Afdrukken voor de vervaardiging van tijdelijke voorzieningen													●	●
Afdrukken voor de vervaardiging van vacuümgevormde sjablonen														●
Modellen van tegenoverstaande kaken														●
Vervaardiging van modellen														●



























# Directe restauratie: bonding

Welk materiaal voor welke procedure

		LuxaBond Total Etch	LuxaBond Universal	Ecosite Bond	Contax	Contax + Activator
<b>Techniek</b>	Totaalets	●	●	●		
	Zelfets		●	●	●	●
<b>Voor adhesieve cementering van</b>	Lichtuithardende restauratiematerialen	●	●	●	●	
	Zelf- en duaal uithardende restauratiematerialen	●	●			●
<b>Uithardingsmodus van het adhesief</b>	Lichtuitharding			●	●	●
	Duaal uithardend	●	●			
<b>Gebruik in combinatie met DMG-producten</b>	Ecosite One	●	●	●	●	
	Ecosite Elements	●	●	●	●	
	Ecosite Bulk Fill	●	●	●	●	
	EcuSphere	●	●	●	●	
	Ionosit Baseline	●	●	●	●	
	Vitique	●	●	●	●	
	PermaCem	●	●			●
	PermaCem Dual	●	●			●
	PermaCem Universal	●	●			
	LuxaCore Z Dual	●	●			●
<b>Directe restauratie</b>	Stomp opbouw	●	●	●		●
	Directe composietvullingen	●	●	●	●	●
	Bevestiging van facings		●			
	Wortelkanaal	●	●			
	Bevestiging van indirecte restauraties	●	●		●	●

# Afdruk met Honigum

	Honigum Light		Honigum Mono		Honigum Heavy				Honigum Putty			
												
	Fast				Fast			Fast	Soft		Soft Fast	Rigid Fast
ml	50	50	380	50	380	380	50	50	380	450×2	450×2	450×2
Mengtijd [min]										0:30	0:30	0:30
Verwerkingstijd [min]	2:15	1:30	2:00	2:15	2:15	1:15	2:00	1:15	1:45	3:15	1:45	1:45
Verblijfsduur in de mond [min]	3:30	2:00	3:15	2:30	3:15	2:00	3:15	2:00	3:15	3:15	1:45	1:45
Vormverandering na 24 uur [%]	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5
Drukvervormingsrest set [%]	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,9	≤ 1,0	≤ 0,6	≤ 0,6	≤ 0,6	≤ 0,6	≤ 0,7	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5
ShoreA hardheid 24 h	≈ 54	≈ 56	≈ 52	≈ 51	≈ 76	≈ 76	≈ 72	≈ 72	≈ 73	≈ 68	≈ 68	≈ 75
Vervorming onder druk [%]	≈ 4,5	≈ 3,9	2,9 - 5,5	2,8 - 5,5	≈ 1,4	≈ 1,4	≈ 1,4	≈ 1,4	≈ 2,0	≈ 2,2	≈ 2,2	≈ 1,7
Kleur												

# Afdruk met Honigum Pro

		Honigum Pro Light	Honigum Pro Mono	Honigum Pro Heavy	Honigum Pro Putty									
<b>Viscositeit</b>		Lage viscositeit	Gemiddelde viscositeit	Hoge viscositeit	Hoge viscositeit									
<b>Uithardingsgedrag</b>	Normaal uithardend	●	●	●	●									
	Sneluithardend	●	●	●										
<b>Techniek</b>	Monofase		●											
	Dubbel mengen	●	●	●	●									
	Correctie	●		●	●									
<b>Spuitmateriaal</b>		●												
<b>Invoerweerstand</b>	Laag	●												
	Medium		●	●	●									
<b>Technische gegevens</b>	<b>Honigum Pro</b>													
	<b>Light</b>		<b>Mono</b>				<b>Heavy</b>				<b>Putty</b>			
	<b>Fast</b>	<b>Fast</b>	<b>Fast</b>	<b>Fast</b>	<b>Fast</b>	<b>Fast</b>	<b>Fast</b>	<b>Fast</b>	<b>Fast</b>	<b>Fast</b>	<b>Soft</b>	<b>Soft Fast</b>	<b>Soft Fast</b>	<b>Rigid Fast</b>
ml	50	50	380	380	50	50	380	380	50	50	380	450x2	450x2	450x2
Mengtijd [min]											0:30	0:30	0:30	0:30
Intra-orale verwerkingstijd [min]	≤ 1:00	≤ 0:30	≤ 1:00	≤ 0:30	≤ 1:00	≤ 0:30								
Verwerkingstijd [min]	≤ 2:45	≤ 1:30	≤ 2:45	≤ 1:30	≤ 2:45	≤ 1:30	≤ 2:45	≤ 1:30	≤ 2:45	≤ 1:30	≤ 1:45	≤ 3:15	≤ 1:45	≤ 1:45
Verblijfsduur in de mond [min]	≥ 3:15	≥ 2:00	≥ 3:15	≥ 2:00	≥ 3:15	≥ 2:00	≥ 3:15	≥ 2:00	≥ 3:15	≥ 2:00	≥ 3:15	≥ 3:15	≥ 1:45	≥ 1:45
Vormverandering na 24 uur [%]	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5
Drukvervormingsrest set [%]	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,6	≤ 0,7	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5
ShoreA hardheid 24 h	≈ 55	≈ 55	≈ 61	≈ 61	≈ 61	≈ 61	≈ 76	≈ 74	≈ 74	≈ 74	≈ 73	≈ 68	≈ 68	≈ 75
Vervorming onder druk [%]	≈ 4,0	≈ 4,0	≈ 2,8	≈ 2,8	≈ 2,8	≈ 2,8	≈ 1,8	≈ 1,8	≈ 2,0	≈ 2,0	≈ 2,0	≈ 2,2	≈ 2,2	≈ 1,7
Kleur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

# Cementen: tijdelijk en permanent

Welk materiaal voor welke procedure

		PermaCem 2.0	PermaCem Universal	PermaCem	PermaCem Dual	Vitique	LuxaCore Z Dual	TempoCem NE	TempoCem	TempoCem ID
<b>Permanente eigenschappen</b>	Permanent	●	●	●	●	●	●			
	Langdurig tijdelijk									●
	Tijdelijk							●	●	●
<b>Indicaties</b>	Kronen/bruggen	●	●	●				●	●	●
	Inlays/onlays	●	●	●				●	●	●
	Facings		●			●				●
	Wortelstiften	●	●				●			
	Implantaat-abutments	●	●					●		●
<b>Afdichten</b>	Adhesief		●	●		●	●			
	Zelfhechtend	●								
	Retentief							●	●	●
<b>Type materiaal</b>	Composiet	●	●			●	●			●
	Compomeer			●						
	Zinkoxide							●	●	
<b>Uithardingsmodus</b>	Lichtuitharding	●	●		●	●	●			●
	Zelf uithardend	●	●	●	●		●	●	●	●
<b>Aantal kleuren</b>		3	5	1	1	8	3	1	1	1
		A2 Universal, A3, Opaque, Transparent	A1, A2.5, Transparent			A1, A2.5, A4, B1, Bleach Light, Transparent, White, Pink	Opaque Light, A3, Blue			

# Cementen: tijdelijk en permanent

Welk materiaal voor welke procedure

		PermaCem 2.0	PermaCem Universal	PermaCem	Virique	TempoCemNE	TempoCem	TempoCem ID
<b>Metaal/ metaalgebaseerd</b>	Inlays	●	○	○		●	●	●
	Onlays	●	○	○		○	○	●
	Kronen/bruggen	●	○	○		●	●	●
	Wortelstiften	●						
	op implantaat-abutments	●					○	●
<b>Silicaatkeramiek (bijv. lithiumdisilicaat, veldspaat)</b>	Inlays	○	○	○		●	●	●
	Onlays	○	○	○		○	○	●
	Kronen/bruggen	●	○	○		●	●	●
	Facings		○	○	●			●
<b>Oxidekeramiek (zirkoniumoxide/ aluminiumoxide)</b>	Kronen/bruggen	●	○	○		●	●	●
	Wortelstiften	●						
	op implantaat-abutments	●					○	●
<b>Composietrestauraties</b>	Inlays	○	○	○		●	●	●
	Onlays	○	○	○		○	○	●
	Kronen	●				●	●	●
	Wortelstiften	●						
	Facings		○	○	●			●

- ● Gebruik ten zeerste aanbevolen
- ○ Gebruik aanbevolen onder bepaalde voorwaarden

# Tijdelijke restauratie: tijdelijk en langdurig stabiel







Welk materiaal voor welke procedure

	Luxatemp Star	Luxatemp Fluorescence	Luxatemp Plus	Luxatemp Solar	LuxaFlow Star	Luxatemp Glaze & Bond	LuxaCrown
Tijdelijke kronen en bruggen	●	●	●	●			
Tijdelijke inlays en onlays	●	●	●	●			
Tijdelijke partiële kronen	●	●	●	●			
Tijdelijke facings	●	●	●	●			
Langdurige tijdelijke voorzieningen	●	●	●	●			●
Voor langdurig stabiele kronen en bruggen							●
Complexe duurzame tijdelijke restauraties							●
Verbetering en reparatie van tijdelijke voorzieningen van bisacrylaat					●		
Kleine vullingen (caviteiten van klasse III, IV, V)					●		
Minimaal invasieve vullingen					●		
Onderlaag					●		
Oppervlakverzegeling						●	
Reparatie van tijdelijke kronen en bruggen					●	●	
Type materiaal	Bis-acrylaat	Bis-acrylaat	Bis-acrylaat	Bis-acrylaat	Composiet	1-componentmateriaal op basis van multifunctionele methacrylaten	Semipermanente composiet








# Automix Dispenser

## Automix Tips




### Dispenser voor 25 ml cartridges, mengverhouding 1:1

 <p><b>Type 25 1:1</b> REF 110253</p>	Geschikt voor LuxaCore Z Dual Silagum Comfort	<b>Automix Tips Yellow 1:1</b> 50 × REF 909200 	<b>Intraoral Tips Yellow*</b> 50 × REF 909201 
	Geschikt voor LuxaCore Z Dual	<b>Automix Tips Endo L</b> 20 × REF 110963 	<b>Endo Tips Yellow</b> 50 × REF 212280 
	Geschikt voor TempoCem TempoCem NE PermaCem PermaCem Dual	<b>Automix Tips Blue 1:1</b> 50 × REF 110266 100 × REF 110267 	

### Dispenser voor 50 ml cartridges, mengverhouding 1:1

 <p><b>Type 50 1:1</b> REF 909507</p>	Geschikt voor Honigum Pro Light/Light Fast/Light Scan Honigum Light/Light Fast Silagum Light/Light Fast Silagum Mono Silagum Medium/Medium Fast	<b>Automix Tips Yellow 1:1</b> 50 × REF 909200 	<b>Intraoral Tips Yellow*</b> 50 × REF 909201 
	Geschikt voor Honigum Pro Mono Fast Honigum Pro Heavy/Heavy Fast Honigum Pro Scan Heavy Honigum Mono Honigum Heavy/Heavy Fast	<b>Automix Tips Green 1:1</b> 50 × REF 909490 	<b>Intraoral Tips Transparent</b> 50 × REF 909400 
	Geschikt voor O-Bite/O-Bite Scan Silagum Comfort	<b>Automix-Tips Pink 1:1</b> 50 × REF 909202 	<b>Conturation Tips</b> 50 × REF 909203 

### Dispenser voor 50 ml cartridges, mengverhouding 10:1 / 4:1

 <p><b>Type 50 10:1</b> REF 110411</p>	Geschikt voor Luxatemp Plus Luxatemp Solar Luxatemp Star Luxatemp Fluorescence LuxaCrown LuxaPick-up	<b>Automix Tips Blue 10:1</b> 45 × REF 110409 	
	Geschikt voor LuxaBite	<b>Automix Tips Yellow 10:1</b> 25 × REF 110609 	
	Geschikt voor StatusBlue	<b>Automix Tips Pink 4:1</b> 25 × REF 909797 	

\* Niet geschikt voor Silagum Comfort

# Applicatie tips

Voor spuiten en Smartmix

## Smartmix Tips Green-Blue

REF 110990 (50 pcs)



Geschikt voor  
Luxatemp Star  
Luxatemp Fluorescence

## Smartmix Tips Short

REF 212040 (50 pcs)



Geschikt voor  
TempoCem NE  
TempoCem  
PermaCem Universal  
PermaCem 2.0  
PermaCem Dual  
PermaCem

## Smartmix Tips Combi

REF 212042 (elk 50 St.)



Geschikt voor  
LuxaCore Z Dual

## Smartmix Tips Endo


REF 212041 (elk 50 St.)



Geschikt voor  
LuxaCore Z Dual

## Smartmix Tips Green

REF 110724 (50 pcs)



Geschikt voor  
TempoCem ID

## Smartmix Tips Endo M

REF 213373 (20 pcs)



Geschikt voor  
PermaCem 2.0

## Smartmix Tips Endo L

REF 213083 (20 pcs)



Geschikt voor  
LuxaCore Z Dual

## Veneer Tips


REF 213057 (100 pcs)



Geschikt voor  
Vitique

## Luer-Lock Tips White

REF 109942 (50 pcs)



Geschikt voor  
DMG Etching Gel

## Luer-Lock Tips Black

REF 211477 (60 pcs)



Geschikt voor  
LuxaFlow Star  
Ionosit Baseliner  
EcuSphere Flow

## Luer-Lock Tips Silver

REF 220712 (20 pcs)



Geschikt voor  
Constic  
Ecosite Elements Highlight























# MixStar Tips

## Automix Tips

### MixStar eMotion

 <p>Mixing unit 230 V Int. REF 900480</p>	<p>Geschikt voor Honigum Pro Mono Honigum Pro Heavy Honigum Pro Heavy Fast Honigum Pro Putty Honigum Putty Honigum Pro Scan Heavy</p>	<p><b>MixStar Tips Blue</b> 50 x REF 903334</p> 
	<p>Geschikt voor Honigum Mono Honigum Heavy Honigum Heavy Fast Silagum Putty Soft StatusBlue</p>	<p><b>MixStar Tips White</b> 50 x REF 909567</p> 

## DMG symbolen voor het type verpakking

 MixStar	 Spuit II	 Single-use unit I	 Potje I
 Automix	 Saferinge	 Single-use unit II	 Potje II
 Smartmix	 Safetip	 Applicap	 Tube
 Parallelsput	 Retraction Paste	 Wortelstift	 Fles
 Spuit I	 Safetip Dispenser	 Tabs	 Handmix

## Index

Applicatie tips 78	Honigum Mono 45	Luxatemp Glaze & Bond 57
Automix Dispenser 77	Honigum Pro Heavy 43	Luxatemp Plus 56
Constic 32	Honigum Pro Light 42	Luxatemp Solar 56
Contax 36	Honigum Pro Mono 42	Luxatemp Star 55
DeltaFil 34	Honigum Pro Putty 43	MixStar eMotion 53
DentaMile connect 14	Honigum Pro Scan 44	MixStar Tips 79
DentaMile Lab5 16	Honigum Putty 46	O-Bite 50
DentaMile Lab5 Pro 16	Icon Proximal 26	O-Bite Scan 51
DMG 3Decure 17	Icon Vestibular 26	PermaCem 63
DMG 3Delite 15	Ionosit Baselineer 34	PermaCem 2.0 62
DMG 3Demax 15	LuxaBite 51	PermaCem Dual 63
DMG 3Dewash 17	LuxaBond Total Etch 35	PermaCem Universal 62
DMG Etching Gel 38	LuxaBond Universal 35	Safetip Dispenser 39
DMG MiniDam 27	LuxaCore Z Dual 37	Safetip Dispenser Pro 39
DMG Retraction Paste 50	LuxaCore Z Post System 37	Silagum Comfort 52
DMG Tray Adhesive 53	LuxaCrown 58	Silagum Light 46
Ecosite Bond 36	LuxaFlow Star 57	Silagum Medium 47
Ecosite Bulk Fill 31	LuxaForm 49	Silagum Mono 47
Ecosite Elements 30	LuxaPick-up 52	Silagum Putty 48
Ecosite One 31	LuxaPost 38	Silagum Putty Soft 48
EcuSphere Carat 33	LuxaPrint Cast 21	StatusBlue 49
EcuSphere Flow 32	LuxaPrint Gingiva 20	TempoCem 59
EcuSphere Shape 33	LuxaPrint Model 19	TempoCem ID 58
Flairesse Gel/Foam 24	LuxaPrint Ortho 18	TempoCem NE 59
Flairesse Paste 24	LuxaPrint Ortho Flex 19	Vitique 64
Flairesse Varnish 25	LuxaPrint Ortho Plus 18	Vitique Silane 65
Honigum Heavy 45	LuxaPrint Tray 20	
Honigum Light 44	Luxatemp Fluorescence 55	



**DMG**

**Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH**

Elbgastraße 248 22547 Hamburg Germany

Fon: +49. (0) 40. 84 006-0 Fax: +49. (0) 40. 84 006-222

info@dmg-dental.com www.dmg-dental.com

www.facebook.com/dmgdental

