

化学品安全技术说明书

DeltaFil_Liquid

修订日期: 18.02.2021

材料号: 023209

页 1 的 4

第1部分 化学品及企业标识

化学品标识

DeltaFil_Liquid

化学品的推荐用途和限制用途

供应商的详细情况

企业名称: DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH
街道: Elbgaustraße 248
地区: D-22547 Hamburg
联系电话: +49. (0) 40. 84006-0 传真: +49. (0) 40. 84006-222
电子邮件地址: info@dmg-dental.com
网址: www.dmg-dental.com

第2部分 危险性概述

物质/混合物的GHS危险性类别

欧盟编号(EC) No. 1272/2008

根据 (EC) 第1272/2008号条例[化学品分类及标记全球协调制度], 该混合物不属于危险品范畴。

GHS 标签要素

欧盟编号(EC) No. 1272/2008

特定调配方法的特别标示

EUH210 需要时可提供安全技术说明书。

第3部分 成分 / 组成信息

混合物

危险的成分

CAS号	化学品名称			数量
	EC号	索引编号	REACH (欧盟关于化学品注册,评估,许可和限制) 编号	
	分类 (欧盟编号(EC) No. 1272/2008)			
87-69-4	acidum tartaricum			5-10 %
	201-766-0			
	Eye Irrit. 2; H319			

H和EUH句话的原文是: 见下节16。

第4部分 急救措施

有关急救措施的描述

若食入

必须医生处理。

第5部分 消防措施

灭火介质

其他资料

该产品自身不燃烧。

化学品安全技术说明书

DeltaFil_Liquid

修订日期: 18.02.2021

材料号: 023209

页 2 的 4

第6部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序

一般提示

工作时，穿戴适当的防护衣。提供足够的通风。

环境保护措施

勿使之进入地下水或水域。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

其他资料或数据

机械式吸取

用会吸收液体的材料（沙、硅藻土、酸粘合剂、通用粘合剂）吸取。

第7部分 操作处置与储存

操作注意事项

关于安全操作的提示

容器密封好。工作时，穿戴适当的防护手套和防护衣。避免跟眼睛接触。

针对一般职业卫生保健的提示

工作中不可饮食。

安全储存的条件,包括任何不兼容性

对存放空间和容器的要求

容器密封好放置在阴凉、通风良好处。

第8部分 接触控制和个体防护

控制参数

限值的补充说明

到目前为止没有订立国家极限值。

工程控制方法

保护和卫生措施

手部防护

适合的材料:

第9部分 理化特性

基本物理和化学性质信息

聚合状态:

颜色:

沸点或初始沸点和沸腾范围:

100 °C

闪点:

> 100 °C

pH值 (在 23 °C):

2

水溶性:

> 500 g/L

(在 23 °C)

相对密度 (在 23 °C):

1.2 g/cm³

:

> 200 °C

第10部分 稳定性和反应性

化学品安全技术说明书

DeltaFil_Liquid		
修订日期: 18.02.2021	材料号: 023209	页 3 的 4

危险的分解产物
火灾时可能产生: (,)

第11部分 毒理学信息

急性毒性
混合物的急性毒性值检验通过了

	剂量	种类	来源
半致死剂量 (LD50) 口服	6845 mg/kg	大鼠	ATEmix:

刺激和腐蚀
具刺激性。

第12部分 生态学信息

生态毒性
(appr. 70 %)
> 100 mg / l / 96 h

PBT 和 vPvB 评估结果
根据附录十三的 REACH 法规，混合物中的物质不符合 PBT/vPvB 标准。

内分泌干扰性质
由于成分均不符合标准，本产品不含对非靶标生物内分泌有干扰作用的物质。

第13部分 废弃处置

废弃物处置方法

废料编号 产品	
180106	WASTES FROM HUMAN OR ANIMAL HEALTH CARE AND/OR RELATED RESEARCH (EXCEPT KITCHEN AND RESTAURANT WASTES NOT ARISING FROM IMMEDIATE HEALTH CARE); wastes from natal care, diagnosis, treatment or prevention of disease in humans; chemicals consisting of or containing hazardous substances; 危险废物

废旧产品废弃处理号

180106	WASTES FROM HUMAN OR ANIMAL HEALTH CARE AND/OR RELATED RESEARCH (EXCEPT KITCHEN AND RESTAURANT WASTES NOT ARISING FROM IMMEDIATE HEALTH CARE); wastes from natal care, diagnosis, treatment or prevention of disease in humans; chemicals consisting of or containing hazardous substances; 危险废物
--------	--

污染包装废弃处理号

180106	WASTES FROM HUMAN OR ANIMAL HEALTH CARE AND/OR RELATED RESEARCH (EXCEPT KITCHEN AND RESTAURANT WASTES NOT ARISING FROM IMMEDIATE HEALTH CARE); wastes from natal care, diagnosis, treatment or prevention of disease in humans; chemicals consisting of or containing hazardous substances; 危险废物
--------	--

第14部分 运输信息

其他资料
不是运输法规定义下的危险物品。

第15部分 法规信息

化学品的安全、健康和环境条例

化学品安全技术说明书

DeltaFil_Liquid

修订日期: 18.02.2021

材料号: 023209

页 4 的 4

国家的规章

水污染等级 (德国) : 3 - 严重的水污染

第16部分 其他信息

H句话的原文是(号码和全文)

H319	造成严重眼刺激
EUH210	需要时可提供安全技术说明书。

(险成分的数据分别见最新修订的转包商安全数据表。)