



## SINOPSIS DEL PRODUCTO

### Retraction Paste

Contenido: 25 Cápsulas de 0,37 g

REF 919381



# Retraction Paste

Su mejor aliado para impresiones sin complicaciones.

Nuestro distribuidor nacional

**UPPERMAT** S.A.  
Via Trajana, 11  
08930 - Sant Adrià de Besòs (Spain)  
Tlf. +34 933007754

**DMG**  
Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH  
Elbgaustraße 248 22547 Hamburg Germany  
Fon: +49. (0) 40. 84006-0 Fax: +49. (0) 40. 84006-222  
info@dmg-dental.com www.dmg-dental.com  
www.facebook.com/dmgdental





Su mejor aliado para impresiones sin complicaciones.  
**DMG Retraction Paste**

Toda restauración precisa está basada en una impresión precisa. DMG Retraction Paste es realmente útil en este aspecto:

**La retracción temporal del surco nunca ha sido tan sencilla y tan eficaz. Además, también incluye un componente astringente gingival.**

La nueva punta de la cápsula puede doblarse en cualquier sentido. Se puede ajustar a cualquier posición, lo que permite aplicar la pasta sin esfuerzo en todas las áreas de la boca del paciente.

La estabilidad de Retraction Paste se logra gracias a su consistencia homogénea, lo que permite una colocación exacta y unos resultados óptimos de retracción.

#### Indicaciones

Retracción gingival provisional y creación de un surco seco

#### VENTAJAS:

- Cánula flexible para una aplicación más sencilla
- Permanece estable en el surco gracias a su óptima consistencia
- Fabricado con una base de alúmina natural
- Buen contraste de color
- Sabor a fresca



Punta de la cápsula introducida en el surco.



Aplique la pasta de retracción.



Deje que la pasta se asiente en el surco para permitir la retracción gingival.



La retracción del tejido es mecánica.