



Ihr unkomplizierter Abformhelfer

DMG Retraction Paste
für die konventionelle und
digitale Abformung





Ideal für die klassische
sowie die digitale Abformung.
DMG Retraction Paste

Ohne präzise Abformung keine passgenaue Restauration. Die DMG Retraction Paste unterstützt sie dabei besonders:

Noch nie war die temporäre Sulkuserweiterung leichter und effektiver – inklusive adstringierender Wirkung auf die Gingiva.

Die Compule aus speziellem Kunststoff lässt sich ganz nach Wunsch biegen. So können Sie Ihre bevorzugte Biegung vornehmen und im Patientenmund überall gut arbeiten.

Die homogene Konsistenz der DMG Retraction Paste ist optimal eingestellt. Das Material verbleibt dank seiner guten Standfestigkeit an der applizierten Stelle und entfaltet dort optimal seine Wirkung.



Anwendungsgebiete:

Temporäre marginale Gingivaretraktion und Trockenlegung des Sulkus

Gute Gründe:

- Perfekt einsetzbar bei konventionellen und digitalen Abformverfahren
- Biegsame Kanüle für einfachste Applikation
- Anwendung mit handelsüblichen Composite-Dispensern
- Verbleibt sicher im Sulkus dank optimaler Konsistenz
- Auf Basis natürlicher Tonerde
- Guter Farbkontrast



In den Sulkus eingebrachte Compulenspitze.



Applikation der Retraktionspaste.



Die Paste im Sulkus einwirken lassen, um die Gingivaretraktion zu ermöglichen.



Die Retraktion des Gewebes erfolgt mechanisch.

Zusammen
ein Lächeln voraus



Produktübersicht

DMG Retraction Paste

Packung: 25 Compulen à 0,37 g REF 919381



Mehr über
DMG Retraction Paste



DMG

Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH

Elbgaustraße 248 22547 Hamburg Germany
Fon: +49. (0) 40. 84 006-0 Fax: +49. (0) 40. 84 006-222
info@dmg-dental.com www.dmg-dental.com
www.facebook.com/dmgdental