



Neu!

Retraction Paste

Ihr unkomplizierter Abformhelfer.

 **DMG**



Ihr unkomplizierter
Abformhelfer.

DMG Retraction Paste

Ohne präzise Abformung keine passgenaue Restauration. Die DMG Retraction Paste unterstützt sie dabei besonders:

Noch nie war die temporäre Sulkuserweiterung leichter und effektiver – inklusive adstringierender Wirkung auf die Gingiva.

Die Compule aus speziellem Kunststoff lässt sich ganz nach Wunsch biegen. So können Sie Ihre bevorzugte Biegung vornehmen und im Patientenmund überall gut arbeiten.

Die homogene Konsistenz der DMG Retraction Paste ist optimal eingestellt. Das Material verbleibt dank seiner guten Standfestigkeit an der applizierten Stelle und entfaltet dort optimal seine Wirkung.

Anwendungsgebiete

Temporäre marginale Gingivaretraktion und Trockenlegung des Sulkus

GUTE GRÜNDE:

- ↗ Biegsame Kanüle für einfachste Applikation
- ↗ Anwendung mit handelsüblichen Composite-Dispensern
- ↗ Verbleibt sicher im Sulkus dank optimaler Konsistenz
- ↗ Auf Basis natürlicher Tonerde
- ↗ Guter Farbkontrast



In den Sulkus eingebrachte Compulenspitze.



Applikation der Retraktionspaste.



Die Paste im Sulkus einwirken lassen, um die Gingivaretraktion zu ermöglichen.



Die Retraktion des Gewebes erfolgt mechanisch.



PRODUKTÜBERSICHT

Retraction Paste

Packung:

25 Compulen à 0,37 g

REF 919381

DMG
Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH
Elbgaustraße 248 22547 Hamburg Germany
Fon: +49. (0) 40. 84 006-0 Fax: +49. (0) 40. 84 006-222
info@dmg-dental.com www.dmg-dental.com
www.facebook.com/dmgdental

