



Qualitätscomposite-System für alle Fälle

EcuSphere





Sicher, angenehm und ästhetisch –

mit dem EcuSphere-System
werden alle Anforderungen an ein
Qualitätscomposite erfüllt.

EcuSphere-System

Alle EcuSphere-Produkte sind in ihren Eigenschaften optimal aufeinander abgestimmt und ergänzen sich ideal, um mit geringem Aufwand beste Ergebnisse zu erreichen.

Kompatibilität mit anderen DMG-Produkten

| DeltaFil | Ecosite Bond | Ionosit Baseline |
|---|--|--|
| <p>Konventioneller, selbstadhäsiver Glasionomerzement mit innovativem Materialkonzept</p> <p>Anwendungsgebiete: Permanente Restauration (Klasse I, II* und V; auch für Sandwich-Technik), Temporäre Restauration (Klasse I, II, III und V), Milchzähne (Klasse I, II, und III), Erweiterte Fissurenversiegelung (Unterfüllung/Liner), Stumpfaufbau</p> | <p>Lichthärtendes Universal-Adhäsiv</p> <p>Anwendungsgebiet: Haftvermittler für direkte Restaurationen aller Kavitätenklassen mit lichthärtenden Compositen, Compomeren und Ormoceren</p> | <p>Lichthärtendes Einkomponenten-Unterfüllungsmaterial</p> <p>Anwendungsgebiet: Unterfüllungsmaterial für Composite-Restaurationen, Ausblocken von Unterschnitten</p> |



EcuSphere Shape – Universell für alle Kavitätenklassen

- Mittelviskos, perfekt modellierbar
- praxisorientierte Farbauswahl
- natürliche Viskosität

Eigenschaften wie hohe Druckfestigkeit und Abrasionsresistenz mit ansprechenden Verarbeitungseigenschaften und hoher Ästhetik.

EcuSphere Shape lässt sich zuverlässig als Universalcomposite für alle Kavitätenklassen einsetzen. Das Material kombiniert ausgezeichnete mechanische

Anwendungsgebiete:

Restaurationen aller Kavitätenklassen im Front- und Seitenzahnbereich

EcuSphere Carat – Speziell für den kaulastragenden Bereich

- Hochviskos: gut stopfbar
- Kein Kleben am Instrument
- Gute Kavitätenadaption

EcuSphere Carat wurde speziell für den kaulastragenden Bereich entwickelt und erfüllt dort hohe Ansprüche – sowohl bei den mechanischen Eigenschaften als auch bei den Verarbeitungsparametern. Das Material ist hochviskos und zuverlässig standfest, was eine exzellente Handhabung garantiert. Darüber hinaus verfügt es über ein ausgezeichnetes Adaptionsvermögen und lässt sich perfekt modellieren.

Anwendungsgebiete:

Restaurationen aller Kavitätenklassen, speziell Klassen I und II; Herstellung von direkten Inlays und Onlays

Besonderheit:

Besonders gut geeignet für die posteriore Anwendung



EcuSphere Flow – Die ideale Ergänzung

EcuSphere Flow ist die ideale Ergänzung des EcuSphere-Systems und eignet sich besonders für minimalinvasive Arbeiten und Restaurationen der Kavitätenklasse V. Dank seiner optimal eingestellten Viskosität erfüllt es alle Anforderungen an ein ästhetisches Flow-Material. Mit den Luer-Lock Tips lässt sich das Material direkt und punktgenau applizieren.

Die Farben sind perfekt auf das VITA®-Farbsystem abgestimmt – so können Sie die natürliche Ästhetik des Zahns individuell nachgestalten.

- Fließend während, standfest nach der Applikation
- Sehr gute Polierbarkeit
- Natürliche Fluoreszenz

Anwendungsgebiete:

Kleine Restaurationen der Kavitätenklassen I, III, IV, V, Milchzahnkavitäten, minimalinvasive Füllungen, Unterfüllungen, erweiterte Fissurenversiegelung, Ausblocken und Auffüllen von Kavitätenunterschnitten, Reparaturen von Composite-Restaurationen

Besonderheit:

Single und multi shade einsetzbar, ideal kombinierbar mit allen EcuSphere Produkten



Gute Gründe

- Füllungs-System für alle Kavitätenklassen
- Optimale Farbauswahl nach VITA®
- Dauerhafte Ästhetik
- Große Materialauswahl
- Überzeugendes Handling
- Ausgezeichnete Modellierfähigkeit



Produktübersicht

EcuSphere Shape

Packung: 1 Spritze à 3 g

| | |
|------------|------------|
| Farbe A1 | REF 220334 |
| Farbe A2 | REF 220308 |
| Farbe A3 | REF 220299 |
| Farbe A3,5 | REF 220297 |
| Farbe A4 | REF 220747 |
| Farbe B1 | REF 220335 |

Packung: 20 Safetips à 0,3 g

| | |
|------------|------------|
| Farbe A1 | REF 220327 |
| Farbe A2 | REF 220309 |
| Farbe A3 | REF 220307 |
| Farbe A3,5 | REF 220298 |
| Farbe A4 | REF 220346 |
| Farbe B1 | REF 220328 |

EcuSphere Carat

Packung: 1 Spritze à 3 g

| | |
|------------|------------|
| Farbe A1 | REF 220287 |
| Farbe A2 | REF 220267 |
| Farbe A3 | REF 220285 |
| Farbe A3,5 | REF 220266 |

Packung: 20 Safetips à 0,3 g

| | |
|------------|------------|
| Farbe A1 | REF 220323 |
| Farbe A2 | REF 220271 |
| Farbe A3 | REF 220322 |
| Farbe A3,5 | REF 220270 |

EcuSphere Flow

2 Spritzen à 1,5 g, 10 Luer-Lock-Tips

| | |
|----------|------------|
| Farbe A1 | REF 220315 |
| Farbe A2 | REF 220314 |

| | |
|------------|------------|
| Farbe A3 | REF 220313 |
| Farbe A3,5 | REF 220312 |

Zusammen
ein Lächeln voraus



DMG
Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH
Elbgaustraße 248 22547 Hamburg Germany
Fon: +49 (0) 40-84 006-0 Fax: +49 (0) 40-84 006-222
info@dmg-dental.com www.dmg-dental.com
www.facebook.com/dmgdental

2026-05

