



LuxaPick-up

¡La opción más rápida y económica para restaurar la funcionalidad de la dentadura!



Fijación sencilla y rebase preciso de dentaduras postizas.

Cuando se trata de ajustar dentaduras postizas a la perfección, LuxaPick-up le facilita mucho su trabajo. Este composite tiene el mismo color que la encía y está hecho a partir de metacrilatos multifuncionales. Es su mejor elección para:

- Rebase duro después de cambios en la mucosa (aplicación directa)
- Fijación segura de los elementos de retención de prótesis sobre implantes (técnica pick-up)

Las dentaduras postizas pueden adaptarse fácilmente a los cambios en la mucosa gracias a su aplicación directa en la clínica.

Los elementos de retención pueden polimerizarse directamente en el interior de la boca. De este modo se garantiza una sujeción segura y sin tensión alrededor de los componentes de implante que retienen la dentadura.

LuxaPick-up ofrece una opción rápida y económica para restaurar la funcionalidad. Además, ahorramos tiempo y evitamos imprecisiones ya que no es necesario hacer trabajo externo en el laboratorio.

VENTAJAS:

- > Dos procedimientos fundamentales se realizan de manera segura y rápida:
- > Rebase duro de dentaduras con aplicación directa
- > Fijación de los componentes secundarios en dentaduras postizas soportadas por implantes
- > Biocompatibilidad excelente: sin MMA ni peróxido
- > Ajuste seguro y sin tensión
- > Todo el procedimiento se realiza en la clínica
- > Ideal para la reparación e individualización de dentaduras parciales y completas

ES NECESARIO USARLO CON

Luxatemp-Glaze & Bond para una excelente adhesión y un sellado fiable.

CONTENIDO

LuxaPick-up

1 Cartucho de 76 g, 15 Automix-Tips
Tono Pink REF 214007

Luxatemp-Glaze & Bond

1 Bote de 5 ml, 25 cepillos REF 211927

Nuestro distribuidor nacional

UPPERMAT S.A. 
Via Trajana, 11
08930 - Sant Adrià de Besòs (Spain)
Tlf. +34 933007754

DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH
Elbgaustraße 248 22547 Hamburg Germany Fon: +49. (0) 40. 84 006-0 Fax: +49. (0) 40. 84 006-222
info@dmg-dental.com www.dmg-dental.com www.facebook.com/dmgdental



Los pilares Locator® desgastados fueron sustituidos por pilares nuevos.



La dentadura se asienta pasivamente sobre los tejidos blandos. La interferencia de la matriz con la base de la dentadura debe eliminarse.



Vista basal de la dentadura: Las matrices Locator® se asientan correctamente en la base de la dentadura.



Dentadura completa.

