



# Gemacht fürs echte Leben

Luxatemp MaxProtect, Luxatemp Star,  
Luxatemp Fluorescence, Luxatemp Plus  
Provisorien



**Provisorien**  
seit über 30 Jahren

 **DMG**



## Luxatemp ist seit Jahrzehnten weltweit der Name für passgenaue provisorische Kronen und Brücken.

Ob Luxatemp Plus, der bewährte Klassiker, Luxatemp Fluorescence für überlegene natürliche Ästhetik, Luxatemp Star mit neuen Bestwerten für Biege- und Bruchfestigkeit oder das neue Luxatemp MaxProtect für maximale Stabilität und herausragende Ästhetik – Zahnärztinnen und Zahnärzte in über 80 Ländern vertrauen heute auf die vielfach ausgezeichnete Luxatemp Qualität. Ergänzend bietet DMG rund um Luxatemp ein ganzes System hochklassiger Materialien für die temporäre Versorgung an.

# Luxatemp MaxProtect – Die perfekte Symbiose aus Haltbarkeit und Ästhetik

Als langzeitstabiles, in seinen mechanischen Eigenschaften optimiertes Material überzeugt es durch seine in einer klinischen Studie\* bewiesene Haltbarkeit von 12 Monaten. Luxatemp MaxProtect ist Ihr Produkt der Wahl insbesondere:

- wenn Ihr Behandlungsfall eine längere Ausheilungsphase verlangt (etwa nach einer Implantatversorgung, Parodontitis oder Wurzelkanalbehandlung)
- wenn Sie eine ästhetische und für den Patienten erschwingliche Lösung suchen, die zugleich hochbelastbar ist

## Genau richtig, wenn es darauf ankommt.

Luxatemp MaxProtect – Ihre erste Wahl für maximale Stabilität sowie eine ästhetische und gleichzeitig erschwingliche Versorgung. Überbrücken Sie längere Ausheilungsphasen mit Luxatemp MaxProtect und profitieren Sie von der hohen Belastbarkeit und kurzen Behandlungsdauer. Mit der Wahl von Luxatemp MaxProtect erhält Ihr Patient eine hochästhetische Versorgung und die Möglichkeit, die Zeit bis zur definitiven Versorgung kosteneffizient zu überbrücken.

## Gute Gründe:

- Sehr hohe Bruch- und Biegefestigkeit
- Bewiesene Langzeithaltbarkeit
- Präzise Passform
- Natürliche Ästhetik und Farbstabilität
- Überlegene Oberflächenglätte
- Sehr gute Biokompatibilität



\* Quelle: klinische Studie (Reg.-Nr. NCT03160950)

# Luxatemp Star

## Hart, aber unwiderstehlich

### Neue Maßstäbe setzen

Mit Luxatemp Star hat DMG das Beste\* noch verbessert. Luxatemp Star bietet neben optimierter Initialhärte beeindruckende Bestwerte in der Bruch- und Biegefestigkeit. Das sorgt für noch größere Stabilität und

Langlebigkeit. Was lange hält, soll auch lange gut aussehen. Die außergewöhnliche Langzeit-Farbtreue von Luxatemp Star gewährleistet das zuverlässig.

Weiterer Pluspunkt für die praktische Arbeit: Das Material erreicht seine Endhärte besonders schnell.

### Gute Gründe:

- Hohe Bruch- und Biegefestigkeit
- Verbesserte Initialhärte
- Gewohnt präzise Passform
- Ausgezeichnete Ästhetik und Langzeit-Farbtreue
- Schnelleres Erreichen der Endhärte



# Wie Luxatemp Star

## Bestes verbessert

### Vom Biegen und Brechen

Luxatemp Provisorien halten mehr aus. Denn ein Schwerpunkt in der Entwicklung lag auf dem Aspekt der mechanischen Stabilität. Luxatemp Star bietet neben verbesserter Initialhärte neue Bestwerte in den Disziplinen Bruch- und Biegefestigkeit – und sorgt so für noch größere Stabilität und Langlebigkeit.

Hierbei bestimmt insbesondere der Wert für die Biegefestigkeit darüber, wann ein Material nachgibt und bricht. Letztlich bemisst sich daran der Erfolg der Arbeit – denn gerade bei zwei- und mehrgliedrigen Provisorien können geringe Abweichungen entscheidend sein.

### Länger richtig gut aussehen

Die Fluoreszenz des Materials gleicht der des echten Zahns. Sechs verschiedene Farben lassen freie Hand beim Schaffen eines stimmigen, natürlichen Gesamtbildes. Besonders schön: der gute Eindruck bleibt. Dank extrem hoher Farbtreue sehen auch Langzeitprovisorien dauerhaft attraktiv aus.

Luxatemp Star zeigt besonders gute Langzeit-Farbstabilität unter 3ΔE und erweist sich damit als beeindruckend farbtreu.

### Passt sofort

Provisorien müssen passen. Sofort und präzise, ohne langes Einschleifen und Nachbessern. Luxatemp Star bietet Passgenauigkeit, auf die Verlass ist. Der Schlüssel zur Exaktheit liegt in der überlegenen Materialbeschaffenheit: Optimales Fließverhalten in der Abformung, extrem minimierter Schrumpf, geringe Wasseraufnahme – so lässt es sich präzise arbeiten. Und mit den praktischen Automix- bzw. Smartmix-Systemen wird auch das Anmischen und Applizieren nicht zum Problem.

### Schön, wenn alles zusammenpasst.



Provisorium gefertigt mit Luxatemp Star



\* 2015 Top Provisional – Esthetic Award für Luxatemp Star (Luxatemp Star wird in den USA als »Luxatemp Ultra« verkauft und wurde unter diesem Namen auch von The Dental Advisor getestet).

\*\* Quelle: 2018 Top Award Winner – Esthetik Provisional für Luxatemp Fluorescence von The Dental Advisor getestet.

# Luxatemp Fluorescence

## Natürlich ästhetisch

### Für ein natürliches Erscheinungsbild

Luxatemp Fluorescence steht für überzeugende Ästhetik. Die Fluoreszenz des Materials gleicht der des echten Zahns. Dadurch sehen die Provisorien besonders natürlich aus – und das bei allen Lichtverhältnissen.

Sechs Farbnuancen ermöglichen individuelle, ästhetische Ergebnisse. Die extrem hohe Farbstabilität sorgt für dauerhaft attraktive Langzeitprovisorien. Und natürlich bietet auch Luxatemp Fluorescence die überlegenen Materialeigenschaften und ausgezeichnete Biokompatibilität, die schon Luxatemp Plus zum weltweiten Erfolg machten.



Natürlich fluoreszierende Provisorien mit Luxatemp Fluorescence

### Gute Gründe:

- Natürliche Fluoreszenz
- Überzeugende Ästhetik bei allen Lichtverhältnissen
- Geringer Polymerisationsschrumpf
- Hohe Abrasionsfestigkeit
- Sehr gute Biokompatibilität



# Luxatemp Plus

## Passt sofort

### Bewährte Präzision

Provisorien müssen passen. Sofort und präzise, ohne langes Einschleifen und Nachbessern. Luxatemp Plus bietet seit Jahren Passgenauigkeit, auf die Verlass ist. Das Material ist besonders leicht zu verarbeiten und dank vorbildlicher Abrasionsfestigkeit auch für Langzeitprovisorien geeignet.

Luxatemp Plus lässt sich außerdem hervorragend beschleifen und auf Hochglanz polieren. Oder – noch einfacher und hygienischer – mit Luxatemp Glaze & Bond lackieren. Mit dem praktischen Automix- bzw. Smartmix-System gehen auch das Anmischen und Applizieren angenehm schnell und präzise.

### Gute Gründe:

- Ausgezeichnete Passgenauigkeit
- Hohe Biege- und Abrasionsfestigkeit
- Sehr gute Biokompatibilität



# Luxatemp: eine starke Familie.

Luxatemp ist seit Jahren weltweit das Synonym für passgenaue provisorische Kronen und Brücken. Mit Luxatemp MaxProtect geht DMG jetzt mit einer neuen Generation eines Langzeitprovisoriums voran, das höchste Stabilität, größtmögliche Ästhetik und langanhaltende Lebensdauer

in sich vereint. Ergänzend zu Luxatemp MaxProtect bietet DMG weitere hochklassige provisorische Materialien rund um die temporäre Versorgung an. So steht für jede Anforderung das richtige Material mit den punktgenauen Eigenschaften für Sie einsatzbereit.

		Luxatemp Plus	Luxatemp Fluorescence	Luxatemp Star	Luxatemp MaxProtect
<b>Materialeigenschaften</b>	<b>Vorteile / Nutzen</b>				
Hohe Bruchzähigkeit / Biegefestigkeit	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Längere Haltbarkeit und größere Belastbarkeit</li> <li>➤ Ohne Bruch oder Verformung</li> <li>➤ Sicher, effizient und zuverlässig</li> <li>➤ Besonders geeignet für längere Ausheilphasen</li> <li>➤ Gewährleistet höchste Stabilität und Sicherheit</li> </ul>	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Sehr hohe Abrasionsfestigkeit	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Längere Haltbarkeit</li> <li>➤ Weniger Nachbereitung</li> <li>➤ Sicherheit und Zeitersparnis</li> </ul>	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Optimierte Oberflächeneigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Einfache Polierbarkeit</li> <li>➤ Schnelle, zeitsparende Politur</li> </ul>	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Schnelle initiale Härte	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Effizient für die Zahnärzte</li> <li>➤ Komfort für Patienten</li> </ul>	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Geringe Schrumpfung	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Präzise Passform</li> <li>➤ Zeitersparnis beim Ausarbeiten</li> </ul>	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
<b>Handling</b>					
Geringer Polymerisationsschrumpf Hervorragende Polierbarkeit	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Zeitersparnis</li> <li>➤ Sicherheit in Qualität</li> </ul>	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
<b>Natürliche Ästhetik</b>					
Natürliche Fluoreszenz	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Natürliches Erscheinungsbild</li> <li>➤ Ästhetisches Ergebnis</li> </ul>	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Glanzbeständigkeit	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Angenehm für den Patienten</li> <li>➤ Das Zahnfleisch bleibt gesund</li> </ul>	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Langzeitfarbstabilität	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Für besonders lange Tragedauer mit bleibend hoher Ästhetik</li> </ul>	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
<b>Biokompatibilität</b>					
Frei von Methylmethacrylat	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Geringes Allergiepotential</li> <li>➤ Sicherheit</li> </ul>	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
<b>Automix-System</b>					
Zuverlässiges System für die provisorische Versorgung		★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

# Die perfekte Ergänzung: Entdecken Sie unsere Produktfamilie für die Prothetik.

Entdecken Sie die umfassende Produktpalette von DMG für die komplette Herstellung, Befestigung, Erweiterung und Reparatur der Luxatemp Langzeitprovisorien. Unsere Produkte wurden speziell entwickelt, um Ihnen in jeder Phase der Provisorienbehandlung maximale

Unterstützung zu bieten. Von der präzisen Herstellung bis zur dauerhaften Befestigung – verlassen Sie sich auf herausragende Ergebnisse und eine langanhaltende Ästhetik.



**DMG Retraktionspaste**  
Effektive Gingivaretraktion mit optimaler Konsistenz



**Silagum**  
Seit Jahrzehnten bewährte Abformmaterialien auf A-Silikonbasis mit sehr guter Hydrophilie

**Honigum**  
Ausgezeichnete Detailwiedergabe

**Honigum Pro**  
Höchste Präzision, sauberste Handhabung. Kein Tropfen beim Einbringen, kein unerwünschtes Wegfließen



**O-Bite**  
Präzise Bissregistrierung mit hoher Endhärte und exzellenter Bruchstabilität

**LuxaBite**  
Bissregistrator mit hoher Endhärte, kaum spürbarem Widerstand beim Kiefernschluss und hervorragender Standfestigkeit



**Luxatemp MaxProtect**  
Hochstabiles und zugleich ästhetisches Langzeitprovisorium, Haltbarkeit 1 Jahr

**Luxatemp Fluorescence**  
Das ideale Material für passgenaue Provisorien mit natürlicher Ästhetik

**Luxatemp Star**  
Top-Werte in der Biege- und Bruchfestigkeit und gesteigerter Initialhärte

**Luxatemp Plus**  
Seit Jahrzehnten weltweit das Material der Wahl für passgenaue temporäre Versorgungen



**Luxatemp Glaze & Bond**  
Hochglanz ohne Politur  
Sehr gute Haftvermittlung zu Reparaturmaterialien



**TempoCem NE**  
Optimale Haftung und Entfernbarkeit ohne Eugenol

**TempoCem ID**  
Exzellente Ästhetik dank optimaler Transparenz

**PermaCem 2.0**  
Selbst-adhäsiver Zement. Herausragende Haftung für permanente Befestigung



**LuxaFlow Star**  
Perfekt zur Erweiterung und Reparatur von Provisorien

# Die Rolle temporärer Versorgungen in der ästhetischen Zahnheilkunde

In der ästhetischen Zahnheilkunde sind temporäre Versorgungen unverzichtbar. Sie schützen nicht nur, sondern ermöglichen auch, ästhetische und funktionelle Anpassungen vor der endgültigen Versorgung vorzunehmen. Mit der Luxatemp-Familie gibt es für jeden Fall eine passende Lösung, um den hohen Ansprüchen an Funktion und Ästhetik gerecht zu werden.



Schlitzung der Krone mit der Hartmetall-Fräse




Stumpf mit Sekundärkaries nach Entfernung der Krone



Palatinales Ausschneiden für ausreichende Schichtdicke




Applikation von Luxatemp Plus in die Vorabformung



Provisorium nach Herausnahme in der Vorabformung



Intraorale Passung der Rohform des Provisoriums



Reparatur von Imperfektionen mit LuxaFlow Star



Intraoral nach finaler Lackierung mit Luxatemp Glaze & Bond



## »The best of the best«

Die Produkte der Luxatemp Familie wurden und werden von internationalen Testinstituten immer wieder intensiv geprüft.

Die Ergebnisse: exzellent.



## Handelsformen

### Luxatemp MaxProtect

Packung:	1 Kartusche à 50ml, 15 Automix-Tips	Farbe A1	REF 130100	Farbe A3,5	REF 130103
		Farbe A2	REF 130101	Farbe B1	REF 130104
		Farbe A3	REF 130102	Farbe Bleach Light	REF 130105

### Luxatemp Star

Packung:	1 Kartusche à 76 g, 15 Automix-Tips	Farbe A1	REF 110906	Farbe A3,5	REF 110909
		Farbe A2	REF 110907	Farbe B1	REF 110910
		Farbe A3	REF 110908	Farbe Bleach Light	REF 110911
	1 Smartmix-Spritze à 15 g, 10 Smartmix-Tips	Farbe A2	REF 110901	Farbe B1	REF 110904
		Farbe A3	REF 110902	Farbe Bleach Light	REF 110905
Vorteilspackung:	5 Kartuschen à 76 g, 75 Automix-Tips	Farbe A1	REF 110954		
		Farbe A2	REF 110912		
		Farbe A3	REF 110913		

### Luxatemp Fluorescence

Packung:	1 Kartusche à 76 g, 15 Automix-Tips	Farbe A1	REF 110585	Farbe A3,5	REF 110587
		Farbe A2	REF 110586	Farbe B1	REF 110588
		Farbe A3	REF 110710	Farbe Bleach Light	REF 110589
	1 Smartmix-Spritze à 15 g, 10 Smartmix-Tips	Farbe A1	REF 110718	Farbe B1	REF 110722
		Farbe A2	REF 110719	Farbe Bleach Light	REF 110723
		Farbe A3	REF 110720		
Vorteilspackung:	5 Kartuschen à 76 g, 75 Automix-Tips	Farbe A2	REF 110712		
		Farbe A3	REF 110713		

### Luxatemp Plus

Starterpack:	1 Kartusche à 76 g, 15 Automix-Tips, 1 Automix Dispenser	Farbe A2	REF 110400		
Packung:	1 Kartusche à 76 g, 15 Automix-Tips	Farbe A1	REF 110401	Farbe B1	REF 110404
		Farbe A2	REF 110402	Farbe Bleach Light	REF 110368
		Farbe A3.5	REF 110403		
Vorteilspackung:	5 Kartuschen à 76 g, 75 Automix-Tips	Farbe A1	REF 110405	Farbe A3.5	REF 110407
		Farbe A2	REF 110406		
Zubehör:	Luxatemp Star/Fluorescence/Plus, 45 Automix-Tips Blue 10:1 Luxatemp Star/Fluorescence, 50 Smartmix-Tips Green-Blue 1 Automix Dispenser Type 50		REF 110409		
			REF 110990		
			REF 110411		





Zusammen  
ein Lächeln voraus



**DMG**

**Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH**

Elbgastraße 248 22547 Hamburg Germany

Fon: +49. (0) 40. 84 006-0 Fax: +49. (0) 40. 84 006-222

info@dmg-dental.com www.dmg-dental.com

www.facebook.com/dmgdental

