




Universal genial.


Sichere Befestigung für alle Fälle mit
PermaCem Universal & LuxaBond Universal.



Perfekte Partner für beste Haftung. PermaCem Universal & LuxaBond Universal.



Moderne Versorgungsvielfalt mit ihren hohen Anforderungen an unterschiedlichste Restaurationsmaterialien und Verarbeitungsformen erfordert sichere und zuverlässige Befestigungssysteme ohne Kompromisse.



Die Kombination von PermaCem Universal und LuxaBond Universal sorgt für hervorragende Haftwerte über alle Bereiche. Eine In-Vitro-Studie der Universität Gießen* zu adhäsiv zementierten Composite-Kronen auf Zahnstümpfen belegt das optimale Zusammenspiel der Beiden mit der LuxaCam Familie von DMG.

PermaCem Universal

Universal genial.

PermaCem Universal ist Ihr adhäsiver Alleskönner für die sichere Befestigung im universellen Einsatz. Der dual-härtende Composite-Befestigungszement bietet zuverlässig starken Halt für die vielseitige Zementierung indirekter Restauration aus Keramik, Metall und Metalllegierung sowie Compositen. Die hohe Abrasionsbeständigkeit sorgt für eine zuverlässig gute Randqualität und unterstützt die Langlebigkeit der Restauration. Durch eine minimale Wasseraufnahme wird zudem eine hohe Ästhetik und gute Kontrolle der Expansionskräfte gewährleistet.

LEICHT UND KOMFORTABEL ARBEITEN.

Sicherer Halt mit nur einem Zement und einem Bond für die gängigsten Indikationen und Restaurationen – das macht die Arbeit leicht. Die besonders leichte Überschussentfernung von PermaCem Universal unterstützt die unkomplizierte Anwendung zusätzlich: Das Material lässt sich nach dem Anpolymerisieren ganz leicht in einem Stück mit dem Scaler entfernen.


UNIVERSAL OHNE KOMPROMISSE

- Starke Haftkraft über alle Bereiche
- Universeller Einsatz – vielseitig verwendbar bei Silikat- und Oxidkeramik sowie Metall und Compositen
- Belegter Einsatz bei allen gängigen CAD/CAM Materialien
- Hohe Abrasionsbeständigkeit für eine zuverlässig gute Randqualität und Langlebigkeit der Restauration
- Einfache, stressfreie Überschussentfernung in einem Stück
- Erstklassige Ästhetik in 5 Farben mit passenden Try-In Pasten

HÖCHSTE HAFTKRAFT, ÜBERZEUGENDE ÄSTHETIK, EINFACHE HANDHABUNG:

PermaCem Universal ist der ideale universelle Befestigungszement für jede Praxis.

VERSCHIEDENE INDIKATIONEN, EIN ZEMENT



FÜNF RÖNTGENOPAKE FARBEN



Die fünf röntgenopaken Farben (A1, A2,5, A4, Transparent, Bleach Light) sorgen mit hoher Farbstabilität und optimaler Fluoreszenz für eine natürlich wirkende Ästhetik. Alle Farben sind kompatibel mit den Try-In Pasten von DMGs Vitique System. Dies erlaubt eine verlässliche Vorschau auf das Endergebnis.

LuxaBond Universal

Mehr universal geht nicht.

Das neue LuxaBond Universal macht es Ihnen leicht: Der dualhärtende 2-Flaschen-Haftvermittler für Dentin und Schmelz ist auch als Primer für indirekte Restaurationen anwendbar und bietet Ihnen mehr Möglichkeiten als jemals zuvor. Denn anders als bei vielen Bondings heißt »universal« hier wirklich universal. In jeder Hinsicht.

UNIVERSAL MAL VIER:

- Freie Wahl beim Ätzmodus auf Zahnhartsubstanz (Self-Etch, Total-Etch, Selectiv-Etch)
- Für direkte und indirekte Restaurationen einsetzbar
- Für lichthärtende, selbsthärtende und dualhärtende Materialien geeignet
- Dualhärtung: licht- und selbsthärtend

EIN SYSTEM, ZWEI FLASCHEN, KEINE FEHLANWENDUNGEN.


Durch die universellen Einsatzmöglichkeiten sind Fehler durch nicht gegebene Indikationen nahezu ausgeschlossen.

»Muss ich vorher ätzen?«, »Muss ich mein Adhäsiv lichthärten?« »Kann ich es auch mit selbsthärtenden Materialien verwenden?«

Fragen, die Sie sich mit LuxaBond Universal jetzt nicht mehr stellen müssen. **DAS ADHÄSIVSYSTEM BIETET IHNEN ALLE MÖGLICHKEITEN.**




HÖCHSTE HAFTKRAFT FÜR UNIVERSELLEN EINSATZ AUF ALLEN MATERIALIEN IN MPa



Höchste Haftwerte für PermaCem Universal und LuxaBond Universal auf verschiedenen Dentalmaterialien.

Quelle: Interne Messung DMG, Hamburg 2016

HÖCHSTE HAFTKRAFT AUF SCHMELZ UND DENTIN IN MPa



Höchste Haftwerte für PermaCem Universal und LuxaBond Universal auf Schmelz und Dentin.

Quelle: Interne Messung DMG, Hamburg 2016

PERFEKTE PARTNER FÜR BESTE HAFTUNG. PermaCem Universal & LuxaBond Universal

- Zuverlässige Kombination mit sehr guten Haftwerten bei allen gängigen Materialien
- Breites Indikationsspektrum
- Übersichtliche und einfache Systemverbindung
- Bekannte Anwendungsschritte, geringes Fehlerrisiko



PRODUKTÜBERSICHT

PermaCem Universal

Packung:

1 Smartmix Syringe à 9 g, 10 Smartmix Tips Short
Farbe A1 REF 213401
Farbe A2,5 REF 213402
Farbe A4 REF 213403

Farbe Transparent REF 213404
Farbe Bleach Light REF 213405

LuxaBond Universal

Packung:

1 Flasche à 5 ml Bond A
1 Flasche à 4,5 ml Bond B
25 Single-use Brushes White, 1 Mischpalette

REF 213379

DMG
Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH
Elbgaustraße 248 22547 Hamburg Germany
Fon: +49. (0) 40. 84 006-0 Fax: +49. (0) 40. 84 006-222
info@dmg-dental.com www.dmg-dental.com
www.facebook.com/dmgdental

