



## PRODUKTÜBERSICHT

### Vitique

#### Cementation System:

3 Spritzen à 6 g **ESTHETIC RESIN CEMENT**  
 Farbe A2.5  
 Farbe B1  
 Farbe TR  
 1 Spritze à 2 ml Etching Gel  
 1 Flasche à 5 ml TECO  
 1 Flasche à 3 ml Vitique Silane  
 1 Flasche à 3 ml Vitique Silane

3 Spritzen à 3,9 g **TRY-IN-PASTE**  
 Farbe A2.5  
 Farbe B1  
 Farbe TR

REF 213080

#### Cementation Kit:

3 Spritzen à 6 g **ESTHETIC RESIN CEMENT**  
 Farbe A2.5  
 Farbe B1  
 Farbe TR  
 50 Veneer-Tips

3 Spritzen à 3,9 g **TRY-IN-PASTE**  
 Farbe A2.5  
 Farbe B1  
 Farbe TR

REF 213081

#### Accessory Kit:

1 Spritze à 2 ml Etching Gel  
 1 Flasche à 5 ml TECO  
 1 Flasche à 3 ml Vitique Silane  
 1 Flasche à 3 ml Vitique Silane  
 Zubehör

REF 213082

#### Refill:

1 Spritzen à 6 g **ESTHETIC RESIN CEMENT**  
 10 Veneer-Tips  
 Farbe A1  
 Farbe A2,5  
 Farbe A4  
 Farbe B1  
 Farbe Bleach Light  
 Farbe Transparent  
 Farbe White  
 Farbe Pink

REF 213038  
 REF 213039  
 REF 213040  
 REF 213041  
 REF 213042  
 REF 213043  
 REF 213044  
 REF 213045

1 Spritzen à 3,9 g **TRY-IN-PASTE**  
 10 Veneer-Tips  
 Farbe A1  
 Farbe A2,5  
 Farbe A4  
 Farbe B1  
 Farbe Bleach Light  
 Farbe Transparent  
 Farbe White  
 Farbe Pink

REF 213048  
 REF 213049  
 REF 213050  
 REF 213051  
 REF 213052  
 REF 213053  
 REF 213054  
 REF 213055

### Vitique Silane

#### Packung:

1 Flasche à 3 ml Adhesive  
 1 Flasche à 3 ml Activator  
 Zubehör

REF 213118

00510/1/3\_2020-04


**DMG**  
 Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH  
 Elbgaustraße 248 22547 Hamburg Germany  
 Fon: +49. (0) 40. 84 006-0 Fax: +49. (0) 40. 84 006-222  
 info@dmg-dental.com www.dmg-dental.com  
 www.facebook.com/dmgdental



# Vitique

Veneers befestigen.  
 So einfach. So schön.





# Vitique – Veneers befestigen. So einfach. So schön.



Geringe Schichtstärken? Kein Problem.

Dank patentierter Monomerformel bietet Vitique die optimale Konsistenz. Das Befestigungssystem ist Ihr Premium-Partner für die Eingliederung von Silikatkeramik- und Composite-Veneers mit geringer Schichtstärke. Die breite Farbpalette bietet Ihnen alle ästhetischen Möglichkeiten. Exakt abgestimmte Try-In-Pasten zeigen verlässlich, wie es nachher aussieht. Ganz einfach.

Entdecken Sie die neuen Möglichkeiten für sich und Ihre Patienten.

MIT VITIQUE VON DMG.



## Veneerbefestigung mit Mehrwert.

### ZWEI KITS, EIN SYSTEM.

Das Vitique Produktsystem umfasst zwei Kits: Das Cementation Kit mit Zementen und Try-In-Pasten.

Und das ergänzende Vitique Accessory Kit mit Ätzel, Silan und Bond.

Alles in bester Qualität und sorgfältig aufeinander abgestimmt. Die Zemente und Try-In-Pasten sind jeweils auch einzeln als Refill erhältlich.

### FLEXIBLE FARBWahl.

Mit Vitique steht Ihnen die ganze Farbpalette zur Verfügung, um jedem Ihrer Patienten ästhetisch gerecht zu werden.


Das Veneer Cementation Kit enthält standardmäßig drei Farben: B1, A2,5 und Transparent.

Mit den Nachfüllpackungen können Sie ganz nach Wunsch fünf weitere Farben ergänzen: A1, A4, Bleach Light, Pink und Weiß.

### PRÄZISE VORSCHAU.

Vorher wissen, wie es nachher aussieht: Vitique bietet für jede einzelne Farbe entsprechende Try-In-Pasten. Auf die Farbabstimmung dieser Pasten wurde ganz besonderes Augenmerk gelegt.

Das Ergebnis: Die exakte Farbübereinstimmung von Vitique Try-In und Zement erlaubt eine verlässliche Vorschau auf das Endergebnis.



**PERFECTE FARBÜBEREINSTIMMUNG.**  
Das Zentrum der Farbkörper wurde jeweils mit der entsprechenden Vitique Try-In Paste befüllt.

## Pluspunkte für einfaches Handling.

### GUTES AUSSEHEN LEICHT GEMACHT:

Das Vitique Produktsystem punktet mit gut durchdachten Details, die für eine denkbar komfortable Anwendung sorgen.

### PRAKTISCHER VENEER-TIP.

Um die Eingliederung von Veneers zu erleichtern, wurde ein spezieller Veneer-Tip entwickelt.

Mit ihm kann das Material in einem flachen Streifen gleichmäßig, bequem und schnell aufgetragen werden.

### ÜBERSCHÜSSE LEICHT ENTFERNEN.

Die DMG-patentierete Monomerformel verhindert ein Wegfließen ebenso wie unnötiges Verschmieren auf der Keramik.

Dank perfekt eingestellter Gelphase lassen sich Überschüsse leicht in einem Stück entfernen.

EINFACH, SAUBER, SCHNELL.


### PERFECTE HAFTUNG DANK PASSENDEN BOND

Bei dem im Accessory-Kit enthaltenen Bond handelt es sich um DMGs Markenprodukt TECO. Das anwenderfreundliche Bondingsystem ist ideal auf Vitique abgestimmt und überzeugt mit exzellenten Haftwerten.

Für zusätzliche Sicherheit sorgt die anwenderfreundliche Total-Etch-Technik. Damit lässt sich nach dem Ätzen auf feuchten Flächen arbeiten und somit eine Dentin-Übertrocknung vermeiden.



### Verbundfestigkeit (SBS) verschiedener Adhäsivsysteme auf geätztem Schmelz



Quelle: Interne Messung DMG, Hamburg 2013