

化学品安全技术说明书

LuxaForm

修订日期: 15.04.2021

材料号: 6500

页 1 的 4

第1部分 化学品及企业标识

化学品标识

LuxaForm

化学品的推荐用途和限制用途**材料/混合物的使用**

仅供牙科使用

建议不要应用

孕妇或哺乳期的人不应使用有害物质

供应商的详细情况

企业名称:	DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH	
街道:	Elbgaustraße 248	
地区:	D-22547 Hamburg	
联系电话:	+49. (0) 40. 84006-0	传真: +49. (0) 40. 84006-222
电子邮件地址:	info@dmg-dental.com	
网址:	www.dmg-dental.com	

第2部分 危险性概述

物质/混合物的GHS危险性类别**欧盟编号(EC) No. 1272/2008**

根据 (EC) 第1272/2008号条例[化学品分类及标记全球协调制度], 该混合物不属于危险品范畴。

GHS 标签要素

第3部分 成分 / 组成信息

混合物**化学特性**

Polycaprolactone

危险的成分

没有 (根据 欧盟法规 (EC) No. 1907/2006 (REACH))

第4部分 急救措施

有关急救措施的描述**若吸入**

不适用

若皮肤接触

若皮肤刺痛, 请去看医生。

第5部分 消防措施

灭火介质

第6部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序

化学品安全技术说明书

LuxaForm

修订日期: 15.04.2021

材料号: 6500

页 2 的 4

一般提示

不需要特殊措施。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料**其他资料或数据**

机械式吸取

第7部分 操作处置与储存**操作注意事项****关于安全操作的提示**

容器密封好。避免跟眼睛接触。

针对一般职业卫生保健的提示

工作中不可饮食。

安全储存的条件,包括任何不兼容性**对存放空间和容器的要求**

容器密封好放置在阴凉、通风良好处。

第8部分 接触控制和个体防护**控制参数****限值的补充说明**

到目前为止没有订立国家极限值。

工程控制方法**第9部分 理化特性****基本物理和化学性质信息**

聚合状态:

颜色:

熔点/凝固点:

ca. 60 °C

沸点或初始沸点和沸腾范围:

未检验的混合物。

闪点:

> 275 °C

pH值:

不适用

蒸汽压力:

不适用

相对密度:

1,1 g/cm³**第10部分 稳定性和反应性****禁配物****危险的分解产物**

火灾时可能产生:

第11部分 毒理学信息**急性毒性**

化学品安全技术说明书

LuxaForm

修订日期: 15.04.2021

材料号: 6500

页 3 的 4

急性毒性

现有数据不符合分类标准。

不刺激的。

没有敏感化的。

混合物的急性毒性值检验通过了

	剂量	种类	来源
半致死剂量 (LD50) 口服	mg/kg	未检验的混合物。	
半致死剂量 (LD50) 皮肤吸收	mg/kg	未检验的混合物。	
半致死浓度 (LC50) 吸入 (蒸汽)	mg/l	未检验的混合物。	
半致死浓度 (LC50) 吸入 (灰尘/雾气)	mg/l	未检验的混合物。	
半致死浓度 (LC50) 吸入 (煤气)	ppm	未检验的混合物。	

刺激和腐蚀

现有数据不符合分类标准。

呼吸或皮肤过敏

现有数据不符合分类标准。

致癌性、生殖细胞突变性、生殖毒性

现有数据不符合分类标准。

特异性靶器官系统毒性 一次接触

现有数据不符合分类标准。

特异性靶器官系统毒性 反复接触

现有数据不符合分类标准。

肺内吸入异物的危险

现有数据不符合分类标准。

第12部分 生态学信息**生态毒性**

未检验的混合物。

持久性和降解性

(98 %)

生物富集或生物积累性

未检验的混合物。

土壤中的迁移性

未检验的混合物。

PBT 和 vPvB 评估结果

根据附录十三的 REACH 法规，混合物中的物质不符合 PBT/vPvB 标准。

未检验的混合物。

内分泌干扰性质

由于成分均不符合标准，本产品不含对非靶标生物内分泌有干扰作用的物质。

其他有害作用

未检验的混合物。

其他资料

勿使之进入地下水或水域。

第13部分 废弃处置

化学品安全技术说明书

LuxaForm

修订日期: 15.04.2021

材料号: 6500

页 4 的 4

废弃物处置方法**废料编号 产品**

180106

WASTES FROM HUMAN OR ANIMAL HEALTH CARE AND/OR RELATED RESEARCH (EXCEPT KITCHEN AND RESTAURANT WASTES NOT ARISING FROM IMMEDIATE HEALTH CARE); wastes from natal care, diagnosis, treatment or prevention of disease in humans; chemicals consisting of or containing hazardous substances; 危险废物

第14部分 运输信息**其他资料**

不是运输法规定义下的危险物品。

第15部分 法规信息**化学品的安全、健康和环境条例****国家的规章****第16部分 其他信息****其他资料**

没有

(*险成分的数据分别见最新修订的转包商安全数据表。)*