

化学品安全技术说明书

LuxaPost

修订日期: 15.04.2021

材料号: 6600

页 1 的 4

第1部分 化学品及企业标识

化学品标识

LuxaPost

化学品的推荐用途和限制用途**材料/混合物的使用**

仅供牙科使用

建议不要应用

孕妇或哺乳期的人不应使用有害物质

供应商的详细情况

企业名称:	DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH	
街道:	Elbgaustraße 248	
地区:	D-22547 Hamburg	
联系电话:	+49. (0) 40. 84006-0	传真: +49. (0) 40. 84006-222
电子邮件地址:	info@dmg-dental.com	
网址:	www.dmg-dental.com	

第2部分 危险性概述

GHS 标签要素

欧盟编号(EC) No. 1272/2008

防范说明

P260 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

第3部分 成分 / 组成信息

混合物**化学特性**

Polymer

危险的成分

没有 (根据 欧盟法规 (EC) No. 1907/2006 (REACH))

第4部分 急救措施

有关急救措施的描述**一般提示**

不需要特殊措施。

若吸入

提供新鲜空气。

若眼睛接触

立刻小心且彻底的用洗眼设备或用水冲洗眼睛。

若食入

彻底用水漱口。

第5部分 消防措施

灭火介质

化学品安全技术说明书

LuxaPost

修订日期: 15.04.2021

材料号: 6600

页 2 的 4

特别危险性

不适用

第6部分 泄漏应急处理**环境保护措施**

勿使之进入地下水或水域。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料**其他资料或数据**

机械式吸取和用适当的容器送去废物处置。

第7部分 操作处置与储存**操作注意事项****针对一般职业卫生保健的提示**

工作中不可饮食或抽烟。

安全储存的条件,包括任何不兼容性**对存放空间和容器的要求**

保持容器干燥。

第8部分 接触控制和个体防护**控制参数****限值的补充说明**

到目前为止没有订立国家极限值。

工程控制方法**工程控制**

开放式处理时, 尽可能使用局部排气设备。

避免跟皮肤、眼睛和衣服接触。

保护和卫生措施**眼部/面部防护**

戴防护眼镜/面罩。

呼吸防护

勿吸入灰尘。

环境曝光的限制和监督

没有界定

第9部分 理化特性**基本物理和化学性质信息**

聚合状态:

颜色:

pH值:

没有界定

相对密度:

1.8 - 2 g/cm³

爆炸性特性

无关系的

第10部分 稳定性和反应性

化学品安全技术说明书

LuxaPost

修订日期: 15.04.2021

材料号: 6600

页 3 的 4

避免接触的条件

没有界定

禁配物

没有界定

危险的分解产物

没有界定

(CO_x, HX, NO_x, MeO_x)**第11部分 毒理学信息****急性毒性****急性毒性**

至今没有出现症状。

勿吸入灰尘。

第12部分 生态学信息**生态毒性**

没有

PBT 和 vPvB 评估结果

根据附录十三的 REACH 法规, 混合物中的物质不符合 PBT/vPvB 标准。

内分泌干扰性质

由于成分均不符合标准, 本产品不含对非靶标生物内分泌有干扰作用的物质。

其他资料

勿使之进入地下水或水域。

第13部分 废弃处置**废弃物处置方法****建议**

根据官署的规定处理废物。

废料编号 产品

070213 WASTES FROM ORGANIC CHEMICAL PROCESSES; wastes from the MFSU of plastics, synthetic rubber and man-made fibres; waste plastic

废旧产品废弃处理号

070213 WASTES FROM ORGANIC CHEMICAL PROCESSES; wastes from the MFSU of plastics, synthetic rubber and man-made fibres; waste plastic

污染包装废弃处理号

150101 WASTE PACKAGING; ABSORBENTS, WIPING CLOTHS, FILTER MATERIALS AND PROTECTIVE CLOTHING NOT OTHERWISE SPECIFIED; packaging (including separately collected municipal packaging waste); paper and cardboard packaging

第14部分 运输信息**ADR/RID****UN 编号或ID 编号:**

没有

联合国危险性分类:

没有

包装类别:

没有

化学品安全技术说明书

LuxaPost

修订日期: 15.04.2021

材料号: 6600

页 4 的 4

内河船运 (ADN)

UN 编号或ID 编号: 没有
联合国危险性分类: 没有
包装类别: 没有

海运 (IMDG)

UN 编号或ID 编号: 没有
联合国危险性分类: 没有
包装类别: @1718.

空运 (ICAO-TI/IATA-DGR)

UN 编号或ID 编号: 没有
联合国危险性分类: 没有
包装类别: @1718.

使用者特殊预防措施

没有

第15部分 法规信息

化学品的安全、健康和环境条例

国家的规章

第16部分 其他信息

(*险成分的数据分别见最新修订的转包商安全数据表。)*