



DOSTĘPNY WKRÓTCE!

Ecosite One

Łatwe
dopasowanie.
Zawsze.

 DMG

Ecosite One

Wykonywanie wypełnień w odcinku bocznym stało się proste

Innowacyjny kompozyt warstwowy Ecosite One wyznacza nowe standardy w dziedzinie wypełnień w odcinku bocznym. Efekt Push-and-Flow oraz One-Shade concept zapewniają wyjątkowe walory estetyczne i zachwycają wszystkich, którzy wybierają uniwersalną warstwową technikę pracy i chcą przy tym zaoszczędzić cenny czas.

Łatwy proces dla stomatologów i wspianełe rezultaty dla pacjentów:

- Efekt Push-and-Flow zapewnia wyjątkową wygodę stosowania
- One-Shade concept gwarantuje dopasowanie jednego koloru do wszystkich odcieni zębów
- Oszczędza Twój cenny czas, dzięki utwardzaniu na głębokość 3 mm i szybkiej polimeryzacji w 10 s.



Więcej informacji na temat Ecosite One można znaleźć tutaj:
qr.dmg.dental/ecositeone

Ecosite. Jedna kolekcja do wszystkich zastosowań:

Ecosite One, Ecosite Elements, Ecosite Bulk Fill i Ecosite Bond