



Superkrachten voor profylactische superhelden

Flairesse Paste · Flairesse Gel ·
Flairesse Foam · Flairesse Varnish
Preventieve tandheelkundige zorg





U alles-in-één systeem voor uitgebreide preventieve tandheelkundige zorg

Sluit u bij ons aan en wordt een held in preventieve tandheelkundige zorg met Flairesse: ons alles-in-één systeem is samengesteld voor maximale bescherming van reiniging tot versterking van het gebit van uw patiënt. Beschikbaar in meerdere smaken om de zorg voor het gebit nog aangener te maken. Flairesse Paste, Gel, Foam en Varnish bieden uitgebreide bescherming zodat u altijd de juiste preventieve zorg bij de hand hebt. Dit maakt elke behandelingsstap gemakkelijker, aangener en efficiënter. Op deze manier voorziet u uw patiënten niet alleen van superhandige bescherming maar ook van een mooiere glimlach.

Flairesse: voordelen voor patiënten en tandartsen

Voor tandartsen:

- + Eenvoudig te gebruiken en aan te brengen
- + Uiterst effectieve samenstelling
- + Functionele consistentie: geen spatten of druppelen
- + Een perfect gesynchroniseerd alles-in-één systeem
- + Geschikt voor kinderen, volwassenen en ouderen

Voor patiënten:

- + Snel aan te brengen
- + Uiterst effectieve cariëspreventie
- + Aangenaam gevoel: beschikbaar als gel of schuim
- + Veroorzaakt geen enkel ongemak
- + Beschikbaar in meerdere smaken

Ongecompliceerd. Superkrachtig. Heroïsch profylactisch behandelingsstelsel.

Flairesse is een eerste klas preventief gebitsverzorgingsstelsel dat is ontworpen voor maximaal gebruiksgemak en super tevreden patiënten. Elk van deze premiumproducten presenteert ook sterk op zichzelf en draagt op effectieve wijze bij aan de tandheelkundige gezondheid.

Alle Flairesse producten bevatten fluoride en xylitol, zijn veganistisch en bevatten geen gluten, sacharine, aspartaam, lactose of andere bekende allergieveroorzakers.

Superkrachtig. Ongecompliceerd. Profylactische behandeling.



1 Reinigen en polijsten

Flairesse Paste

Gebitsreinigings- en polijstpasta in drie verschillende abrasieve kwaliteiten voor professionele gebitsreiniging en het polijsten van de gebitsoppervlakken als onderdeel van een profylactische behandeling.



2 Intensieve glazuurversterker

Flairesse Gel

Gel voor het remineraliseren en fluoridiseren van tandglazuur na verwijdering van plaque en verkleuringen, en tevens voor integratie in persoonlijke profylactische behandelingsplannen.

Flairesse Foam

Profylactisch schuim voor de versterking van tandglazuur als licht alternatief voor de Gel met dezelfde remineraliserende eigenschappen en een aangenaam gevoel dat door patiënten wordt gewaardeerd.



3 Sealant ter bescherming van overgevoelige gebitselementen

Flairesse Varnish

Onzichtbare, vochtbestendige beschermende lak ter voorkoming van cariës en ter verlichting van pijn bij overgevoelige tanden of blootliggende tandhalzen.

Flairesse Paste

De perfecte all-rounder voor superschone en perfect gepolijste tanden

Flairesse profylaxepasta verwijdt betrouwbaar harde en zachte plaque en extrinsieke verkleuring, veroorzaakt door koffie, thee of tabak – zonder enige neiging tot spatten of druppen. Met drie verschillende abrasieve kwaliteiten voor een grondige en milde reinigingsbehandeling.

Verkrijgbaar in de verfrissende smaken van munt en meloen voor een direct gevoel van frisheid bij de reiniging van het gebit. Zorgt ervoor dat het gebit van patiënten direct glad en zacht aanvoelt

nadat de pasta is weggespoeld. De Flairesse Paste bevat natriumfluoride en xylitol, die demineralisatie voorkomen en de groei van cariogene bacteriën remmen, zodat wordt gezorgd voor een langdurige bescherming tegen cariës.

Voordelige tube of handige single-use unit?
Wat het beste werkt voor u en uw profylactische behandelingen.



Aangenaam aan te brengen

Twee frisse smaken naar keuze



Geen spatten

Voor eenvoudige, schone bruikbaarheid



Drie abrasieve kwaliteiten

Grof, medium of fijn voor elke behoefte



Reinigt betrouwbaar en mild

Voor gezonde, witte tanden



Beschermt het gebit

Bevat xylitol en fluoride



Flairesse Gel

Flairesse Gel onderscheidt zich door zijn hoge mate aan duurzaamheid, want het bevat geen titaniumdioxide, dierlijke producten of microplastics. De verpakking is gemaakt van recyclebaar plastic en papier. Op deze manier rondt de Gel dit profylactische behandelingssysteem perfect af zonder negatieve effecten op het milieu.

Flairesse Gel heeft een fluoridegehalte van 12.300 ppm en bevat daarnaast xylitol, zodat het de remineralisatie en versterking van tandglazuur na een professionele gebitsreiniging bevordert en de groei van zuurvormende bacteriën remt.

Uw patiënten profiteren niet alleen van perfecte bescherming, maar ook van de korte inwerkingstijd van 60 seconden en het comfortabele applicatiesysteem dat een lepel en een polijstcup voor individuele gebitselementen bevat. Na de inwerkingstijd kan de Gel gewoon worden uitgespuugd

– zonder dat spoelen nodig is. Dit bespaart tijd en water. Flairesse Gel is verkrijgbaar in de verfrissende smaken munt, meloen en aardbei voor maximale patiënttevredenheid en is vrij van algemene allergieeroorzakers.

De Gel heeft een perfecte consistentie: hij drupt niet en is voor elke toepassing gemakkelijk te doseren. Dit zorgt voor een perfect resultaat bij elke patiënt.



De keus is aan u

Uw experts voor de optimale versterking van het tandglazuur



Versterkt het glazuur

Bevat xylitol en fluoride



Handig in gebruik

Gemakkelijk te gebruiken in de lepel



Patiënttevredenheid

Korte inwerkingstijd van slechts 1 minuut



Aangenaam aan te brengen

Drie frisse smaken: meloen, munt en aardbei



Twee producten, zelfde werking

Kies tussen Flairesse Gel en Flairesse Foam

Flairesse Foam

Dit profylactische schuim vormt de perfecte aanvulling op Flairesse Gel en is speciaal samengesteld voor diegenen die de voorkeur geven aan een lichtere consistentie. Flairesse Foam versterkt en beschermt het tandglazuur, net als de Gel, met een fluoridegehalte van 12.300 ppm en in slechts 60 seconden. Het bevat xylitol waardoor dit schuim ook de vorming van cariës remt.

Met of zonder lepel: Flairesse Foam is flexibel in gebruik en is daarom ook geschikt voor patiënten die hun mond niet lang kunnen openhouden. En dat maakt het tot een echte profylactische held.

Tijdens de korte inwerkingstijd zorgt het Foam voor een aangenaam gevoel in de mond en een positieve verrassing bij de patiënten – vooral bij kinderen, die

houden van de lichte consistentie. Door de consistentie van het Foam zal het ook minder snel per ongeluk worden ingeslikt. En in het onwaarschijnlijke geval dat dit toch gebeurt, hoeft men zich geen zorgen te maken: het bevat ongeveer 10 keer minder fluoride dan traditionele fluoridegels en pasta's, maar het brengt dezelfde hoeveelheid over als het wordt aangebracht op het tandoppervlak. En net als bij de Gel is naspoelen niet nodig nadat het is uitgespuugd.

Flairesse Foam is verkrijgbaar in de smaken munt, meloen en aardbei en wordt geleverd in een handige dispenser die is ontworpen voor eenvoudig doseren.



Flairesse Varnish

Speciaal geformuleerd voor uiterst gevoelige tanden

Flairesse Varnish is een profylactische lak voor het snel en betrouwbaar afdichten van dentinekanalen, is onzichtbaar en speekselbestendig. Het kalmeert overgevoelige tanden en sealt blootliggende tandhalzen en worteldentine. Doordat Flairesse Varnish xylitol en een fluorideconcentratie van 22.600 ppm bevat, is het zowel antibacterieel als cariësremmend. Dit maakt het perfect voor intensieve fluoridering na een professionele gebitsreiniging.

Dankzij zijn onmiddellijke, merkbare en langdurige kalmerende werking kan deze speciale lak systematisch worden gebruikt om pijn te behandelen en voor verlichting te zorgen, vooral bij patiënten met uiterst overgevoelige tanden.

Hij is verkrijgbaar in de smaken munt en meloen in hygiënische single-use units. Met de flexibele bijgesloten single-use brushes kan hij met een hoge mate van nauwkeurigheid worden aangebracht.



Verlicht pijn

Kalmeert overgevoelige tanden



Bescherm het gebit

Bevat xylitol en fluoride



Onzichtbaar

Blanke lak voor natuurlijke esthetiek



Aangenaam aan te brengen

Twee frisse smaken



Uitgebreid profylaxe-systeem

Vier hoogwaardige producten voor professionele gebitsreiniging

Productoverzicht


Flairesse Paste

| | | |
|---|--|------------|
|  | Munt fijn 200 Single-use units à 1,8 g 1 Prophy ring Munt fijn | REF 220414 |
| | Munt medium 200 Single-use units à 1,8 g 1 Prophy ring Munt medium | REF 220415 |
| | Munt grof 200 Single-use units à 1,8 g 1 Prophy ring Munt grof | REF 220416 |


Flairesse Paste

| | | |
|---|---|------------|
|  | Munt fijn 1 Tube à 75 ml Munt fijn | REF 220417 |
| | Munt medium 1 Tube à 75 ml Munt medium | REF 220418 |
| | Munt grof 1 Tube à 75 ml Munt grof | REF 220419 |
| | Meloen fijn 1 Tube à 75 ml Meloen fijn | REF 220423 |
| | Meloen medium 1 Tube à 75 ml Meloen medium | REF 220424 |
| | Meloen grof 1 Tube à 75 ml Meloen grof | REF 220425 |


Flairesse Varnish

| | | |
|---|--|------------|
|  | Munt 35 Single-use units à 0,4 g 35 Brushes Munt | REF 220404 |
| | Meloen 35 Single-use units à 0,4 g 35 Brushes Meloen | REF 220405 |

Flairesse Gel

| | | |
|---|--|------------|
|  | Munt 1 Flesje à 480 ml Gel Munt | REF 225411 |
| | Meloen 1 Flesje à 480 ml Gel Meloen | REF 225412 |
| | Aardbei 1 Flesje à 480 ml Gel Aardbei | REF 225413 |

Flairesse Foam

| | | |
|---|---|------------|
|  | Munt 1 Dispenser à 125 g Foam Munt | REF 220408 |
| | Meloen 1 Dispenser à 125 g Foam Meloen | REF 220409 |
| | Aardbei 1 Dispenser à 125 g Foam Aardbei | REF 220410 |



Flairesse

Perfect voor **effectieve profylactische werking**: super eenvoudig aan te brengen, hoogwaardig beschermend



Ga voor meer informatie over Flairesse naar:
www.dmg-dental.com/prophylaxis-flairesse

**A smile ahead
together**

