




Design und Druck aus einer Hand

Der DentaMile Design &
Print Service

Jetzt neu:
Design
Service



 **DMG**

3D wie ich es will

Ein Service, alle Möglichkeiten. Wir haben für jede Situation die richtige Lösung.

- Sie haben keinen eigenen Drucker? Kein Problem!
- Sie haben keine Zeit für das Design? Kein Problem!

DentaMile Design & Print Service bietet maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Bedürfnisse. Und so geht's:



Zur Step-by-Step-Anleitung des DentaMile Design & Print Service



DentaMile Design Service

Scandaten hochladen



Nach Auftragsdefinition laden Sie Ihren Intraoralscan hoch.

DentaMile Design Service beauftragen



Entspricht alles Ihren Wünschen, müssen Sie den Auftrag nur noch absenden.

Scandatenprüfung und Designprozess



Wir prüfen Ihre Scandaten und designen Ihr Objekt.

Status und Freigabe



Die Statusanzeigen und E-Mail-Benachrichtigungen halten Sie jederzeit auf dem Laufenden. Rückfragen klären wir im direkten Austausch. Nach Freigabe erhalten Sie Ihre Designdateien zum Selbstdrucken direkt zum Download.

Natürlich drucken wir die von uns designte Datei auch für Sie.

DentaMile Design & Print Service

Hierfür beim Auftragsformular einfach „**Design und Druck**“ auswählen und die Wunschparameter definieren.

Registrieren beim DentaMile
Design & Print Service



Ihre Registrierung beginnt immer mit dem 30-Tage-Testzugang. So lernen Sie uns unverbindlich kennen.

3D wie ich es will



Entscheiden Sie hier, ob Sie nur das Design beauftragen, Ihre eigene Konstruktion zum Druck senden oder Design und Druck beauftragen möchten.

DentaMile Print Service

Design erstellen und hochladen



Aufbisschienen und Bleaching-Schienen, die von Ihnen in den DentaMile connect Modulen erstellt wurden, können auch direkt aus dem Dashboard zum Druck delegiert werden. Wählen Sie dazu in der DentaMile connect Software den entsprechenden Workflow und folgen Sie dem intuitiven Ablauf.

Alternativ können Sie Ihre eigenen 3D-Konstruktionsdaten im STL-Format hochladen. Die notwendigen Spezifikationen finden Sie im jeweiligen Produktbereich.

DentaMile Print Service beauftragen



Entspricht alles Ihren Wünschen, müssen Sie den Auftrag nur noch absenden.

Datenprüfung, Druck und Qualitätscheck



Wir prüfen die Daten und drucken Ihre 3D-Modelle. Dabei legen wir ein besonderes Augenmerk auf die Qualität und checken jedes einzelne gefertigte Objekt.

Versandbereit innerhalb von 24 h



Im Regelfall sind Ihre fertig gestellten Aufträge bereits am nächsten Tag auf dem Weg zu Ihnen.

Unser Portfolio

Diese Objekte können von uns gedruckt und konstruiert werden, je nach Ihren Wünschen. Sie haben die Wahl, die Datei zu erwerben und selbst zu drucken oder uns mit dem Druck zu beauftragen.

Passende LuxaPrint
Materialspezialisten
für den 3D-Druck



Portfolio

Design

Druck

Modelle

Zahnkränze	ja	ja
Modelle mit Sockel	ja	ja
KFO-Modelle	ja	ja
Implantatmodelle	ja	ja
Stumpfmodelle	ja	ja

LuxaPrint Model in den
Farben Grey, Beige, Ivory
und Transparent



Schienen

Bleaching-Schienen	ja	ja
Adjustierte Bleaching-Schienen	ja	ja
Bracket- Übertragungsschienen	-	ja
Schutzschienen	ja	ja
Adjustierte Aufbissschienen	ja	ja
Adjustierte Aufbissschienen mit Front-Eckzahn-Führung	ja	ja
Michigan-Schienen	ja	ja

LuxaPrint Ortho Flex

LuxaPrint Ortho Plus und
LuxaPrint Ortho Comfort



Löffel

Individuelle Abdrucklöffel	ja	ja	LuxaPrint Tray
-------------------------------	----	----	----------------

Portfolio

Design

Druck



Schablonen

Bohrschablonen	-	ja	LuxaPrint Ortho
----------------	---	----	-----------------



Kronen und Brücken

Einzelkronen	ja	ja	LuxaPrint*
Brücken, 2er, 3er etc.	ja	ja	

*Wenn LuxaPrint Material nicht verfügbar ist, wird ein hochwertiges Fremdmaterial verwendet.

Für unsere Druckobjekte** bieten wir folgende Oberflächenoptionen an.

- **Stufe 0:** unbehandelt mit Stützstrukturen
- **Stufe 1:** unbehandelt ohne Stützstrukturen
- **Stufe 2:** vorgepoliert ohne Stützstrukturen

** Bitte beachten Sie, dass die vorgepolierte Schiene kein fertiges Medizinprodukt ist und noch Nacharbeit benötigt.

Jetzt registrieren und alle Vorteile genießen



Zeitersparnis durch Outsourcing

Keine Personalbindung. Keine Schulung. Keine Ausfälle.



Markenqualität

DMG steht seit 60 Jahren für Qualität.



!NEU! Design Service

Wir unterstützen Sie beim Design Ihres dentalen Objekts.



Schnelle Lieferung

Auftrag in der Regel nach 24 h versandbereit.



Digitalisierung ohne Drucker

Keine Kapitalbindung.
Keine Wartung.
Kein Druckjob-Handling.




Validierter Druck

Ihre Konstruktion, gedruckt in höchster Präzision mit dem DMG DentaMile System.



Datenschutz und Datentransfer

Patientendaten werden beim Delegieren des Auftrags anonymisiert. Der Datentransfer ist verschlüsselt und DSGVO-konform.



Offenes System

Erstellen Ihrer Konstruktion mit den DentaMile Workflows oder der Software Ihrer Wahl.

Unser Qualitätsversprechen

Hinter unseren Lösungen steht mit DMG ein ISO-zertifiziertes deutsches Unternehmen mit 60 Jahren Erfahrung in der Dentalbranche. In unserem hauseigenen Digital Application Center werden die digitalen Workflows unter Einbeziehung aller Komponenten sorgfältig geprüft und validiert.

Unser Kulanzversprechen

Sollte eine Schiene doch einmal brechen, produzieren wir den Datensatz ohne Berechnung erneut.



DentaMile connect Software 30 Tage unverbindlich testen und Gratisdruck erhalten!

Ihre Registrierung beim DentaMile Design & Print Service beginnt immer mit dem Testzugang.
So lernen Sie uns unverbindlich kennen.

- Software testen
- Gestaltungsmodul für Aufbissschienen und Bleaching-Schienen
- 1 Gratisdruck*
- 1 Gratislieferung**
- Keine Vertragsbindung
- Keine Abo-Falle

* Nur in Verbindung mit dem DentaMile Design & Print Service Testzugang.

** Dieses Angebot gilt zunächst nur für den Versand innerhalb Deutschlands.

Jetzt **Gratisdruck** sichern
[dentamile.com](https://www.dentamile.com)



Zusammen
ein Lächeln voraus



DMG

Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH

Elbgastraße 248 22547 Hamburg Germany

Fon: +49. (0) 40. 84 006-0 Fax: +49. (0) 40. 84 006-222

info@dmg-dental.com www.dmg-dental.com

www.facebook.com/dmgdental

