



## DMG LuxaPrint: zweryfikowane systemy kompatybilne z naszymi żywicami wysokiej jakości do druku 3D

Korzystasz z systemu do druku 3D firmy DMG lub innego producenta? Chcesz wiedzieć, czy nasze żywice są zgodne z używanym przez Ciebie systemem? Niezbędne informacje znajdziesz w poniższej tabeli.

	Model drukarki	Utwardzanie końcowe	Materiał										
			LuxaPrint Ortho	LuxaPrint Ortho Plus	LuxaPrint Ortho Comfort	LuxaPrint Ortho Flex	LuxaPrint Model BGE	LuxaPrint Model GRY	LuxaPrint Model IVR	LuxaPrint Model TRA	LuxaPrint Tray GRN		
DMG	3Demax	3Decure, RS Cure, P Cure	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Otoflash	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓	
	3Delite	3Decure, RS Cure, P Cure	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Otoflash	✓	✓	✓	✓		✓				✓	
	DentaMile Lab5 / Lab5 Pro	3Decure, RS Cure, P Cure	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Otoflash	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	
DentaMile Desk MC-5	DentaMile Cure MC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
RapidShape	RS D20+	RS Cure, 3Decure, P Cure	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Otoflash	✓	✓	✓	✓		✓				✓	
	RS D10+	RS Cure, 3Decure, P Cure	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Otoflash	✓	✓	✓	✓		✓				✓	
	RS D30+	RS Cure, 3Decure, P Cure	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Otoflash	✓	✓	✓	✓		✓				✓	
	RS D50+	RS Cure, 3Decure, P Cure	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Otoflash	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	
	Straumann	P20+	P cure 3Decure, RS Cure	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Otoflash	✓	✓	✓	✓		✓				✓
P10+		P cure 3Decure, RS Cure	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Otoflash	✓	✓	✓	✓		✓				✓	
P50+		P cure 3Decure, RS Cure	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Otoflash	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	
Asiga	MAX UV	Otoflash	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	PRO 4K	Otoflash	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Ackuretta	SOL 405	Curie					✓	✓		✓	✓		
Organical	3D Print X1 NS	Wash&Cure									✓		
Shining	AccuFab L4D	Shining Cure						✓	✓	✓			
	AccuFab D1s	Shining Cure						✓	✓				