



DMG LuxaPrint: sistemas validados para nossas resinas de alta qualidade para impressão 3D

Você está usando um sistema de impressão 3D da DMG ou de outro fabricante e gostaria de saber se nossas resinas foram validadas para ele? Dê uma olhada rápida na tabela abaixo.

	Modelo da impressora	Pós-polimerização	Material									
			LuxaPrint Ortho	LuxaPrint Ortho Plus	LuxaPrint Ortho Comfort	LuxaPrint Ortho Flex	LuxaPrint Model BGE	LuxaPrint Model GRY	LuxaPrint Model IVR	LuxaPrint Model TRA	LuxaPrint Tray GRN	
DMG	3Demax	3Decure, RS Cure, P Cure	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Otoflash	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓
	3Delite	3Decure, RS Cure, P Cure	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Otoflash	✓	✓	✓	✓		✓				✓
	DentaMile Lab5/Lab5 Pro	3Decure, RS Cure, P Cure	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Otoflash	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓
DentaMile Desk MC-5	DentaMile Cure MC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
RapidShape	RS D20+	RS Cure, 3Decure, P Cure	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Otoflash	✓	✓	✓	✓		✓				✓
	RS D10+	RS Cure, 3Decure, P Cure	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Otoflash	✓	✓	✓	✓		✓				✓
	RS D30+	RS Cure, 3Decure, P Cure	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Otoflash	✓	✓	✓	✓		✓				✓
RS D50+	RS Cure, 3Decure, P Cure	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Otoflash	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	
Straumann	P20+	P cure 3Decure, RS Cure	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Otoflash	✓	✓	✓	✓		✓				✓
	P10+	P cure 3Decure, RS Cure	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Otoflash	✓	✓	✓	✓		✓				✓
	P50+	P cure 3Decure, RS Cure	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Otoflash	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓
Asiga	MAX UV	Otoflash	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	PRO 4K	Otoflash	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ackuretta	SOL 405	Curie					✓	✓			✓	✓
Organical	3D Print X1 NS	Wash&Cure										✓
Shining	AccuFab L4D	Shining Cure						✓	✓	✓		
	AccuFab D1s	Shining Cure						✓	✓			