




Vorschau mit Icon Prime

Neben dem Priming liefert Icon Prime auch wertvolle Informationen über die Zugänglichkeit der Läsion und ermöglicht eine Vorschau auf das Behandlungsergebnis.

- ➔ **Positive Vorschau:** Das weißliche Erscheinungsbild der Läsion verschwindet in den ersten Sekunden nach der Befeuchtung.
- ➔ **Negative Vorschau:** Während der Anwendung von Icon Prime ist keine Farbveränderung zu beobachten.

