

Dispositivos compatíveis



Dispositivos validados para MixStar Cartridge

O MixStar eMotion foi projetado para ser usado de forma otimizada com o DMG MixStar Cartridge, tornando-se a solução ideal para alcançar os melhores resultados. Alternativamente, também podem ser usados outros dispositivos compatíveis. Estes estão listados na visão geral fornecida abaixo.

Marca	Modelo do dispositivo	Compatível com o DMG MixStar Cartridge
DMG	MixStar eMotion	✓
Solventum	Pentamix 2	✓
Solventum	Pentamix 3	✓
Renfert	Sympress 2	✓
Kulzer	Dynamix speed 2	✓
Voco	Dynamic Dispenser	✓