



# Solutions dentaires pour cabinets et laboratoires

A smile ahead together





 **Icon**

 **Constic**

 **Luxatemp Star**

 **TempoCem**

 **LuxaBite**

 **DeltaFil**

 **Silagum**

 **O-Bite**

 **LuxaPost**

 **Ecosite**

 **LuxaCore Z**

 **LuxaBond**

 **Vitique**

 **LuxaCrown**

 **PermaCem**

 **Ionosit Baseline**

 **LuxaPrint**

 **MiniDam**

 **Flairesse**

 **StatusBlue**

 **LuxaForm**

 **Honigum Pro**

 **DentaMile**



**A smile ahead  
together**



## Façonner ensemble le progrès dentaire

Tout développement ultérieur en dentisterie et en technologie dentaire bénéficie aux gens. Chez DMG, nous participons activement à l'élaboration de ce processus en étroite coopération avec les utilisateurs depuis plus de six décennies. Aujourd'hui, nous réfléchissons par-dessus tout à des solutions globales et à des flux de travail validés qui facilitent vos tâches dans la clinique dentaire et au laboratoire.

## Investir dans l'avenir de la dentisterie

Près de 20 % de notre main d'œuvre est active dans la recherche et le développement. Cela semble beaucoup, et c'est le cas. La numérisation, les concepts de restauration modernes, la prévention et l'intervention précoce constituent des composantes fascinantes du développement auquel nous travaillons dur pour vous.

## Pour que vous soyez sûr

Tous les produits de la marque DMG ont été fabriqués avec le plus grand soin à Hambourg et rigoureusement contrôlés avant d'être certifiés. Chez DMG, environ 30 collaborateurs travaillent dans la gestion et le contrôle de la qualité. Résultat : des produits haut de gamme sur lesquels vous pouvez compter.

## Meilleur réseau au monde

Nos matériaux dentaires de haute qualité, nos formes d'application innovantes et nos concepts de traitement sont désormais appréciés dans plus de 80 pays. Nous sommes considérés comme une organisation cosmopolite et gérons un réseau international de cliniques dentaires et d'établissements de recherche en croissance constante.

**Nous sommes impatients de travailler avec vous pour façonner l'avenir de la dentisterie dans les prochaines décennies.**



# Faites partie de la Communauté DMG.

## Chez DMG, nous adorons le dialogue.

En tant que partenaire, nous vous soutiendrons dans votre travail avec des solutions de haute qualité ainsi que de nombreux événements de formation. Nous sommes heureux de proposer des cours, des ateliers pratiques et des traitements en direct en ligne dans notre Centre de traitement dentaire ou directement dans les locaux de votre clinique dentaire.

Par ailleurs, nous sommes toujours impatients de recevoir des visiteurs ici, à Hambourg. Nous sommes ravis de proposer des visites d'entreprise avec des équipes de cliniques dentaires, des laboratoires dentaires, des classes d'école professionnelle, des professeurs et des étudiants du monde entier.

Nous organisons également de nombreux événements, comme l'Interdentale que nous avons lancé. Nous aimons aussi communiquer en ligne via nos canaux de réseaux sociaux. **Alors, on se voit bientôt ?**



## Sur place pour vous


Tout au long de l'année, nous sommes présents à l'occasion de nombreux salons et congrès dans le monde entier. Venez nous rendre visite.

**Vous trouverez les dates et des informations ici :**




## DMG Academy

Avec notre plateforme de formation numérique DMG Academy, vous pouvez recevoir votre formation quand vous le souhaitez. Gratuite et disponible à tout moment, vous pouvez récupérer des cours sur divers sujets dentaires et produits DMG. Pour les dentistes, les assistants dentaires et les techniciens dentaires : avec des points de séminaire dans certains cas.



**Registre :**



**Inscrivez-vous à la Newsletter DMG !**



## Réseau social

Des films sur les applications, des didacticiels vidéo, des témoignages et bien plus encore sont à votre disposition sur youtube/dmgdental. Suivez @dmgdental sur Facebook, Instagram ou LinkedIn pour rester informé.



**Communiquez avec nous sur ces canaux :**



## Interdentale

Interdentale est la série d'événements conçue spécialement pour les jeunes dentistes. Avec des cours et des ateliers innovants, en ligne et sur place !

**Plus d'informations et toutes les dates sur : [my-interdentale.com](http://my-interdentale.com)**



# Contenu

Les produits DMG  
en un coup d'œil

<b>Logiciel</b>			<b>Résines</b>	
DentaMile connect	14		LuxaPrint Ortho Plus	18
			LuxaPrint Ortho	18
<b>Matériel</b>			LuxaPrint Ortho Flex	19
DMG 3Demax	15		LuxaPrint Model	19
DMG 3Delite	15		LuxaPrint Gingiva	20
DentaMile Lab5	16		LuxaPrint Tray	20
DentaMile Lab5 Pro	16		LuxaPrint Cast	21
DMG 3Dewash	17			
DMG 3Decure	17			

## Prévention et intervention précoce

<b>Prophylaxie</b>		<b>Infiltration</b>	
Flairesse Paste	24	Icon Proximal	26
Flairesse Gel/Foam	24	Icon Vestibular	26
Flairesse Varnish	25	DMG MiniDam	27

## Obturations composites directes

<b>Composite</b>		<b>Ciments verre ionomère</b>		<b>Matériau de reconstitution coronaire</b>	
Ecosite Elements	30	DeltaFil	34	LuxaCore Z Dual	37
Ecosite One	31			LuxaCore Z Post System	37
Ecosite Bulk Fill	31	<b>Matériau de revêtement</b>			
Constic	32	Ionosit Baseline	34	<b>Tenons radiculaires</b>	
EcuSphere Flow	32			LuxaPost	38
EcuSphere Carat	33	<b>Agent adhésif</b>			
EcuSphere Shape	33	LuxaBond Universal	35	<b>Accessoires</b>	
		LuxaBond Total Etch	35	DMG Etching Gel	38
		Ecosite Bond	36	Safetip Dispenser	39
		Contax	36	Safetip Dispenser Pro	39

**Nouveau !**  
En 6 teintes

### DeltaFil

Un GIC innovant pour un traitement de restauration adapté à tous les âges  
Voir page 34





## Empreinte

### Matériau d'empreinte

Honigum Pro Light	42
Honigum Pro Mono	42
Honigum Pro Heavy	43
Honigum Pro Putty	43
Honigum Pro Scan	44
Honigum Light	44
Honigum Mono	45
Honigum Heavy	45
Honigum Putty	46

Silagum Light	46
Silagum Medium	47
Silagum Mono	47
Silagum Putty	48
Silagum Putty Soft	48
StatusBlue	49
LuxaForm	49

### Agent de rétraction

DMG Retraction Paste	50
----------------------	----

### Matériau d'enregistrement de l'occlusion

O-Bite	50
O-Bite Scan	51
LuxaBite	51

### Matériau de rebasage

Silagum Comfort	52
LuxaPick-up	52

### Mélangeur

MixStar eMotion	53
DMG Tray Adhesive	53

## Prothèses provisoires

### Obturations

Luxatemp Star	55
Luxatemp Fluorescence	55
Luxatemp Plus	56
Luxatemp Solar	56

### Réparation provisoire

LuxaFlow Star	57
---------------	----

### Scellement de surface

Luxatemp Glaze & Bond	57
-----------------------	----

### Solutions provisoires hautes performances pour une stabilité à long terme

LuxaCrown	58
-----------	----

### Scellement provisoire

TempoCem ID	58
TempoCem NE	59
TempoCem	59

## Prothèses permanentes

### Ciments de scellement

PermaCem Universal	62	Vitique	64
PermaCem 2.0	62	Vitique Silane	65
PermaCem Dual	63		
PermaCem	63		

## Tableaux et vues d'ensemble

### Quel matériau pour quelle indication

Restauration directe : matériaux de restauration	68	Automix Dispenser	77
Prévention et infiltration	69	Application Tips	78
Empreinte	70	MixStar Tips	79
Restauration directe : agent adhésif	71		
Empreinte avec Honigum	72	Symboles	80
Empreinte avec Honigum Pro	73	Index	80
Ciments : provisoires et permanents	74		
Restauration prothétique : stabilité temporaire et à long terme	76		



# La 3D comme je le veux : **DMG DentaMile**


Que vous soyez novice dans le numérique ou déjà expérimenté en 3D : avec DentaMile de DMG, il est plus facile que jamais de tirer parti de l'impression dentaire en 3D. Les solutions DentaMile permettent la mise en réseau des partenaires du laboratoire et ouvrent toutes sortes de formes de collaboration dans les flux de travail numériques personnalisables. **Le tout selon le principe DentaMile : Rapide. Intuitif. Validé.**

## Flexible, rapide et bien connecté

Avec DMG DentaMile, vous décidez vous-même de la manière d'utiliser le flux de travail numérique, même sans votre propre imprimante 3D.

Vous voulez fabriquer des plaques occlusales, des gouttières de blanchiment ou des modèles dentaires précis avec l'impression 3D ? De façon rapide, facile et rentable ? Avec le logiciel DentaMile connect et les flux de travail validés, ce n'est pas un problème. Vous pouvez concevoir et imprimer les objets vous-même ou les déléguer à un partenaire avec lequel vous êtes en réseau dans le cloud.

Le réseau DentaMile ouvre de nouvelles possibilités économiquement convaincantes.



## La 3D depuis une seule source

Une approche intégrée : le portefeuille DMG DentaMile vous propose tous les éléments d'une impression dentaire en 3D moderne depuis une seule source. Du logiciel primé DentaMile connect basé sur le cloud aux matériaux de haute qualité pour toutes sortes d'applications, en passant par les imprimantes 3D et les lampes à photopolymériser à haute performance.

## Scanné, imprimé, livré : le DentaMile Print Service

Une impression 3D sans votre propre imprimante ? Complément parfait du réseau DentaMile connect basé sur le cloud, notre service d'impression interne propose la création d'impressions 3D de haute précision à partir de fichiers de conception transmis, prêtes à être expédiées dans les 24 heures. Les résultats sont livrés sous la forme d'un produit semi-fini qui est finalisé dans le laboratoire ou au cabinet dentaire. L'impression 3D peut être aussi rapide et facile.

Souhaitez-vous davantage d'informations sur l'impression 3D ?


[www.dentamile.com](http://www.dentamile.com)



Adressez-vous à votre  
représentant commercial  
DMG



# DentaMile connect : le logiciel primé qui surmonte les obstacles techniques



DentaMile connect permet un réseautage facile de toutes les parties engagées dans le processus de production : les personnes, les instruments et les technologies. Sans obstacle spatial ou technique. Simple et efficace. Le logiciel basé sur le cloud développé par DMG simplifie l'impression 3D afin que la technologie puisse facilement être intégrée complètement dans le travail quotidien.

DentaMile connect assure également la sécurisation et la validation du flux de travail dans la fabrication des appareils médicaux. Les erreurs sont réduites tandis que de nouvelles applications deviennent accessibles sans nécessiter aucun effort technique supplémentaire.

Pour cette réalisation, DentaMile connect a reçu le prix allemand de l'innovation 2020.

## La 3D comme je le veux : les options d'utilisation flexibles de DentaMile

Vous imprimez vos propres modèles 3D ? Vous réseautez avec un dentiste ou un laboratoire partenaire ? Vous ne faites que scanner ? Ou bien vous concevez également des modèles numériques ? Peu importe, vous pouvez participer au flux de travail numérique, même sans votre propre imprimante 3D. Le modèle d'utilisation flexible du logiciel DentaMile connect vous propose toutes les possibilités avec les 4 options d'utilisation : « Creator », « Creator Plus », « Designer » et « Producer ». Vous décidez ce que vous voulez faire et quelle option correspond à vos besoins.


- Basé sur le cloud : la distance physique n'est pas un problème
- Une « connectivité intelligente » pour mettre en réseau des systèmes entiers
- Contrôle de toutes les procédures de traitement et de fabrication avec un seul logiciel : conception, découpe, impression et post-traitement
- Intuitif, simple d'utilisation
- Flexible : quatre options d'utilisation en fonction de vos besoins individuels



# Validés et efficaces : flux de travail DentaMile pour modèles, blanchiment et gabarits d'occlusion

Vous souhaitez produire des gouttières de blanchiment, des gabarits d'occlusion ou des modèles sur mesure à l'aide d'une imprimante 3D ? De façon rapide et efficace ? Pas de problème. DentaMile connect et les flux de travail validés DentaMile vous aident à optimiser les flux de travail et à atteindre des résultats encore plus précis.

Les flux de travail globaux prennent en compte l'ensemble des étapes et des éléments de processus impliqués. La manipulation est rendue aussi facile que possible pour l'utilisateur. Les processus validés garantissent la qualité fiable des objets imprimés.



## Le flux de travail DentaMile : des avantages tangibles pour le cabinet et le laboratoire



### Un travail plus facile

Créez des objets imprimés en seulement quelques étapes, avec une manipulation simple et intuitive. La précision de la conception devient plus facile que jamais.



### Gagnez du temps et de l'argent

Les flux de travail allégés garantissent une efficacité élevée. De nombreuses étapes peuvent être déléguées. Une quantité importante de travail et une grande partie des coûts des matériaux sont économisés par rapport à la méthode de production conventionnelle.



### Collaboration fluide entre la clinique dentaire et le laboratoire

Le logiciel DentaMile connect et ses flux de travail sont basés sur le cloud. Les échanges entre toutes les parties engagées deviennent plus rapides, plus faciles et spatialement indépendants.



### Compatible avec les flux de travail numériques existants

Les flux de travail DentaMile sont conçus pour être ouverts. Les logiciels de conception ou les composants matériels existants peuvent, par exemple, être facilement intégrés dans le flux de travail du modèle.



### Plus grande efficacité de travail, plus de capacités libres

Avec l'impression 3D, les objets peuvent être produits et reproduits selon les souhaits en quelques clics seulement. Les flux de travail numériques aident aussi à éviter le processus chronophage de l'envoi des modèles.



### L'avantage de faire partie d'un bon réseau, avec ou sans votre propre imprimante 3D

Vous décidez comment vous voulez participer au flux de travail numérique, même sans votre propre imprimante. Vous avez réussi à réseauter, à déléguer des travaux d'impression ou à en recevoir ? Pas de problème.



### Mise en ligne et transfert des données faciles

Avec la fonctionnalité Transfert des données, les fichiers STL peuvent être facilement et rapidement mis en ligne et téléchargés dans un environnement sécurisé, également en tant que package, avec une affectation directe au dossier spécifique.



### La 3D depuis une seule source, y compris le matériau

Le portefeuille DMG DentaMile comprend tous les éléments d'un flux de travail numérique validé et adapté à la vie quotidienne. Coordonné, depuis une seule source. Les bons matériaux, des imprimantes 3D de hautes performances et des lampes à photopolymériser.






# Flux de travail numérique

Logiciel

Matériel

Résines



**Le logiciel cloud qui surmonte les obstacles techniques, met en contact les dentistes et les laboratoires, et favorise la collaboration !**

DentaMile connect a permis de simplifier l'impression 3D à un degré tel que la technologie peut être entièrement intégrée aux environnements de travail quotidiens, des cabinets jusqu'aux laboratoires dentaires.

**Avantages du produit**

- Basé dans le cloud pour une utilisation depuis n'importe où
- Aucune installation de logiciel requise
- Utilisation immédiate : ne nécessite pas de formation importante
- Courte période d'apprentissage
- Communication rapide
- Mise en réseau de toutes les parties prenantes du processus de production
- Possibilité de déléguer des tâches rapidement
- Toujours à jour

**Vue d'ensemble des options de DentaMile connect**

Fonctions incluses	Creator	Creator Plus	Designer	Producer
Créer des données de patients et mettre en ligne des fichiers STL	✓	✓	✓	✓
Flux de travail de conception (y compris articulateur virtuel)	✗	✗	✓	✓
Impression 3D automatisée	✗	✗	✗	✓
Partage et délégation de cas	✓	✓	✓	✓
Connexions à d'autres utilisateurs de DentaMile connect	Limité à une connexion à un détenteur d'une licence Designer ou Producer	Connexions illimitées aux détenteurs d'une licence Designer et Producer	Max. 15 connexions aux détenteurs d'une licence Creator ; connexions illimitées aux détenteurs d'une licence Creator Plus et Producer	Connexions illimitées aux détenteurs d'une licence Creator, Creator Plus et Designer
Stockage dans le cloud	5 Go	5 Go	5 Go	5 Go
Mises à jour gratuites	✓	✓	✓	✓
Service et assistance	✓	✓	✓	✓

**Conditionnement**

DMG DentaMile connect – Creator  
 DMG DentaMile connect – Creator  
 DMG DentaMile connect – Designer  
 DMG DentaMile connect – Producer

REF 170904  
 REF 170905  
 REF 170906  
 REF 170907



## DMG 3Demax



**Imprimante 3D de haute précision et à grande vitesse pour un large éventail d'applications d'impression dentaire en 3D.**

### Caractéristiques techniques

Dimensions (l/P/H) 335 x 349 x 541 mm ;  
zone de construction 130 x 75 x 115 mm ;  
hauteur max. de la pièce 115 mm ; pixels natifs +/- 34 µm ; connexions WLAN, TCP/IP, USB ; poids approximatif 33 kg

### Avantages du produit

- Convient à un large éventail d'applications d'impression dentaire en 3D
- Option Force Feedback
- Grande zone de construction pour fabriquer simultanément plusieurs pièces
- Vitesse de traitement exceptionnellement élevée
- Précision sans compromis
- Manipulation simple et économique en matériaux, avec instructions utilisateur
- Processus validé pour des résultats d'impression reproductibles
- Sécurité garantie via l'identification des matériaux (RFID)
- Flux de travail intelligent en réseau, en combinaison avec 3Dewash et 3Decure
- Compatible avec tous les programmes classiques de CAO dentaire (fichiers STL)
- Excellent rapport prix/performance
- Structure de service fiable

### Conditionnement

1 Imprimante DMG 3Demax	REF 170315
1 Imprimante DMG 3Demax avec Force Feedback	REF 170355

## DMG 3Delite



**Imprimante 3D compacte pour une saisie facile du flux de travail numérique.**

### Caractéristiques techniques

Dimensions (l/P/H) 335 x 349 x 541 mm ;  
zone de construction 90 x 60 x 110 mm et 30 x 60 x 110 mm ; hauteur max. de la pièce 110 mm ; pixels natifs +/- 34 µm ; connexions WLAN, TCP/IP, USB ; poids approximatif 27 kg

### Avantages du produit

- Compacte et économe en espace
- Utilisation simple
- Vitesse de traitement exceptionnellement élevée
- Précision sans compromis
- Manipulation des consommables et des matériaux entraînant moins de déchets
- Deux zones de construction différentes pour une impression efficace
- Processus validé pour des résultats d'impression reproductibles
- Sécurité garantie via l'identification des matériaux (RFID)
- Option Force Feedback pour augmenter la vitesse d'impression
- Flux de travail intelligent en réseau, en combinaison avec DMG 3Dewash et DMG 3Decure
- Compatible avec tous les programmes classiques de CAO dentaire (fichiers STL)
- Excellent rapport prix/performance
- Structure de service fiable

### Conditionnement

1 Imprimante DMG 3Delite	REF 170314
1 Imprimante DMG 3Delite avec Force Feedback	REF 170354

### Accessoires

24 Plateformes de construction DMG 3Delite, taille S	REF 170362
24 Plateformes de construction DMG 3Delite, taille L	REF 170363
24 Porte-empreintes DMG 3Delite, taille S	REF 170364
24 Porte-empreintes DMG 3Delite, taille L	REF 170365

# DentaMile Lab5



**L'imprimante professionnelle pour les gros volumes et l'efficacité**

**Caractéristiques techniques**

Dimensions (l/P/H) 600 x 570 x 1 660 mm ; surface de construction (l/P) 231 x 130Z mm ; hauteur max. de la pièce 300 mm ; pixels natifs +/- 30 µm ; connexions WLAN, TCP/IP, USB ; poids 110 kg ; résolution 4K (3 840 x 2 160 pxl) avec LED 385 nm

**Avantages du produit**

- Une technologie supérieure
- Source de lumière 4K de haute précision et professionnelle
- La chambre d'impression peut être chauffée jusqu'à 35 °C
- Système Force Feedback intégré
- Barre d'état des voyants LED
- Le capot motorisé peut être ouvert et fermé via un capteur de pied

**Application efficace**

- Très grande zone de construction pour produire simultanément plusieurs pièces
- Vitesse de traitement exceptionnellement élevée
- Précision sans compromis

**Sécurité maximale**

- Application validée et assistée par logiciel pour l'obtention de résultats reproductibles
- Sécurité garantie via l'identification des matériaux (RFID)
- Compatible avec tous les programmes classiques de CAO dentaire (fichiers STL)

**Conditionnement**

1 Imprimante DentaMile Lab5 REF 170352

# DentaMile Lab5 Pro



**Imprimante professionnelle automatisée pour les grandes quantités et l'efficacité avec une fonction de remplissage et de déconnexion automatique (ASM) des objets imprimés finis**

**Caractéristiques techniques**

Dimensions (l/P/H) 600 x 570 x 1 660 mm ; surface de construction (l/P) 231 x 130 mm ; hauteur max. de la pièce 300 mm ou 100 mm (lors de l'utilisation de l'ASM) ; pixels natifs +/- 30 µm ; connexions WLAN, TCP/IP, USB ; 120 kg ; résolution 4K (3 840 x 2 160 pxl) avec LED 385 nm

**Avantages du produit**

Le DMG DentaMile Lab5 Pro propose une technologie supérieure, une application efficace et une sécurité maximale (pour les détails, voir DMG DentaMile Lab5).

**Particularité**

Fonction de remplissage et de déconnexion automatique (ASM)

**Conditionnement**

1 Imprimante DentaMile Lab5 Pro avec ASM REF 170353

## DMG 3Dewash



**Unité pour le nettoyage systématique et normalisé des objets imprimés, conformément aux instructions du fabricant dans le cadre de la fiabilité du processus pris en charge.**

### Caractéristiques techniques

Dimensions (l/P/H) 230 x 450 x 270 mm ; volume 130 x 75 x 60 mm ; temps de traitement entre 4 à 8 minutes en fonction du matériau ; produit de nettoyage à base d'alcool isopropylique, autres selon les spécifications du matériau ; connexions WLAN/LAN

### Avantages du produit

- Nettoyage entièrement automatique en 4 à 8 minutes
- Pas de contact avec les résines collantes et les fluides de nettoyage
- Flux de travail validés
- Commande par écran tactile
- Utilisation optimale des fluides de nettoyage via des programmes informatisés

### Conditionnement

1 Unité de nettoyage DMG 3Dewash REF 170316

### Accessoires

3 Caisse amovible de nettoyage DMG 3Dewash REF 170340  
6 Flacons de 800 ml de LuxaPrint Clean IPA REF 170291  
6 Flacons vides de 800 ml pour LuxaPrint Clean IPA REF 170343

## DMG 3Decure



**Lampe à photopolymériser pour la polymérisation finale dans le cadre d'un processus suivi et maîtrisé.**

### Caractéristiques techniques

Dimensions (l/P/H) 230 x 380 x 270 mm ; volume 130 x 75 x 60 mm temps de travail en fonction du matériau ; connexions WLAN/LAN, USB

### Avantages du produit

- Programmes de polymérisation du matériau entièrement automatique
- Écran tactile intégré
- Connectivité réseau
- Éclairage 360°
- Peut être empilé avec DMG 3Dewash

### Conditionnement

1 Lampe à photopolymériser DMG 3Decure

REF 170317

## LuxaPrint Ortho Plus



### Résine d'impression 3D photopolymérisable

Indication : fabrication d'attelles et d'appareils orthodontiques. Certifiée en tant que dispositif médical de classe IIa

Teinte : Transparent

#### Avantages du produit

- Transparent clair
- Ajustement précis
- Ne casse pas



#### Pack

385 nm

1 Flacon de 5000 g, teinte Transparent	REF 170216
1 Flacon de 2000 g, teinte Transparent	REF 170215
1 Flacon de 1000 g, teinte Transparent	REF 170211
1 Flacon de 500 g, teinte Transparent	REF 170210
1 Flacon de 200 g, teinte Transparent	REF 170259

405 nm

1 Flacon de 1000 g, teinte Transparent	REF 170213
1 Flacon de 500 g, teinte Transparent	REF 170212
1 Flacon de 200 g, teinte Transparent	REF 170260

## LuxaPrint Ortho



### Résine d'impression 3D photopolymérisable

Indications : fabrication d'appareils orthodontiques et de gabarits chirurgicaux individuels d'une précision maximale. Certifiée en tant que dispositif médical de classe I

Teinte : Transparent

#### Avantages du produit

- Ajustement précis de la douille de perçage
- Gabarit de perçage en position précise
- Transparent clair, pour un contrôle parfait
- « Vue dégagée » du champ opératoire
- Autoclavable, pour des normes d'hygiène élevées



#### Pack

385 nm

1 Flacon de 5000 g, teinte Transparent	REF 170218
1 Flacon de 2000 g, teinte Transparent	REF 170217
1 Flacon de 1000 g, teinte Transparent	REF 170207
1 Flacon de 500 g, teinte Transparent	REF 170206
1 Flacon de 200 g, teinte Transparent	REF 170256

405 nm

1 Flacon de 1000 g, teinte Transparent	REF 170209
1 Flacon de 500 g, teinte Transparent	REF 170208
1 Flacon de 200 g, teinte Transparent	REF 170257

## LuxaPrint Ortho Flex



### Résine d'impression 3D photopolymérisable

Indications : fabrication additive de plateaux flexibles dans le flux de travail numérique. Certifiée en tant que dispositif médical de classe I

Teinte : Transparent

### Avantages du produit

- Versatile
- Élasticité optimale
- Hautement résistante à la déchirure et incassable
- Transparence quasiment naturelle
- Nettoyage facile




### Pack

385 nm

1 Flacon de 5000 g, teinte Transparent	REF 170284
1 Flacon de 2000 g, teinte Transparent	REF 170281
1 Flacon de 1000 g, teinte Transparent	REF 170252
1 Flacon de 500 g, teinte Transparent	REF 170250
1 Flacon de 200 g, teinte Transparent	REF 170273

## LuxaPrint Model



### Résine d'impression 3D photopolymérisable

Indication : fabrication de modèles dentaires par impression 3D. Le modèle imprimé convient à la production d'attelles thermoformées

Teintes : Beige, Grey, Ivory, Transparent

### Avantages du produit

- Structure de surface très précise, pour une identification parfaite des détails
- Stabilité dimensionnelle
- Haute précision



### Pack

385 nm / 405 nm

1 Flacon de 2000 g, teinte Beige	REF 170265
1 Flacon de 1000 g, teinte Beige	REF 170201
1 Flacon de 500 g, teinte Beige	REF 170200
1 Flacon de 200 g, teinte Beige	REF 170264
1 Flacon de 2000 g, teinte Grey	REF 170263
1 Flacon de 1000 g, teinte Grey	REF 170293
1 Flacon de 500 g, teinte Grey	REF 170292
1 Flacon de 200 g, teinte Grey	REF 170294
1 Flacon de 2000 g, teinte Ivory	REF 170279
1 Flacon de 1000 g, teinte Ivory	REF 170276
1 Flacon de 500 g, teinte Ivory	REF 170274
1 Flacon de 200 g, teinte Ivory	REF 170272

385 nm

1 Flacon de 5000 g, teinte Transparent	REF 170271
1 Flacon de 2000 g, teinte Transparent	REF 170270
1 Flacon de 1000 g, teinte Transparent	REF 170269
1 Flacon de 500 g, teinte Transparent	REF 170268
1 Flacon de 200 g, teinte Transparent	REF 170267

## LuxaPrint Gingiva



### Résine d'impression 3D photopolymérisable

Indication : fabrication additive de masques gingivaux afin d'aider à simuler l'état parodontal pour des modèles de laboratoire dentaire ou des maîtres-modèles

Teinte : Pink

#### Avantages du produit

- Élasticité optimale
- Hautement résistante à la déchirure
- Stabilité dimensionnelle fiable
- Rétrécissement minimal
- Apparence naturelle



#### Pack

385 nm

1 Flacon de 1000 g, teinte Pink	REF 170241
1 Flacon de 500 g, teinte Pink	REF 170240
1 Flacon de 200 g, teinte Pink	REF 170278

405 nm

1 Flacon de 1000 g, teinte Pink	REF 170286
1 Flacon de 500 g, teinte Pink	REF 170287
1 Flacon de 200 g, teinte Pink	REF 170288

## LuxaPrint Tray



### Résine d'impression 3D photopolymérisable

Indication : fabrication de porte-empreintes individuels. Certifiée en tant que dispositif médical de classe I

Teinte : Turquoise

#### Avantages du produit

- Impression rapide
- Haute stabilité
- Ajustement précis



#### Pack

358 nm / 405 nm

1 Flacon de 5000 g, teinte Turquoise	REF 170261
1 Flacon de 2000 g, teinte Turquoise	REF 170258
1 Flacon de 1000 g, teinte Turquoise	REF 170205
1 Flacon de 500 g, teinte Turquoise	REF 170204
1 Flacon de 200 g, teinte Turquoise	REF 170266

# LuxaPrint Cast

---



## Résine d'impression 3D photopolymérisable

Indication : fabrication de modèles de moulage en résine, combustibles sans résidus (p. ex. armatures de prothèses dentaires, couronnes et bridges)

Teinte : Dark Red

## Avantages du produit

- Structure de surface précise
- Stabilité dimensionnelle
- Moulage facile (pas de fissures)



---

## Pack

385 nm / 405 nm

1 Flacon de 1000 g, teinte Dark Red	REF 170203
1 Flacon de 500 g, teinte Dark Red	REF 170202
1 Flacon de 200 g, teinte Dark Red	REF 170262







# Prévention et intervention précoce

Prophylaxie

Infiltration

# Flairesse Paste



**Pâte de nettoyage et de polissage des dents pour prophylaxie dentaire professionnelle (PTC) et polissage de la surface des dents dans le cadre d'un traitement prophylactique.**

Indications : élimination de la plaque molle et dure superficielle, élimination des taches extrinsèques

**Avantages du produit**

- Nettoyage et polissage optimaux
- Pas d'éclaboussures
- Trois degrés d'abrasion : fine, médium, gros grain
- Contient du xylitol et du fluorure (12 300 ppm)
- Deux goûts frais : menthe et melon



**Pack**

200 Single-use units de 1,8 g	
1 Anneau de maintien	
Menthe grain fin	REF 220414
Menthe grain moyen	REF 220415
Menthe gros grain	REF 220416
1 Tube de 75 ml	
Menthe grain fin	REF 220417
Menthe grain moyen	REF 220418
Menthe gros grain	REF 220419
Melon grain fin	REF 220423
Melon grain moyen	REF 220424
Melon gros grain	REF 220425

# Flairesse Gel/Foam



**Gel et mousse de prophylaxie pour traitement final dans le cadre d'une prophylaxie dentaire professionnelle (PTC) et intégration à un plan de prévention individuel.**

Indications pour le gel : favorise la reminéralisation de l'émail après prophylaxie dentaire professionnelle ainsi que celle des caries débutantes. Pour traitement final dans le cadre d'une prophylaxie dentaire professionnelle (PTC) et intégration à un plan de prévention individuel.

Indications pour la mousse : favorise la reminéralisation de l'émail après prophylaxie dentaire professionnelle

**Avantages du produit**

- Augmente la résistance de l'émail aux attaques acides
- Contient du xylitol et du fluorure (12 300 ppm)
- Ne goutte pas
- Temps d'action court : 1 minute seulement
- Convient à une application en porte-empreinte
- Trois goûts frais : menthe , melon et fraise



**Pack**

1 Flacon de 480 ml de Gel	
Menthe	REF 220411
Melon	REF 220412
Fraise	REF 220413
1 Distributeur de 125 g de Foam	
Menthe	REF 220408
Melon	REF 220409
Fraise	REF 220410

# Flairesse Varnish



## Vernis pour prophylaxie résistant à l'humidité et à la salive

Indications : traitement des dents hypersensibles, scellement des collets dentaires extrêmement sensibles et des surfaces de la dentine radiculaire exposées, revêtement de protection destiné à prévenir les caries, reminéralisation des caries débutantes

### Avantages du produit

- Désensibilisation fiable
- Contient de la xylite et du fluorure (22 600 ppm)
- Invisible sur les dents
- Utilisation facile
- Deux goûts frais : menthe et melon



### Pack

35 Single-use units de 0,4 ml  
Menthe  
Melon

REF 220404  
REF 220405

## Icon Proximal



### Infiltrant de caries pour traitement micro-invasif de lésions dans la région proximale

Indications : traitement micro-invasif des caries débutantes et sans cavités (profondeur de lésion radiologique limitée au tiers externe de la dentine) dans la région proximale

#### Avantages du produit

- Arrêt précoce des caries débutantes proximales, sans forage
- Traitement des lésions proximales difficiles à atteindre
- Pas de perte inutile de substance dentaire saine
- Prolongation de l'espérance de vie de la dent



#### Pack de démarrage

- 2 Kits de traitement contenant chacun :
- 1 Seringue de 0,30 ml d'Icon Etch
  - 1 Seringue de 0,45 ml d'Icon Dry
  - 1 Seringue de 0,45 ml d'Icon Infiltrant
  - 6 Proximal Tips
  - 1 Luer-Lock Tip
  - 4 Coins dentaires
- REF 220341

#### Pack économique

- 7 Kits de traitement contenant chacun :
- 1 Seringue de 0,30 ml d'Icon Etch
  - 1 Seringue de 0,45 ml d'Icon Dry
  - 1 Seringue de 0,45 ml d'Icon Infiltrant
  - 6 Proximal Tips
  - 1 Luer-Lock Tip
  - 4 Coins dentaires
- REF 220237

## Icon Vestibular



### Infiltrant pour traitement esthétique des lésions dans la région superficielle lisse

Indications : traitement micro-invasif des lésions carieuses de l'émail sans cavitation, traitement esthétique de la fluorose légère à modérée avec une surface intacte, traitement esthétique des taches idiopathiques ou induites par un traumatisme

#### Avantages du produit

- Traitement esthétique des taches blanches
- Restauration de la teinte authentique de la dent
- Préservation de la structure saine de la dent
- Méthode douce et indolore
- Processus d'application en une seule séance



#### Pack de démarrage

- 2 Kits de traitement contenant chacun :
- 1 Seringue de 0,45 ml d'Icon Etch
  - 1 Seringue de 0,45 ml d'Icon Dry
  - 1 Seringue de 0,45 ml d'Icon Infiltrant
  - 6 Vestibular Tips
  - 1 Luer-Lock Tip
- REF 220343

#### Pack économique

- 7 Kits de traitement contenant chacun :
- 1 Seringue de 0,45 ml d'Icon Etch
  - 1 Seringue de 0,45 ml d'Icon Dry
  - 1 Seringue de 0,45 ml d'Icon Infiltrant
  - 6 Vestibular Tips
  - 1 Luer-Lock Tip
- REF 220238

#### Pack de recharge

- 3 Seringues de 0,45 ml d'Icon Etch
  - 15 Vestibular Tips
- REF 220384





## Protection silicone des gencives

Indications : protection en silicone utilisée pour faciliter l'assèchement de la région inter-proximale et protéger la gencive contre les matériaux dentaires

## Avantages du produit

- Protection locale fiable de la région proximale
- Rapide et facile
- Confortable pour les patients
- Excellente fixation sans crampons dentaires
- Sans latex
- Combine un traitement par infiltrations

---

**Pack**  
20 Unités

REF 220381





# Obturations composites directes

Composite

Ciment verre ionomère

Matériau de revêtement

Agent adhésif

Matériau de reconstitution coronaire

Tenons radiculaires

Accessoires

# Ecosite Elements



## Système composite nanohybride avec manipulation unique et système de teinte innovant pour applications universelles dans les régions antérieure et postérieure

Indications : perte de substance dentaire due à des caries, des fractures, une usure dentaire ou des troubles du développement ; diastème, décoloration des dents ou léger désalignement des dents antérieures ; maladies dentaires ou parodontales, p. ex. traumatisme et parodontite rendant nécessaire la mise en place d'attelles sur les dents concernées ; prévention primaire et secondaire des caries



## Avantages du produit

- Système de teinte innovant et modulaire
- Manipulation exceptionnelle grâce à la technologie NC1
- Consistance optimale pour un modelage simple et rapide
- Adaptation rapide aux parois de la cavité grâce à l'effet Push-and-Flow
- Polissage rapide ultrabrillant pour un fini étincelant

### Pack de démarrage

80 Safetips de 0,25 g d'Ecosite Elements Pure Teintes (1.6 de chaque) : B1, A2, A3, A3.5, A4	REF 220804
5 Seringues de 4 g d'Ecosite Elements Pure Teintes : B1, A2, A3, A3.5, A4	REF 220800
64 Safetips de 0,25 g d'Ecosite Elements Layer Teintes (1.6 de chaque) : Enamel Bleach, Enamel Light, Enamel Medium, Enamel Dark	REF 220806
4 Seringues de 4 g d'Ecosite Elements Layer Teintes : Enamel Bleach, Enamel Light, Enamel Medium, Enamel Dark	REF 220802
4 Seringues de 2 g d'Ecosite Elements Highlight Teintes : Incisal, A2 Opaque, White, Brown	REF 220803

### Pack économique – Bundle S

1 Pack de démarrage Ecosite Elements Pure	
1 Pack de démarrage Ecosite Elements Layer	
1 Pack de démarrage Ecosite Elements Layer Seringues	REF 111260
Safetips	REF 111261

### Pack économique – Bundle XL

1 Pack de démarrage Ecosite Elements Pure	
1 Pack de démarrage Ecosite Elements Layer	
3 Packs de recharge de 4 g (A2, A3, A3.5)	
1 Organiseur de tiroir Ecosite Elements	
1 Shade Guide Layer	
Seringues	REF 111262
Safetips	REF 111263

### Pack de recharge

16 Safetips de 0,25 g		
Ecosite Elements Pure, teinte B1		REF 220820
Ecosite Elements Pure, teinte A2		REF 220821
Ecosite Elements Pure, teinte A3		REF 220822
Ecosite Elements Pure, teinte A3.5		REF 220823
Ecosite Elements Pure, teinte A4		REF 220824
Ecosite Elements Layer, teinte Enamel Bleach		REF 220825
Ecosite Elements Layer, teinte Enamel Light		REF 220826
Ecosite Elements Layer, teinte Enamel Medium		REF 220827
Ecosite Elements Layer, teinte Enamel Dark		REF 220828
1 Seringue de 4 g		
Ecosite Elements Pure, teinte B1		REF 220807
Ecosite Elements Pure, teinte A2		REF 220808
Ecosite Elements Pure, teinte A3		REF 220809
Ecosite Elements Pure, teinte A3.5		REF 220810
Ecosite Elements Pure, teinte A4		REF 220811
Ecosite Elements Layer, teinte Enamel Bleach		REF 220812
Ecosite Elements Layer, teinte Enamel Light		REF 220813
Ecosite Elements Layer, teinte Enamel Medium		REF 220814
Ecosite Elements Layer, teinte Enamel Dark		REF 220815
1 Seringue de 2 g		
Ecosite Elements Highlight, teinte Incisal		REF 220816
Ecosite Elements Highlight, teinte A2 Opaque		REF 220817
Ecosite Elements Highlight, teinte White		REF 220818
Ecosite Elements Highlight, teinte Brown		REF 220819

### Accessoires

1 Safetip Dispenser Pro	REF 220829
1 Ecosite Elements Shade Guide Layer	REF 220833
1 Organiseur de tiroir Ecosite Elements	REF 220834
20 Luer-Lock-Tips Silver	REF 220712



# Ecosite One



## Composite nanohybride monotéinte bouchable pour la région postérieure

Indications : obturations dans la région postérieure (classes I et II incluant le remplacement de cuspidés individuelles), obturations de classe V (caries cervicales, érosions radiculaires, défauts cunéiformes), reconstitution corono radiculaire (faux moignons), obturations des dents déciduales, obturations des puits et des fissures sur les molaires et les prémolaires

### Avantages du produit

- Grâce à une technologie monotéinte spéciale, toutes les couleurs de dents courantes peuvent être économiquement et esthétiquement fournies avec une couleur universelle
- Polymérisation fiable et complète jusqu'à 3 mm
- Manipulation exceptionnelle grâce à la technologie propriétaire NC1 de DMG
- Modélisation facile et formation précise des points de contact
- Dans la plupart des cas, aucun bloqueur ou opaqueur n'est nécessaire
- Propriétés mécaniques remarquables grâce à une technologie de charges spécifiques
- Excellent polissage



### Pack

1 Seringue de 4 g	REF 220900
16 Safetips de 0,25 g	REF 220901

# Ecosite Bulk Fill



## Composite nanohybride compact

Indications : obturations dans la région postérieure (classes I et II incluant le remplacement de cuspidés individuelles), obturations de classe V (caries cervicales, érosions radiculaires, défauts cunéiformes), reconstitution corono radiculaire (faux moignons), obturations des dents déciduales, obturations des puits et des fissures sur les molaires et les prémolaires

### Avantages du produit

- Peut être appliqué en une couche sans couche de finition supplémentaire
- Polymérisation fiable et complète jusqu'à 5 mm
- Faibles valeurs de contrainte de rétraction
- Modelage simplifié
- Formation de points de contact précis
- Propriétés mécaniques remarquables grâce à une technologie de charges spécifiques
- Excellent polissage



### Pack

16 Safetips de 0,25 g	
Teinte Light	REF 220755
Teinte Universal	REF 220756
Teinte Contrast	REF 220757
1 Seringue de 4 g	
Teinte Light	REF 220752
Teinte Universal	REF 220753
Teinte Contrast	REF 220754

### Accessoires

1 Safetip Dispenser	REF 213122
1 Safetip Dispenser Pro	REF 220829

## Constic



### Composite fluide 3 en 1 : mordançage, collage et obturation en une seule étape

Indications : petites restaurations de classes I et III, restaurations de classe V, scellement des fissures et des puits, fonds de cavité de classes I et II, comblement et obturation des contre-dépouilles, traitement des petites cavités occlusales des dents déciduales

#### Avantages du produit

- Automordançant et auto-adhésif
- Protocole de traitement plus rapide, plus facile et plus efficace
- Radio-opacité et fluorescence comparables à celles des dents naturelles
- Prévention des sensibilités post-opératoires
- Réduction des sources d'erreur potentielles



#### Pack

2 Seringues de 2 g	
1 Support de brosse	
20 Clip-on Brushes	
20 Luer-Lock-Tips Silver	
Teinte A1	REF 220700
Teinte A2	REF 220701
Teinte A3	REF 220702
Teinte A3.5	REF 220703
Teinte B1	REF 220704
Teinte Opaque White	REF 220705

#### Accessoires

20 Clip-on Brushes	
20 Luer-Lock-Tips Silver	REF 220712

## EcuSphere Flow



### Composite universel fluide et photopolymérisable

Indications : petites restaurations (classes de cavités I, III, IV et V), cavités des dents déciduales, obturations minimalement invasives, fonds de cavité scellement des puits et des fissures, comblement et obturation des contre-dépouilles, reprise des restaurations en composite

#### Avantages du produit

- Faible viscosité : fluide pendant l'application et stable ensuite
- Application directe
- Excellentes propriétés de polissage
- Fluorescence naturelle

#### Particularité

Peut s'appliquer en monotinte et en multiteinte ; parfaitement compatible avec tous les produits EcuSphere



#### Pack

2 Seringues de 1,5 g	
10 Luer-Lock Tips	
Teinte A1	REF 220315
Teinte A2	REF 220314
Teinte A3	REF 220313
Teinte A3.5	REF 220312

#### Accessoires

60 Luer-Lock Tips Black	REF 211477
-------------------------	------------

# EcuSphere Carat



## Composite condensable photopolymérisable pour les régions postérieures

Indications : restaurations de toutes les classes de cavités, en particulier les classes I et II ; fabrication d'inlays et d'onlays en technique directe

### Avantages du produit

- Haute viscosité : favorable au packing
- Manipulation excellente
- Ne colle pas aux instruments
- Bonne adaptation aux parois de la cavité
- Excellente stabilité
- Fluorescence naturelle

### Particularité

Recommandé pour les restaurations postérieures



#### Pack

20 Safetips de 0,3 g	
Teinte A1	REF 220323
Teinte A2	REF 220271
Teinte A3	REF 220322
Teinte A3.5	REF 220270
1 Seringue de 3 g	
Teinte A1	REF 220287
Teinte A2	REF 220267
Teinte A3	REF 220285
Teinte A3.5	REF 220266

#### Accessoires

1 Safetip Dispenser	REF 213122
1 Safetip Dispenser Pro	REF 220829

# EcuSphere Shape



## Composite universel photopolymérisable

Indications : restaurations de toutes les classes de cavités antéro-postérieures

### Avantages du produit

- Viscosité moyenne : bonnes propriétés de modelage
- Grande variété de teintes
- Propriétés de modelage excellentes
- Utilisation en monocouche et stratification multiteinte
- Fluorescence naturelle
- Excellentes propriétés de polissage



#### Pack

20 Safetips de 0,3 g	
Teinte A1	REF 220327
Teinte A2	REF 220309
Teinte A3	REF 220307
Teinte A3.5	REF 220298
Teinte A4	REF 220346
Teinte B1	REF 220328
1 Seringue de 3 g	
Teinte A1	REF 220334
Teinte A2	REF 220308
Teinte A3	REF 220299
Teinte A3.5	REF 220297
Teinte A4	REF 220347
Teinte B1	REF 220335

#### Accessoires

1 Safetip Dispenser	REF 213122
1 Safetip Dispenser Pro	REF 220829

## DeltaFil



### Ciment verre ionomère

Indications : restaurations de dents primaires de classes I, II, III et V, restaurations de classes I et II non soumises à une charge occlusale ; technique sandwich, restaurations de classe V ; technique sandwich, restaurations provisoires de classes I, II, III et V, scellement de fissures étendues, base et fond de cavité, reconstitution coronaire

### Avantages du produit

- Résistance à la flexion et à la rupture accrue
- Esthétique optimisée, brillance naturelle de la surface
- Facile d'utilisation, aucun séchage nécessaire
- Auto-adhésif
- Excellente biocompatibilité
- Libération de fluorure, protection des caries



### Pack

50 Applicaps de 370 mg de poudre et 75 mg de liquide (0,07 ml)	
Teinte A1	REF 520000
Teinte A2	REF 520001
Teinte A3	REF 520002
Teinte A4	REF 520004
Teinte White	REF 520005
Teinte Dark	REF 520006

### Pack de démarrage

1 Flacon de 15 g de poudre	
1 Flacon de 8 g de liquide, bloc mélangeur, cuillère doseuse	
Teinte A1	REF 520030
Teinte A2	REF 520031
Teinte A3	REF 520032
Teinte A4	REF 520034
Teinte White	REF 520045
Teinte Dark	REF 520046

### Pack de recharge

1 Flacon de 15 g de poudre	
Teinte A1	REF 520035
Teinte A2	REF 520036
Teinte A3	REF 520037
Teinte A4	REF 520039
Teinte White	REF 520047
Teinte Dark	REF 520048
1 Flacon de 8 g de liquide	REF 520040

### Accessoires

1 Applicap Dispenser	REF 509344
1 Flacon de 7,7 ml (8 g) de DeltaFil Conditioner	REF 520020
1 Bloc mélangeur	REF 520041

## Ionosit Baseline



### Matériau de revêtement photopolymérisable permettant d'augmenter la durée de vie des restaurations

Indications : matériau de base/fond de cavité pour les restaurations en composite et le comblement des contre-dépouilles

### Avantages du produit

- Restaurations sans hiatus
- Compensation du retrait lors de la polymérisation
- Libération continue de fluorure
- Propriétés antibactériennes (en raison de sa teneur en zinc)
- Pas de mélange manuel compliqué
- Protection de la pulpe dentaire
- Scellement des tubuli dentinaires
- Prévention des sensibilités post-opératoires
- Radio-opaque

### Particularité

Également disponible en seringue Saferinge pour une application plus facile et plus rapide



### Pack

3 Saferinges de 0,33 g	REF 220091
2 Seringues de 1,5 g	REF 213002

### Pack économique

20 Saferinges de 0,33 g	REF 209538
6 Seringues de 1,5 g	REF 213001

### Accessoires

60 Luer-Lock Tips Black	REF 211477
-------------------------	------------

## LuxaBond Universal



**Système adhésif universel à prise duale à deux flacons. Peut également être utilisé en tant que primer pour les restaurations indirectes**

Indications : en tant qu'adhésif : pour restaurations directes par utilisation de composites et de compomères photopolymérisables, matériaux de scellement de fissures photopolymérisables, matériaux de reconstitution (photopolymérisables, autopolymérisables, double prise), scellement de restaurations indirectes et de tenons radiculaires avec ciments de scellement à base de composites (photopolymérisables, autopolymérisables, double prise), scellement de facettes avec des composites adhésifs en faisant appel à la technique de décapage de l'émail

En tant que primer : pour restaurations métalliques indirectes (métaux précieux et non précieux), zircone/oxyde d'aluminium, céramiques silicatées et composites

### Avantages du produit

- Véritablement complet à tous les égards
- Contient du MDP
- Forte adhérence
- Minimise les sources d'erreurs
- Utilisation clinique démontrée par une étude avec une adhérence supérieure

Le partenaire idéal pour un collage optimal : PermaCem Universal (page 62), LuxaCore Z Dual (page 37)



### Pack

1 Flacon de 5 ml de Bond A	
1 Flacon de 4,5 ml de Bond B	
25 Single-use Brushes White	
25 Endo Brushes	
1 Palette de mélange	REF 213379

### Accessoires

25 Single-use Brushes White	REF 109320
25 Endo Brushes Black	REF 212386

## LuxaBond Total Etch



**Système adhésif à double prise conçu pour toutes les techniques directes et indirectes**

Indications : agent adhésif à double prise, en combinaison avec la technique de mordantage total, sur l'émail et la dentine pour toutes les techniques directes et indirectes telles que les scellements délicats des tenons radiculaires et les reconstitutions coronaires, inlays, onlays, couronnes et bridges

### Avantages du produit

- Autopolymérisation : durcit même sans lumière
- Pas de polymérisation prématurée de « flaques » de collage
- Pre-bond pour une polymérisation rapide de l'agent de collage dans la dentine : valeurs d'adhérence supérieures, temps de travail plus long avec l'agent adhésif
- Sans acétone

### Particularité

Idéal en combinaison avec LuxaCore Z Dual (page 37), PermaCem (page 63) ou PermaCem Dual (page 63)



### Pack de démarrage

1 Flacon de 5 ml de Pre-bond	
1 Flacon de 5 ml de Bond A	
1 Flacon de 5ml de Bond B	
1 Seringue de 2 ml de DMG Etching Gel	
25 Endo Brushes Red	
25 Endo Brushes Black	
3 Luer-Lock Tips White	
1 Palette de mélange	REF 212384

### Pack de recharge

1 Flacon de 5 ml de Pre-bond	REF 212389
------------------------------	------------

### Accessoires

25 Endo Brushes Red	REF 212385
25 Endo Brushes Black	REF 212386
50 Luer-Lock Tips White	REF 109942



## Ecosite Bond



### Adhésif universel photopolymérisable

Indication : agents adhésif pour restauration directe de tous les types de cavités avec des composites des compomères et des ormocers photopolymérisables

#### Avantages du produit

- Liberté de choix du mode de mordantage : automordantage, mordantage total, mordantage sélectif
- Contient du MDP
- Propriétés de collage optimales en toutes circonstances
- Idéal en combinaison avec Ecosite Elements et Ecosite Bulk Fill



#### Pack

- |                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| 1 Flacon de 5 ml de Ecosite Bond |            |
| 25 Single-use Brushes White      | REF 220758 |

#### Accessoires

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 25 Single-use Brushes White | REF 109320 |
|-----------------------------|------------|

## Contax



### Système adhésif automordant et autoconditionnant

Indication : système adhésif photopolymérisable pour les matériaux de restauration photopolymérisables à utiliser sur la dentine et l'émail

#### Contax avec activateur à mélanger avec Contax Bond

Indication : utilisable avec tous les matériaux de restauration autopolymérisables et à prise duale

#### Avantages du produit

- Pas de mordantage supplémentaire
- Application de primer et collage en deux étapes seulement
- Forte adhérence à long terme en raison de l'application d'un primer
- Profondeur de déminéralisation fiable
- Primer à base aqueuse, donc techniquement tolérant
- Pas de sensibilités post-opératoires

#### Particularité

Contax doit toujours être photopolymérisé, même en association avec l'activateur



#### Pack de démarrage

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 1 Flacon de 5 ml de Primer  |            |
| 1 Flacon de 5 ml de Bond    |            |
| 25 Single-use Brushes White |            |
| 25 Single-use Brushes Red   |            |
| 1 Palette de mélange        | REF 220263 |

#### Pack de démarrage + activateur

- |                              |            |
|------------------------------|------------|
| 1 Flacon de 5 ml de Primer   |            |
| 1 Flacon de 5 ml de Bond     |            |
| 1 Flacon de 5 ml d'Activator |            |
| 25 Single-use Brushes White  |            |
| 25 Single-use Brushes Red    |            |
| 1 Palette de mélange         | REF 220282 |

#### Pack de recharge

- |                              |            |
|------------------------------|------------|
| 1 Flacon de 5 ml de Primer   | REF 220281 |
| 1 Flacon de 5 ml de Bond     | REF 220284 |
| 1 Flacon de 5 ml d'Activator | REF 220283 |

#### Accessoires

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 25 Single-use Brushes White | REF 109320 |
|-----------------------------|------------|

# LuxaCore Z Dual



## Matériau à double prise pour scellement des tenons radiculaires et reconstitution coronaire

Indications : reconstitution coronaire, scellement de tenons

### Avantages du produit

- Capacité de façonnage semblable à celle de la dentine : préparation sans rayures
- Résistance à la compression particulièrement élevée : grande stabilité sous la couronne
- Excellentes propriétés rhéologiques : adaptation optimale
- Prise duale : souplesse de travail
- Dureté finale élevée et immédiate
- Application directe avec Intraoral Tips et Endo Tips : spécialement conçu pour les canaux radiculaires
- Disponible en trois teintes



### Pack

10 Smartmix Syringes de 9 g, 10 Smartmix Tips Endo	
Teinte Opaque Light	REF 213336
Teinte A3	REF 213334
Teinte Blue	REF 213335
2 Smartmix Syringes de 9 g, 10 Smartmix Tips Combi	
Teinte Opaque Light	REF 233336
Teinte A3	REF 233334
Teinte Blue	REF 233335
1 Cartouche de 95 g, 25 Automix Tips Yellow 1:1	
16 Intraoral Tips Yellow, 10 Endo Tips Yellow	
Teinte A3	REF 213430
Teinte Blue	REF 213431
1 Cartouche de 48 g, 30 Automix Tips Yellow 1:1	
20 Intraoral Tips Yellow, 10 Endo Tips Yellow	
Teinte Opaque Light	REF 213332
Teinte A3	REF 213330
Teinte Blue	REF 213331

### Accessoires

Voir ci-contre

# LuxaCore Z Post System



## Pack complet pour traitement corono-radicaire

Indications :

- LuxaCore Z Dual, voir page 37, colonne de gauche ;
- LuxaPost, voir page 38 ;
- LuxaBond Total Etch, voir page 35

### Avantages du produit

- Les trois meilleurs produits pour le traitement corono-radicaire réunis dans un seul pack
- En supplément : DVD avec film sur les applications cliniques
- Système pratique et bien conçu



### Pack complet

<b>LuxaPost</b>	
5 Tenons ø 1,25 mm	
1 Fraise ø 1,25 mm	
<b>LuxaBond Total Etch</b>	
1 Flaçon de 5 ml de Pre-bond	
1 Flaçon de 5 ml de Bond A	
1 Flaçon de 5 ml de Bond B	
25 Endo Brushes Red	
25 Endo Brushes Black	
1 Palette de mélange	
<b>DMG Etching Gel</b>	
1 Seringue de 2 ml de DMG Etching Gel	
3 Luer-Lock Tips	
<b>LuxaCore Z Dual</b>	
1 Smartmix Syringe de 9 g, teinte A3	
20 Smartmix Tips Combi	REF 110862
<b>Accessoires</b>	
1 Automix Dispenser Type 25 1:1	REF 110253
50 Automix Tips Yellow 1:1	REF 909200
20 Automix Tips Endo L	REF 110963
50 Intraoral Tips Yellow	REF 909201
50 Endo Tips Yellow	REF 212280
50 Smartmix Tips Combi	REF 212042
50 Smartmix Tips Endo	REF 212041
20 Smartmix Tips Endo L	REF 213083

## LuxaPost



### Tenon radiculaire en composite présilanisé et renforcé de fibres de verre avec module de flexion comparable à celui de la dentine

Indication : établissement d'une rétention fiable de la reconstitution coronaire en cas de substance dentaire coronaire insuffisante

#### Avantages du produit

- Le partenaire idéal de LuxaCore Z : monobloc
- Module de flexion comparable à celui de la dentine : risque réduit de fracture radiculaire
- Radio-opaque
- Présilanisé
- Respectueux de la substance dentaire grâce à sa forme conique
- Un foret efficace pour chaque taille : aucun préperçage nécessaire
- Haute esthétique



#### Pack de démarrage

5 Tenons ø 1,25 mm Black	
5 Tenons ø 1,375 mm Purple	
5 Tenons ø 1,5 mm Green	
1 Fraïse ø 1,25 mm	
1 Fraïse ø 1,375 mm	
1 Fraïse ø 1,5 mm	
30 Repères de profondeur	
1 Carte graduée	REF 110780

#### Pack de recharge

5 Tenons ø 1,25 mm Black	REF 110781
5 Tenons ø 1,375 mm Purple	REF 110782
5 Tenons ø 1,5 mm Green	REF 110783
5 Tenons ø 1,75 mm Red	REF 110961
1 Fraïse ø 1,25 mm	REF 110734
1 Fraïse ø 1,375 mm	REF 110735
1 Fraïse ø 1,5 mm	REF 110736
1 Fraïse ø 1,75 mm	REF 110962

#### Pack économique

10 Tenons ø 1,25 mm Black	REF 110943
10 Tenons ø 1,375 mm Purple	REF 110944
10 Tenons ø 1,5 mm Green	REF 110945

## DMG Etching Gel



### Gel d'acide phosphorique universel

Indication : mordantage de l'émail et de la dentine

#### Avantages du produit

- Gel d'acide phosphorique à 37 %
- Bleu pour une identification aisée
- Rétention idéale
- Viscosité optimale
- Dosage parfait et application précise



#### Pack

2 Seringues de 2 ml	
6 Luer-Lock Tips White	REF 212873

#### Accessoires

50 Luer-Lock Tips White	REF 109942
-------------------------	------------



## Safetip Dispenser



Distributeur pour l'application directe de tous les embouts usuels pour composites

### Avantages du produit

- Chargement sans risque des Safetips
- Application directe
- Application hygiénique
- Autoclavable
- Manipulation ergonomique

### Particularité

Le Safetip Dispenser est compatible avec les produits suivants :

- Ecosite Elements
- Ecosite Bulk Fill
- EcuSphere Carat
- EcuSphere Shape
- DMG Retraction Paste



#### Pack

1 Safetip Dispenser

REF 213122

## Safetip Dispenser Pro



Distributeur de haute qualité pour l'application ergonomique et directe de tous les embouts usuels pour composites

### Avantages du produit

- Distribution facile grâce aux poignées parallèles
- Traitement précis par le biais d'un mouvement rectiligne
- Manipulation ergonomique, même pour les petites mains
- Traitement et matériaux de haute qualité
- Insertion sûre des Safetips via un mécanisme de verrouillage métallique
- Application hygiénique
- Autoclavable

### Particularité

Le Safetip Dispenser est compatible avec les produits suivants :

- Ecosite Elements
- Ecosite Bulk Fill
- EcuSphere Carat
- EcuSphere Shape
- DMG Retraction Paste



#### Pack

1 Safetip Dispenser Pro

REF 220829





# Empreinte

Matériau d'empreinte

Agent de rétraction

Matériau d'enregistrement de l'occlusion

Matériau de revêtement

Mélangeur

# Honigum Pro Light



## Matériau d'empreinte de correction haute précision à base de VPS

Indications : empreintes pour couronnes et bridges, empreintes pour inlays et onlays

### Avantages du produit

- Propriétés rhéologiques intelligentes et stabilité extraordinaire
- Bonne hydrophilie
- Enregistrement des détails les plus fins
- Dureté extrêmement élevée
- Contraste des teintes pour une lecture facile



### Pack

2 Cartouches de 50 ml	
10 Automix Tips Yellow 1:1	
10 Intraoral Tips Yellow	
Honigum Pro Light	REF 929831
Honigum Pro Light Fast	REF 929832

### Pack économique

8 Cartouches de 50 ml	
40 Automix Tips Yellow 1:1	
40 Intraoral Tips Yellow	
Honigum Pro Light	REF 929835
Honigum Pro Light Fast	REF 929836

### Accessoires

1 Automix Dispenser Type 50 1:1	REF 909507
50 Automix Tips Yellow 1:1	REF 909200
50 Intraoral Tips Yellow	REF 909201

# Honigum Pro Mono



## Matériau d'empreinte à base de VPS monophasé

Indications : empreintes pour couronnes et bridges, empreintes pour inlays et onlays, empreintes fonctionnelles, indicateurs de points de pression et tous types d'empreintes à ciel ouvert (pick-up) (p. ex. pour implants)

### Avantages du produit

- Précision en une seule étape
- Retrait facile et sans risque
- Hydrophilie élevée et comportement rhéologique supérieur
- Reproduction précise de la marge de préparation
- Très haute résistance à l'arrachement



### Pack

1 Cartouche de 380 ml	
10 MixStar Tips Blue	
Honigum Pro Mono	REF 929568
Honigum Pro Mono Fast	REF 929978
2 Cartouches de 50 ml	
4 Automix Tips Green 1:1	
4 Intraoral Tips Yellow	
Honigum Pro Mono	REF 929830
Honigum Pro Mono Fast	REF 929976

### Pack économique

5 Cartouches de 380 ml	
50 MixStar Tips Blue	
Honigum Pro Mono	REF 929569
Honigum Pro Mono Fast	REF 929979
8 Cartouches de 50 ml	
16 Automix Tips Green 1:1	
16 Intraoral Tips Yellow	
Honigum Pro Mono	REF 929834

### Accessoires

1 MixStar eMotion 230 V Int.	REF 900480
50 MixStar Tips Blue	REF 903334
1 Automix Dispenser Type 50 1:1	REF 909507
50 Automix Tips Green 1:1	REF 909490
50 Intraoral Tips Transparent	REF 909400
1 Flacon de 10 ml de DMG Tray Adhesive	REF 909394

## Honigum Pro Heavy



### Matériau pour empreinte primaire à base de VPS

Indications : empreintes pour couronnes et bridges, empreintes pour inlays et onlays, tous types d'empreintes à ciel ouvert (pick-up) (p. ex. pour implants)

#### Avantages du produit

- Dureté finale élevée
- Résistance pratique à l'insertion
- Retrait facile et sans risque
- Absence de bulle et homogénéité constante du matériau



#### Pack

- |   |  |            |
|---|--|------------|
| 1 | Cartouche de 380 ml, 10 MixStar Tips Blue<br>Honigum Pro Heavy     | REF 929537 |
|   | Honigum Pro Heavy Fast   | REF 929638 |
| 2 | Cartouches de 50 ml, 4 Automix Tips Green 1:1<br>Honigum Pro Heavy | REF 929766 |
|   | Honigum Pro Heavy Fast   | REF 929838 |

#### Pack économique

- |   |   |            |
|---|---|------------|
| 5 | Cartouches de 380 ml, 50 MixStar Tips Blue<br>Honigum Pro Heavy     | REF 929538 |
|   | Honigum Pro Heavy Fast  | REF 929637 |
| 8 | Cartouches de 50 ml, 16 Automix Tips Green 1:1<br>Honigum Pro Heavy | REF 929837 |
|   | Honigum Pro Heavy Fast  | REF 929839 |

#### Accessoires

- |    |                                      |            |
|----|--------------------------------------|------------|
| 1  | MixStar eMotion 230 V Int.           | REF 900480 |
| 50 | MixStar Tips Blue                    | REF 903334 |
| 1  | Automix Dispenser Type 50 1:1        | REF 909507 |
| 50 | Automix Tips Green 1:1               | REF 909490 |
| 1  | Flacon de 10 ml de DMG Tray Adhesive | REF 909394 |

## Honigum Pro Putty



### Matériau d'empreinte de précision à base de VPS (Vinyl PolySiloxane), de consistance pâteuse

Indications : empreintes pour couronnes et bridges, empreintes pour inlays et onlays

#### Avantages du produit

- Excellente récupération après déformation
- Excellente stabilité dimensionnelle
- Modelable à la main ou de consistance pâteuse à la sortie de DMG MixStar cartridge
- Excellente résistance à l'arrachement



#### Pack

- |    |  |            |
|----|--|------------|
| 1  | Cartouche de 380 ml                      |            |
| 10 | MixStar Tips Blue                        | REF 929374 |
| 2  | Pots de 450 ml<br>Honigum Pro Putty Soft | REF 929364 |
|    | Honigum Pro Putty Soft Fast              | REF 929365 |
|    | Honigum Pro Putty Rigid Fast             | REF 929366 |

#### Pack économique

- |    |  |            |
|----|--|------------|
| 5  | Cartouches de 380 ml                     |            |
| 50 | MixStar Tips Blue                        | REF 929375 |
| 8  | Pots de 450 ml<br>Honigum Pro Putty Soft | REF 929369 |
|    | Honigum Pro Putty Soft Fast              | REF 929370 |
|    | Honigum Pro Putty Rigid Fast             | REF 929371 |

#### Accessoires

- |    |                                      |            |
|----|--------------------------------------|------------|
| 1  | MixStar eMotion 230 V Int.           | REF 900480 |
| 50 | MixStar Tips Blue                    | REF 903334 |
| 1  | Flacon de 10 ml de DMG Tray Adhesive | REF 909394 |

## Honigum Pro Scan



### Matériau d'empreinte scannable à base de VPS

Indications : tous types d'empreintes, telles que les empreintes pour couronnes et bridges, les empreintes pour inlays et onlays, les diverses empreintes totales (par exemple, pour implants) et la fixation de transferts d'implant et de coiffes d'empreintes

#### Avantages du produit

- Scannable : tous les avantages de Honigum Pro au service des flux de travail numériques
- Rentable, simple, précis, pas besoin d'acquérir des technologies coûteuses
- Fiabilité des empreintes même dans des zones difficiles à capturer avec un système intraoral
- Pas de spray pour balayage
- Finies les erreurs liées à l'utilisation d'une préparation de modèle classique
- Finies les irritations provoquées par de légers mouvements de la tête ou de la langue lors d'une numérisation intraorale



#### Pack

Honigum Pro Scan Heavy	
1 Cartouche de 380 ml	
10 MixStar Tips Blue	REF 929981
2 Cartouches de 50 ml	
4 Automix Tips Green 1:1	REF 929983

#### Honigum Pro Scan Light

2 Cartouches de 50 ml	
10 Automix Tips Yellow 1:1	
10 Intraoral Tips Yellow	REF 929984

#### Accessoires

1 MixStar eMotion 230 V Int.	REF 900480
50 MixStar Tips Blue	REF 903334
1 Automix Dispenser Type 50 1:1	REF 909507
50 Automix Tips Green 1:1	REF 909490
1 Flacon de 10 ml de DMG Tray Adhesive	REF 909394

## Honigum Light



### Matériau d'empreinte de correction à base de VPS

Indications : empreintes pour couronnes et bridges, empreintes pour inlays et onlays

#### Avantages du produit

- Excellentes propriétés rhéologiques
- Stabilité extraordinaire
- Hydrophilie équilibrée
- Enregistrement des détails les plus fins



#### Pack

2 Cartouches de 50 ml	
12 Automix Tips Yellow 1:1	
12 Intraoral Tips	
Honigum Light	REF 909831
Honigum Light Fast	REF 909832

#### Pack économique

8 Cartouches de 50 ml	
50 Automix Tips Yellow 1:1	
50 Intraoral Tips Yellow	
Honigum Light	REF 909835
Honigum Light Fast	REF 909836

#### Accessoires

1 Automix Dispenser Type 50 1:1	REF 909507
50 Automix Tips Yellow 1:1	REF 909200
50 Intraoral Tips Yellow	REF 909201

# Honigum Mono



## Matériau d'empreinte à base de VPS monophasé

Indications : empreintes pour couronnes et bridges, empreintes pour inlays, onlays et empreintes fonctionnelles, indicateurs de points de pression et tous types d'empreinte à ciel ouvert (pick-up)

### Avantages du produit

- Précision en une seule étape
- Reproduction précise de la ligne de préparation
- Enregistrement des détails les plus fins
- Dureté finale élevée
- Bonne hydrophilie



#### Pack

1	Cartouche de 380 ml	
10	MixStar Tips White	REF 909568
2	Cartouches de 50 ml	
4	Automix Tips Green 1:1	
4	Intraoral Tips Transparent	REF 909830

#### Pack économique

5	Cartouches de 380 ml	
50	MixStar Tips White	REF 909569
8	Cartouches de 50 ml	
20	Automix Tips Green 1:1	
20	Intraoral Tips Transparent	REF 909834

#### Accessoires

1	MixStar eMotion 230 V Int.	REF 900480
50	MixStar Tips White	REF 909567
1	Automix Dispenser Type 50 1:1	REF 909507
50	Automix Tips Green 1:1	REF 909490
50	Intraoral Tips Transparent	REF 909400
1	Flacon de 10 ml de DMG Tray Adhesive	REF 909394

# Honigum Heavy



## Matériau pour empreinte primaire à base de VPS

Indications : empreintes pour couronnes et bridges, empreintes pour inlays et onlays, tous types d'empreintes à ciel ouvert (pick-up) (p. ex. pour implants)

### Avantages du produit

- Dureté extrêmement élevée
- Résistance pratique à l'insertion
- Excellentes caractéristiques de fixation
- Retrait facile et sans risque
- Absence de bulle et homogénéité constante du matériau



#### Pack

1	Cartouche de 380 ml	
10	MixStar Tips White	
	Honigum Heavy	REF 909537
	Honigum Heavy Fast	REF 909638
2	Cartouches de 50 ml	
4	Automix Tips Green 1:1	
	Honigum Heavy	REF 909766
	Honigum Heavy Fast	REF 909838

#### Pack économique

5	Cartouches de 380 ml	
50	MixStar Tips White	
	Honigum Heavy	REF 909538
	Honigum Heavy Fast	REF 909637
8	Cartouches de 50 ml	
16	Automix Tips Green 1:1	
	Honigum Heavy	REF 909837
	Honigum Heavy Fast	REF 909839

#### Accessoires

1	MixStar eMotion 230 V Int.	REF 900480
50	MixStar Tips White	REF 909567
1	Automix Dispenser Type 50 1:1	REF 909507
50	Automix Tips Green 1:1	REF 909490
1	Flacon de 10 ml de DMG Tray Adhesive	REF 909394

## Honigum Putty



### Matériau d'empreinte de précision de consistance pâteuse à base de VPS

Indications : empreintes pour couronnes et bridges, empreintes pour inlays et onlays

#### Avantages du produit

- Consistance pâteuse réelle à la sortie de DMG MixStar Cartridge ou modelable à la main
- Prise excellente dès le début du mélange
- Excellente résistance à l'arrachement
- Technologie Snap-Set unique (temps de travail long et temps de prise en bouche court)
- Excellente récupération après déformation
- Excellente stabilité dimensionnelle



#### Pack

1	Cartouche de 380 ml	
10	MixStar Tips Blue	REF 919374
2	Pots de 450 ml	
	Honigum Putty Soft	REF 919364
	Honigum Putty Soft Fast	REF 919365
	Honigum Putty Rigid Fast	REF 919366

#### Pack économique

5	Cartouches de 380 ml	
50	MixStar Tips Blue	REF 919375
8	Pots de 450 ml	
	Honigum Putty Soft	REF 919369
	Honigum Putty Soft Fast	REF 919370
	Honigum Putty Rigid Fast	REF 919371

#### Accessoires

1	MixStar eMotion 230 V Int.	REF 900480
50	MixStar Tips Blue	REF 903334
1	Flacon de 10 ml de DMG Tray Adhesive	REF 909394

## Silagum Light



### Matériau d'empreinte de correction éprouvé à base de VPS

Indications : empreintes pour couronnes et bridges, empreintes pour inlays et onlays

#### Avantages du produit

- Bonne hydrophilie
- Viscosité fluide
- Deux vitesses : polymérisation normale et rapide



#### Pack

2	Cartouches de 50 ml	
12	Automix Tips Yellow 1:1	
12	Intraoral Tips Yellow	
	Silagum Light	REF 909713
	Silagum Light Fast	REF 909714

#### Pack économique

8	Cartouches de 50 ml	
50	Automix Tips Yellow 1:1	
50	Intraoral Tips Yellow	
	Silagum Light	REF 909715
	Silagum Light Fast	REF 909720

#### Accessoires

1	Automix Dispenser Type 50 10:1	REF 909507
50	Automix Tips Yellow 1:1	REF 909200
50	Intraoral Tips Yellow	REF 909201



## Silagum Medium



### Matériau d'empreinte de viscosité moyenne à base de VPS

Indications : empreintes pour couronnes et bridges, empreintes pour inlays et onlays, rebasage et empreintes fonctionnelles, indicateurs de points de pression

#### Avantages du produit

- Bonnes propriétés rhéologiques
- Bonne stabilité
- Deux vitesses : polymérisation normale et rapide



#### Pack

2 Cartouches de 50 ml	
12 Automix Tips Yellow 1:1	
12 Intraoral Tips Yellow	
Silagum Medium	REF 909716
Silagum Medium Fast	REF 909717

#### Accessoires

1 Automix Dispenser Type 50 10:1	REF 909507
50 Automix Tips Yellow 1:1	REF 909200
50 Intraoral Tips Yellow	REF 909201

## Silagum Mono



### Matériau d'empreinte à base de VPS monophasé

Indications : empreintes pour couronnes et bridges, empreintes pour inlays et onlays, empreintes fonctionnelles

#### Avantages du produit

- Reproduction des détails de surface les plus fins grâce à ses propriétés rhéologiques exceptionnelles
- Application aisée et précise à l'aide des Intraoral Tips
- Reste ferme dans le porte-empreinte et sur la préparation



#### Pack

2 Cartouches de 50 ml	
4 Automix Tips Yellow 1:1	
4 Intraoral Tips Yellow	
	REF 909718

#### Pack économique

8 Cartouches de 50 ml	
16 Automix Tips Yellow 1:1	
16 Intraoral Tips Yellow	
	REF 909719

#### Accessoires

1 Automix Dispenser Type 50 10:1	REF 909507
50 Automix Tips Yellow 1:1	REF 909200
50 Intraoral Tips Yellow	REF 909201

## Silagum Putty



### Matériau pour empreinte primaire à base de VPS

Indications : empreintes pour couronnes et bridges, empreintes pour inlays et onlays

#### Avantages du produit

- Dosage facile
- Excellente récupération après déformation
- Retrait de la bouche facile
- Malaxabilité exceptionnelle
- Excellente stabilité dimensionnelle
- Particulièrement adapté aux empreintes en deux temps avec Silagum Light/Fast



#### Pack

1 Pot de 262 ml de base	
1 Pot de 262 ml de catalyseur	
Silagum Putty	REF 909018
Silagum Putty Fast	REF 909037
Silagum Putty Soft	REF 909019

#### Pack économique

4 Pots de 262 ml de base	
4 Pots de 262 ml de catalyseur	
Silagum Putty	REF 909405
Silagum Putty Fast	REF 909038
Silagum Putty Soft	REF 909036

8 Pots de 262 ml de base	
8 Pots de 262 ml de catalyseur	
Silagum Putty	REF 909420
Silagum Putty Soft	REF 909485

#### Accessoires

1 Flacon de 10 ml de DMG Tray Adhesive	REF 909394
--	------------

## Silagum Putty Soft



### Matériau pour empreinte primaire à base de VPS

Indications : empreintes pour couronnes et bridges, empreintes pour inlays et onlays

#### Avantages du produit

- Stabilité dimensionnelle exceptionnelle
- Absence de bulle et homogénéité constante du matériau
- Manipulation facile et propre
- Peut être appliqué directement dans le porte-empreinte



#### Pack

1 Cartouche de 380 ml	
10 MixStar Tips White	REF 909534

#### Pack économique

5 Cartouches de 380 ml	
50 MixStar Tips White	REF 909535

#### Accessoires

1 MixStar eMotion 230 V Int.	REF 900480
50 MixStar Tips White	REF 909567
1 Flacon de 10 ml de DMG Tray Adhesive	REF 909394

# StatusBlue



## Matériau d'empreinte de situation à base de VPS

Indications : empreintes de situation, empreintes pour la réalisation de restaurations provisoires ou la fabrication sous vide de guide et d'empreintes de l'arcade antagoniste

### Avantages du produit

- Stabilité dimensionnelle très élevée
- Très longue durée de conservation
- Coulées multiples
- Aucun mélange manuel long
- Excellente récupération après déformation



Utilisable au bout  
de 10 minutes

### Pack

1	Cartouche de 380 ml	
10	MixStar Tips White	REF 909693
2	Cartouches de 50 ml	
4	Automix Tips Pink 4:1	REF 909790

### Pack économique

5	Cartouches de 380 ml	
50	MixStar Tips White	REF 909694
8	Cartouches de 50 ml	
16	Automix Tips Pink 4:1	REF 909791

### Accessoires

1	MixStar eMotion 230 V Int.	REF 900480
50	MixStar Tips White	REF 909567
1	Automix Dispenser Type 50 10:1	REF 110411
25	Automix Tips Pink 4:1	REF 909797



# LuxaForm



## Polymère d'empreinte thermoplastique

Indication : empreintes pour des réparations provisoires

### Avantages du produit

- Aucun porte-empreinte requis
- Pas de mélange
- Stable dans des conditions de stockage
- Aucune couche de frottis sur les restaurations provisoires en bisacrylate
- Inodore



### Pack

72 Tablettes

REF 110415

## DMG Retraction Paste



### Pâte de rétraction astringente

Indications : rétraction provisoire de la marge gingivale et garantie d'un environnement de sulcus sec

### Avantages du produit

- La compule (capsule) peut être courbée en fonction des besoins pour une application très simple
- Consistance optimale - résultats optimaux
- Haute visibilité dans le sulcus
- Rapide, simple et efficace



### Pack

25 Compules de 0,37 g

REF 919381

### Accessoires

- 1 Safetip Dispenser
- 1 Safetip Dispenser Pro

REF 213122  
REF 220829

## O-Bite



### Matériau d'enregistrement d'occlusion à base de VPS

Indications : matériau d'enregistrement d'occlusion, matériau pour application sur fourchettes occlusales pour arcs faciaux, matériau pour clés, p. ex. pour enregistrement intraoral avec pointe support

### Avantages du produit

- Un des matériaux d'enregistrement de l'occlusion à base de VPS les plus durs
- Résistance supérieure à la fracture
- Odeur d'orange fraîche et fruitée
- Résistance minimale à l'occlusion
- Polymérisation rapide



### Pack

- 2 Cartouches de 50 ml
- 12 Automix Tips Pink 1:1

REF 909765

### Pack économique

- 8 Cartouches de 50 ml
- 50 Automix Tips Pink 1:1

REF 909767

### Accessoires

- 1 Automix Dispenser Type 50 1:1
- 50 Automix Tips Pink 1:1
- 50 Conturation Tips

REF 909507  
REF 909202  
REF 909203

## O-Bite Scan



### Matériau d'enregistrement d'occlusion scannable à base de VPS

Indications : matériau d'enregistrement d'occlusion, matériau pour application sur fourchettes occlusales pour arcs faciaux, matériau pour clés, p. ex. pour enregistrement intraoral avec pointe support

#### Avantages du produit

- Analysable
- Dureté finale extrêmement élevée et résistance supérieure à la rupture
- Résistance minimale à l'occlusion
- Odeur d'orange fraîche et fruitée
- Facilité et précision d'utilisation pour un flux de travail numérique, sans avoir à acquérir aucune technologie coûteuse
- Manipulation facile, aucun prétraitement à la poudre ou au spray n'est nécessaire



#### Pack

2 Cartouches de 50 ml	
12 Automix Tips Pink 1:1	REF 919017

#### Pack économique

8 Cartouches de 50 ml	
50 Automix Tips Pink 1:1	REF 919018

#### Accessoires

1 Automix Dispenser Type 50 1:1	REF 909507
50 Automix Tips Pink 1:1	REF 909202
50 Conturation Tips	REF 909203

## LuxaBite



### Matériau d'enregistrement de l'occlusion à base de bisacrylates

Indications : fixation des transferts d'implant lors de la prise d'empreinte, enregistrement de l'occlusion

#### Avantages du produit

- Le matériau d'enregistrement de l'occlusion le plus dur (dureté Barcol : 25 après une heure)
- Pas de compression ou de flexion lors du montage
- Sans goût et sans odeur
- Excellente stabilité
- Facile à fraiser



#### Pack

1 Cartouche de 50 ml	
15 Automix Tips Yellow 10:1	REF 110560

#### Pack économique

5 Cartouches de 50 ml	
75 Automix Tips Yellow 10:1	REF 110558

#### Accessoires

1 Automix Dispenser Type 50 1:1	REF 110411
25 Automix Tips Yellow 10:1	REF 110609

## Silagum Comfort



### Matériau de rebasage durablement souple à base de VPS

Indication : rebasage des prothèses dentaires totales, partielles et implantoportées

#### Avantages du produit

- Excellente adhérence à la prothèse
- Toujours doux
- Haute résistance à l'arrachement
- Sans odeur et sans goût
- Facilité de manipulation
- Très esthétique grâce à sa stabilité de Teinte



#### Pack de démarrage

- |                               |            |
|-------------------------------|------------|
| 1 Cartouche de 25 ml          |            |
| 1 Automix Dispenser           |            |
| 5 Automix Tips Yellow 1:1     |            |
| 1 Flaçon de 5 ml de Primer    |            |
| 2 Flaçons de 10 ml de Varnish |            |
| 25 Broses                     |            |
| 5 Polissoirs                  |            |
| 1 Support                     | REF 909087 |

#### Pack de recharge

- |                               |            |
|-------------------------------|------------|
| 1 Cartouche de 25 ml          |            |
| 5 Automix Tips Yellow 1:1     | REF 909088 |
| 2 Flaçons de 10 ml de Varnish | REF 909089 |
| 1 Flaçon de 5 ml de Primer    | REF 909090 |
| 1 Cartouche de 50 ml          |            |
| 12 Automix Tips Pink 1:1      | REF 909951 |

#### Pack économique

- |                       |            |
|-----------------------|------------|
| 8 Cartouches de 50 ml | REF 909950 |
|-----------------------|------------|

#### Accessoires

- |                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| 1 Automix Dispenser Type 25 1:1 | REF 110253 |
| 1 Automix Dispenser Type 50 1:1 | REF 909507 |
| 50 Automix Tips Yellow 1:1      | REF 909200 |
| 50 Automix Tips Pink 1:1        | REF 909202 |
| 1 Silicone Trimming Set         |            |
| 25 Polissoirs                   |            |
| 1 Support                       | REF 909047 |

## LuxaPick-up



### Composite de rebasage autopolymérisable

Indications : rebasage dur direct des prothèses dentaires, fixation de composants secondaires et d'éléments de connexion sur les prothèses dentaires implanto-portées

#### Avantages du produit

- Rebasage dur direct des prothèses dentaires
- Fixation de pièces secondaires et d'éléments de connexion sur des prothèses dentaires implanto-portées
- Ultrabiocompatible : exempt de MMA (méthacrylate de méthyle) et de peroxyde
- Ajustement fiable et sans tension
- Utilisation directement chez le praticien
- Idéal pour réparer les prothèses et personnaliser également les prothèses intermédiaires

#### Particularité

Luxatemp Glaze & Bond pour une liaison adhésive optimale et une obturation fiable (voir p. 57)



#### Pack

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| 1 Cartouche de 76 g       |            |
| 15 Automix Tips Blue 10:1 | REF 214007 |

#### Accessoires

- |                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| 45 Automix Tips Blue 10:1        | REF 110409 |
| 1 Automix Dispenser Type 50 10:1 | REF 110411 |

## MixStar eMotion



### Mélangeur

Mélangeur pour mélanger les matériaux d'empreinte

#### Avantages du produit

- Entièrement automatique
- 3 options de vitesse
- 2 minuteries pour les temps de travail et de prise
- Manipulation facile
- Adapté aux emballages souples et aux cartouches



#### Conditionnement

1 MixStar eMotion 230 V Int.

REF 900480

## DMG Tray Adhesive



### Adhésif de porte-empreinte, tous matériaux à base de VPS

Indication : adhésif de porte-empreinte destiné à la rétention des matériaux à base de VPS dans les porte-empreintes en métal et en plastique

#### Avantages du produit

- Favorise l'adhésion des matériaux d'empreinte à base de VPS (Vinyl PolySiloxane) au porte-empreinte
- Simplicité d'utilisation et de manipulation
- Temps de prise court après application
- Contrôle visuel grâce à sa couleur bleue



#### Pack

1 Flaçon de 10 ml

REF 909394

#### Pack économique

10 Flaçons de 10 ml

REF 909396

A close-up photograph of a woman with a warm smile, looking towards the camera. She is seated in a dental chair with a teal-colored backrest. In the background, a dentist wearing a light blue clinical coat is smiling. The scene is brightly lit, creating a clean and professional atmosphere.

# Prothèses provisoires

Obturations

Restaurations semi-permanentes

Scellement provisoire



# Luxatemp Star



## Matériau bisacrylique haute stabilité pour couronnes et bridges provisoires

Indications : couronnes et bridges provisoires, inlays et onlays, couronnes partielles, facettes et restaurations provisoires de longue durée

### Avantages du produit

- Pour des restaurations provisoires particulièrement stables et esthétiques respectant les normes les plus strictes
- Résistance à la fracture et à la flexion sensiblement accrue
- Amélioration de la dureté initiale
- Dureté finale plus rapide
- Meilleures stabilité et durabilité
- Esthétique irréprochable et stabilité de la teinte à long terme
- Adaptation et ajustement parfaits
- Idéal pour la réalisation de maquettes



### Pack

1 Smartmix Syringe de 15 g	
10 Smartmix Tips Green-Blue	
Teinte A2	REF 110901
Teinte A3	REF 110902
Teinte B1	REF 110904
Teinte Bleach Light	REF 110905

1 Cartouche de 76 g	
15 Automix Tips Blue 10:1	
Teinte A1	REF 110906
Teinte A2	REF 110907
Teinte A3	REF 110908
Teinte A3.5	REF 110909
Teinte B1	REF 110910
Teinte Bleach Light	REF 110911

### Pack économique

5 Cartouches de 76 g	
75 Automix Tips Blue 10:1	
Teinte A1	REF 110954
Teinte A2	REF 110912
Teinte A3	REF 110913

### Accessoires

50 Smartmix Tips Green-Blue	REF 110990
45 Automix Tips Blue 10:1	REF 110409
1 Automix Dispenser Type 50 10:1	REF 110411
50 Smartmix Tips Green	REF 110724

# Luxatemp Fluorescence



## Matériau bisacrylique pour couronnes et bridges provisoires avec fluorescence naturelle

Indications : couronnes et bridges provisoires, inlays, onlays, couronnes partielles et facettes

### Avantages du produit

- Pour des restaurations provisoires esthétiques et naturelles
- Faible rétraction de polymérisation
- Résistance élevée à la rupture et à l'abrasion
- Excellente stabilité des teintes
- Faible potentiel allergénique
- Adapté aux restaurations provisoires de longue durée



### Pack

1 Smartmix Syringe de 15 g	
10 Smartmix Tips Green-Blue	
Teinte A1	REF 110718
Teinte A2	REF 110719
Teinte A3	REF 110720
Teinte B1	REF 110722
Teinte Bleach Light	REF 110723

1 Cartouche de 76 g	
15 Automix Tips Blue 10:1	
Teinte A1	REF 110585
Teinte A2	REF 110586
Teinte A3	REF 110710
Teinte A3.5	REF 110587
Teinte B1	REF 110588
Teinte Bleach Light	REF 110589

### Pack économique

5 Cartouches de 76 g	
75 Automix Tips Blue 10:1	
Teinte A2	REF 110712
Teinte A3	REF 110713

### Accessoires

50 Smartmix Tips Green-Blue	REF 110990
45 Automix Tips Blue 10:1	REF 110409
1 Automix Dispenser Type 50 10:1	REF 110411

## Luxatemp Plus



### Matériau bisacrylique pour couronnes et bridges provisoires

Indications : couronnes et bridges provisoires, inlays, onlays, couronnes partielles et facettes

#### Avantages du produit

- Un classique qui a fait ses preuves pour des restaurations provisoires parfaitement ajustées sans tarder
- Application simple et rapide dans l'empreinte
- Des restaurations provisoires couronnées de succès, dès le départ
- Forme appropriée et précise
- Résistance à l'abrasion optimisée
- Grande résistance à la flexion
- Excellente biocompatibilité



#### Pack de démarrage

1	Cartouche de 76 g	
1	Automix Dispenser Type 50 10:1	
15	Automix Tips Blue 10:1	
	Teinte A2	REF110400

#### Pack

1	Cartouche de 76 g	
15	Automix Tips Blue 10:1	
	Teinte A1	REF 110401
	Teinte A2	REF 110402
	Teinte A3.5	REF 110403
	Teinte B1	REF 110404
	Teinte Bleach Light	REF 110368

#### Pack économique

5	Cartouches de 76 g	
75	Automix Tips Blue 10:1	
	Teinte A1	REF 110405
	Teinte A2	REF 110406
	Teinte A3.5	REF 110407

#### Accessoires

45	Automix Tips Blue 10:1	REF 110409
1	Automix Dispenser Type 50 10:1	REF 110411

## Luxatemp Solar



### Matériau bisacrylique à prise duale pour couronnes et bridges provisoires

Indications : couronnes et bridges provisoires, inlays, onlays, couronnes partielles et facettes

#### Avantages du produit

- Version photopolymérisable du classique qui a fait ses preuves
- Le temps de prise peut être déterminé par l'utilisateur
- Retrait facilité de la restauration provisoire grâce à la phase élastique prolongée
- Pas de fracture dans les contre-dépouilles
- Haute dureté finale immédiatement après la photopolymérisation
- Particulièrement indiqué pour les restaurations de longue portée



#### Pack

1	Cartouche de 76 g	
15	Automix Tips Blue 10:1	
	Teinte A2	REF 110360

#### Pack économique

5	Cartouches de 76 g	
75	Automix Tips Blue 10:1	
	Teinte A2	REF 110361

#### Accessoires

45	Automix Tips Blue 10:1	REF 110409
1	Automix Dispenser Type 50 10:1	REF 110411

# LuxaFlow Star



## Composite photopolymérisable fluide

Indications : amélioration et reprise des restaurations provisoires en bisacrylate ; obturations pour petites restaurations de classe III, IV et V ; restaurations minimalement invasives ; fonds de cavité

### Avantages du produit

- Fluorescence naturelle
- Excellentes propriétés de polissage
- Luer-Lock Tips pour une application précise et directe
- Fluide pendant l'application, stable après
- Radio-opaque



### Pack de démarrage

4 Seringues de 1,5 g	
20 Luer-Lock Tips Black	
Teintes : A1, A2, A3.5, B1	REF 214000

### Pack de recharge

2 Seringues de 1,5 g	
10 Luer-Lock Tips Black	
Teinte A1	REF 214001
Teinte A2	REF 214002
Teinte A3	REF 214003
Teinte A3.5	REF 214004
Teinte B1	REF 214005

### Accessoires

60 Luer-Lock Tips Black	REF 211477
-------------------------	------------

# Luxatemp Glaze & Bond



## Vernis photopolymérisable pour la réparation et le scellement des couronnes et bridges provisoires

Indications : revêtement et réparation des couronnes et bridges provisoires, primer pour restaurations indirectes en PEEK/composite et PMMA

### Avantages du produit

- Brillance élevée sans polissage
- Adhérence excellente aux matériaux de réparation
- Haute résistance à l'abrasion
- Faible rugosité de surface



### Pack

1 Flaçon de 5 ml	
25 Brosses	
1 Palette de mélange	REF 211927

### Accessoires

50 Brosses	REF 110041
------------	------------

# LuxaCrown



## Composites bisacrylates pour des solutions provisoires hautes performances offrant une stabilité à long terme

Indications : restaurations de couronnes et de bridges pour rétablir la forme anatomique et protéger la dent restante à long terme ; pour rétablir la fonction masticatoire ; pour procéder à des corrections esthétiques

### Avantages du produit

- Stabilité à long terme fiable
- Une large gamme d'applications
- Restauration prothétique en une seule séance
- Excellente résistance à la rupture et à la flexion
- Excellent polissage
- Temps de polymérisation optimal
- Excellente maniabilité



### Pack

1	Cartouche de 50 ml	
15	Automix Tips Blue 10:1	
	Teinte A1	REF 110970
	Teinte A2	REF 110971
	Teinte A3	REF 110972
	Teinte A3.5	REF 110973
	Teinte B1	REF 110974

### Accessoires

1	Automix Dispenser Type 50 10:1	REF 110411
45	Automix Tips Blue 10:1	REF 110409

# TempoCem ID



## Ciment de scellement provisoire transparent et esthétique

Indications : scellement provisoire de couronnes, de bridges, d'inlays, d'onlays, de facettes provisoires ou semi-permanents et de prothèses provisoires implantoportées

### Avantages du produit

- Invisible sous la restauration
- Identifiable pour une élimination facile et fiable du matériau en excès, d'une seule traite
- Transparence optimale pour les meilleurs résultats esthétiques qui soient
- Collage optimal, facilité d'élimination
- Convivial, facile à appliquer
- Scellement provisoire, fiabilité semi-permanente



### Pack

1	Smartmix Syringe de 5 ml	
20	Smartmix Tips Green	REF 213200

### Accessoires

50	Smartmix Tips Green	REF 110724
----	---------------------	------------



# TempoCem NE



## Ciment de scellement provisoire à base d'oxyde de zinc , sans eugéno

Indications : scellement provisoire de couronnes, bridges, inlays et onlays provisoires ou définitifs

### Avantages du produit

- Utilisation universelle
- Aucune influence sur les matériaux de restauration à base de résine
- Application directe dans la restauration provisoire
- Bonne adhérence, mais retrait aisé de la restauration provisoire
- Retrait facile et propre du ciment en excès
- Ajustement exceptionnel dû à la finesse du film



### Pack

2 Smartmix Syringes de 5 ml	
20 Smartmix Tips Short	REF 212104
1 Cartouche de 25 ml	
35 Automix Tips Blue 1:1	REF 110272

### Accessoires

50 Smartmix Tips Short	REF 212040
100 Automix Tips Blue 1:1	REF 110267
50 Automix Tips Blue 1:1	REF 110266
1 Automix Dispenser Type 25 1:1	REF 110253

# TempoCem



## Ciment de scellement provisoire à base d'oxyde de zinc, avec de l'eugéno

Indications : scellement provisoire de couronnes, bridges, inlays et onlays provisoires ou définitifs, scellement provisoire de prothèses implanto-portées

### Avantages du produit

- Application directe dans la restauration provisoire
- Adhérence et facilité de retrait optimales
- Élimination facile et propre du matériau en excès




### Pack

2 Smartmix Syringes de 5 ml	
20 Smartmix Tips Short	REF 212129
1 Cartouche de 25 ml	
35 Automix Tips Blue 1:1	REF 110247

### Accessoires

50 Smartmix Tips Short	REF 212040
100 Automix Tips Blue 1:1	REF 110267
50 Automix Tips Blue 1:1	REF 110266
1 Automix Dispenser Type 25 1:1	REF 110253





# Prothèses permanentes

Ciments de scellement

# PermaCem Universal



## Ciment de scellement en composites à prise duale, adhésif

Indications : scellement permanent d'inlays, d'onlays, de couronnes, de bridges, de facettes, de tenons radiculaires et restaurations sur piliers implantaires

### Avantages du produit

- Universel, sans compromis
- Utilisation universelle ; polyvalent, avec céramiques silicatées ou oxydées, métaux et composites
- Établi cliniquement pour une utilisation avec tous les matériaux CAO/FAO standard
- Esthétique irréprochable en cinq teintes avec la pâte d'essayage Try-in Paste assortie
- Forte adhérence sur une large plage
- Grande résistance à l'abrasion pour une qualité marginale fiable et une longévité optimale de la restauration
- Élimination simple, sans contrainte et en une seule fois de l'excédent de ciment

Le partenaire idéal pour un collage optimal : LuxaBond Universal (Page 35)



### Pack

- 1 Smartmix Syringe de 9 g
- 10 Smartmix Tips Short  
Teinte A1 REF 213401
- Teinte A2.5 REF 213402
- Teinte Transparent REF 213404

### Accessoires

- 50 Smartmix Tips Short REF 212040

# PermaCem 2.0



## Ciment de scellement en composite à prise duale auto-adhésif

Indications : scellement permanent d'inlays, d'onlays, de couronnes, de bridges et de tenons radiculaires ; scellement permanent de couronnes et de bridges sur piliers implantaires

### Avantages du produit

- Solution tout-en-un
- Utilisation rapide et simple, sans la nécessité d'un mordantage ou d'un collage
- Contient du MDP
- Liaison à la dent et restauration sûres
- Propriétés adhésives exceptionnelles sur les céramiques en zircone, silicate et oxyde
- Absorption minimale de l'eau
- Consistance optimale
- Fluidité exceptionnelle sous pression
- Élimination simple du matériau en excès, sans contraintes
- Radio-opacité excellente



### Pack

- 1 Smartmix Syringe de 9 g
- 15 Smartmix Tips Short
- 5 Smartmix Tips Endo M
- Teinte Transparent REF 213368
- Teinte A2 Universal REF 213366
- Teinte A3 Opaque REF 213367

### Pack économique

- 3 Smartmix Syringes de 9 g
- 45 Smartmix Tips Short
- 15 Smartmix Tips Endo M
- Teinte Transparent REF 213382
- Teinte A2 Universal REF 213380
- Teinte A3 Opaque REF 213381

### Accessoires

- 50 Smartmix Tips Short REF 212040
- 20 Smartmix Tips Endo M REF 213373



# PermaCem Dual



## Ciment de scellement à prise duale adhésif

Indications : scellement définitif de couronnes, bridges, inlays et onlays

### Avantages du produit

- Réduction du temps de prise grâce à la photopolymérisation
- Utilisation universelle
- Convient également pour les travaux tout céramique
- Insoluble en milieu humide
- Faible épaisseur du film pour un ajustement parfait
- Élimination aisée du matériau en excès



### Pack

2 Smartmix Syringes de 10 g	
20 Smartmix Tips Short	REF 212035
1 Cartouche de 52 g	
35 Automix Tips Blue 1:1	REF 110524

### Accessoires

50 Smartmix Tips Short	REF 212040
100 Automix Tips Blue 1:1	REF 110267
50 Automix Tips Blue 1:1	REF 110266
1 Automix Dispenser Type 25 1:1	REF 110253

# PermaCem



## Ciment de scellement autopolymérisant adhésif

Indications : scellement définitif de couronnes, bridges, inlays et onlays

### Avantages du produit

- Autopolymérisation
- Utilisation universelle
- Convient également pour les travaux tout céramique
- Insoluble en milieu humide
- Faible épaisseur du film pour un ajustement parfait
- Élimination aisée du matériau en excès



### Pack

2 Smartmix Syringes de 10 g	
20 Smartmix Tips Short	REF 212034
1 Cartouche de 52 g	
35 Automix Tips Blue 1:1	REF 110293

### Accessoires

50 Smartmix Tips Short	REF 212040
100 Automix Tips Blue 1:1	REF 110267
50 Automix Tips Blue 1:1	REF 110266
1 Automix Dispenser Type 25 1:1	REF 110253

# Vitique



## Composite de scellement photopolymérisable adhésif pour les facettes

Indications : scellement définitif et hautement esthétique des facettes en céramique ou en composite

### Avantages du produit

- Système complet de qualité supérieure pour le scellement des facettes
- Une reproduction chromatique et un choix de teintes exceptionnels
- Harmonisation chromatique parfaite entre la pâte d'essayage Try-in Paste et le ciment
- Élimination ultrafacile du matériau en excès
- Haute stabilité de teinte
- Assistance pratique pour l'utilisateur

### Particularité

Votre partenaire de l'adhérence pour Vitique en pack de recharge : Ecosite Bond (Page 36).



#### Cementation System

- 3 Seringues de 6 g d'Esthetic Resin Cement, teintes : A2.5, B1, Transparent
  - 3 Seringues de 3,9 g de Try-in Paste, teintes : A2.5, B1, Transparent
  - 1 Seringue de 2 ml de DMG Etching Gel
  - 1 Flacon de 5 ml TECO
  - 1 Flacon de 3 ml Adhésif Vitique Silane
  - 1 Flacon de 3 ml Vitique Silane Activator
- Accessoires REF 213080

#### Cementation Kit

- 3 Seringues de 6 g d'Esthetic Resin Cement, teintes : A2.5, B1, Transparent
  - 3 Seringues de 3,9 g de Try-in Paste, teintes : A2.5, B1, Transparent
  - 50 Veneer Tips
- REF 213081

#### Accessory Kit

- 1 Seringue de 2 ml de DMG Etching Gel
  - 1 Flacon de 5 ml TECO
  - 1 Flacon de 3 ml Adhésif Vitique Silane
  - 1 Flacon de 3 ml Vitique Silane Activator
- Accessoires REF 213082

#### Pack de recharge

- 1 Seringue de 6 g d'Esthetic Resin Cement, 10 Veneer Tips
  - Teinte A1 REF 213038
  - Teinte A2.5 REF 213039
  - Teinte A4 REF 213040
  - Teinte B1 REF 213041
  - Teinte Bleach Light REF 213042
  - Teinte Transparent REF 213043
  - Teinte White REF 213044
  - Teinte Pink REF 213045
- 1 Seringue de 3,9 g de Try-in Paste, 10 Veneer Tips
  - Teinte A1 REF 213048
  - Teinte A2.5 REF 213049
  - Teinte A4 REF 213050
  - Teinte B1 REF 213051
  - Teinte Bleach Light REF 213052
  - Teinte Transparent REF 213053
  - Teinte White REF 213054
  - Teinte Pink REF 213055

#### Accessoires

- 100 Veneer Tips REF 213057



## Agent de collage pour la céramique et les composites de scellement

Indications : conditionnement des substrats de céramiques à base de silice

### Avantages du produit

- Collage fiable
- Ratio de mélange 1:1
- Nouveau mélange pour chaque indication nécessitant les deux composants



---

### Pack

- 1 Flacon de 3 ml Adhésif Vitique Silane
- 1 Flacon de 3 ml Vitique Silane Activator
- 50 Broses
- 1 Support de brosse

REF 213118





Tableaux et  
vues d'ensemble

# Restauration directe : matériaux de restauration

Quel matériau pour quelle indication

	Constic	Ecosite One	Ecosite Bulk Fill	Ecosite Elements	EcuSphere Shape	EcuSphere Carat	EcuSphere Flow	Ionosit Baseline	LuxaCore Z Dual
Classe I	●	●	●	●	●	●	●		
Classe II		●	●	●	●	●			
Classe III	●			●	●	●	●		
Classe IV				●	●	●	●		
Classe V	●	●	●	●	●	●	●		
Inlays/onlays directs				●		●			
Facettes directes				●					
Dents déciduales	●	●	●	●			●		
Scellement de fissures	●	●	●	●			●		
Fond de cavité	●			●			●	●	
Caries radiculaires	●			●			●		
Préparation de tunnel	●			●			●		
Mini-invasive	●			●			●		
Restaurations provisoires	●			●			●		
Reconstitution coronaire		●	●	●					●
Type de matériau	Composite	Composite nanohybride	Composite nanohybride	Composite nanohybride	Composite hybride	Composite hybride	Composite	Compomère	Composite
Nombre de teintes	6	1	3	13	12	4	4	1	3
Teinte	A1, A2, A3, A3.5, B1, Opaque White		Light, Universal, Contrast	B1, A2, A3, A3.5, A4, EB, EL, EM, ED, OA2 et INC, W/B	A1, A2, A3, A3.5, A4, B1	A1, A2, A3, A3.5	A1, A2, A3, A3.5	B2	Opaque Light, A3, Blue
Temps de polymérisation	20 s	10 s	20 s	20 s	20 s	20 s	20 s	20 s	20/40 * s
Photopolymérisation	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Autopolymérisation									●
Radio-opaque	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Application	Luer-Lock Syringe de 2 g	Seringue de 4 g Safetip de 0,25 g	Seringue de 4 g Safetip de 0,25 g	Seringue de 4 g Seringue de 2 g Safetip de 0,25 g	Seringue de 3 g Safetip de 0,3 g	Seringue de 3 g Safetip de 0,3 g	Luer-Lock Syringe de 1,5 g	Saferinge de 0,33 Luer-Lock Syringe de 1,5 g	Smartmix Syringe de 9 g Automix Cartridge de 48 g

\*en fonction de l'épaisseur de couche

# Prévention et infiltration

Quel matériau pour quelle indication

		Flairesse Paste	Flairesse Gel	Flairesse Foam	Flairesse Varnish	Icon Proximal	Icon Vestibular
Nettoyage		●					
			●	●	●		
			●	●	●		
					●		
Caries- surface intacte	E1	●	●	●	●	●	●
	E2	○	○	○	●	●	●
	D1					●	●
Esthétique	Fluorose						●
	Taches blanches cariogènes						●
	Taches idiopathiques						●
	Taches induites par un traumatisme						●

- Utilisation fortement recommandée
- Utilisation recommandée dans certaines conditions

# Empreinte

Quel matériau pour quelle indication

	Honigum Pro Light	Honigum Pro Mono	Honigum Pro Heavy	Honigum Pro Putty	Honigum Light	Honigum Mono	Honigum Heavy	Honigum Putty	Silagum Light	Silagum Medium	Silagum Mono	Silagum Putty	LuxaForm	StatusBlue
Empreinte pour couronnes et bridges	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Empreinte pour inlays et onlays	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Empreinte pour implants			●				●							
Empreinte de fixation			●				●							
Empreinte fonctionnelle		●				●				●	●			
Indication de points de pression		●				●				●				
Empreinte de situation														●
Regarnissage d'empreinte										●				
Empreintes pour la fabrication de restaurations provisoires													●	●
Empreintes pour la fabrication de gouttières sous vide														●
Modèle d'arcades antagonistes														●
Fabrication de modèles														●



























# Restauration directe : agent adhésif

Quel matériau pour quelle indication

		LuxaBond Total Etch	LuxaBond Universal	Ecosite Bond	Contax	Contax + Activator
<b>Technique</b>	Mordançage total	●	●	●		
	Auto-mordançage		●	●	●	●
<b>Pour le scellement de</b>	Matériaux de restauration photopolymérisables	●	●	●	●	
	Matériaux de restauration autopolymérisables et à prise duale	●	●			●
<b>Mode de polymérisation de l'adhésif</b>	Photopolymérisation			●	●	●
	Prise duale	●	●			
<b>Utilisation en association avec des produits DMG</b>	Ecosite One	●	●	●	●	
	Ecosite Elements	●	●	●	●	
	Ecosite Bulk Fill	●	●	●	●	
	EcuSphere	●	●	●	●	
	Ionosit Baseline	●	●	●	●	
	Vitique	●	●	●	●	
	PermaCem	●	●			●
	PermaCem Dual	●	●			●
	PermaCem Universal	●	●			
	LuxaCore Z Dual	●	●			●
<b>Restauration directe</b>	Reconstitution coronaire	●	●	●		●
	Obturations composites directes	●	●	●	●	●
	Scellement de facettes		●			
	Canal radiculaire	●	●			
	Scellement de restaurations indirectes	●	●		●	●

# Empreinte avec Honigum

	Honigum Light		Honigum Mono		Honigum Heavy				Honigum Putty			
												
	Fast				Fast		Fast		Soft		Soft Fast	Rigid Fast
ml	50	50	380	50	380	380	50	50	380	450x2	450x2	450x2
Temps de mélange [min]										0:30	0:30	0:30
Temps de travail [min]	2:15	1:30	2:00	2:15	2:15	1:15	2:00	1:15	1:45	3:15	1:45	1:45
Temps de prise en bouche [min]	3:30	2:00	3:15	2:30	3:15	2:00	3:15	2:00	3:15	3:15	1:45	1:45
Variation dimensionnelle après 24 h [%]	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5
Déformation [%]	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,9	≤ 1,0	≤ 0,6	≤ 0,6	≤ 0,6	≤ 0,6	≤ 0,7	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5
Dureté Shore-A 24 h	≈ 54	≈ 56	≈ 52	≈ 51	≈ 76	≈ 76	≈ 72	≈ 72	≈ 73	≈ 68	≈ 68	≈ 75
Déformation sous contrainte [%]	≈ 4,5	≈ 3,9	2,9-5,5	2,8-5,5	≈ 1,4	≈ 1,4	≈ 1,4	≈ 1,4	≈ 2,0	≈ 2,2	≈ 2,2	≈ 1,7
Teinte												

# Empreinte avec Honigum Pro

		Honigum Pro Light	Honigum Pro Mono	Honigum Pro Heavy	Honigum Pro Putty									
<b>Viscosité</b>		Faible viscosité	Viscosité moyenne	Haute viscosité	Haute viscosité									
<b>Comportement de prise</b>	Polymérisation normale	●	●	●	●									
	Polymérisation rapide	●	●	●										
<b>Technique</b>	Monophasé		●											
	Double mélange	●	●	●	●									
	Correction	●		●	●									
<b>Matériau de la seringue</b>		●												
<b>Résistance à l'insertion</b>	Faible	●												
	Medium		●	●	●									
<b>Caractéristiques techniques</b>	<b>Honigum Pro</b>													
	<b>Light</b>		<b>Mono</b>				<b>Heavy</b>				<b>Putty</b>			
	<b>Fast</b>		<b>Fast</b>	<b>Fast</b>	<b>Fast</b>		<b>Fast</b>	<b>Fast</b>			<b>Soft</b>	<b>Soft Fast</b>	<b>Rigid Fast</b>	
ml	50	50	380	380	50	50	380	380	50	50	380	450x2	450x2	450x2
Temps de mélange [min]												0:30	0:30	0:30
Temps de travail intrabuccal [min]	≤ 1:00	≤ 0:30	≤ 1:00	≤ 0:30	≤ 1:00	≤ 0:30								
Temps de travail [min]	≤ 2:45	≤ 1:30	≤ 2:45	≤ 1:30	≤ 2:45	≤ 1:30	≤ 2:45	≤ 1:30	≤ 2:45	≤ 1:30	≤ 1:45	≤ 3:15	≤ 1:45	≤ 1:45
Temps de prise en bouche [min]	≥ 3:15	≥ 2:00	≥ 3:15	≥ 2:00	≥ 3:15	≥ 2:00	≥ 3:15	≥ 2:00	≥ 3:15	≥ 2:00	≥ 3:15	≥ 3:15	≥ 1:45	≥ 1:45
Variation dimensionnelle après 24 h [%]	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5
Déformation [%]	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,6	≤ 0,7	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5
Dureté Shore-A 24 h	≈ 55	≈ 55	≈ 61	≈ 61	≈ 61	≈ 61	≈ 76	≈ 74	≈ 74	≈ 74	≈ 73	≈ 68	≈ 68	≈ 75
Déformation sous contrainte [%]	≈ 4,0	≈ 4,0	≈ 2,8	≈ 2,8	≈ 2,8	≈ 2,8	≈ 1,8	≈ 1,8	≈ 2,0	≈ 2,0	≈ 2,0	≈ 2,2	≈ 2,2	≈ 1,7
Teinte	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

# Ciments : provisoires et permanents

Quel matériau pour quelle indication

	PermaCem 2.0	PermaCem Universal	PermaCem	PermaCem Dual	Vitique	LuxaCore Z Dual	TempoCem NE	TempoCem	TempoCem ID
<b>Permanent</b>	●	●	●	●	●	●			
<b>Provisoire à long terme</b>									●
<b>Provisoire</b>							●	●	●
<b>Indications</b>	Couronnes/bridges	●	●	●			●	●	●
	Inlays/onlays	●	●	●			●	●	●
	Facettes		●			●			●
	Tenons radiculaires	●	●				●		
	Piliers implantaires	●	●				●		●
<b>Scellement</b>	Adhésif		●	●	●	●			
	Auto-adhésif	●							
	Rétentif						●	●	●
<b>Type de matériau</b>	Composite	●	●			●	●		●
	Compomère			●					
	Oxyde de zinc						●	●	
<b>Mode de polymérisation</b>	Photopolymérisation	●	●		●	●			●
	Autopolymérisation	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Nombre de teintes</b>		<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
		A2 Universal, A3, Opaque, Transparent	A1, A2.5, Transparent			A1, A2.5, A4, B1, Bleach Light, Transparent, White, Pink	Opaque Light, A3, Blue		

# Ciments : provisoires et permanents

Quel matériau pour quelle indication

	PermaCem 2.0	PermaCem Universal	PermaCem	Virique	TempoCemNE	TempoCem	TempoCem ID
<b>Métal/à base de métal</b>	Inlays	●	○	○		●	●
	Onlays	●	○	○		○	○
	Couronnes/bridges	●	○	○		●	●
	Tenons radiculaires	●					
	Sur piliers implantaires	●					○
<b>Céramiques au silicate (p. ex. disilicate de lithium, feldspath)</b>	Inlays	○	○	○		●	●
	Onlays	○	○	○		○	○
	Couronnes/bridges	●	○	○		●	●
	Facettes		○	○	●		
<b>Céramique d'oxyde (oxyde de zirconium/ oxyde d'aluminium)</b>	Couronnes/bridges	●	○	○		●	●
	Tenons radiculaires	●					
	Sur piliers implantaires	●					○
<b>Restaurations en composite</b>	Inlays	○	○	○		●	●
	Onlays	○	○	○		○	○
	Couronnes	●				●	●
	Tenons radiculaires	●					
	Facettes		○	○	●		

- ● Utilisation fortement recommandée
- ○ Utilisation recommandée dans certaines conditions

# Restauration prothétique : Stabilité temporaire et à long terme







Quel matériau pour quelle indication

	Luxatemp Star	Luxatemp Fluorescence	Luxatemp Plus	Luxatemp Solar	LuxaFlow Star	Luxatemp Glaze & Bond	LuxaCrown
Couronnes et bridges provisoires	●	●	●	●			
Inlays et onlays provisoires	●	●	●	●			
Couronnes partielles provisoires	●	●	●	●			
Facettes provisoires	●	●	●	●			
Restaurations provisoires à long terme	●	●	●	●			●
Pour des couronnes et des bridges stables à long terme							●
Restaurations provisoires complexes à long terme							●
Amélioration et réparation des restaurations provisoires en bisacrylate					●		
Obturation pour petites restaurations (classes III, IV et V)					●		
Obturations mini-invasives					●		
Fonds de cavité					●		
Scellement de surface						●	
Réparation des couronnes et bridges provisoires					●	●	
Type de matériau	Bisacrylate	Bisacrylate	Bisacrylate	Bisacrylate	Composite	Matériau monocomposant, à base de méthacrylates multifonctionnels	Composite semi-permanent








# Automix Dispenser

## Automix Tips

### Distributeur pour cartouches de 25 ml avec un ratio de mélange 1:1

 <p><b>Type 25 1:1</b> REF 110253</p>	Parfait pour LuxaCore Z Dual Silagum Comfort	<b>Automix Tips Yellow 1:1</b> 50 × REF 909200 	<b>Intraoral Tips Yellow*</b> 50 × REF 909201 
	Parfait pour LuxaCore Z Dual	<b>Automix Tips Endo L</b> 20 × REF 110963 	<b>Endo Tips Yellow</b> 50 × REF 212280 
	Parfait pour TempoCem TempoCem NE PermaCem PermaCem Dual	<b>Automix Tips Blue 1:1</b> 50 × REF 110266 100 × REF 110267 	

### Distributeur pour cartouches de 50 ml avec un ratio de mélange 1:1

 <p><b>Type 50 1:1</b> REF 909507</p>	Parfait pour Honigum Pro Light/Light Fast/Light Scan Honigum Light/Light Fast Silagum Light/Light Fast Silagum Mono Silagum Medium/Medium Fast	<b>Automix Tips Yellow 1:1</b> 50 × REF 909200 	<b>Intraoral Tips Yellow*</b> 50 × REF 909201 
	Parfait pour Honigum Pro Mono Fast Honigum Pro Heavy/Heavy Fast Honigum Pro Scan Heavy Honigum Mono Honigum Heavy/Heavy Fast	<b>Automix Tips Green 1:1</b> 50 × REF 909490 	<b>Intraoral Tips Transparent</b> 50 × REF 909400 
	Parfait pour O-Bite/O-Bite Scan Silagum Comfort	<b>Automix-Tips Pink 1:1</b> 50 × REF 909202 	<b>Conturation Tips</b> 50 × REF 909203 

### Distributeur pour cartouches de 50 ml avec un ratio de mélange 10:1 / 4:1

 <p><b>Type 50 10:1</b> REF 110411</p>	Parfait pour Luxatemp Plus Luxatemp Solar Luxatemp Star Luxatemp Fluorescence LuxaCrown LuxaPick-up	<b>Automix Tips Blue 10:1</b> 45 × REF 110409 	
	Parfait pour LuxaBite	<b>Automix Tips Yellow 10:1</b> 25 × REF 110609 	
	Parfait pour StatusBlue	<b>Automix Tips Pink 4:1</b> 25 × REF 909797 	

\*Non adapté pour Silagum Comfort

# Application Tips

## Pour seringues et Smartmix

### Smartmix Tips Green-Blue

REF 110990 (50 unités)



Parfait pour  
Luxatemp Star  
Luxatemp Fluorescence

### Smartmix Tips Short

REF 212040 (50 unités)



Parfait pour  
TempoCem NE  
TempoCem  
PermaCem Universal  
PermaCem 2.0  
PermaCem Dual  
PermaCem

### Smartmix Tips Combi

REF 212042 (50 unités chacun)



Parfait pour  
LuxaCore Z Dual

### Smartmix Tips Endo


REF 212041 (50 unités chacun)



Parfait pour  
LuxaCore Z Dual

### Smartmix Tips Green

REF 110724 (50 unités)



Parfait pour  
TempoCem ID

### Smartmix Tips Endo M

REF 213373 (20 unités)



Parfait pour  
PermaCem 2.0

### Smartmix Tips Endo L

REF 213083 (20 unités)



Parfait pour  
LuxaCore Z Dual

### Veneer Tips


REF 213057 (100 unités)



Parfait pour  
Vitique

### Luer-Lock Tips White

REF 109942 (50 unités)



Parfait pour  
DMG Etching Gel

### Luer-Lock Tips Black

REF 211477 (60 unités)



Parfait pour  
LuxaFlow Star  
Ionosit Baseline  
EcuSphere Flow

### Luer-Lock-Tips Silver

REF 220712 (20 unités)



Parfait pour  
Constic  
Ecosite Elements Highlight



# MixStar Tips

## Automix Tips

### MixStar eMotion

Mélangeur 230 V int. REF 900480



Parfait pour  
Honigum Pro Mono  
Honigum Pro Heavy  
Honigum Pro Heavy Fast  
Honigum Pro Putty  
Honigum Putty  
Honigum Pro Scan Heavy

**MixStar Tips Blue**  
50 x REF 903334



Parfait pour  
Honigum Mono  
Honigum Heavy  
Honigum Heavy Fast  
Silagum Putty Soft  
StatusBlue

**MixStar Tips White**  
50 x REF 909567



## Symboles DMG pour le type de conditionnement

 MixStar	 Seringue II	 Single-use unit I	 Pot I
 Automix	 Saferinge	 Single-use unit II	 Pot II
 Smartmix	 Safetip	 Applicap	 Tube
 Seringue double	 Retraction Paste	 Tenon radriculaire	 Flacon
 Seringue I	 Safetip Dispenser	 Comprimés	 Handmix

## Index

Application Tips 78	Honigum Mono 45	Luxatemp Glaze & Bond 57
Automix Dispenser 77	Honigum Pro Heavy 43	Luxatemp Plus 56
Constic 32	Honigum Pro Light 42	Luxatemp Solar 56
Contax 36	Honigum Pro Mono 42	Luxatemp Star 55
DeltaFil 34	Honigum Pro Putty 43	MixStar eMotion 53
DentaMile connect 14	Honigum Pro Scan 44	MixStar Tips 79
DentaMile Lab5 16	Honigum Putty 46	O-Bite 50
DentaMile Lab5 Pro 16	Icon Proximal 26	O-Bite Scan 51
DMG 3Decure 17	Icon Vestibular 26	PermaCem 63
DMG 3Delite 15	Ionosit Baseline 34	PermaCem 2.0 62
DMG 3Demax 15	LuxaBite 51	PermaCem Dual 63
DMG 3Dewash 17	LuxaBond Total Etch 35	PermaCem Universal 62
DMG Etching Gel 38	LuxaBond Universal 35	Safetip Dispenser 39
DMG MiniDam 27	LuxaCore Z Dual 37	Safetip Dispenser Pro 39
DMG Retraction Paste 50	LuxaCore Z Post System 37	Silagum Comfort 52
DMG Tray Adhesive 53	LuxaCrown 58	Silagum Light 46
Ecosite Bond 36	LuxaFlow Star 57	Silagum Medium 47
Ecosite Bulk Fill 31	LuxaForm 49	Silagum Mono 47
Ecosite Elements 30	LuxaPick-up 52	Silagum Putty 48
Ecosite One 31	LuxaPost 38	Silagum Putty Soft 48
EcuSphere Carat 33	LuxaPrint Cast 21	StatusBlue 49
EcuSphere Flow 32	LuxaPrint Gingiva 20	TempoCem 59
EcuSphere Shape 33	LuxaPrint Model 19	TempoCem ID 58
Flairesse Gel/Foam 24	LuxaPrint Ortho 18	TempoCem NE 59
Flairesse Paste 24	LuxaPrint Ortho Flex 19	Vitique 64
Flairesse Varnish 25	LuxaPrint Ortho Plus 18	Vitique Silane 65
Honigum Heavy 45	LuxaPrint Tray 20	
Honigum Light 44	Luxatemp Fluorescence 55	



**DMG**

**Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH**

Elbgastraße 248 22547 Hamburg Germany

Fon: +49. (0) 40. 84 006-0 Fax: +49. (0) 40. 84 006-222

info@dmg-dental.com www.dmg-dental.com

www.facebook.com/dmgdental

