Perfekte Partner für beste Haftung.

PermaCem Universal & LuxaBond Universal

- Zuverlässige Kombination mit sehr guten Haftwerten bei allen gängigen Materialien
- Breites Indikationsspektrum
- Übersichtliche und einfache Systemverbindung
- Bekannte Anwendungsschritte, geringes Fehlerrisiko



Produktübersicht

PermaCem Universal

Packung: 1 Smartmix Syringe à 9 g, 10 Smartmix Tips Short

Farbe A1	REF 213401	Farbe A2,5	REF 213402	Farbe Transparent	REF 213404

Zubehör: 50 Smartmix Tips Short — REF 212040

LuxaBond Universal

Packung: 50 Single-use Brushes White, 25 Endo Brushes, 1 Mischpalette
1 Flasche à 5 ml Bond A, 1 Flasche à 4,5 ml Bond B — REF 213379

Mehr über
PermaCem Universal

000956/2026-09

DMG
Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH
Elbgaustraße 248 22547 Hamburg Germany
Fon: +49 (0) 40-84 006-0 Fax: +49 (0) 40-84 006-222
info@dmg-dental.com www.dmg-dental.com
www.facebook.com/dmgdental

Zusammen
ein Lächeln voraus

DMG



Universal **genial.**

PermaCem Universal
Permanente Zemente



Universell einsetzbar
Für Keramik, Metall, Metalllegierungen und Composite

Starke Haftkraft
klinisch bewährt, wissenschaftlich belegt

DMG



Perfekte Partner für beste Haftung.

PermaCem Universal & LuxaBond Universal.

Moderne Versorgungsvielfalt mit ihren hohen Anforderungen an unterschiedlichste Restaurationsmaterialien und Verarbeitungsformen erfordert sichere und zuverlässige Befestigungssysteme ohne Kompromisse.

Die Kombination von PermaCem Universal und LuxaBond Universal sorgt für hervorragende Haftwerte über alle Bereiche. Eine In-Vitro-Studie der Universität Gießen* zu adhäsiv zementierten Composite-Kronen auf Zahn-stümpfen belegt das optimale Zusammenspiel der Beiden.

* »Randdichtigkeit aktueller CAD/CAM-Materialien unter Wechselbelastung in vitro.« B. Wöstmann, M. Schlenz, T. Niem, 2018

PermaCem Universal

Universal genial.

PermaCem Universal ist Ihr adhäsiver Alleskönner für die sichere Befestigung im universellen Einsatz. Der dualhärtende Composite-Befestigungszement bietet zuverlässig starken Halt für die vielseitige Zementierung indirekter Restauration aus Keramik, Metall und Metalllegierung sowie Compositen. Die hohe Abrasionsbeständigkeit sorgt für eine zuverlässig gute Randqualität und unterstützt die Langlebigkeit der Restauration. Durch eine minimale Wasseraufnahme wird zudem eine hohe Ästhetik und gute Kontrolle der Expansionskräfte gewährleistet.

Leicht und komfortabel Arbeiten.
Sicherer Halt mit nur einem Zement und einem Bond für die gängigsten Indikationen und Restaurationen – das macht die Arbeit leicht. Die besonders leichte Überschussentfernung von PermaCem Universal unterstützt die unkomplizierte Anwendung zusätzlich: Das Material lässt sich nach dem Anpolymerisieren ganz leicht in einem Stück mit dem Scaler entfernen.


Gute Gründe für PermaCem Universal

Starke Haftkraft
Zuverlässig über alle Bereiche

Universell einsetzbar
Für Keramik, Metall und Composite

Belegt für CAD/CAM
Alle gängigen Materialien

Verschiedene Indikationen: ein Zement



Drei röntgenopake Farben

A1 · A2,5 · TR

Die drei röntgenopaken Farben (A1, A2,5, Transparent) sorgen mit hoher Farbstabilität und optimaler Fluoreszenz für eine natürlich wirkende Ästhetik. Alle Farben sind kompatibel mit den Try-In Pasten von DMGs Vitique System. Dies erlaubt eine verlässliche Vorschau auf das Endergebnis.

Hohe Abrasionsbeständigkeit
Für dichte Ränder und Langlebigkeit

Überschuss in einem Stück
Einfach mit dem Scaler gelöst

Ästhetik in 3 Farben
Mit passenden Try-In Pasten

LuxaBond Universal

Mehr universal geht nicht.

Das neue LuxaBond Universal macht es Ihnen leicht: Der dualhärtende 2-Flaschen-Haftvermittler für Dentin und Schmelz ist auch als Primer für indirekte Restaurationen anwendbar und bietet Ihnen mehr Möglichkeiten als jemals zuvor. Denn anders als bei vielen Bondings heißt »universal« hier wirklich universal. In jeder Hinsicht.

Universal mal vier:


- Freie Wahl beim Ätzmodus auf Zahnhartsubstanz (Self-Etch, Total-Etch, Selectiv-Etch)
- Für direkte und indirekte Restaurationen einsetzbar
- Für lichthärtende, selbsthärtende und dualhärtende Materialien geeignet
- Dualhärtung: licht- und selbsthärtend

Ein System, zwei Flaschen, keine Fehlanwendungen.
Durch die universellen Einsatzmöglichkeiten sind Fehler durch nicht gegebene Indikationen nahezu ausgeschlossen.

»Muss ich vorher ätzen?«, »Muss ich mein Adhäsiv lichthärten?«, »Kann ich es auch mit selbsthärtenden Materialien verwenden?«
Fragen, die Sie sich mit LuxaBond Universal jetzt nicht
mehr stellen müssen. **Das Adhäsivsystem bietet Ihnen alle Möglichkeiten.**


Höchste Haftkraft, überzeugende Ästhetik, einfache Handhabung: PermaCem Universal ist der ideale universelle Befestigungszement für jede Praxis.

Höchste Haftkraft für universellen Einsatz auf allen Materialien in MPa



Interne Messungen, DMG, Hamburg 2016.
C (CAD/CAM Composite), Z (Zirkonoxid), S (Silikatkeramik (IPS emax)), N (NEM-Legierung (Wirobond)), E (EM-Legierung (Degunorm))

Höchste Haftkraft auf Schmelz und Dentin in MPa



Interne Messungen, DMG, Hamburg 2016.
SED (Self-Etch Dentin), TED (Total-Etch Dentin), SES (Self-Etch Schmelz), TES (Total-Etch Schmelz)